

BIOM 25-014

Annexe n°1 - Liste des réfrigérateurs spécifiés biologie délocalisée CHM (Lot 2 / prestation 1)

Bâtiment/Etage	Service	Lieu surveillé (n° réfrigérateur)	Dénomination indiquée sur le plan dans Building Operation Web Station	Dénomination indiquée dans Building Operation Web Station (quand on ouvre les courbes)	Localisation indiquée dans Building Operation Web Station sur le plan	Présence d'une sonde reliée GTC	DATE DERNIER ETALONNAGE	Consigne d'étalonnage	Tolérance
Aliénor 1	Réa-Néonate	202400253/01	Frigo réa	11-Frigo Réa	12.11-Prépa propre	OUI	08/08/2024	+5°C	2-8°C
Aliénor 1	Salle de naissance	200960886/01	absent du profil IEL	absent du profil IEL	10.19 Pharmacie	OUI	08/08/2024	+5°C	2-8°C
M-Brès RDC A	Hémodialyse	202000821/01	A/2-Frigo Hémodialyse	1-Frigo Hémodialyse- réserve pharmacie n° 033.18	033.18 Réserve pharmacie	OUI	08/08/2024	+5°C	2-8°C
M-Brès 3	Pneumo-M.Brès	202000511/06	I/2 Frigo	1-1 frigo-Réserve pharmacie n°311.35	311.35 Réserve pharmacie	OUI	08/08/2024	+5°C	2-8°C
Plantagenêt 1	Pneumo consult	201000064/01	14-Frigo	1-1 frigo-Bureau IDE n°141.06	Bureau IDE 141.06	OUI	Etalonnage impossible	+5°C	2-8°C
Plantagenêt RDC Centre de Prélèvement	LABORATOIRE	202000824/01	absent du profil IEL	absent du profil IEL	014-12	OUI	NON FAIT	+5°C	2-8°C
Plantagenêt RDC Centre de Prélèvement	LABORATOIRE	Pièce Test à la sueur	absent du profil IEL	absent du profil IEL	014-09	OUI	NON FAIT	+22°C	18-25°C
Fontenoy 0 (1er étage)	SAU	202400252/01	Frigo	1-Frigo - PC Soignant n°12.22	PC soignant 12.22	OUI	08/08/2024	+5°C	2-8°C
Fontenoy 0 (1er étage)	SAU	pièce automate	absent du profil IEL	absent du profil IEL	18.50	OUI	NON FAIT	+22°C	15-30°C
Fontenoy 3	Réa U35	202100187/02	T/2-Frigo	1-Frigo-Centrale R2	Centrale R2	OUI	08/08/2024	+5°C	2-8°C

Annexe n°1 - Liste des centrifugeuses au CHM (Lot 2 /Prestation 2)

CARACTERISTIQUES DE LA CENTRIFUGEUSE						VITESSE		DUREE		TEMPERATURE	
Secteur	Référence de l'équipement	N° interne	N° de série	N° Inventaire	RAYON	VALEURS CONSIGNES	EMT VALEURS CONSIGNES	VALEURS CONSIGNES	EMT VALEURS CONSIGNES	VALEURS CONSIGNES	EMT VALEURS CONSIGNES
						G	+/- G	EN MIN	+/- EN MIN	°C	+/- °C
L2R	HETTICH / Rotina 420 R	P-CEN 01	011505-11	201700483/01	184	2500g	± 200g	12 min	± 1 min	20°C	± 4°C
L2R	HETTICH / Rotina 420 R	P-CEN 01	011505-11	201700483/01	184	1000g	± 100g	2 min	± 1 min	20°C	± 4°C
L2R	HETTICH / Rotina 420 R	P-CEN 01	011505-11	201700483/01	184	3000g	± 200g	6 min	± 1 min	20°C	± 4°C
L2R	HETTICH / Rotina 420 R	P-CEN 01	011505-11	201700483/01	184	2000g	± 200g	10 min	± 1 min	20°C	± 4°C
L2R	HETTICH / Rotina 420 R	P-CEN 01	011505-11	201700483/01	184	4000g	± 200g	3 min	± 1 min	20°C	± 4°C
L2R	HETTICH ROTINA 420 R	P-CEN 02	00111635-11	201800215/01	157	2500g	± 200g	11 min	± 1 min	5°C	± 3°C
L2R	HETTICH ROTINA 420 R	P-CEN 02	00111635-11	201800215/01	157	1400g	± 100g	10 min	± 1 min	5°C	± 3°C
L2R	HETTICH ROTINA 420 R	P-CEN 02	00111635-11	201800215/01	157	1800g	± 100g	12 min	± 1 min	5°C	± 3°C
L2R	HETTICH / Rotina 380 R / (ex toxo)	P-CEN 03	0002908-04	201500660/01)	167	2500g	± 200g	12 min	± 1 min	20°C	± 4°C
L2R	HETTICH / Rotina 380 R / (ex toxo)	P-CEN 03	0002908-04	201500660/01)	167	1000g	± 100g	2 min	± 1 min	20°C	± 4°C
L2R	HETTICH / Rotina 380 R / (ex toxo)	P-CEN 03	0002908-04	201500660/01)	167	3000g	± 200g	6 min	± 1 min	22°C	± 4°C
L2R	HETTICH / Rotina 380 R / (ex toxo)	P-CEN 03	0002908-04	201500660/01)	167	4600g	± 200g	3 min	± 1 min	20°C	± 4°C
L2R	HETTICH / Rotina 380 R / (ex toxo)	P-CEN 03	0002908-04	201500660/01)	167	4500g	± 200g	20 min	± 1 min	20°C	± 4°C
L2R	HETTICH / Rotina 380 R / (ex toxo)	P-CEN 03	0002908-04	201500660/01)	167	4000g	± 200g	3 min	± 1 min	20°C	± 4°C

L2R	8100	ACU1	1857-06	201900316		2500g	± 50g	11 min	± 6,6 s	20°C	± 4 °C
L2R	8100	ACU2	1861-04	201900316		2500g	± 50g	11 min	±6,6 s	20°C	± 4°C
BIOCHIMIE Protéines	HERAEUS Multifuge 4 KR	B-CEN 04	40555893	200600552/01)	247	2500g	± 200g	11 min	±1 min	5 °C	± 3°C
BIOCHIMIE Protéines	HERAEUS Multifuge 4 KR	B-CEN 04	40555893	200600552/01)	247	2500g	± 200g	30 min	± 2 min	5 °C	± 3°C
BIOCHIMIE Protéines	HERAEUS Multifuge 4 KR	B-CEN 04	40555893	200600552/01)	247	2500g	± 200g	15 min	±1 min	36°C	+1°C/-3°C
BIOCHIMIE Protéines	HERAEUS Multifuge 4 KR	B-CEN 04	40555893	200600552/01)	247	2500g	± 200g	30 min	± 2 min	36°C	+1°C/-3°C
BIOCHIMIE A1C Techniques manuelles HPLC	HERAEUS Multifuge X3 F-R	B-CEN 03	41492946	2013300383/01	195	2500g	± 200g	11 min	± 1 min	20°C	± 4°C
BIOCHIMIE A1C Techniques manuelles HPLC	HERAEUS Multifuge X3 F-R	B-CEN 03	41492946	2013300383/01	195	2500g	± 200g	11 min	± 1 min	20°C	± 4°C
BIOCHIMIE A1C Techniques manuelles HPLC	HERAEUS Multifuge X3 F-R	B-CEN 03	41492946	2013300383/01	195	700g	± 100g	2 min	± 1 min	20°C	± 4°C
BIOCHIMIE A1C Techniques manuelles HPLC	HERAEUS Multifuge X3 F-R	B-CEN 03	41492946	2013300383/01	195	700g	± 100g	2 min	± 1 min	20°C	± 4°C
BIOCHIMIE A1C Techniques manuelles HPLC	HERAEUS Multifuge X3 F-R	B-CEN 03	41492946	2013300383/01	195	2500g	± 200g	11 min	± 1 min	5 °C	± 3°C
BIOCHIMIE A1C Techniques manuelles HPLC	HERAEUS Multifuge X3 F-R	B-CEN 03	41492946	2013300383/01	195	2500g	± 200g	11 min	± 1 min	5 °C	± 3°C
BIOCHIMIE A1C Techniques manuelles HPLC	HETTICH Universal 320 R	B-CEN 06	0006732-09	201400679	85	> 10 000g	± 300g	5 min	± 1 min	20°C	± 4°C
BIOCHIMIE A1C Techniques manuelles HPLC	HETTICH Universal 320 R	B-CEN 06	0006732-09	201400679	85	14000g	± 300g	6 min	± 1 min	20°C	± 4°C
BIOCHIMIE A1C Techniques manuelles HPLC	HETTICH Universal 320 R	B-CEN 06	0006732-09	201400679	85	14 000g	± 300g	3 min	± 1 min	20°C	± 4°C
BIOCHIMIE A1C Techniques manuelles HPLC	HETTICH Universal 320 R	B-CEN 06	0006732-09	201400679	85	10 000g	± 300g	11 min	± 1 min	20°C	± 4°C
BIOCHIMIE A1C Techniques manuelles HPLC	HETTICH Universal 320 R	B-CEN 06	0006732-09	201400679	85	15 000g	± 300g	6 min	± 1 min	20°C	± 4°C
Transmis	HERAEUS / THERMOSCIENTIFI C Multifuge 3SR	T-CEN 01	40476263	200500217/01	182	2500g	± 200g	11 min	± 1 min	20°C	± 4°C

Transmis	HERAEUS / THERMOSCIENTIFI C Multifuge 3SR	T-CEN 01	40476263	200500217/01	182	2520g	± 200g	15 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Transmis	HERAEUS / THERMOSCIENTIFI C Megafuge 16R	T-CEN 02	41659792	20400375/01	168	2500g	± 200g	11 min	± 1 min	5°C	± 3°C
Transmis	HERAEUS / THERMOSCIENTIFI C Megafuge 16R	T-CEN 02	41659792	20400375/01	168	1000g	± 100g	11 min	± 1 min	5°C	± 3°C
Transmis	HERAEUS / THERMOSCIENTIFI C Megafuge 16R	T-CEN 02	41659792	20400375/01	168	1600g	± 100g	11 min	± 1 min	5°C	± 3°C
Hémostase	THERMO / Multifuge 3SR+	C-CEN 02	0012354-13	202200410-01	182	2500g	± 200g	12 min	± 1 min	20°C	± 4°C
Hémostase	THERMO / Multifuge 3SR+	C-CEN 02	0012354-13	202200410-01	182	200g	± 50g	11 min	± 1 min	20°C	± 4°C
Microbiologie	EPPENDORF Mini spin	M-CEN 01	5452BI264539	201200578/02	60	13000 tr/min	± 200tr/min	1 min	±30 sec	Non applicable car non réfrigérée	Non applicable car non réfrigérée
Microbiologie	EPPENDORF Mini spin	M-CEN 01	5452BI264539	201200578/02	60	13000 tr/min	± 200tr/min	2 min	±30 sec	Non applicable car non réfrigérée	Non applicable car non réfrigérée
Microbiologie	EPPENDORF Mini spin	M-CEN 01	5452BI264539	201200578/01	60	1000 tr/min	± 100 tr/min	15 min	± 1 min	Non applicable car non réfrigérée	Non applicable car non réfrigérée
Microbiologie	THERMO HERAEUS Biofuge Primo (parasitologie)	M-CEN 02	40478053	200500218/01	144	500g	50g	5 min	± 30 sec	NA: Non Applicable	NA: Non Applicable
Microbiologie	THERMO HERAEUS Biofuge Primo (parasitologie)	M-CEN 02	40478053	200500218/01	144	1500 tr/min	± 100 tr/min	3 min	± 30 sec	NA: Non Applicable	NA: Non Applicable
Microbiologie	THERMO HERAEUS Biofuge Primo (parasitologie)	M-CEN 02	40478053	200500218/01	144	3000 tr/min	± 200 tr/min	15 min	± 2 min	NA: Non Applicable	NA: Non Applicable
Microbiologie	HERAUS Multifuge 3S-R	M-CEN 05	REPLACE M-CEN 03	nouvelle	nouvelle	3000 tr/min	± 200 tr/min	10 min	± 2 min	10°C	± 4°C
Microbiologie	HERAUS Multifuge 3S-R	M-CEN 05	REPLACE M-CEN 03	nouvelle	nouvelle	3500 tr/min	± 200 tr/min	5 min	± 1 min	10°C	± 4°C
Microbiologie	HERAUS Multifuge 3S-R	M-CEN 05	REPLACE M-CEN 03	nouvelle	nouvelle	4000 tr/min	± 200 tr/min	15 min	± 2 min	4°C	± 3°C
Microbiologie	HERAUS Multifuge 3S-R	M-CEN 05	REPLACE M-CEN 03	nouvelle	nouvelle	3000 tr/min	± 200 tr/min	15 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Microbiologie	HETTICH ROTTINA 380 R	M-CEN 04	0005695-07	202100332/01	174	3000 tr/min	± 200 tr/min	20 min	± 2 min	10 °C	± 4°C
Microbiologie	HETTICH ROTTINA 380 R	M-CEN 04	0005695-07	202100332/01	174	3000 tr/min	± 200 tr/min	5 min	± 1 min	10°C	± 4°C
Protocole	EPPENDORF 5702R	P-CEN 04	5703G0317410		141	1000g	/	10 min	± 2min	5°C	± 3°C

Protocole	EPPENDORF 5702R	P-CEN 04	5703G0317410		141	1000g	/	15min	± 2 min	5°C	± 3°C
Protocole	EPPENDORF 5702R	P-CEN 04	5703G0317410		141	1000g	/	20 min	± 2 min	5°C	± 3°C
Protocole	EPPENDORF 5702R	P-CEN 04	5703G0317410		141	1000g	/	10 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Protocole	EPPENDORF 5702R	P-CEN 04	5703G0317410		141	1000g	/	15min	± 2 min	20°C	± 4°C
Protocole	EPPENDORF 5702R	P-CEN 04	5703G0317410		141	1000g	/	20 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Protocole	EPPENDORF 5702R	P-CEN 04	5703G0317410		141	2000g	/	10 min	± 2min	5°C	± 3°C
Protocole	EPPENDORF 5702R	P-CEN 04	5703G0317410		141	2000g	/	15min	± 2 min	5°C	± 3°C
Protocole	EPPENDORF 5702R	P-CEN 04	5703G0317410		141	2000g	/	20 min	± 2 min	5°C	± 3°C
Protocole	EPPENDORF 5702R	P-CEN 04	5703G0317410		141	2000g	/	10 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Protocole	EPPENDORF 5702R	P-CEN 04	5703G0317410		141	2000g	/	15min	± 2 min	20°C	± 4°C
Protocole	EPPENDORF 5702R	P-CEN 04	5703G0317410		141	2000g	/	20 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Protocole	EPPENDORF 5702R	P-CEN 04	5703G0317410		141	3000g	/	10 min	± 2min	5°C	± 3°C
Protocole	EPPENDORF 5702R	P-CEN 04	5703G0317410		141	3000g	/	15min	± 2 min	5°C	± 3°C
Protocole	EPPENDORF 5702R	P-CEN 04	5703G0317410		141	3000g	/	20 min	± 2 min	5°C	± 3°C
Protocole	EPPENDORF 5702R	P-CEN 04	5703G0317410		141	3000g	/	10 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Protocole	EPPENDORF 5702R	P-CEN 04	5703G0317410		141	3000g	/	15min	± 2 min	20°C	± 4°C
Protocole	EPPENDORF 5702R	P-CEN 04	5703G0317410		141	3000g	/	20 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Protocole	HERAEUS Multifuge 3S-R	P-CEN 05	40558808	20600551/02	182	1000g	/	10 min	± 2min	5°C	± 3°C
Protocole	HERAEUS Multifuge 3S-R	P-CEN 05	40558808	20600551/02	182	1000g	/	15min	± 2 min	5°C	± 3°C

Protocole	HERAEUS Multifuge 3S-R	P-CEN 05	40558808	20600551/02	182	1000g	/	20 min	± 2 min	5°C	± 3°C
Protocole	HERAEUS Multifuge 3S-R	P-CEN 05	40558808	20600551/02	182	1000g	/	10 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Protocole	HERAEUS Multifuge 3S-R	P-CEN 05	40558808	20600551/02	182	1000g	/	15min	± 2 min	20°C	± 4°C
Protocole	HERAEUS Multifuge 3S-R	P-CEN 05	40558808	20600551/02	182	1000g	/	20 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Protocole	HERAEUS Multifuge 3S-R	P-CEN 05	40558808	20600551/02	182	2000g	/	10 min	± 2min	5°C	± 3°C
Protocole	HERAEUS Multifuge 3S-R	P-CEN 05	40558808	20600551/02	182	2000g	/	15min	± 2 min	5°C	± 3°C
Protocole	HERAEUS Multifuge 3S-R	P-CEN 05	40558808	20600551/02	182	2000g	/	20 min	± 2 min	5°C	± 3°C
Protocole	HERAEUS Multifuge 3S-R	P-CEN 05	40558808	20600551/02	182	2000g	/	10 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Protocole	HERAEUS Multifuge 3S-R	P-CEN 05	40558808	20600551/02	182	2000g	/	15min	± 2 min	20°C	± 4°C
Protocole	HERAEUS Multifuge 3S-R	P-CEN 05	40558808	20600551/02	182	2000g	/	20 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Protocole	HERAEUS Multifuge 3S-R	P-CEN 05	40558808	20600551/02	182	3000g	/	10 min	± 2min	5°C	± 3°C
Protocole	HERAEUS Multifuge 3S-R	P-CEN 05	40558808	20600551/02	182	3000g	/	15min	± 2 min	5°C	± 3°C
Protocole	HERAEUS Multifuge 3S-R	P-CEN 05	40558808	20600551/02	182	3000g	/	20 min	± 2 min	5°C	± 3°C
Protocole	HERAEUS Multifuge 3S-R	P-CEN 05	40558808	20600551/02	182	3000g	/	10 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Protocole	HERAEUS Multifuge 3S-R	P-CEN 05	40558808	20600551/02	182	3000g	/	15min	± 2 min	20°C	± 4°C
Protocole	HERAEUS Multifuge 3S-R	P-CEN 05	40558808	20600551/02	182	3000g	/	20 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Protocole	Eppendorf Centrifuge 5430R	P-CEN 06	5428JI830512	MAD2024017	105	300g	/	20 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Protocole	Eppendorf Centrifuge 5430R	P-CEN 06	5428JI830512	MAD2024017	105	1500g	/	15 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Protocole	Eppendorf Centrifuge 5430R	P-CEN 06	5428JI830512	MAD2024017	105	5000g	/	10 min	± 2 min	20°C	± 4°C

Biologie Moléculaire	HETTICH Rotina 380R	W-CEN 01	0002910-04	201500660/02	167	2000g	± 200g	10 min	± 1 min	18°C	± 3°C
Biologie Moléculaire	HETTICH Rotina 380R	W-CEN 01	0002910-04	201500660/02	167	4000 tr/min	± 200 tr/min	20 min	± 1 min	20°C	± 4°C
Biologie Moléculaire	HETTICH Rotina 380R	W-CEN 01	0002910-04	201500660/02	167	2000 tr/min	± 200tr/min	10 min	± 1 min	20°C	± 4°C
Biologie Moléculaire	Thermo-Scientific Heraeus PICO 21	W-CEN 02	41164926	201000931/01	86	6000g	± 200 tr/min	1 min	±30 sec	NA: Non Applicable	± 3°C
Biologie Moléculaire	Thermo-Scientific Heraeus PICO 21	W-CEN 02	41164926	201000931/01	86	20000g	± 200 tr/min	1 min	±30 sec	NA: Non Applicable	± 3°C
Biologie Moléculaire	Thermo-Scientific Heraeus PICO 21	W-CEN 02	41164926	201000931/01	86	20000g	± 200 tr/min	3 min	±30 sec	NA: Non Applicable	± 3°C
Ana Path	Thermo Heraeus Megafuge 16 Centrifuge	/	41113214	201000475/01	165	2000 tr/min	± 200 t/min	10 min	± 2 min	NA: Non Applicable	± 3°C
Back up Service Technique	THERMO / Multifuge 3SR+	C-CEN 01	408537-09	200800363/01	182	1000g	/	10 min	± 2min	5°C	± 3°C
Back up Service Technique	THERMO / Multifuge 3SR+	C-CEN 01	408537-09	200800363/01	182	1000g	/	15min	± 2 min	5°C	± 3°C
Back up Service Technique	THERMO / Multifuge 3SR+	C-CEN 01	408537-09	200800363/01	182	1000g	/	20 min	± 2 min	5°C	± 3°C
Back up Service Technique	THERMO / Multifuge 3SR+	C-CEN 01	408537-09	200800363/01	182	1000g	/	10 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Back up Service Technique	THERMO / Multifuge 3SR+	C-CEN 01	408537-09	200800363/01	182	1000g	/	15min	± 2 min	20°C	± 4°C
Back up Service Technique	THERMO / Multifuge 3SR+	C-CEN 01	408537-09	200800363/01	182	1000g	/	20 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Back up Service Technique	THERMO / Multifuge 3SR+	C-CEN 01	408537-09	200800363/01	182	2000g	/	10 min	± 2min	5°C	± 3°C
Back up Service Technique	THERMO / Multifuge 3SR+	C-CEN 01	408537-09	200800363/01	182	2000g	/	15min	± 2 min	5°C	± 3°C
Back up Service Technique	THERMO / Multifuge 3SR+	C-CEN 01	408537-09	200800363/01	182	2000g	/	20 min	± 2 min	5°C	± 3°C
Back up Service Technique	THERMO / Multifuge 3SR+	C-CEN 01	408537-09	200800363/01	182	2000g	/	10 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Back up Service Technique	THERMO / Multifuge 3SR+	C-CEN 01	408537-09	200800363/01	182	2000g	/	15min	± 2 min	20°C	± 4°C
Back up Service Technique	THERMO / Multifuge 3SR+	C-CEN 01	408537-09	200800363/01	182	2000g	/	20 min	± 2 min	20°C	± 4°C

Back up Service Technique	THERMO / Multifuge 3SR+	C-CEN 01	408537-09	200800363/01	182	3000g	/	10 min	± 2min	5°C	± 3°C
Back up Service Technique	THERMO / Multifuge 3SR+	C-CEN 01	408537-09	200800363/01	182	3000g	/	15min	± 2 min	5°C	± 3°C
Back up Service Technique	THERMO / Multifuge 3SR+	C-CEN 01	408537-09	200800363/01	182	3000g	/	20 min	± 2 min	5°C	± 3°C
Back up Service Technique	THERMO / Multifuge 3SR+	C-CEN 01	408537-09	200800363/01	182	3000g	/	10 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Back up Service Technique	THERMO / Multifuge 3SR+	C-CEN 01	408537-09	200800363/01	182	3000g	/	15min	± 2 min	20°C	± 4°C
Back up Service Technique	THERMO / Multifuge 3SR+	C-CEN 01	408537-09	200800363/01	182	3000g	/	20 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Back up ex Transmis	HERAEUS / THERMOSCIENTIFI C Multifuge 3SR	T-CEN 01	40476263	200500217/01	182	1000g	/	10 min	± 2min	5°C	± 3°C
Back up ex Transmis	HERAEUS / THERMOSCIENTIFI C Multifuge 3SR	T-CEN 01	40476263	200500217/01	182	1000g	/	15min	± 2 min	5°C	± 3°C
Back up ex Transmis	HERAEUS / THERMOSCIENTIFI C Multifuge 3SR	T-CEN 01	40476263	200500217/01	182	1000g	/	20 min	± 2 min	5°C	± 3°C
Back up ex Transmis	HERAEUS / THERMOSCIENTIFI C Multifuge 3SR	T-CEN 01	40476263	200500217/01	182	1000g	/	10 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Back up ex Transmis	HERAEUS / THERMOSCIENTIFI C Multifuge 3SR	T-CEN 01	40476263	200500217/01	182	1000g	/	15min	± 2 min	20°C	± 4°C
Back up ex Transmis	HERAEUS / THERMOSCIENTIFI C Multifuge 3SR	T-CEN 01	40476263	200500217/01	182	1000g	/	20 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Back up ex Transmis	HERAEUS / THERMOSCIENTIFI C Multifuge 3SR	T-CEN 01	40476263	200500217/01	182	2000g	/	10 min	± 2min	5°C	± 3°C
Back up ex Transmis	HERAEUS / THERMOSCIENTIFI C Multifuge 3SR	T-CEN 01	40476263	200500217/01	182	2000g	/	15min	± 2 min	5°C	± 3°C
Back up ex Transmis	HERAEUS / THERMOSCIENTIFI C Multifuge 3SR	T-CEN 01	40476263	200500217/01	182	2000g	/	20 min	± 2 min	5°C	± 3°C
Back up ex Transmis	HERAEUS / THERMOSCIENTIFI C Multifuge 3SR	T-CEN 01	40476263	200500217/01	182	2000g	/	10 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Back up ex Transmis	HERAEUS / THERMOSCIENTIFI C Multifuge 3SR	T-CEN 01	40476263	200500217/01	182	2000g	/	15min	± 2 min	20°C	± 4°C
Back up ex Transmis	HERAEUS / THERMOSCIENTIFI C Multifuge 3SR	T-CEN 01	40476263	200500217/01	182	2000g	/	20 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Back up ex Transmis	HERAEUS / THERMOSCIENTIFI C Multifuge 3SR	T-CEN 01	40476263	200500217/01	182	3000g	/	10 min	± 2min	5°C	± 3°C

Back up ex Transmis	HERAEUS / THERMOSCIENTIFI C Multifuge 3SR	T-CEN 01	40476263	200500217/01	182	3000g	/	15min	± 2 min	5°C	± 3°C
Back up ex Transmis	HERAEUS / THERMOSCIENTIFI C Multifuge 3SR	T-CEN 01	40476263	200500217/01	182	3000g	/	20 min	± 2 min	5°C	± 3°C
Back up ex Transmis	HERAEUS / THERMOSCIENTIFI C Multifuge 3SR	T-CEN 01	40476263	200500217/01	182	3000g	/	10 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Back up ex Transmis	HERAEUS / THERMOSCIENTIFI C Multifuge 3SR	T-CEN 01	40476263	200500217/01	182	3000g	/	15min	± 2 min	20°C	± 4°C
Back up ex Transmis	HERAEUS / THERMOSCIENTIFI C Multifuge 3SR	T-CEN 01	40476263	200500217/01	182	3000g	/	20 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Back up ex-Microbiologie	HERAEUS Multifuge 3S-R (BK)	M-CEN 03	40685982	200700070/01	193	1000g	/	10 min	± 2min	5°C	± 3°C
Back up ex-Microbiologie	HERAEUS Multifuge 3S-R (BK)	M-CEN 03	40685982	200700070/01	193	1000g	/	15min	± 2 min	5°C	± 3°C
Back up ex-Microbiologie	HERAEUS Multifuge 3S-R (BK)	M-CEN 03	40685982	200700070/01	193	1000g	/	20 min	± 2 min	5°C	± 3°C
Back up ex-Microbiologie	HERAEUS Multifuge 3S-R (BK)	M-CEN 03	40685982	200700070/01	193	1000g	/	10 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Back up ex-Microbiologie	HERAEUS Multifuge 3S-R (BK)	M-CEN 03	40685982	200700070/01	193	1000g	/	15min	± 2 min	20°C	± 4°C
Back up ex-Microbiologie	HERAEUS Multifuge 3S-R (BK)	M-CEN 03	40685982	200700070/01	193	1000g	/	20 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Back up ex-Microbiologie	HERAEUS Multifuge 3S-R (BK)	M-CEN 03	40685982	200700070/01	193	2000g	/	10 min	± 2min	5°C	± 3°C
Back up ex-Microbiologie	HERAEUS Multifuge 3S-R (BK)	M-CEN 03	40685982	200700070/01	193	2000g	/	15min	± 2 min	5°C	± 3°C
Back up ex-Microbiologie	HERAEUS Multifuge 3S-R (BK)	M-CEN 03	40685982	200700070/01	193	2000g	/	20 min	± 2 min	5°C	± 3°C
Back up ex-Microbiologie	HERAEUS Multifuge 3S-R (BK)	M-CEN 03	40685982	200700070/01	193	2000g	/	10 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Back up ex-Microbiologie	HERAEUS Multifuge 3S-R (BK)	M-CEN 03	40685982	200700070/01	193	2000g	/	15min	± 2 min	20°C	± 4°C
Back up ex-Microbiologie	HERAEUS Multifuge 3S-R (BK)	M-CEN 03	40685982	200700070/01	193	2000g	/	20 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Back up ex-Microbiologie	HERAEUS Multifuge 3S-R (BK)	M-CEN 03	40685982	200700070/01	193	3000g	/	10 min	± 2min	5°C	± 3°C
Back up ex-Microbiologie	HERAEUS Multifuge 3S-R (BK)	M-CEN 03	40685982	200700070/01	193	3000g	/	15min	± 2 min	5°C	± 3°C

Back up ex-Microbiologie	HERAEUS Multifuge 3S-R (BK)	M-CEN 03	40685982	200700070/01	193	3000g	/	20 min	± 2 min	5°C	± 3°C
Back up ex-Microbiologie	HERAEUS Multifuge 3S-R (BK)	M-CEN 03	40685982	200700070/01	193	3000g	/	10 min	± 2 min	20°C	± 4°C
Back up ex-Microbiologie	HERAEUS Multifuge 3S-R (BK)	M-CEN 03	40685982	200700070/01	193	3000g	/	15min	± 2 min	20°C	± 4°C
Back up ex-Microbiologie	HERAEUS Multifuge 3S-R (BK)	M-CEN 03	40685982	200700070/01	193	3000g	/	20 min	± 2 min	20°C	± 4°C

BIOM 25-014

Annexe n°1 - Liste des centrifugeuses au PSSL (Lot 2/ Prestation 2)

CARACTERISTIQUES DE LA CENTRIFUGEUSE					VITESSE		DUREE		TEMPERATURE	
Secteur	Référence de l'équipement	N° de série	N° Inventaire	PROGRAMME	VALEURS CONSIGNES	EMT VALEURS CONSIGNES	VALEURS CONSIGNES	EMT VALEURS CONSIGNES	VALEURS CONSIGNES	EMT VALEURS CONSIGNES
					TR/MIN	+/- TR/MIN	EN SEC	+/- EN SEC	°C	+/- °C
BIOCHIMIE	HETTICH / EBA 200S	655-02	29380	P1	4561	50	600	30	X	X
BIOCHIMIE	AWEL / CF108GR	913110028	27006	P1	2785	50	600	30	20°C	4
BIOCHIMIE	AWEL / CF108GR	913110028	27006	P2	2616	50	600	30	20°C	4
BIOCHIMIE	AWEL / CF108GR	913110028	27006	P3	3170	50	900	45	20°C	2
BIOCHIMIE	AWEL / CF108GR	913110028	27006	P4	2136	50	600	45	4°C	2
BIOCHIMIE	AWEL / CF108GR	913110028	27006	P6	3900	50	900	45	37°C	2
BIOCHIMIE	AWEL / CF108GR	913110028	27006	P7	2435	50	1200	60	20°C	4
BIOCHIMIE	AWEL / CF108GR	913110028	27006	P8	1570	50	600	30	20°C	4
BIOCHIMIE	AWEL / CF108GR	913110028	27006	P9	2088	50	900	45	20°C	4
BACTERIOLOGIE	SHANDON / CYTOSPIN 4	CY81871204	24318	P1	2000	50	600	30	x	x

HEMATOLOGIE	AWEL / CF20	715110004	28342	P1	3518	50	900	45	20°C	2
HEMATOLOGIE	AWEL / CF21	715110004	28342	P2	2905	50	600	30	20°C	2
HEMATOLOGIE	AWEL / CF22	715110004	28342	P3	3092	50	600	30	20°C	4
HEMATOLOGIE	AWEL / CF23	715110004	28342	P5	2372	50	900	45	4°C	2
HEMATOLOGIE	AWEL / CF24	715110004	28342	P6	3518	50	1800	90	37°C	4
HEMATOLOGIE	AWEL / CF25	715110004	28342	P7	3518	50	900	45	37°C	2
HEMATOLOGIE	AWEL / CF26	715110004	28342	P8	2704	50	1200	60	20°C	4

BIOM 25-014

Annexe n°1 - Liste des réfrigérateurs au CHM (Lot 2 / Prestation 3)

Bâtiment	Niveau	Service	Localisation	Nom de l'équipement / Salle	Avec passage sonde	Repère sur plan	Nombre Boitier traçabilité avec nombre sondes T°c	report alarme requis vers WITT	Prises existantes	Etalonnage cofrac à faire
PHARMACIE			Rdc - Salle essai clinique	Congélateur essai clinique		A	1 boitier 1 sonde	oui	Non, en chantier	Oui
PHARMACIE			1er étage - Salle Décartonnage	Frigo 1 essai clinique		B	1 boitier 1 sonde	oui	1 PC + 1 RJ45 + 1 prise alarme	Oui
PHARMACIE			1er étage - Salle Décartonnage	Frigo 2 essai clinique		C	1 boitier 1 sonde	oui	1 PC + 1 RJ45 + 1 prise alarme	Oui
PHARMACIE			1er étage - Salle Décartonnage	Congélateur essai clinique (ex-Frigo 3 chimio)		C bis	1 boitier 1 sonde	oui	1 prise Alarme	Oui
PHARMACIE			Rdc - Salle essai clinique	Frigo 3 essai clinique		D	1 boitier 1 sonde dans bain d'huile	oui	Non, en chantier	Oui
PHARMACIE			Rdc - Salle essai clinique	Frigo 4 essai clinique		E	1 boitier 1 sonde dans bain d'huile	oui	Non, en chantier	Oui
PHARMACIE			Rdc - Salle essai clinique	Frigo 5 essai clinique		F	1 boitier 1 sonde dans bain d'huile	oui	Non, en chantier	Oui
PHARMACIE			Rdc - Chambre froide	Chambre froide		G	1 boitier 1 sonde + 1 sonde à bain d'huile	Oui, déjà existante sur la régulation de la chambre froide	Non	Non
PHARMACIE			1er étage - Salle Isolateur	Frigo 1 ZAC		H	1 boitier 1 sonde	oui	1 alarme + RJ45	Non
PHARMACIE			1er étage - Salle Isolateur	Frigo 2 ZAC		I	1 boitier 1 sonde	oui	1 alarme + RJ45	Non
PHARMACIE			1er étage - Salle Isolateur	Frigo 3 ZAC		J	1 boitier 1 sonde	oui	Non	Non
PHARMACIE			Rdc - espace retrocession	frigo cession		K	1 boitier 1 sonde	oui	1 PC + 1 RJ45 + 1 prise alarme	Non

PHARMACIE			Rdc - Devant chambre froide	congélateur médicaments (actuel cession) Propess, collyres		L	1 boitier 1 sonde	oui	1 PC + 1 RJ45 + 1 prise alarme	Non
PHARMACIE			Rdc - espace retrocession	Congélateur Rétrocessions (à acheter)		M	1 boitier 1 sonde	oui	1 PC + 1 RJ45 + 1 prise alarme	Non
PHARMACIE			Rdc - Salle MDS T2A	Frigo MDS (pour transit dispensation et retours)		N	1 boitier 1 sonde	oui	1 PC + 1 RJ45 + 1 prise alarme	Non
PHARMACIE			Rdc - Salle MDS T2A	congélateur plasma 1		O	1 boitier 1 sonde	oui	Non, en chantier	Non
PHARMACIE			Rdc - Salle MDS T2A	congélateur plasma 2		P	1 boitier 1 sonde	oui	Non, en chantier	Non
PHARMACIE			Rdc - Devant chambre froide	congélateur colles biologiques (Tisseel)		Q	1 boitier 1 sonde	oui	1 PC + 1 RJ45 + 1 prise alarme	Non
PHARMACIE			Rdc - Local casier double entrée	frigo casier		R	1 boitier 1 sonde	oui	Non, en chantier	Non
PHARMACIE			Rdc - local Réception	frigo 1 réception = Double frigo 500 L		S	1 boitier 1 sonde	oui	1 PC + 1 RJ45 + 1 prise alarme	Non
PHARMACIE			Rdc - local Réception	Congélateur Réception		T	1 boitier 1 sonde	oui	1 PC + 1 RJ45 + 1 prise alarme	Non
PHARMACIE			1er étage - labo de contrôle	frigo et congélateur de contrôle		U	1 boitier 2 sondes	oui	1 PC + 1 RJ45	Non
PHARMACIE			1er étage - Salle de délivrance	frigo délivrance		V	1 boitier 1 sonde	oui	Non	Non
PHARMACIE			1er étage - Salle Isolateur	Salle isolateur		/	1 sonde d'ambiance	Non, information sur GTC	/	Non
PHARMACIE			1er étage - Salle de délivrance	Salle de délivrance		/	1 sonde d'ambiance	Non, information sur GTC	/	Oui
PHARMACIE			Rdc - Salle essai clinique	Salle essai clinique		/	1 sonde d'ambiance	Non, information sur GTC	/	Oui

PHARMACIE			Rdc - Local bouteille gaz médicaux	Local bouteille gaz médicaux		/	1 sonde d'ambiance	Non, information sur GTC	/	Non
ALIENOR			1 er étage Biberonnerie	Vitrine réfrigérée		1	3 boitiers 5 sondes	oui	Non	Oui
ALIENOR			1 er étage Biberonnerie	Congélateur lait de femme		2	1 boitier 1 sonde	oui	1 RJ45	Oui
ALIENOR			1 er étage Biberonnerie	frigo de sécurité		3	1 boitier 1 sonde	oui	Non	Oui
ALIENOR			1 er étage Biberonnerie	Petit congélateur		4	1 boitier 1 sonde	oui	1 PC + 1 RJ45	Oui
ALIENOR			1 er étage Biberonnerie	grand congélateur		5	1 boitier 1 sonde	oui	1 PC + 1 RJ45	Oui
ALIENOR			1 er étage Biberonnerie	congélateur		6	1 boitier 1 sonde	oui	1 RJ45	Oui
ALIENOR			1 er étage - Réa néonate salle 10,06	Frigo		7	1 boitier 1 sonde	oui	1 RJ45	Oui
ALIENOR			1 er étage - Réa néonate salle 10,06	congélateur		8	1 boitier 1 sonde	oui	1 PC + 1 RJ45	Oui
ALIENOR			1 er étage - unité kangourou salle 11,42	frigo kangourou		9	1 boitier 1 sonde	oui	1 PC + 1 RJ45	Oui
ALIENOR			1 er étage - Réa néonate salle 11,30	frigo parentérale néonate		10	1 boitier 1 sonde	Oui en local via le boitier	1 PC + 1 RJ45	Oui
ALIENOR			1 er étage - Réa néonate salle 12,11	frigo réa		11	1 boitier 1 sonde	Oui en local via le boitier	1 PC + 1 RJ45	Oui
LABORATOIRE			1er étage - Chambre froide L2R	Chambre froide		12	1 boitier 1 sonde + 1 sonde à bain d'huile	Oui, déjà existante sur la régulation de la chambre froide	Non	Oui
M. BRES	RDC A	HEMODIALYSE	Réserve pharmacie n°033.18	Frigo Hémodialyse	Oui		1 boitier 1 sonde	Oui	1 PC + 1 RJ45	Oui

M. BRES	RDC A	HEMODIALYSE	Salle d'éducation dialyse n°032.02	Frigo Education dialyse	Non		1 boitier 1 sonde	Oui	1 PC + 1 PC ondulée + 1 RJ45 (sur bandeau technique lit de dialyse)	Non
M. BRES	RDC B	NEPHROLOGIE rdc	Réserve pharmacie n°011.10	Frigo néphro	Non		1 boitier 1 sonde		3 PC ondulée + 3 RJ45	Oui
M. BRES	1er étage A	NEPHROLOGIE- DIABETOLOGIE- ENDOCRINOLOGIE - HC - REILLY 2 (Dermatologie Diabétologie Endocrinologie)	Réserve pharmacie n°121.36	Frigo Derma/endocrin ologie	Oui		1 boitier 1 sonde		1 PC non ondulée + RJ45	Non
M. BRES	1er étage A	DERMATOLOGIE HC - REILLY 1 (Dermatologie Diabétologie Endocrinologie)								
M. BRES	1er étage B	U72 RHUMATOLOGIE - HC (Rhumatologie Immunologie Clinique)	Réserve pharmacie n°111.35	1 frigo	Oui		1 boitier 1 sonde		1 PC non ondulée + RJ45	Non
M. BRES	2ème étage A	ONCOLOGIE - HC - MONET 5 (Oncologie- Hématologie)	Réserve pharmacie n°211.35	1 frigo	Oui		1 boitier 1 sonde		1 PC non ondulée + RJ45	Non
M. BRES	2ème étage B	HEPATO-GASTRO - HC - MONET 3 (Hépto-Gastro- Entérologie)	Réserve pharmacie n°221.36	1 frigo	Oui		1 boitier 1 sonde		1 PC non ondulée + RJ45	Non
M. BRES	3ème étage A	MALADIES RESPIRATOIRES 2 - HC - MONET 4 (Pneumologie oncologie thoracique Maladie infectieuses et Tropicales)	Réserve pharmacie	1 FRIGO	Oui		1 boitier		1 PC non	Non

M. BRES	3ème étage A	U52 MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES - HC (Pneumologie oncologie thoracique Maladie infectieuses et Tropicales)	n°321.36	1 frigo	Oui		1 sonde		ondulée + RJ45	Non
M. BRES	3ème étage B	M. RESPIRATOIRES 1 - HC - MONET 4 (Pneumologie Oncologie Thoracique Centre du sommeil)	Réserve pharmacie n°311.35	1 frigo	Oui		1 boitier 1 sonde		1 RJ45	Oui
PLANTAGENET	1 er étage	STOMATO - CS EXT - FONTENOY 3	Réserve pharmacie n°111.68	1 frigo	Oui		1 boitier 1 sonde		1 PC non ondulée + RJ45	Non
PLANTAGENET	1 er étage	RHUMATO CS EXT								Non
PLANTAGENET	1 er étage	INFECTIOLOGIE CS EXTERNES								Non
PLANTAGENET	1 er étage	DERMATOLOGIE-DIABETOLOGIE-NEPHROLOGIE-CS EXTERNES - REILLY 0								Non
PLANTAGENET	1 er étage	Dermatologie - Cs Ext	Salle de soins 112 (n°111.50)	1 frigo	Oui		1 boitier 1 sonde		3 PC ondulée + 3 RJ45	Non
PLANTAGENET	1 er étage	MEDECINE PLURIDISCIPLINAIRE + DERMATOLOGIE-DIABETOLOGIE-NEPHROLOGIE - HJ	PC Soignant n°132.09	1 frigo (Grand)	Oui		1 boitier 1 sonde	Oui	1 PC ondulée + 1 RJ45	Non
PLANTAGENET	1 er étage	MEDECINE PLURIDISCIPLINAIRE + DERMATOLOGIE-DIABETOLOGIE-NEPHROLOGIE - HJ	PC Soignant n°132.09	1 frigo (Petit)	Non		1 boitier 1 sonde	Oui	-	Non
PLANTAGENET	1 er étage	CANCEROLOGIE - HJ - MONET 3	PC Soignant n°122.31	1 frigo	Oui		1 boitier 1 sonde	Oui	1 PC ondulée + 1 RJ45	Non

PLANTAGENET	RDC	CHIR GENERALE - UROLOGIE - ORTHO - DIGESTIVE CONSULT. EXT	Salle A de petite chirurgie	1 frigo	Non		1 boitier 1 sonde			Non
PLANTAGENET	RDC	UROLOGIE - VASCULAIRE	de consultation n°01	1 frigo	Oui		1 boitier 1 sonde	Oui	-	Non
FONTENOY	Niveau 3	ORL - CS EXT	Salle de soins n°31.20	1 frigo	Non		1 boitier 1 sonde			Non
PLANTAGENET	RDC	OPHTALMOLOGIE - CS EXT - FONTENOY 3	Salle de soins n°016.1	1 frigo	Oui		1 boitier 1 sonde	Oui	3 PC ondulée + 2 RJ45	Non
FONTENOY	Niveau 3	U35 R1 UNITE DE REANIMATION MEDICO- CHIRURGICALE 1 - HOSPITALISATION COMPLETE	Centrale R1	1 frigo	Oui		1 boitier 1 sonde (4 m)			Non
FONTENOY	Niveau 3	U35 R2 - UNITE DE REANIMATION MEDICO- CHIRURGICALE 2 - HOSPITALISATION COMPLETE	Centrale R2	1 frigo	Oui		1 boitier 1 sonde (4 m)			Oui
FONTENOY	Niveau 3	UNITE DE SURVEILLANCE CONTINUE HOSPITALISATION COMPLETE	PC MEDICAL n°32.23	1 frigo	Non		1 boitier 1 sonde + prévoir rallonge cable sonde (2 m)		3 PC ondulée + 2 RJ45	Non
FONTENOY	Niveau 7	U76 EXPLORATIONS HEMODYNAMIQUES	PC MEDICAL (Au centre de U76)	1 frigo	Non		1 boitier 1 sonde	Oui		Non
FONTENOY	Niveau 7	U76 EXPLORATIONS RYTHMOLOGIQUES								Non
FONTENOY	Niveau 7	U74 USIC/USINV	Salle de soins n°74.2	1 frigo	Non		1 boitier 1 sonde			Non
FONTENOY	Niveau 1	BLOCS OPERATOIRES	ARSENAL	1 frigo n°1	Non		1 boitier 1 sonde	Oui		Non
FONTENOY	Niveau 1	BLOCS OPERATOIRES	ARSENAL	1 frigo n°2	Non		1 boitier 1 sonde	Oui		Non

FONTENOY	Niveau 1	BLOCS OPERATOIRES	ARSENAL	1 frigo n°3	Non		1 sonde	Oui		Non
FONTENOY	Niveau 1	BLOCS OPERATOIRES	ARSENAL	Congélateur n°1 (commun avec le frigo n°1)	Non		1 sonde	Oui		Non
FONTENOY	Niveau 1	BLOCS OPERATOIRES	ARSENAL	Congélateur n°2	Non		1 boitier 1 sonde	Oui		Non
FONTENOY	Niveau 1	BLOCS OPERATOIRES	Arsenal Anesthésie n°15.44	1 frigo	Non		1 boitier 1 sonde	Oui		Non
FONTENOY	Niveau 1	SSPI	Salle SSPI n°14.10	1 frigo	Non		1 boitier 1 sonde			Non
FONTENOY	Niveau 1	SAU ACCUEIL (PASSAGES)	PC Soignant n°12.22	1 frigo	Non		1 boitier 1 sonde			Oui
FONTENOY	Niveau 1	PASS DOTATION DE VACCINS - Unité U12- 2	Salle de soins n°18- 14	1 frigo	Non		1 boitier 1 sonde			Non
ALIENOR	Niveau 2	OBSTETRIQUE 1 HC	Salle de soins n°21.35	1 frigo	Non		1 boitier 1 sonde			Non
ALIENOR	Niveau 1	GROSSESSES A RISQUE	Salle de soins n°11.89	1 frigo	Non		1 boitier 1 sonde			Non
ALIENOR	Niveau 2	OBSTETRIQUE 2 HC	Salle de soins n°22.50	1 frigo	Non		1 boitier 1 sonde			Non
ALIENOR	Niveau 1	SALLES DE NAISSANCES	Réserves pharmacie n° 10.19	1 frigo	Non		1 boitier 1 sonde	Oui		Oui
ALIENOR	Niveau 1	SALLES DE NAISSANCES	Réserves pharmacie n° 10.19	1 Congélateur	Non		1 sonde	Oui		Non
ALIENOR	Niveau 1	Anesthésie et SSPI Bloc Aliénor - Gynéco-Obstétrique	Arsenal Anesthésie n°12	1 frigo	Non		1 boitier 1 sonde	Oui		Non
ALIENOR	Niveau 1	Anesthésie et SSPI Bloc Aliénor - Obstétrique								
ALIENOR	Niveau 1	Anesthésie et SSPI Bloc Aliénor - Gynécologie et Chirurgie Pédiatrique								

ALIENOR	Niveau 1	BLOC OPERATOIRE ALIENOR								
ALIENOR	Niveau 3	ORTHOGENIE HOSPITALISATION COMPLETE	Bureau infirmier n°3	1 frigo (Le cervageme est dans le freeze du frigo)	Non		1 boitier 1 sonde	Oui		Non
ALIENOR	Niveau 3	CHIRURGIE PEDIATRIQUE HOSPITALISATION COMPLETE	Salle de soins n°31.1	1 frigo	Non		1 boitier 1 sonde			Non
ALIENOR	Niveau 0	ACCUEIL URGENCES PEDIATRIQUES	Salle de soins n°02.2	1 frigo	Non		1 boitier 1 sonde			Non
ALIENOR	Niveau 3	GYNECOLOGIE - HOSPITALISATION COMPLETE	Salle de soins n°32.4	1 frigo	Non		1 boitier 1 sonde			Non
SAINT EXUPERY	1er étage	PEDIATRIE ET HEMATOLOGIE- HJ - SAINT EXUPERY 1er étage	Salle de soins	1 frigo	Non		1 boitier 1 sonde	Oui		Non
SAINT EXUPERY	2ème étage	PED 2 côté vitrée (côté ex-marternité)	Salle de soins	1 frigo (Attention frigo encastré sous meuble)	Non		1 boitier 1 sonde			Non
SAINT EXUPERY	2ème étage	PED 2 côté "ALINEOR"	Salle de soins n°231	1 frigo (Attention frigo encastré sous meuble)	Non		1 boitier 1 sonde			Non
DUPERRAT	Niveau 0	Ce GIDD CS EXT	Salle de consultation E n° 01.25	1 frigo	Oui		1 boitier 1 sonde	Oui		Non
DUPERRAT	Niveau 0	CENTRE DE VACCINATION POLYVALENTE ET MOYENS COMMUNS CPD								
DUPERRAT	Niveau 0	CENTRE DE VACCINATION INTERNATIONALE								
SAMU	Niveau 0	S.M.U.R. - MIGAC	Réserve pharmacie r	1 frigo	Non		1 boitier 1 sonde	A confirmer ?		Non
SAMU	Niveau 0	PLAN ORSEC MALLE 6	Réserve ORSEC n°01	1 frigo	Non		1 boitier 1 sonde	A confirmer ?		

Maison d'arrêt Coulaines	niveau 1	UCSA DISPENSATION PRODUITS PHARMACEUTIQUES	Salle de soins n°E07U	Frigo	Non		1 boitier 1 sonde	Non	1 PC + 1 RJ45	Non
ALIENOR	Niveau 0	HDJ Pédiatrique	Salle de soins n°02.46	Frigo	Non		1 boitier 1 sonde	Oui	/	Non
FONTENOY	Niveau 1	Coordination hospitalière prélèvement d'organe	Bureau n°16.05	Frigo	Non		1 boitier 1 sonde	Oui	/	Non
CHAMBRE MORTUAIRE	Niveau 0	Cellules mortuaires	Salle de conservation n°017.99	Cellule n°1	Non		1 boitier 1 sonde	Oui et selon report existant	/	Non
CHAMBRE MORTUAIRE	Niveau 0	Cellules mortuaires	Salle de conservation n°017.99	Cellule n°2	Non		1 sonde raccordé sur boitier de la cellule n°1	Oui et selon report existant	/	Non
CHAMBRE MORTUAIRE	Niveau 0	Cellules mortuaires	Salle de conservation n°017.99	Cellule n°3	Non		1 boitier 1 sonde	Oui et selon report existant	/	Non
M. BRES	Niveau 0	Hémodialyse	Grande salle de dialyse n°034.00	Température ambiante de la grande salle de dialyse - secteur "Box ouvert Nord"	/		Inclure aux profils GTC existants (ST et labo) - la traçabilité de la température de la salle situé dans la zone "Box Ouvert Nord"	Non	/	Non
FONTENOY	Niveau 7	Cardiologie U71	Salle des soins n°71.38	Frigo	Non		1 boitier 1 sonde	Non	/	Non
FONTENOY	Niveau 7	Cardiologie HPDD U73	Salle de préparation des soins n°73.39	Frigo	Oui		1 boitier 1 sonde	Oui	/	Non
MONET	Niveau 3	Unité chirurgie digestive	Salle de préparation des soins n°31.25	Frigo	Non		1 boitier 1 sonde	Non	/	Non
MONET	Niveau 3	Unité chirurgie Uro- ORL-POH	Salle de préparation des soins n°34.25	Frigo	Non		1 boitier 1 sonde	Non	/	Non
MONET	Niveau 4	Unité chirurgie vasculaire et thoracique, orthopédique	Salle de préparation des soins n°41.25	Frigo	Non		1 boitier 1 sonde	Non	/	Non

MONET	Niveau 4	Unité de chirurgie orthopédique et chirurgie de la main	Salle de préparation des soins n°44.25	Frigo	Non		1 boitier 1 sonde	Non	/	Non
MONET	Niveau 2	Bloc op/anesthésie	Arsenal Anesthésie n°	Frigo	Non		1 boitier 1 sonde	Oui	/	Non
MONET	Niveau 2	Bloc op/anesthésie	Pharmacie / Arsenal anesthésie n°23.07	Frigo	Non		1 boitier 1 sonde	Oui	/	Non
PLANTAGENET	Niveau 1	PNEUMO Consultation	Bureau IDE n° 141.06	Frigo	Non		1 boitier 1 sonde	Oui	/	Oui

BIOM 25-014

Annexe n°1 - Liste des microscopes au CHM

SERVICE	UF	LOCAL	Marque	Modèle	N° de série	N° Inventaire
ANATOMOPATHOLOGIE	3170	10.11	LEICA	DM 2500	268045	200500001/02
ANATOMOPATHOLOGIE	3170	10.16	LEICA	DMLB 30	222541	9901360/01
				tube de discussion	505073	200000425/01
ANATOMOPATHOLOGIE	3170	10.18	LEICA	DIAPLAN	512834	9001321/01
ANATOMOPATHOLOGIE	3170	10.18	LEICA	LABORLUX 020505	158277	9301337/01
ANATOMOPATHOLOGIE	3170	10.19	LEICA	DM 2500	268010	200500001/01
ANATOMOPATHOLOGIE	3170	10.30	LEICA	BIOMED	512924	9200848/01
ANATOMOPATHOLOGIE	3170	10.36	NIKON	ECLIPS 80i	451204	200700011/01
ANATOMOPATHOLOGIE		macroscopie	OLYMPUS	BX 40F	3GO1038	9301903/01
ANATOMOPATHOLOGIE	3170	macroscopie	OLYMPUS	BX 40F	3C09964	9301898/01
				tube de discussion	9D06573	9900951/01
ANATOMOPATHOLOGIE	3170	Salle réunion 10.31	LEICA	DMRB	193975	9700494/01
ANATOMOPATHOLOGIE	3170		LEICA	DM 3000	403579	201500385/01
ANATOMOPATHOLOGIE	3170	pièce technique	LEICA	DM 2000	389068	201700438/03
DERMATOLOGIE - Consultations	4519	Plantagenêt niv.1	WILD & LEITZ	M650	79723	8800550/01
GENETIQUE	3162		LEICA	DM4000	262563	200300396/01
GENETIQUE	3162		LEICA	DMRB FLUO	140332	9301334/01
GENETIQUE	3162		WILD & LEITZ	WILOVERT	202275	9000119/01
HEMATO-IMMUNO	3110	12.02	CARL ZEISS	AXIOSCOP 40	331100338	200200930/01
HEMATO-IMMUNO	3110	12.07	LEICA	LABORLUX S	149461	9301336/01
HEMATO-IMMUNO	3110	12.07	LEICA	DM 2500	414471	201600273/01
HEMATO-IMMUNO	3110	12.07	NIKON	ECLIPS 50i	913165	200700010/01

HEMATO-IMMUNO	3110	12.07	NIKON	ECLIPS 50i	115342	200901276/01
HEMATO-IMMUNO	3110	12.07	NIKON	ECLIPS 50i	116090	200902139/01
HEMATO-IMMUNO	3110	12.08	LEICA	DMR HC	241817	200200427/01
HEMATO-IMMUNO	3110	12.08	LEICA	DM 2000	354920	201201002/01
HEMATO-IMMUNO	3160	12.03	LEICA	LEICA / DM4000 B	342232	201100272/01
HEMATO-IMMUNO	3110	12.07	LEICA	LABORLUX S	512909	9301335/01
MICROBIOLOGIE	3130	12.11	OLYMPUS	B H 2	210901	8401068/01
MICROBIOLOGIE	3130	12.11	LEICA	LEICA / DM4000	331016	201001050/02
MICROBIOLOGIE	3130	12.14	NIKON	ECLIPS 50i	115389	200901275/01
MICROBIOLOGIE	3130	12.14	LEICA	LEICA / DM4000	330962	201001050/01
MICROBIOLOGIE	3130	12.40	OLYMPUS	B H 2	223245	8800082/01
MICROBIOLOGIE	3130	12.40	LEICA	DM 2500	414472	201600273/02
MICROBIOLOGIE	3130	12.42	NIKON	ECLIPS 50i	914047	200700080/01
MICROBIOLOGIE	3130	12.42	OLYMPUS	BX43	OJ66161	201060007/01
MICROBIOLOGIE	3130		WILD LEITZ	M8	209959	8600664/01
MICROBIOLOGIE	3130	12.40	OLYMPUS	BH2-MDO	OD3905	9601535/01
MICROBIOLOGIE	3130	Dr, Pineau Vincent	LEICA	LEICA / DM4000	415542	201500384/01
MICROBIOLOGIE	3130		OLYMPUS	BH2	216959	8500690/02
MICROBIOLOGIE	3130		LEICA	DM 2000	444568	201700438/01
MICROBIOLOGIE	3130		LEICA	DM 2000	389065	201700438/02

BIOM 25-014 Annexe n°1 - Liste des microscopes au Pôle Santé Sarthe et Loir

SERVICE	LOCAL	Marque	Modèle	N° de série	N° Inventaire	observation
LABORATOIRE	MICROBIOLOGIE	LEICA	DMLB	231318	15963	FLUO NON UTILISEE
LABORATOIRE	MICROBIOLOGIE	LEICA	DMLS	219548	15964	
LABORATOIRE	HEMATOLOGIE	LEICA	DM2000	290413-072007	22029	