
	Instruction GANTAGE STERILE		
Plateforme ARTEMIS	IN 05 H 01 – version 04	<u>Date d'application</u> 26/05/25	Page 1/3
<u>Document référent :</u> PR H 01	<u>Prochaine révision</u> 05/28	<u>Prorogation</u>	

Historique		
Version	Date d'application	Nature des modifications
01	23/11/12	Création
02	08/08/14	Intégration de la zone MTI
03	12/08/20	Relecture
04	26/05/25	Ajout des îlots de Langerhans

Rédacteur (s)	Vérificateur	Approbateur	Approbateur AQ
Nom : P. PASCAL Fonction : Responsable AQ Date : Signature :	Nom : M. Rose ROVERE Fonction : Responsable Production MTI-PP Date : Signature :	Nom : C. AUXENFANS Fonction : Personne Responsable/Qualifiée Date : Signature :	Nom : P. PASCAL Fonction : Responsable AQ Date : Signature :

Services/ Responsables concernés	Liste de diffusion contrôlée	Récupération du document Date Visa
AQ	Bureau RAQ	
Secteur MTI	Réception	
Secteur Tissus/cellules	Réception	
Secteur CRB	Réception	
Secteur R&D	Bureau Etudiants	

	<p align="center">Instruction</p> <p align="center">GANTAGE STERILE</p>		
<p align="center">Plateforme ARTEMIS</p>	<p align="center">IN 05 H 01 – version 04</p>	<p align="center"><u>Date d'application</u> 26/05/25</p>	<p align="center">Page 2/3</p>

PREALABLE :

Une friction à la solution hydroalcoolique doit être réalisée avant et après le port de gants.

Chaque jour, avant de mettre les gants, vérifier l'absence de coupure par un contrôle visuel.

Pour éviter la fragilisation du gant, éviter d'étirer les gants de manière exagérée lors du gantage.

1. METHODE

Objet et champ d'application

Cette fiche technique décrit la technique de mise de gants stériles (gants chirurgicaux ou gants d'intervention) dans laquelle l'emballage interne des gants est déplié sur la paume d'une main largement ouverte.

Cette technique permet d'enfiler une paire de gants stériles sans poser l'emballage stérile sur un support.

- **Mettre une 1° paire de gants dans le sas d'entrée personnel :**
 - o Dans le dégagement I-R-00127b pour la zone de production MTI
 - o Dans le sas I-R-00014b pour la zone de production Tissus/cellules I-R-000132
- **Ouvrir la porte avec le coude (ne pas toucher la poignée)**
- **Pour la production de MTI, la préparation des membranes amniotiques et des îlots de Langerhans , l'opérateur met une 2° paire de gants dans la salle de production en rabattant les gants sur les manches de la combinaison juste avant de rentrer les mains sous le PSM**

Changement de gants stériles

Changer de gants :

- s'ils sont abîmés ou percés
- s'ils sont portés depuis longtemps (maximum 3h)

Contenu : voir page 3/3

SUIVRE CES RECOMMANDATIONS QUI SONT AFFICHEES

EXEMPLE POUR UN DROITIER



Etape 1 : Après avoir ouvert le conditionnement stérile, saisir les gants dans leur emballage avec la main droite



Etape 2 : Ouvrir l'emballage des gants sur la main gauche, manchettes vers soi (sens du pictogramme)



Vue de dessous : Maintenir la pliure centrale de l'emballage avec la pince de la main gauche



Etape 3 : Ouvrir les plis de l'emballage



Etape 4 : Glisser les 4 doigts de la main droite dans le gant droit sans toucher le revers du gant avec le pouce



Etape 5 : Rabattre le gant droit sur le gant gauche



Etape 6 : Glisser le pouce de la main droite dans le gant gauche



Etape 7 : Saisir les gants et jeter l'emballage



Etape 8 : Glisser la main gauche dans le gant gauche



Etape 9 : Pour éviter la chute du gant droit sans poser le pouce sur le revers de la manchette, écarter les 4 doigts de la main droite pour maintenir le gant droit



Etape 10 : Si besoin, tirer légèrement sur les doigts du gant droit avec les doigts gantés de la main gauche pour faciliter l'étape suivante



Etape 11 : Glisser les 4 doigts de la main gauche sous le revers du gant droit pour enfiler ce gant sans poser le pouce gauche sur la manchette



Etape 12 : Remonter la manchette du gant droit pour terminer l'enfilage du gant



Etape 13 : Répéter la même opération pour finir de ganter la main gauche



Etape 14 : Finir d'ajuster les gants