
	Instruction ENTRETIEN DES ZONES CLASSEES DU SECTEUR MTI		
Banque de Tissus et cellules HCL	IN 01 H 09 EP – version 03	Date d'application 28/04/21	Page 1/11
Document référent : PR H 09 EP	Prochaine révision 04/24	Prorogation	

Historique		
Version	Date d'application	Nature des modifications
01	26/08/13	Intégration de l'entretien des zones classées du secteur MTI dans le système documentaire de la BTC (ancienne IN de C4C)
02	24/04/17	Arrêt d'utilisation du Bacteranios. Nouvelle alternance Surfanios avec Anioxyspray. Arrêt fabrication de Surfanios à partir de juillet 2017. Surfanios remplacé progressivement par Surfanios Premium. Prochaine alternance : Surfanions Premium avec Anioxyspray Nettoyage des murs et plafonds 2 fois par an dans les box, 1 fois par an dans les autres pièces
03	28/04/21	Sas Matériel/produit : classe D attendue mais non revendiquée. Sas Equipements : classe C attendue non revendiquée Précision concernant l'alternance de produits

Rédacteur (s)	Vérificateur	Approbateur	Approbateur AQ
Nom : P. PASCAL Fonction : Responsable AQ Nom : S. BENHACILA Fonction : Agent entretien Date : Signature :	Nom : E. VENET Fonction : Responsable CQ Environnement Date : Signature : Nom : MR Rose ROVERE Fonction : Responsable Production MTI Date : Signature :	Nom : C. AUXENFANS Fonction : Personne Qualifiée Date : Signature :	Nom : P. PASCAL Fonction : Responsable AQ Date : Signature :

Services/ Responsables concernés	Liste de diffusion contrôlée	Récupération du document Date Visa
AQ	Bureau RAQ	
Secteur MTI	Réception	

	<p align="center">Instruction</p> <p align="center">ENTRETIEN DES ZONES CLASSEES DU SECTEUR MTI</p>		
Banque de Tissus et cellules HCL	IN 01 H 09 EP – version 03	<u>Date d'application</u> 28/04/21	Page 2/11

1. OBJET

Cette instruction a pour but de décrire les tâches à effectuer pour la réalisation du nettoyage et de la désinfection de la zone de production de classe B et de ses sas.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Cette instruction s'applique à l'entretien des locaux et mobiliers de la zone classée. L'entretien des équipements n'est pas traité dans ce document.

La zone classée comprend les locaux ci-dessous :

Dénomination	N° de pièce	Classe
Box 1	I-R-000129	B
Box 2	I-R-000130	
Box 3	I-R-00130B	
Circulation box	I-R-00131B	B
Sas 2 Entrée personnel	I-R-000127	B
Dégagement	I-R-00127B	C
Sas Sortie personnel	I-R-00127D	C
Sas Equipements	I-R-000122	C <i>attendue mais non revendiquée</i>
Sas 1 Entrée personnel	I-R-00127C	D
Sas Matériel/produit	I-R-00128B	D <i>attendue mais non revendiquée</i>

3. RESPONSABILITES

Responsable de Production :

- Il est responsable du bon déroulement de l'entretien des locaux et équipements de production de la zone classée

Agent d'entretien :

- Il est en charge de la réalisation de l'entretien des locaux et mobilier de production de la zone classée.

Personnel de production :

- Il est en charge de l'entretien des équipements et assure le remplacement de l'agent d'entretien en cas d'absence pour le nettoyage de la zone classée.

CQ :

- Il est en charge des contrôles environnementaux de la zone à atmosphère contrôlée.

4. GENERALITES

Définitions :

- Biofilm :**

Communauté multicellulaire plus ou moins complexe et symbiotique de micro-organismes, adhérant entre eux et à une surface, et protégée par une ou plusieurs couches de détergent agissant comme une matrice adhésive et protectrice.

	<p align="center">Instruction</p> <p align="center">ENTRETIEN DES ZONES CLASSEES DU SECTEUR MTI</p>		
Banque de Tissus et cellules HCL	IN 01 H 09 EP – version 03	<u>Date d'application</u> 28/04/21	Page 3/11

Abréviations

AQ	Assurance Qualité
BM	Bain Marie
CQ	Contrôle Qualité
NF	Norme Française
PSM	Poste de sécurité microbiologique
ZAC	Zone à Atmosphère Contrôlée

5. DOCUMENTS ASSOCIES

Procédures

PR H 09 EP	Procédure générale d'entretien des locaux du secteur MTI
------------	--

Instructions

IN 04 H 09 EP	Réalisation d'une mise à blanc
IN 05 H 09 EP	Fonctionnement de la zone MTI en repos prolongé

Enregistrements

EN 03 H 09 EP	Enregistrement de l'entretien d'un box et de ses équipements du secteur MTI
EN 04 H 09 EP	Enregistrement de l'entretien de la zone classée (hors box) du secteur MTI
EN 05 H 09 EP	Enregistrement d'une mise à blanc
EN 71 C 09	Stabilité microbiologique des produits d'hygiène et d'entretien

6. METHODES DE NETTOYAGE DE CHAQUE ELEMENT

Organisation :

Concernant l'organisation des périodes de nettoyage, **le nettoyage des box inoccupés et des sas d'entrée personnel de classe C et D peut se faire lorsque la production travaille dans un autre box.** Il faut respecter les consignes de circulation des personnes pour éviter tout croisement dans la circulation et tout risque de contamination.

En revanche, **le nettoyage de la circulation, du sas d'entrée du personnel de classe B et le sas de sortie du personnel de classe C doit se faire lorsque la production ne travaille pas.**

Les opérations se déroulent **des zones les plus sensibles vers les zones les moins sensibles**, des classes de propreté les plus élevées vers les classes les moins élevées, **du haut vers le bas.**

Méthodes de nettoyage :


Les méthodes varient en fonction de la surface à nettoyer et l'ordre des surfaces à nettoyer est le suivant :

6.1. Nettoyage des plafonds

Avec un balai en T, muni de tissus d'essuyage humectés de solution de nettoyage, d'un bout à l'autre de la salle en décrivant des bandes parallèles qui se chevauchent.

6.2. Nettoyage des parois verticales (murs, vitres, portes)

- **Murs :** avec un balai en T muni de tissus d'essuyage imprégnés de solution de nettoyage, de haut en bas, en appliquant la méthode de la « godille » (en 8) ou de bandes et en chevauchant les passages. Les angles peuvent être finalisés manuellement, toujours de haut en bas.
- **Angles, plinthes, grilles de reprise, portes et vitres :** essuyage manuel avec tissus imprégnés de solution de détergent désinfectant.
- **Vitres :** rincer avec un tissu d'essuyage imprégné d'Ethanol pour enlever les traces de détergent désinfectant

	<p align="center">Instruction</p> <p align="center">ENTRETIEN DES ZONES CLASSEES DU SECTEUR MTI</p>		
Banque de Tissus et cellules HCL	IN 01 H 09 EP – version 03	<u>Date d'application</u> 28/04/21	Page 4/11

6.3. Nettoyage des mobiliers

Le nettoyage consiste en un essuyage humide à l'aide d'un tissu imprégné de solution de nettoyage et/ou désinfection du plus propre au plus sale.

Pour une surface horizontale (exemple paillasse), partir de la zone la plus éloignée à la zone la plus proche de l'opérateur en décrivant des bandes parallèles se chevauchant.

Pour les surfaces verticales, le nettoyage s'effectue de haut en bas sans oublier les parties sous-jacentes (dessous de paillasse, roulettes...).

Ne pas hésiter à changer de tissus d'essuyage (au minimum 1 tissu par mobilier ou équipement)

Sont considérés comme **équipement**, les éléments suivants :

- PSM et sa télécommande
- Incubateur
- Microscope
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Centrifugeuse
- Bain marie
- Compteur particulaire
- Biocollecteur
- Pipetboy
- Micropipettes
- Portoirs à tubes
- Calculatrice et stylo

Sont considérés comme **mobilier**, les éléments suivants :

- Paillasse en insistant sur l'extérieur et intérieur du bandeau frontal
- Porte et sa poignée
- Interphone
- Guichets
- Sièges avec ses roulettes
- Etagères
- Placards

6.4. Nettoyage des sols

6.4.1. Pour le sol des box

► Protocole :

- Commencer par le fond de la salle
- Nettoyer les angles et les plinthes manuellement
- Faire un détournage à partir du fond de la salle puis progresser jusqu'à la sortie en utilisant la méthode de la godille (ou 8) et en travaillant par segments.
- Compter 1 bandeau minimum pour 10 m²
- Pratiquer l'alternance des produits

	<p align="center">Instruction</p> <p align="center">ENTRETIEN DES ZONES CLASSEES DU SECTEUR MTI</p>		
Banque de Tissus et cellules HCL	IN 01 H 09 EP – version 03	<u>Date d'application</u> 28/04/21	Page 5/11

► Plusieurs types de nettoyage des sols :

1/ Nettoyage de routine

▪ **Nettoyage pendant 4 jours :**

1. Balayage humide pour éliminer les grosses particules
2. Lavage avec **SURFANIOS PREMIUM stérile**. **RINCAGE NON NECESSAIRE**

▪ **Nettoyage le 5° jour :**

1. Balayage humide pour éliminer les grosses particules
2. Lavage avec de l'eau stérile + raclage au racloir
3. Désinfection sur un sol sec avec **ANOXYSPRAY stérile**. **NE PAS RINCER**

Remarque :

Pour moins de pénibilité pour l'agent, le raclage de la zone classée peut être réparti sur deux jours par exemple jeudi et vendredi

Alternance de produits :

*Alternance d'un détergent désinfectant bactéricide, virucide, fongicide (**SURFANIOS PREMIUM**) avec un désinfectant sporicide (**ANOXYSPRAY**)*

Avantages de l'alternance :

- Véritable alternance réducteur/oxydant
- Compositions différentes voir 7.2.1
- Spectres d'action différents

2/ Nettoyage approfondi lors des mises à blanc

1. Balayage humide pour éliminer les grosses particules
2. Asperger le sol avec le détergent **DETERG'ANIOS** dilué à 0,25% (le sachet de 20 mL dans 8L d'eau stérile)
3. Raclage avec le racloir
4. Rinçage à l'eau stérile
5. Raclage
6. Désinfection avec **ANOXYSPRAY stérile** -> **NE PAS RINCER**

	Instruction ENTRETIEN DES ZONES CLASSEES DU SECTEUR MTI		
Banque de Tissus et cellules HCL	IN 01 H 09 EP – version 03	Date d'application 28/04/21	Page 6/11

6.5. Nettoyage des sabots bleus

A la fin d'une production, l'opérateur désinfecte lui-même ses sabots avec une solution alcoolique (**dans le sas 2 de classe D**).

Chaque semaine, l'agent d'entretien met les sabots dans un bain de SURFANIOS PREMIUM et les laisse pendant 15 minutes minimum puis les brosse avec une brosse chirurgicale, les rince à l'eau courante et les sèche.

7. POLITIQUE DE NETTOYAGE DE LA ZONE CLASSEE

7.1. Zone de Classe C et D (sas)

7.1.1. Produits utilisés dans les zones C et D

- Utiliser les **produits de nettoyage de la zone B « déclassés »**. Les produits déclassés sont les produits stériles utilisés pour la classe B ouverts depuis plus d'une semaine. Ils sont présentés dans le paragraphe 7.2
- Si aucun des produits de la zone classée B n'est déclassé, utiliser SURFANIOS PREMIUM en dose et l'éthanol 70% de la pharmacie présentés ci-dessous.

Nom	Utilisations	Composition	Concentration	DLU après ouverture de la solution non diluée	DLU après ouverture de la solution diluée
Surfanios Premium (dose)	Nettoyage des sols, murs, surfaces et équipements des sas	Chlorhydrate d'aminocides, chlorure de didécylidiméthylammonium ALDEHYDE FREE Rinçage non nécessaire	A diluer à 0,25%	18 mois	La journée Elimination après utilisation
Ethanol 70% (pharmacie)	Rinçage des traces	Ethanol à 70%	70%		NA

▪ Préparation des dilutions

Désignation	Dilution recommandée	Quantité de produit pur à prélever	Quantité d'eau PPI
Surfanios Premium (dose)	0.25%	2,5 ml	Flacon 1 L

- Prendre un flacon de 1L d'eau stérile PPI et y ajouter à la pipette graduée 2,5 ml de Surfanios Premium
- Identifier le flacon : nom, « prêt à l'emploi », date de préparation

	<p align="center">Instruction</p> <p align="center">ENTRETIEN DES ZONES CLASSEES DU SECTEUR MTI</p>		
Banque de Tissus et cellules HCL	IN 01 H 09 EP – version 03	Date d'application 28/04/21	Page 7/11

7.1.2. Matériel et consommables à utiliser en Classe C et D

- Balais en aluminium autoclavables pour le balayage et le lavage à plat dédiés (2 balais)
 - 1 balai dédié au sas sortie personnel en C
 - 1 balai dédié au sas entrée personnel classe C et D
- Tissus d'essuyage à usage unique pour le sol et pour les surfaces hautes **non stériles**
- Bac plastique avec couvercle
- Flacons de solution de nettoyage
- Bouteilles d'eau stérile PPI pour les rinçages et les dilutions
- Désinfectant détergent : solutions jetées après usage

7.1.3. Utilisation et Nettoyage du matériel d'entretien en Classe C et D


Matériel	Constitution	Utilisation	Nettoyage
Balais de désinfection	Le manche + la semelle en inox autoclavable	<p>Fixer un ou plusieurs tissus sur le balai selon la surface.</p> <p>Imprégner les tissus d'essuyage avec la solution de lavage stérile ou en dose reconstituée avec de l'eau PPI puis jetée après usage.</p> <p>Commencer toujours à l'opposé de la porte pour éviter de marcher sur des surfaces déjà nettoyées.</p>	<p>Après chaque utilisation, les balais en insistant sur le manche et le dessus de la semelle sont:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- nettoyés avec une chiffonnette imbibée de solution de détergent désinfectant/Surfanios Premium 2- désinfectés par aspersion d'un désinfectant/alcool ou Anioxyspray

7.2. Zone de Classe B (sas, réception, box)

7.2.1. Produits à utiliser en zone classée pour le nettoyage de routine

Nom	Utilisations	Composition	Concentration	DLU après ouverture de la solution non diluée
Surfanios premium IP stérile PAE	Nettoyage des sols, murs, surfaces et équipements	Chlorhydrate d'aminocides, chlorure de didécylidiméthylammonium ALDEHYDE FREE Rinçage non nécessaire mais recommandé	Prêt à l'emploi (concentration à 1,2% ± 0,2%)	1 semaine en classe B puis déclassement*
Anioxy spray WS IP stérile	Désinfection des sols Désinfection d'Équipement (intérieur BM, biocollecteur) Désinfection de toutes les surfaces, et du matériel entrant en ZAC (mais séchage plus long que l'Ethanol 70%)	Ethanol Peroxyde d'hydrogène Sporicide en 60 minutes NE PAS RINCER	Prêt à l'emploi	1 semaine en classe B puis déclassement*
Ethanol ou IPA 70% stérile*	Désinfection du matériel entrant en ZAC, surfaces en cours production Rinçage après Surfanios/Surfanios premium (traces) : vitres, PSM...	Ethanol 70% NE PAS RINCER	70%	1 semaine en classe B puis déclassement*

*Des études de stabilité physico-chimique et microbiologiques ont été effectuées par le laboratoire ANIOS.
Une étude de stabilité microbiologique des produits d'hygiène et d'entretien a été effectuée à la BTC/HCL en 2016.
Pour connaître la DLU hors classe B/A après déclassement, consulter l'enregistrement EN 71 C 09.

	Instruction ENTRETIEN DES ZONES CLASSEES DU SECTEUR MTI		
Banque de Tissus et cellules HCL	IN 01 H 09 EP – version 03	Date d'application 28/04/21	Page 8/11

7.2.2. Détergence

Afin d'éviter la formation d'un biofilm et notamment lors des mises à blanc, le sol doit être nettoyé avec un détergent prêt à l'emploi ou Deterg'Anios.

Désignation	Utilisations	Composition	Concentration	DLU Après ouverture de la dose
Deterg'Anios (dose)	Détergence des sols	Tensioactifs amphotères et non ioniques, agent séquestrant	A diluer à 0,25% 2,5 ml dans 1L eau stérile ou à 2% selon recommandation d'ANIOS (action approfondie)	La journée Elimination après utilisation

7.2.3. En cas de contamination

- Identifier le germe
- Rechercher la source de contamination
- Nettoyer à fond avec le produit habituel/Surfanios Premium et reconstruire le niveau de contamination avec des géloses Contact
- Si les résultats sont encore non-conformes, nettoyer à nouveau avec un autre produit choisi parmi le tableau suivant et en cas de problème demander l'avis du laboratoire d'Hygiène :
-

Désignation	Activité	Composition	Concentration	DLU* après ouverture du flacon*
Klocide CR Biocide C stérile avec Sterishield	Sporicide, bactéricide, fongicide, virucide spores de bactéries	Mélange de peroxyde d'hydrogène et eau désionisée	Prêt à l'emploi	12 mois
Klocide CR Biocide B stérile avec Sterishield	bactéricide, fongicide, virucide actif sur Aspergillus dont fumigatus	Mélange de dioxyde de chlore stabilisé et composé d'ammonium quaternaire	Prêt à l'emploi	9 mois
Klocide CR Biocide A stérile avec Sterishield	bactéricide, fongicide, virucide actif sur Aspergillus dont fumigatus moisissures/penicillium	Ammonium quaternaire/biguanide	Prêt à l'emploi	9 mois

*données du fabricant

7.2.4. Matériel et consommables à utiliser en Classe B

- Balais en aluminium auto lavables pour le balayage et le lavage à plat dédiés
 - 1 balai dédié pour chaque box
 - 1 balai dédié à la circulation en B et au sas entrée personnel en classe B côté propre
- Tissus d'essuyage pour le sol et pour les surfaces hautes stériles
- Bouteilles d'eau stérile PPI
- Produits en flacons stériles
- Tissus à utiliser en zone classée

Matériel d'entretien	Fournisseur	Référence	Utilisation
Poly genwipe 100% Polyester stérile	Stérigene	GEN_POLY	Surface haute
Tissu non tissé stérile	Stérigene	NEW6025CS	Balayage humide du sol
Polywipe light double tricot stérile	Stérigene	CTCP6025CS	Nettoyage du sol

	<p align="center">Instruction</p> <p align="center">ENTRETIEN DES ZONES CLASSEES DU SECTEUR MTI</p>		
Banque de Tissus et cellules HCL	IN 01 H 09 EP – version 03	<u>Date d'application</u> 28/04/21	Page 9/11

7.2.5. Utilisation et Nettoyage du matériel d'entretien en Classe B

Matériel	Constitution	Utilisation	Nettoyage
Balais de désinfection	Le manche + la semelle en inox autoclavable	<p>Ce balai est utilisé avec des tissus de lavage à usage unique pour le balayage humide ou le lavage des SOLS, MURS et PLAFONDS des zones classées.</p> <p><u>Zone B</u> :</p> <p>Fixer 2 à 4 couches (selon surface) de tissu en 100% polyester à usage unique et stériles sur le balai dédié.</p> <p>Humidifier les tissus avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'eau stérile si balayage humide - la solution de lavage stérile si lavage - le désinfectant/Anioxyspray si désinfection. <p>Commencer toujours à l'opposé de la porte pour éviter de marcher sur des surfaces déjà nettoyées.</p>	<p>Après chaque utilisation, les balais en insistant sur le manche et le dessus de la semelle sont:</p> <p>1-nettoyés avec une chiffonnette imbibée de solution de détergent désinfectante/ Surfanios Premium</p> <p>2-désinfectés par aspersion d'un désinfectant/alcool ou Anioxyspray</p>

7.3. Zone de classe A

7.3.1. Matériel et consommables à utiliser

- Tissus d'essuyage pour surfaces hautes stériles
- Produits en flacons stériles

	Instruction ENTRETIEN DES ZONES CLASSEES DU SECTEUR MTI		
Banque de Tissus et cellules HCL	IN 01 H 09 EP – version 03	Date d'application 28/04/21	Page 10/11

8. RECAPITULATIF DU NETTOYAGE DE LA ZONE CLASSEE

	Quotidien	Hebdo	Mensuel	Semest	Annuel
Box (I-R-000129, I-R-000130, I-R-00130B)					
Ramasser les poubelles à déchets	X				
Nettoyer désinfecter avec la solution détergente désinfectante					
- Surface travail (PSM, paillasse)	X				
- Surfaces touchées	X				
- Equipements touchés (extérieur)	X				
- Guichet déchets	X				
- PSM complet		X			
- Murs + plinthes					X
- Grilles de reprises					X
- Plafonds					X
- Intérieur réfrigérateur					X
- Siège	X				
- Interphone	X				
- Portes et poignées	X				
- Sol avec le balai dédié	X	raclage			
- Matériel de nettoyage après utilisation	X				
Circulation (I-R-00131B)					
Ramasser les sacs à déchets	X				
Enlever une feuille du tapis de sol	X				
Nettoyer désinfecter avec la solution détergente désinfectante					
- Plafonds					X
- Murs					X
- réfrigérateur et congélateur (poignées, portes)	X				
- intérieur réfrigérateur (+rinçage à IPA ou Ethanol 70%)					X
- intérieur congélateur -35°C (+rinçage à IPA ou Ethanol 70%)					X
- mobilier (placards, table roulante)		X			
- les 3 guichets: intérieur, extérieur en insistant sur les poignées	X				
+ vitres à l'alcool					
- Portes et poignées	X				
- Sols : avec le balai dédié	X	raclage			
- Matériel de nettoyage après usage	X				
Sas entrée personnel en classe B (I-R-000127)					
Ramasser les poubelles à déchets	X				
Nettoyer désinfecter avec la solution détergente désinfectante					
- Plafonds					X
- Murs					X
- Flacons de gel alcoolique	X				
- Banc	X				
- Etagères (nettoyer avant chaque rechargement en combinaisons, surchausses, gants, solution hydroalcoolique)		X			
- Portes et poignées	X				
- Sols : avec le balai dédié	X	raclage			
- Matériel de nettoyage	X				
Sas sortie personnel en classe C (I-R-00127D)					
Ramasser les poubelles à déchets	X				
Nettoyer désinfecter avec la solution détergente désinfectante					
- Plafonds					X
- Murs					X
- Portes et poignées	X				
- Sols	X	raclage			
- Matériel de nettoyage	X				

	Instruction ENTRETIEN DES ZONES CLASSEES DU SECTEUR MTI		
Banque de Tissus et cellules HCL	IN 01 H 09 EP – version 03	Date d'application 28/04/21	Page 11/11

	Quotidien	Hebdo	Mensuel	Semest.	Annuel
Dégagement en classe C (I-R-00127B)					
Ramasser les poubelles à déchets	X				
Nettoyer désinfecter avec la solution détergente désinfectante					X
- Plafonds					X
- Murs					
- Flacons de gel alcoolique	X				
- Etagères avant de recharger en masques, gants, solution Hydroalcoolique		X			
- Portes et poignées	X				
- Sols	X				
- Matériel de nettoyage	X	raclage			
Sas d'entrée personnel en classe D (I-R-00127C)					
Ramasser les poubelles à déchets	X				
Nettoyer l'évier au détergent abrasif puis solution détergente désinfectante	X				
Nettoyer la glace à l'alcool	X				
Nettoyer désinfecter avec la solution détergente désinfectante					X
- Plafonds					X
- Murs					
- Etagères avant de recharger en pyjamas bleus, charlottes, papier essuie mains, savon, solution hydroalcoolique		X			
- Banc	X				
- Etagère à sabots avant de recharger en sabots bleus propres, sabots		X			
- Flacons de gel alcoolique et savons	X				
- Portes et poignées	X				
- Sols	X				
- Matériel de nettoyage	X	raclage			
Sas produit/matériel classe D attendue mais non revendiquée (I-R-00128B)					
Nettoyer désinfecter avec la solution détergente désinfectante					X
- Plafonds					X
- Murs					
- Guichets (extérieur)	X				
- Sols	X				
- Matériel de nettoyage	X	raclage			
Sas Equipements classe C attendue mais non revendiquée (I-R-000122)*					
Nettoyer désinfecter avec la solution détergente désinfectante					X
- Plafonds					X
- Murs					X
- Sols					X
- Matériel de nettoyage					X

*Le sas Equipements n'est utilisé qu'en cas de passage de gros équipement soit 1 à 2 fois par an.

En l'absence d'ouverture de ce sas, un entretien complet lors de la mise à blanc annuelle est prévu mais s'il y a rupture des scellés de la porte qui communique avec le sas 1 de classe C/B, un nettoyage approfondi doit être effectué.

9. ENREGISTREMENT ET ARCHIVAGE

Le suivi de l'entretien des zones classées est réalisé sur les enregistrements suivants :

- EN 03 H 09 EP Enregistrement de l'entretien d'un box et de ses équipements du secteur MTI
- EN 04 H 09 EP Enregistrement de l'entretien de la zone classée (hors box) du secteur MTI
- EN 05 H 09 EP Enregistrement d'une mise à blanc

Chaque enregistrement doit être rempli le jour où le nettoyage est réalisé.

Le Responsable de Production fait une vérification hebdomadaire de ces enregistrements.

Les techniciens de production vérifient tous les jours le bon déroulement de l'entretien.