

IDF/PTC/TCL/MO/003 Version N°6

Date de diffusion : 13/05/2025

Ancienne référence : M-039

5.1 - Thérapie cellulaire

NETTOYAGE DES SABOTS UTILISES DANS LA ZONE D'ATMOSPHERE CONTROLEE DE L'UITC

Rédacteur	Vérificateur	Approbateur	Validation AQ
CHAUBE Flora GAUTIER Eric	SEGIER Jean-Marie (09/05/2025)	GAUTIER Eric (09/05/2025)	Validation AQ (13/05/2025) (HMIDI Yosri)

Destinataires pour mise en œuvre

Encadrement et techniciens de préparation de la thérapie cellulaire - Encadrement et techniciens de production des MTI

Modification : - Changement de charte graphique, ajout du lien mode d'emploi lave-vaisselle.

1. Principe.....	2
2. Personnel.....	2
3. Matériel, consommables et locaux	2
4. Hygiène et sécurité	2
5. Contenu	3

1. Principe

Ce mode opératoire a pour objet de définir les modalités de nettoyage des sabots utilisés dans la zone d'atmosphère contrôlée de l'Unité d'Ingénierie et de Thérapie Cellulaire (UITC) de l'EFS Ile-de-France.

2. Personnel

Ce mode opératoire s'applique aux agents du prestataire extérieur d'entretien ainsi qu'au personnel technique de préparation de Produits de Thérapie Cellulaire (PTC) et de production de Médicaments de Thérapie Innovante (MTI) / Médicaments de Thérapie Innovante Préparés Ponctuellement (MTI-PP) de l'UITC.

3. Matériel, consommables et locaux

Matériel

Lave-vaisselle
Sabots

Consommables

Anios'Clean Excel D (nettoyant pré-désinfectant des instruments)

Locaux

Sas personnel de classe D de l'UITC
Laverie

4. Hygiène et sécurité

Règles d'hygiène pour la protection des personnes.
Port de gants obligatoire pour le lavage des sabots.

5. Contenu

La phase de décontamination des sabots est effectuée au niveau de la laverie.

Actions à réaliser par le personnel technique de l'UITC chaque vendredi soir :

- Rassembler les sabots sales dans le conteneur dédié situé dans la laverie.

Actions à réaliser par l'agent du prestataire d'entretien extérieur chaque vendredi soir :

- Prendre en charge les sabots sales dans la laverie
- Préparer le produit : diluer 25 ml de produit à l'aide du bouchon doseur dans 5L d'eau froide dans un bac de lavage
- Immerger totalement les sabots
- Laisser tremper au minimum 15 minutes
- Brosser si nécessaire afin d'éliminer les souillures visibles
- Rincer soigneusement sous eau courante
- **Faire un cycle de lavage au lave-vaisselle**, en suivant le mode d'emploi affiché au-dessus du lave-vaisselle  IDF/PTC/TCL/FI/022

Actions à réaliser par l'agent du prestataire d'entretien extérieur chaque lundi soir :

- Ranger les sabots propres dans le sas personnel sur les étagères du banc côté zone propre