

BIONETTOYAGE DU MATERIEL DANS LES SAS MATERIEL DE CLASSE B

**Les produits et lingettes utilisés dans les zones de classe A, B et C sont obligatoirement stériles.
Le port de gants et d'un masque de protection est obligatoire.**

Matériel	Produit	Conservation après ouverture
 <u>Flacons - sans emballage</u> → Héparine * → Albumine * → Hémoculture * → Trypsine → Bouteille αMEM * Retirer l'opercule si applicable	Biocide C stérile (Peroxyde d'hydrogène) 	Lingettes : ⁽¹⁾ ou Flacon : 6 mois
 <u>Poche - contenu liquide - sans emballage</u> → αMEM * * éliminer emballage des tubulures	IPA stérile 	Flacon : 6 mois
 <u>Poche - contenu liquide - simple emballage</u> → TSB → NaCl → Ringer lactate	Biocide C stérile (Peroxyde d'hydrogène) 	Lingettes : ⁽¹⁾ ou Flacon : 6 mois
 <u>Sans contenu liquide - simple emballage</u> → Seringue → Aiguille → Tube stérile → Poche de congélation → Pipette	Biocide C stérile (Peroxyde d'hydrogène) 	Lingettes : ⁽¹⁾ ou Flacon : 6 mois
 <u>Sans contenu liquide - double emballage</u> → Kit de transfert → Cellstack → Bouchon de transfert → Kit UFMMini → Portoir stérilisé → Tête d'aérobiocollecteur stérilisé	Non applicable <i>Pelage de l'emballage extérieur uniquement</i>	Non applicable
 Autres	Biocide C stérile (Peroxyde d'hydrogène) 	Lingettes : ⁽¹⁾ ou Flacon : 6 mois

⁽¹⁾ Ouverture d'au moins un nouveau paquet de lingettes stériles pré-imprégnées d'H₂O₂ chaque semaine de production. Les lingettes restantes sont sorties de la ZAC lors du vide de ligne et déclassées dans le magasin MTI.