

|                                                                                      |                                         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| 19/08/2026                                                                           | <b>Catalogue des besoins 27AO1 2027</b> | 1 / 1 |
| <b>Sommaire</b>                                                                      |                                         |       |
| SANS                                                                                 |                                         | 1     |
| DEFIBRILLATEURS IMPLANTABLES                                                         |                                         | 2     |
| DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 0                                                 |                                         | 5     |
| DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 1                                                 |                                         | 9     |
| DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 2                                                 |                                         | 10    |
| DMS & IMPLANTS CHIRURGIE VISCERALE                                                   |                                         | 13    |
| DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1                                              |                                         | 15    |
| DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 2                                              |                                         | 26    |
| DMS & IMPLANTS GYNECOLOGIE/OBSTETRIQUE                                               |                                         | 27    |
| DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE                                                        |                                         | 28    |
| DMS & IMPLANTS NEURORADIOLOGIE                                                       |                                         | 41    |
| DMS & IMPLANTS ORL/MAXILLOFACIALE/STOMATOLOGIE                                       |                                         | 42    |
| DMS & IMPLANTS STIMULATION CARDIAQUE                                                 |                                         | 43    |
| DMS & IMPLANTS UROLOGIE                                                              |                                         | 47    |
| DMS & IMPLANTS UROLOGIE CHLP DOLE - CHIHC PONTARLIER                                 |                                         | 61    |
| DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 2                                              |                                         | 64    |
| DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3                                              |                                         | 65    |
| DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (CEC-ECMO)                                                   |                                         | 75    |
| DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (hors CEC-ECMO)                                              |                                         | 76    |
| DMS CHIRURGIE VASCULAIRE                                                             |                                         | 79    |
| DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION                                                           |                                         | 81    |
| DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION CHLP DOLE - CHIHC PONTARLIER                              |                                         | 91    |
| DMS EMBOLISATION PERIPHERIQUE                                                        |                                         | 92    |
| DMS HEMOSTATIQUES, COLLES & ANTI-ADHERENTS CHIRURGICAUX                              |                                         | 93    |
| DMS HEMOSTATIQUES, COLLES & ANTI-ADHERENTS CHIRURGICAUX CHLP DOLE - CHIHC PONTARLIER |                                         | 95    |
| DMS OPHTALMOLOGIE                                                                    |                                         | 96    |
| DMS RADIOLOGIE Segment 1                                                             |                                         | 97    |
| DMS RADIOLOGIE Segment 2                                                             |                                         | 98    |
| DMS RADIOLOGIE Segment 2 CHLP DOLE - CHIHC PONTARLIER                                |                                         | 102   |
| ENDOPROTHESE AORTIQUE                                                                |                                         | 103   |
| PATCH ET PROTHESE VASCULAIRE                                                         |                                         | 104   |
| SUTURES MECANIQUES                                                                   |                                         | 105   |
| Nombre de lignes <b>32</b>                                                           |                                         |       |

19/08/2026

Catalogue des besoins  
Lots sans classe

27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL           | Libellé           | Unité | Qté<br>estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|--------------|-------------------|-------|-------------------|----------|----------|--------|
| 253                           | LOT SUPPRIME |                   |       |                   |          |          |        |
| 253                           | 1            | Sous-lot supprimé | Unité | 0                 |          |          | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |              |                   | 253   |                   |          |          |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DEFIBRILLATEURS IMPLANTABLES

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Libellé                                     | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 1   | <b>D.A.I SOUS CUTANE</b><br>D.A.I, composé d'un boîtier et d'une sonde de défibrillation sous-cutané.<br><br>Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants :<br>1°/ Proposition de prix précisant :<br>- les références du boîtier et de la sonde<br>- le prix unitaire de chaque élément<br>- le prix des accessoires de pose<br>2°/ Spécifications techniques :<br>- paramètres programmables et éventuelles fonctions supplémentaires<br>- caractéristiques physiques et dimensionnelles ( densité, poids, volume, épaisseur )<br>- source d'énergie et sa capacité<br>- durée de vie potentielle présumée<br>3°/ Garantie précisant notamment :<br>- la durée et les conditions de garantie, en particulier en cas d'explantation précoce.<br><br>Inscription sur la liste visée à l'article L.165-11 du code de la sécurité sociale (liste intra GHS)<br><br>Le défibrillateur devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                         |                                             |       |                |          |          |        |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D.A.I sous cutané                           | Unité | 5              | 3        | 20       | 60/400 |
|     | Total des quantités du lot n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |       | 1              | 5        | 3        | 20     |
| 2   | <b>D.A.I SOUS CUTANE AVEC SONDE RETRO-STERNALE</b><br>D.A.I composé d'un boîtier et d'une sonde de défibrillation rétro-sternale, permettant la stimulation post-choc, la délivrance de thérapie anti-tachycardique, et la délivrance de choc.<br><br>Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants :<br>1) Proposition de prix précisant :<br>- les références du boîtier et de la sonde<br>- le prix unitaire de chaque éléments<br>- le prix des accessoires de pose<br>2) Spécifications techniques :<br>- paramètres programmables<br>- caractéristiques physiques dimensionnelles (densité, poids, volume, épaisseur)<br>- source d'énergie de sa capacité<br>- durée de vie potentielle<br>3) Garantie précisant :<br>- la durée et les conditions de garantie, en particulier en cas d'explantation précoce.<br><br>Inscription sur la liste visée à l'article L-165-11 du code de la SS (liste intra GHS).<br><br>Le défibrillateur devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) |                                             |       |                |          |          |        |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D.A.I sous cutané avec sonde rétro-sternale | Unité | 30             | 12       | 96       | 40/320 |
|     | Total des quantités du lot n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |       | 2              | 30       | 12       | 96     |

# Catalogue des besoins

## Classe DEFIBRILLATEURS IMPLANTABLES

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Libellé | Unité                                 | Qté<br>estimative | Qte mini | Qte maxi | %  |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------|----------|----------|----|--------|
| 3   | <p>D.A.I. DOUBLE CHAMBRE ASSERVI<br/>ENERGIE : &gt; 30 JOULES<br/>VOLUME : &lt; 50 cc<br/>Algorithme de discrimination permettant une programmation de détection de TV à fréquence lente.</p> <p>PRECISER LA COMPATIBILITE IRM POUR CHAQUE BOITIERS ET SONDAS PROPOSES</p> <p>Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants :</p> <p>1° / Proposition de prix précisant :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- les références du boîtier et des sondes</li><li>- le prix unitaire de chaque élément (boîtier, sonde)</li></ul> <p>2° / Spécifications techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- algorithme (s) de détection et différenciation des tachycardies ventriculaires</li><li>- paramètres programmables et éventuelles fonctions supplémentaires (Antiarytmique, fonction Holter, télémétrie)</li><li>- caractéristiques physiques et dimensionnelles (densité, poids, volume, épaisseur)</li><li>- type de connexion</li><li>- source d'énergie et sa capacité</li><li>- durée de vie potentielle et présumée</li></ul> <p>3° / Garantie précisant notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la durée et les conditions de garantie, en particulier en cas d'explantation précoce.</li></ul> <p>Inscription sur la liste visée à l'article L.165-11 du code de la sécurité sociale (liste intra GHS)</p> <p>Le lot n°3 est multi-attributaire avec un nombre maximum de 4 opérateurs économiques sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Pour chacun des opérateurs économiques les quantités minima contractuelles sont définies ci-dessous :<br/>Opérateur économique attributaire n°1 : 25 % des quantités minima<br/>Opérateur économique attributaire n°2 : 25 % des quantités minima<br/>Opérateur économique attributaire n°3 : 25 % des quantités minima<br/>Opérateur économique attributaire n°4 : 25 % des quantités minima</p> <p>Le défibrillateur devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).</p>                                       |         |                                       |                   |          |          |    |        |
|     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1       | Défibrillateur double chambre asservi | Unité             | 40       | 4        | 32 | 10/80  |
|     | Total des quantités du lot n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                       | 3                 | 40       | 4        | 32 |        |
| 4   | <p>D.A.I. MONOCHAMBRE<br/>ENERGIE : &gt; 30 JOULES<br/>Mémoire holter étendue avec EGM et intervalle RR<br/>Critères de détection début brutal, stabilité</p> <p>PRECISER LA COMPATIBILITE IRM POUR CHAQUE BOITIERS ET SONDAS PROPOSES</p> <p>Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants :</p> <p>1° / Proposition de prix précisant :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- les références du boîtier et des sondes</li><li>- le prix unitaire de chaque élément (boîtier, sonde)</li></ul> <p>2° / Spécifications techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- algorithme (s) de détection et différenciation des tachycardies ventriculaires</li><li>- paramètres programmables et éventuelles fonctions supplémentaires (Antiarytmique, fonction Holter, télémétrie)</li><li>- caractéristiques physiques et dimensionnelles (densité, poids, volume, épaisseur)</li><li>- type de connexion</li><li>- source d'énergie et sa capacité</li><li>- durée de vie potentielle et présumée</li></ul> <p>3° / Garantie précisant notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la durée et les conditions de garantie, en particulier en cas d'explantation précoce.</li></ul> <p>Inscription sur la liste visée à l'article L.165-11 du code de la sécurité sociale (liste intra GHS)</p> <p>Le lot n°4 est multi-attributaire avec un nombre maximum de 5 opérateurs économiques sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Pour chacun des opérateurs économiques les quantités minima contractuelles sont définies ci-dessous :<br/>Opérateur économique attributaire n°1 : 20 % des quantités minima<br/>Opérateur économique attributaire n°2 : 20 % des quantités minima<br/>Opérateur économique attributaire n°3 : 20 % des quantités minima<br/>Opérateur économique attributaire n°4 : 20 % des quantités minima<br/>Opérateur économique attributaire n°5 : 20 % des quantités minima</p> <p>Le défibrillateur devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).</p> |         |                                       |                   |          |          |    |        |
|     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1       | Défibrillateur monochambre            | Unité             | 50       | 8        | 60 | 16/120 |
|     | Total des quantités du lot n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                       | 4                 | 50       | 8        | 60 |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DEFIBRILLATEURS IMPLANTABLES

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unité                 | Qté<br>estimative                                   | Qte mini | Qte maxi | %  |        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|----|--------|
| 5                             | <b>D.A.I. TRIPLE CHAMBRE</b><br><b>D.A.I. triple chambre, avec sonde sinus coronaires et kit de pose.</b><br><br><b>PRECISER LA COMPATIBILITE IRM POUR CHAQUE BOITIERS ET SONDES PROPOSES</b><br><br>Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants :<br>1° / Proposition de prix précisant :<br>- les références du boîtier et des sondes<br>- le prix unitaire de chaque élément (boîtier, sondes, kit de pose)<br>- le prix des accessoires de pose<br>2° / Spécifications techniques :<br>- algorithme (s) de détection et différenciation des tachycardies ventriculaires<br>- paramètres programmables et éventuelles fonctions supplémentaires (Antiarytmique, fonction Holter, télémétrie)<br>- caractéristiques physiques et dimensionnelles (densité, poids, volume, épaisseur)<br>- type de connexion<br>- source d'énergie et sa capacité<br>- durée de vie potentielle et présumée<br>3° / Garantie précisant notamment :<br>- la durée et les conditions de garantie, en particulier en cas d'explantation précoce.<br><br>Inscription sur la liste visée à l'article L.165-11 du code de la sécurité sociale (liste intra GHS)<br><br>Le lot n°5 est multi-attributaire avec un nombre maximum de 5 opérateurs économiques sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Pour chacun des opérateurs économiques les quantités minima contractuelles sont définies ci-dessous :<br>Opérateur économique attributaire n°1 : 20 % des quantités minima<br>Opérateur économique attributaire n°2 : 20 % des quantités minima<br>Opérateur économique attributaire n°3 : 20 % des quantités minima<br>Opérateur économique attributaire n°4 : 20 % des quantités minima<br>Opérateur économique attributaire n°5 : 20 % des quantités minima<br><br>Le défibrillateur devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                     |          |          |    |        |
|                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D.A.I. triple chambre | Unité                                               | 40       | 5        | 40 | 13/100 |
|                               | Total des quantités du lot n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 5                                                   | 40       | 5        | 40 |        |
|                               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SONDE DEFIBRILLATION BIPOLAIRE SANS LUMIERE INTERNE</b><br><b>Sonde Défibrillation bipolaire sans lumière interne</b><br><br>Dimensions souhaitées :<br>- 75 cm de longueur environ<br>- 80 cm de longueur environ<br>Faire une proposition pour les autres tailles<br><br>Préciser :<br>- la nature des matériaux constitutifs<br>- les caractéristiques techniques<br>- les données de la longévité<br>- la gamme des tailles disponibles<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br>Les CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique)<br>Le DMI devra avoir été présenté à l'équipe médicale du service de cardiologie. |                       |                                                     |          |          |    |        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                     | Sonde défibrillation bipolaire sans lumière interne | Unité    | 50       | 25 | 200    |
| Total des quantités du lot n° |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                     | 50                                                  | 25       | 200      |    |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 0

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unité                                  | Qté<br>estimative | Qte mini     | Qte maxi   | %            |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 7   |    | <b>STENT CORONAIRE A LIBERATION DE PRINCIPE ACTIF MINIDOSE</b><br>Implant endovasculaire coronarien constitué d'un treillis métallique expansible par ballonnet, à libération de produit actif.<br>Présentation : stent serti sur cathéter de dilatation coronaire type " Monorail ".<br>( Veuillez préciser les caractéristiques techniques du cathéter ).<br>Préciser<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- le matériau constitutif<br>- la taille des cathéters guides utilisables<br>- la nature du revêtement<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique)</b><br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                   |              |            |              |
|     | 1  | Stent coronaire à libération de principe actif minidosé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unité                                  | 100               | 50           | 400        | 50/400       |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Total des quantités du lot n° 7</b> |                   | <b>100</b>   | <b>50</b>  | <b>400</b>   |
| 8   |    | <b>STENT CORONAIRE ACTIF A POLYMERE PERMANENT</b><br>Implant endovasculaire constitué d'un treillis métallique expansible par ballonnet, à libération de produit actif.<br>Présentation : stent serti sur cathéter de dilatation coronaire type "Monorail".<br>(Veuillez préciser les caractéristiques techniques du cathéter).<br>Préciser<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- le matériau constitutif<br>- la taille des cathéters guides utilisables<br>- la nature du revêtement<br>- la nature du principe actif, quantité et profil d'élution<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique)</b><br><br>Le lot n°8 est multi-attributaire avec un nombre maximum de 2 opérateurs économiques sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Pour chacun des opérateurs économiques les quantités minima contractuelles sont définies ci-dessous :<br>Opérateur économique attributaire n°1 : 50 % des quantités minima<br>Opérateur économique attributaire n°2 : 50 % des quantités minima<br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)                                                                        |                                        |                   |              |            |              |
|     | 1  | Stent coronaire actif polymère permanent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unité                                  | 800               | 400          | 3 200      | 50/400       |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Total des quantités du lot n° 8</b> |                   | <b>800</b>   | <b>400</b> | <b>3 200</b> |
| 9   |    | <b>STENT CORONAIRE ACTIF A POLYMERE RESORBABLE</b><br>Implant endovasculaire constitué d'un treillis métallique expansible par ballonnet, à libération de produit actif.<br>Présentation : stent serti sur cathéter de dilatation coronaire type "Monorail".<br>(Veuillez préciser les caractéristiques techniques du cathéter).<br>Préciser<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- le matériau constitutif<br>- la taille des cathéters guides utilisables<br>- la nature du revêtement<br>- la nature du principe actif, quantité et profil d'élution<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique)</b><br><br>Le lot n°9 est multi-attributaire avec un nombre maximum de 3 opérateurs économiques sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Pour chacun des opérateurs économiques les quantités minima contractuelles sont définies ci-dessous :<br>Opérateur économique attributaire n°1 : 50 % des quantités minima<br>Opérateur économique attributaire n°2 : 25 % des quantités minima<br>Opérateur économique attributaire n°3 : 25 % des quantités minima<br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). |                                        |                   |              |            |              |
|     | 1  | Stent coronaire actif à polymère résorbable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unité                                  | 1 200             | 600          | 4 800      | 50/400       |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Total des quantités du lot n° 9</b> |                   | <b>1 200</b> | <b>600</b> | <b>4 800</b> |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 0

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unité | Qté estimative | Qte mini   | Qte maxi     | %      |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|--------------|--------|
| 10  |    | <b>STENT CORONAIRE ACTIF SANS POLYMERE</b><br>Implant endovasculaire constitué d'un treillis métallique expansible par ballonnet, à libération de produit actif.<br>Présentation : stent serti sur cathéter de dilatation coronaire type "Monorail".<br>(Veuillez préciser les caractéristiques techniques du cathéter).<br>Préciser<br>. la gamme des tailles disponibles<br>. le matériau constitutif<br>. la taille des cathéters guides utilisables<br>. la nature du principe actif, quantité et profil d'élution<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique)</b><br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)                                    |       |                |            |              |        |
| 10  | 1  | Stent coronaire actif sans polymère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unité | 200            | 150        | 1 200        | 75/600 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | <b>200</b>     | <b>150</b> | <b>1 200</b> |        |
| 11  |    | <b>STENT CORONAIRE ACTIF SANS POLYMERE</b><br>Implant endovasculaire constitué d'un treillis métallique expansible par ballonnet, à libération de produit actif pour stenting des bifurcations<br>Présentation : stent serti sur cathéter de dilatation coronaire type "Monorail". (Veuillez préciser les caractéristiques techniques du cathéter).<br><br>Préciser<br>. la gamme des tailles disponibles<br>. le matériau constitutif<br>. la taille des cathéters guides utilisables<br>. la nature du principe actif, quantité et profil d'élution<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique)</b><br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) |       |                |            |              |        |
| 11  | 1  | Stent coronaire actif sans polymère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unité | 200            | 100        | 800          | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | <b>200</b>     | <b>100</b> | <b>800</b>   |        |
| 12  |    | <b>STENT CORONAIRE COUVERT</b><br>Implant endovasculaire constitué d'un treillis métallique expansible par ballonnet, couvert.<br>Présentation : stent serti sur cathéter de dilatation coronaire type "Monorail".<br>Préciser les caractéristiques du cathéter.<br><br>Préciser :<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- les matériaux constitutifs<br>- la taille des cathéters guides utilisable<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique)</b><br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                                                                                              |       |                |            |              |        |
| 12  | 1  | Stent coronaire actif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unité | 20             | 10         | 80           | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | <b>20</b>      | <b>10</b>  | <b>80</b>    |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 0

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                              | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Libellé                                                  | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 13                               | <b>SYSTEME DE CLIP PERCUTANEE POUR VALVE MITRALE / TRICUSPIDE</b><br>Système de clip de réparation mitrale ou tricuspide bord à bord, avec les dispositifs servant à l'implantation.<br><br>Préciser :<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- la nature des matériaux constitutifs<br>- les dispositifs servant à l'implantation<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique)</b><br><br>Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) :<br>- lot n°13<br>- lot n°14<br>Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaire que d'un seul lot.<br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) |                                                          |       |                |          |          |        |
|                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Système de clip percutanée pour valve mitrale/tricuspide | Unité | 35             | 25       | 200      | 71/571 |
| Total des quantités du lot n° 13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |       | 35             | 25       | 200      |        |
| 14                               | <b>SYSTEME DE REPARATION MITRALE/TRICUSPIDE</b><br>Système de réparation de la valve mitrale par voie transcathéter avec les dispositifs servant à l'implantation.<br><br>Préciser :<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- la nature des matériaux constitutifs<br>- les dispositifs servant à l'implantation<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique)</b><br><br>Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) :<br>- lot n°14<br>- lot n°13<br>Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaire que d'un seul lot.<br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)                   |                                                          |       |                |          |          |        |
|                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mitrale                                                  | Unité | 35             | 10       | 80       | 29/229 |
| 14                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tricuspide                                               | Unité | 10             | 5        | 40       | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |       | 45             | 15       | 120      |        |
| 15                               | <b>VALVE CARDIAQUE PERCUTANEE</b><br>Valve cardiaque percutanée pour la pose par voie trans-fémorale<br>Préciser :<br>- les tailles disponibles<br>- la nature des matériaux constitutifs<br>- les dispositifs fournis avec la valve<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique)</b><br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |       |                |          |          |        |
|                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valve cardiaque percutanée                               | Unité | 140            | 70       | 560      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |       | 140            | 70       | 560      |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 0

27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                              | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 16                               |    | <b>VALVE CARDIAQUE PERCUTANEE APICALE ET TRANSFEMORALE</b><br>Valve cardiaque percutanée pour la pose par voie apicale et par voie trans-fémorale<br>Préciser :<br>- les tailles disponibles<br>- la nature des matériaux constitutifs<br>- les dispositifs fournis avec la valve<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique)</b><br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)                                                                     |       |                |          |          |        |
| 16                               | 1  | Valve cardiaque percutanée apicale et transfémorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unité | 300            | 130      | 1 040    | 43/347 |
| Total des quantités du lot n° 16 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 300            | 130      | 1 040    |        |
| 17                               |    | <b>VALVE CARDIAQUE PERCUTANEE P/REMPLACEMENT VALVE TRICUSPIDE</b><br>Valve cardiaque percutanée pour remplacement de la valve tricuspide.<br>Valve cardiaque percutanée pour la pose par voie transfémorale<br><br>Préciser :<br>- les tailles disponibles<br>- la nature des matériaux constitutifs<br>- les dispositifs fournis avec la valve<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique).</b><br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) |       |                |          |          |        |
| 17                               | 1  | Valve cardiaque p/remplacement valve tricuspide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unité | 5              | 3        | 20       | 60/400 |
| Total des quantités du lot n° 17 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 5              | 3        | 20       |        |
| 18                               |    | <b>VALVE CARDIAQUE PERCUTANEE REPOSITIONNABLE</b><br>Valve cardiaque percutanée pour la pose par voie transfémorale.<br>Préciser :<br>- les tailles disponibles<br>- la nature des matériaux constitutifs<br>- les dispositifs fournis avec la valve<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique)</b><br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)                                                                                              |       |                |          |          |        |
| 18                               | 1  | Valve cardiaque percutanée repositionnable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité | 50             | 25       | 200      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 18 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 50             | 25       | 200      |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment

### 1

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unité | Qté<br>estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|----------|--------|
| 19  |    | <b>CATHETER PTCA A ELUTION DE PACLITAXEL</b><br>Cathéter à ballonnet pour dilatation coronaire, à échange rapide, et élution de paclitaxel.<br>Préciser :<br>- la longueur et le diamètre du cathéter<br>- la longueur et le diamètre du ballonnet<br>- le profil ballon dégonflé<br>- la résistance à la pression du ballonnet<br>- le diamètre du guide recommandé<br>- la nature des matériaux employé pour le cathéter et le ballonnet<br>- la compliance du ballonnet<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(au) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). |       |                   |          |          |        |
| 19  | 1  | Cathéter PTCA à élution de Paclitaxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unité | 50                | 25       | 200      | 50/400 |
|     |    | Total des quantités du lot n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19    | 50                | 25       | 200      |        |
| 20  |    | <b>CATHETER PTCA A ELUTION DE SIROLIMUS</b><br>Cathéter à ballonnet pour dilatation coronaire, à échange rapide, et élution de sirolimus.<br>Préciser :<br>- la longueur et le diamètre du cathéter<br>- la longueur et le diamètre du ballonnet<br>- le profil ballon dégonflé<br>- la résistance à la pression du ballonnet<br>- le diamètre du guide recommandé<br>- la nature des matériaux employé pour le cathéter et le ballonnet<br>- la compliance du ballonnet<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)  |       |                   |          |          |        |
| 20  | 1  | Cathéter PTCA à élution de sirolimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unité | 50                | 25       | 200      | 50/400 |
|     |    | Total des quantités du lot n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20    | 50                | 25       | 200      |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 2

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 21  |    | <b>CATHETER DE CORONAROGRAPHIE</b><br>Cathéter d'exploration cardiaque par voie fémorale ou radiale, type Judkins, Amplatz, Queue de cochon, et courbures diverses<br>Préciser :<br>. le diamètre et la longueur du cathéter<br>. les différents types de courbures disponibles<br>. le diamètre du guide accepté<br>. le débit du cathéter<br>. les matériaux constitutifs<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) :<br>- lot n°21<br>- lot n°22<br>Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaire que d'un seul lot.<br><br>Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). |       |                |          |          |        |
| 21  | 1  | Cathéter de coronarographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unité | 8 000          | 4 000    | 32 000   | 50/400 |
|     |    | Total des quantités du lot n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21    | 8 000          | 4 000    | 32 000   |        |
| 22  |    | <b>CATHETER DE CORONAROGRAPHIE</b><br>Cathéter d'exploration cardiaque par voie fémorale ou radiale, type Judkins, Amplatz, Queue de cochon, et courbures diverses<br>Préciser :<br>. le diamètre et la longueur du cathéter<br>. les différents types de courbures disponibles<br>. le diamètre du guide accepté<br>. le débit du cathéter<br>. les matériaux constitutifs<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) :<br>- lot n°22<br>- lot n°21<br>Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaire que d'un seul lot.<br><br>Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). |       |                |          |          |        |
| 22  | 1  | Cathéter de coronarographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unité | 3 005          | 1 502    | 12 020   | 50/400 |
|     |    | Total des quantités du lot n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22    | 3 005          | 1 502    | 12 020   |        |
| 23  |    | <b>CATHETER GUIDE POUR PTCA</b><br>Cathéter guide pour introduction des cathéters de dilatation coronaire<br>Type Judkins et Amplatz et courbures diverses<br>Préciser :<br>. la longueur, le diamètre externe et interne du cathéter<br>. les différents types de courbures disponibles<br>. le diamètre du guide accepté<br>. les matériaux constitutifs<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                |          |          |        |
| 23  | 1  | Cathéter guide pour PTCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unité | 2 505          | 1 252    | 10 020   | 50/400 |
|     |    | Total des quantités du lot n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23    | 2 505          | 1 252    | 10 020   |        |
| 24  |    | <b>PROTHESE CARDIOVASCULAIRE DE FERMETURE DES MALFORMATIONS CONGENITALES</b><br>Prothèse de fermeture pour CIA et PFO et autres malformations<br>Préciser :<br>. la gamme des tailles disponibles<br>. la nature des matériaux employés<br>. les accessoires nécessaires à la mise en place<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br>LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMS (Dispositifs Médicaux Stériles Usage Unique)<br><br>Le DMIS (Dispositif Médical Implantable Stérile) devra avoir été présentée à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                                                                                                                                                                                   |       |                |          |          |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 2

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                              | SL | Libellé                                | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|----------------------------------|----|----------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 24                               | 1  | Prothèse cardiovasculaire de fermeture | Unité | 60             | 25       | 200      | 42/333 |
| 24                               | 2  | Système de mise en place               | Unité | 60             | 25       | 200      | 42/333 |
| Total des quantités du lot n° 24 |    |                                        |       | 120            | 50       | 400      |        |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |       |    |    |     |        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|----|----|-----|--------|
| 25                               | <b>PROTHESE DE FERMETURE DE L'AURICULE GAUCHE</b><br>Prothèse de fermeture de l'auricule gauche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |       |    |    |     |        |
|                                  | Préciser :<br>- le matériau constitutif<br>- la gamme des tailles disponible<br>- les accessoires nécessaires à la mise en place                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |       |    |    |     |        |
|                                  | Présentation unitaire stérile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |       |    |    |     |        |
|                                  | Le dossier de réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMS (Dispositifs Médicaux Stériles Usage Unique)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |       |    |    |     |        |
|                                  | Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) :<br>- lot n°25<br>- lot n°26<br>Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaire que d'un seul lot.<br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) |                                            |       |    |    |     |        |
| 25                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prothèse de fermeture de l'auricule gauche | Unité | 30 | 8  | 60  | 27/200 |
| 25                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Système de mise en place de la prothèse    | Unité | 30 | 8  | 60  | 27/200 |
| Total des quantités du lot n° 25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |       | 60 | 16 | 120 |        |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |       |    |    |     |        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|----|----|-----|--------|
| 26                               | <b>PROTHESE DE FERMETURE DE L'AURICULE GAUCHE</b><br>Prothèse de fermeture de l'auricule gauche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |       |    |    |     |        |
|                                  | Préciser :<br>- le matériau constitutif<br>- la gamme des tailles disponible<br>- les accessoires nécessaires à la mise en place                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |       |    |    |     |        |
|                                  | Présentation unitaire stérile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |       |    |    |     |        |
|                                  | Le dossier de réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMS (Dispositifs Médicaux Stériles Usage Unique)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |       |    |    |     |        |
|                                  | Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) :<br>- lot n°26<br>- lot n°25<br>Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaire que d'un seul lot.<br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). |                                            |       |    |    |     |        |
| 26                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prothèse de fermeture de l'auricule gauche | Unité | 15 | 8  | 60  | 53/400 |
| 26                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Système de mise en place de la prothèse    | Unité | 15 | 8  | 60  | 53/400 |
| Total des quantités du lot n° 26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |       | 30 | 16 | 120 |        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 27 | <b>PROTHESE DE FERMETURE POUR PFO ET CIA ET AUTRES MALFORMATIONS</b><br>Prothèse de fermeture pour PFO et CIA<br>Préciser :<br>. la gamme des tailles disponibles<br>. la nature des matériaux employés<br>. les accessoires nécessaires à la mise en place<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMS (Dispositifs Médicaux Stériles Usage Unique)</b><br><br>Le DMIS (Dispositif Médical Implantable Stérile) devra avoir été présentée à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |

19/08/2026

Catalogue des besoins  
Classe DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment  
2

27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL | Libellé                                                       | Unité | Qté<br>estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|----------|--------|
| 27                            | 1  | Prothèse de fermeture pour PFO et CIA et autres malformations | Unité | 50                | 25       | 200      | 50/400 |
| 27                            | 2  | Système de mise en place                                      | Unité | 50                | 25       | 200      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                               | 27    | 100               | 50       | 400      |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS CHIRURGIE VISCERALE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unité | Qté estimative | Qte mini   | Qte maxi     | %      |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|--------------|--------|
| 28  |    | <b>CATHETER P/CHOLANGIOGRAPHIE P/COELIOCHIRURGIE</b><br>Système pour cholangiographie par coeliochirurgie. Cathéter d'environ 65 cm, diamètre externe inférieur ou égal à CH5 pour un passage à travers un trocard Ø 5 mm.<br><br>Préciser le matériau constitutif<br>Préciser les dimensions du cathéter<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le cathéter pour cholangiographie devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Viscérale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                |            |              |        |
| 28  | 1  | Cathéter p/cholangiographie p/coeliochirurgie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unité | 415            | 208        | 1 660        | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | <b>415</b>     | <b>208</b> | <b>1 660</b> |        |
| 29  |    | <b>PROTHESE PARIETALE NON RESORBABLE OU SEMI-RESORBABLE AUTOFIXANTE P/HERNIE LICHTENSTEIN HOMME</b><br>Prothèse d'origine synthétique SEMI-RESORBABLE OU NON RESORBABLE FENDUE autofixante, destinée aux cures de hernie inguinale chez l'homme par la technique de LICHTENSTEIN<br>Dimensions souhaitées :<br>- 4 x 10 cm environ<br><br>Préciser<br>- la nature du matériau constitutif<br>- la gamme des tailles disponibles<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique)</b><br><br>Les prothèses non résorbables devront avoir été présentées aux équipes chirurgicales.                                                                                                                                                                   |       |                |            |              |        |
| 29  | 1  | Prothèse pariétale non résorbable ou semi-résorbable autofixante p/hernie Lichtenstein homme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unité | 52             | 26         | 208          | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | <b>52</b>      | <b>26</b>  | <b>208</b>   |        |
| 30  |    | <b>PROTHESE PARIETALE SEMI-RESORBABLE P/EVENTRATION PERISTOMIALE</b><br>Prothèse d'origine synthétique SEMI-RÉSORBABLE, avec un tunnel, destinée à la réparation des éventrations péristomiales.<br>Dimensions souhaitées :<br>- 15 x 15 cm environ<br>- 16 x 16 cm environ<br>- 17 x 17 cm environ<br>- 25 x 25 cm environ<br>- tunnel ø 2/3/4 cm environ<br><br>Proposer les versions non visibles à l'IRM et visibles à l'IRM.<br>Préciser :<br>- la nature du matériau constitutif<br>- le temps de résorption<br>- la gamme des tailles disponibles<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique)</b><br>Les prothèses pariétales résorbables lentes devront avoir été présentées à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Viscérale |       |                |            |              |        |
| 30  | 1  | Prothèse pariétale semi-résorbable p/éventration péristomiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unité | 5              | 3          | 20           | 60/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | <b>5</b>       | <b>3</b>   | <b>20</b>    |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS CHIRURGIE VISCERALE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 31                            |    | <b>STENT PANCREATICOBILIAIRE RESORBABLE</b><br>Stent d'origine synthétique RÉSORBABLE, avec marqueurs radio-opaques, destiné au drainage des voies biliaires ou pancréatiques obstruées.<br><br><b>1- Pour chirurgie ouverte :</b><br>Dimensions souhaitées :<br>- longueurs 40/90/80/100/125/150/175/200/225 mm environ<br>- diamètres 2/2,6/3,4mm environ<br><br><b>2- Pour voie percutanée :</b><br>Dimensions :<br>- longueurs 60 mm<br>- diamètres 8/9/10mm<br>Les accessoires de pose type cathéter doivent être inclus.<br><br><b>Préciser :</b><br>- la nature du matériau constitutif<br>- le temps de résorption<br>- la gamme des tailles disponibles<br><br><b>Présentation unitaire stérile</b><br><b>Préciser le conditionnement</b><br><br><b>Le Dossier de Réponse devra comporter :</b><br><b>LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique)</b><br>Les stents pancréaticobiliaires résorbables devront avoir été présentées à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Viscérale et aux radiologues. |       |                |          |          |        |
|                               | 1  | Pour chirurgie ouverte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unité | 10             | 5        | 40       | 50/400 |
|                               | 2  | Pour voie percutanée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unité | 2              | 1        | 8        | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31    | 12             | 6        | 48       |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE

### Segment 1

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Libellé | Unité                                          | Qté<br>estimative | Qte mini | Qte maxi | %     |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------|--------|
| 32  | CATHETER DE FRANCHISSEMENT POUR LESION OCCLUSE<br>Cathéter de franchissement des lésions occluses ou serrées.<br><br>Préciser :<br>- le diamètre et la longueur du cathéter<br>- la configuration de l'extrémité<br>- le diamètre du guide accepté<br>- les matériaux constitutifs<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                                                                              |         |                                                |                   |          |          |       |        |
|     | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1       | Cathéter de franchissement pour lésion occluse | Unité             | 260      | 130      | 1 040 | 50/400 |
|     | Total des quantités du lot n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                | 32                | 260      | 130      | 1 040 |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                |                   |          |          |       |        |
| 33  | CATHETER GRADUE P/MESURE CENTIMETRIQUE<br>Cathéter avec marqueurs radioopaques sur la partie distale, utilisé pour la mesure des vaisseaux<br>Préciser :<br>. la nature des matériaux utilisés<br>. la longueur et le diamètre du cathéter<br>. la longueur du segment distal avec marqueurs radioopaques, la distance entre les marqueurs<br>. le nombre d'ouvertures latérales<br>. la taille du guide recommandé<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). |         |                                                |                   |          |          |       |        |
|     | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1       | Cathéter gradué p/mesure centimétrique         | Unité             | 150      | 75       | 600   | 50/400 |
|     | Total des quantités du lot n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                | 33                | 150      | 75       | 600   |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                |                   |          |          |       |        |
| 34  | CATHETER GUIDE PERIPHERIQUE<br>Cathéter pour introduction intravasculaire de dispositifs d'intervention et diagnostiques pour les procédures périphériques.<br>Dimensions souhaitées : 5, 6, 7, 8 F<br>Préciser :<br>- les différents types de courbures disponibles,<br>- la longueur du cathéter,<br>- la nature des matériaux constitutifs,<br>- la lumière interne du cathéter.<br>Présentation unitaire stérile.<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                |         |                                                |                   |          |          |       |        |
|     | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1       | Cathéter guide périphérique                    | Unité             | 152      | 76       | 608   | 50/400 |
|     | Total des quantités du lot n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                | 34                | 152      | 76       | 608   |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                |                   |          |          |       |        |
| 35  | CATHETER INFUSION AVEC VALVE<br>Cathéter d'infusion avec valve en distalité pour infusion sélective dans le système vasculaire.<br>Préciser :<br>. la gamme des tailles disponibles<br>. le matériau constitutif<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                                                                                                                                                    |         |                                                |                   |          |          |       |        |
|     | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1       | Cathéter infusion avec valve                   | Unité             | 30       | 15       | 120   | 50/400 |
|     | Total des quantités du lot n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                | 35                | 30       | 15       | 120   |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                |                   |          |          |       |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE

### Segment 1

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                                                                                                              | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Libellé                              | Unité | Qté<br>estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------|----------|----------|--------|
| 36                                                                                                               | <b>CATHETER OCCLUSION A LARGE BALLONNET</b><br>Cathéter d'occlusion vasculaire temporaire à grand diamètre de ballonnet.                                                                                                                                                                      |                                      |       |                   |          |          |        |
|                                                                                                                  | Préciser :<br>- la longueur et le diamètre du cathéter<br>- la longueur et la diamètre du ballonnet<br>- la taille de l'introducteur recommandé<br>- la nature des matériaux constitutifs                                                                                                     |                                      |       |                   |          |          |        |
|                                                                                                                  | Présentation unitaire stérile                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |       |                   |          |          |        |
|                                                                                                                  | Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                                                                                                                              |                                      |       |                   |          |          |        |
| 36                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cathéter occlusion à large ballonnet | Unité | 20                | 10       | 80       | 50/400 |
| Total des quantités du lot n°                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 36    | 20                | 10       | 80       |        |
| 37                                                                                                               | <b>CATHETER P/ANGIOGRAPHIE</b><br>Cathéter pour angiographie périphérique 4 et 5F.                                                                                                                                                                                                            |                                      |       |                   |          |          |        |
|                                                                                                                  | Préciser :<br>- la longueur, le diamètre du cathéter<br>- le diamètre du guide accepté<br>- le débit du cathéter                                                                                                                                                                              |                                      |       |                   |          |          |        |
|                                                                                                                  | Présentation unitaire stérile                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |       |                   |          |          |        |
|                                                                                                                  | Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) :<br>- lot n°37<br>- lot n°38<br>Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaire que d'un seul lot. |                                      |       |                   |          |          |        |
| Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |       |                   |          |          |        |
| 37                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cathéter p/angiographie              | Unité | 102               | 51       | 408      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n°                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 37    | 102               | 51       | 408      |        |
| 38                                                                                                               | <b>CATHETER P/ANGIOGRAPHIE</b><br>Cathéter pour angiographie périphérique 4F et 5F, type Pigtail Vertébral, Cobra, Simmons et courbures diverses, avec extrémité radio-opaque                                                                                                                 |                                      |       |                   |          |          |        |
|                                                                                                                  | Préciser :<br>. la longueur, le diamètre du cathéter<br>. le diamètre du guide accepté<br>. le débit du cathéter<br>. les matériaux constitutifs<br>. le nombre d'ouvertures latérales                                                                                                        |                                      |       |                   |          |          |        |
|                                                                                                                  | Présentation unitaire stérile                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |       |                   |          |          |        |
|                                                                                                                  | Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) :<br>- lot n°38<br>- lot n°37<br>Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaire que d'un seul lot. |                                      |       |                   |          |          |        |
| Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |       |                   |          |          |        |
| 38                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cathéter p/angiographie              | Unité | 1 020             | 510      | 4 080    | 50/400 |
| Total des quantités du lot n°                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 38    | 1 020             | 510      | 4 080    |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE

### Segment 1

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Libellé                    | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 39                            | <b>CATHETER PTA .014 COAXIAL</b><br>Cathéter à ballonnet pour dilatation des vaisseaux périphériques<br>Compatible guide .014<br>Préciser :<br>. la longueur et le diamètre du cathéter<br>. la longueur et le diamètre du ballonnet<br>. la compliance du ballonnet<br>. la résistance à la pression du ballonnet ( pression maximale d'utilisation )<br>. la taille d'introducteur recommandé<br>. la nature des matériaux employés pour le cathéter, et le ballonnet<br>( préciser si existence d'un revêtement hydrophile )<br>. l'indication des voies<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).  |                            |       |                |          |          |        |
|                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cathéter PTA .014 coaxial  | Unité | 50             | 25       | 200      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 39    | 50             | 25       | 200      |        |
| 40                            | <b>CATHETER PTA .018</b><br>Compatible guide .018<br>Cathéter à ballonnet pour dilatation des vaisseaux périphériques<br>Préciser :<br>. la longueur et le diamètre du cathéter<br>. la longueur du ballonnet et le diamètre du ballonnet<br>. la compliance du ballonnet<br>. la résistance à la pression du ballonnet (pression maximale d'utilisation)<br>. la taille d'introducteur recommandé<br>. la nature des matériaux employés pour le cathéter, et le ballonnet<br>(préciser si existence d'un revêtement hydrophile)<br>. l'indication des voies<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). |                            |       |                |          |          |        |
|                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cathéter PTA .018          | Unité | 610            | 305      | 2 440    | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 40    | 610            | 305      | 2 440    |        |
| 41                            | <b>CATHETER PTA .018 MONORAIL</b><br>Cathéter à ballonnet pour dilatation des vaisseaux périphériques<br>Préciser :<br>. le type de guide compatible<br>. la longueur et le diamètre du cathéter<br>. la longueur et le diamètre du ballonnet<br>. la compliance du ballonnet<br>. la résistance à la pression du ballonnet (pression maximale d'utilisation)<br>. la taille d'introducteur recommandé<br>. la nature des matériaux employés pour le cathéter, et le ballonnet<br>(préciser si existence d'un revêtement hydrophile)<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                         |                            |       |                |          |          |        |
|                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cathéter PTA .018 monorail | Unité | 50             | 25       | 200      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 41    | 50             | 25       | 200      |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE

### Segment 1

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                              | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 42                               |    | <b>CATHETER PTA .035</b><br><b>Compatible guide .035</b><br><br>Cathéter à ballonnet pour dilatation des vaisseaux périphérique dont le diamètre ne doit pas excéder 5Fr<br><br>Préciser :<br>- la longueur et diamètre du cathéter<br>- la longueur et diamètre du ballonnet<br>- la résistance à la pression<br>- la taille de l'introducteur recommandé<br>- la nature des matériaux employés pour le cathéter et le ballonnet<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) :<br>- lot 42<br>- lot 43<br>Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaire que d'un seul lot.<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                                          |       |                |          |          |        |
| 42                               | 1  | Cathéter PTA .035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unité | 30             | 22       | 180      | 73/600 |
| Total des quantités du lot n° 42 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 30             | 22       | 180      |        |
| 43                               |    | <b>CATHETER PTA .035</b><br><b>Compatible guide .035</b><br>Cathéter à ballonnet profilé pour dilatation des vaisseaux périphériques<br>Préciser :<br>. la longueur et le diamètre du cathéter<br>. la longueur et le diamètre du ballonnet<br>. la résistance à la pression du ballonnet (pression maximale d'utilisation)<br>. la taille d'introducteur recommandé<br>. la nature des matériaux employés pour le cathéter, et le ballonnet<br>(préciser si existence d'un revêtement hydrophile)<br>. l'indication des voies<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) :<br>- lot 43<br>- lot 42<br>Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaire que d'un seul lot.<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). |       |                |          |          |        |
| 43                               | 1  | Cathéter PTA .035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unité | 1 015          | 508      | 4 060    | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 43 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 1 015          | 508      | 4 060    |        |
| 44                               |    | <b>CATHETER PTA A ELUTION DE MEDICAMENT</b><br>Cathéter à ballonnet avec élution de médicament pour dilatation des vaisseaux périphériques.<br><br>Préciser :<br>- la longueur et le diamètre du cathéter<br>- la taille des guides recommandés<br>- la longueur et le diamètre du ballonnet<br>- la compliance du ballonnet<br>- la résistance à la pression ( pression maximale d'utilisation )<br>- la nature des matériaux employés pour le cathéter et le ballonnet<br>- la nature du revêtement médicamenteux<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                |          |          |        |
| 44                               | 1  | Cathéter PTA à élution de médicament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unité | 200            | 100      | 800      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 44 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 200            | 100      | 800      |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE

### Segment 1

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unité | Qté estimative | Qte mini   | Qte maxi     | %      |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|--------------|--------|
| 45  |    | <b>CATHETER PTA GRAND DIAMETRE</b><br>Diamètre de ballonnet supérieur à 12 mm<br>Cathéter à ballonnet pour dilatation des vaisseaux périphériques<br>Préciser :<br>- la longueur et le diamètre du cathéter<br>- la longueur et le diamètre du ballonnet<br>- la compliance du ballonnet<br>- la résistance à la pression du ballonnet (pression maximale d'utilisation)<br>- la taille d'introducteur recommandé<br>- la nature des matériaux employés pour le cathéter, et le ballonnet (préciser si existence d'un revêtement hydrophile)<br>- l'indication des voies<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). |       |                |            |              |        |
| 45  | 1  | Cathéter PTA grand diamètre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unité | 30             | 15         | 120          | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 45</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <b>30</b>      | <b>15</b>  | <b>120</b>   |        |
| 46  |    | <b>CATHETER PTA HAUTE PRESSION</b><br>Cathéter à ballonnet pour dilatation des fistules artérioveineuses résistant aux hautes pression<br>Préciser :<br>- la longueur et le diamètre du cathéter<br>- la longueur et le diamètre du ballonnet<br>- la taille d'introducteur recommandé<br>- la nature des matériaux employés pour le cathéter et le ballonnet (préciser si existence d'un revêtement hydrophile)<br>- l'indication des voies<br>- la pression maximale d'utilisation<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                                 |       |                |            |              |        |
| 46  | 1  | Cathéter PTA haute pression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unité | 32             | 16         | 128          | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 46</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <b>32</b>      | <b>16</b>  | <b>128</b>   |        |
| 47  |    | <b>DISPOSITIF DE RE-ENTREE ENDOVASCULAIRE</b><br>Dispositif de ré-entrée endovasculaire stérile à usage unique destiné à la ré-entrée dans la lumière artérielle lors de procédures endovasculaires complexes, en particulier dans le traitement des occlusions chroniques totales des artères périphériques<br><br>Préciser :<br>- les longueurs et tailles disponibles,<br>- leurs compatibilité avec les cathéters guides<br>- la nature des matériaux constitutifs<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le DMI devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale du service de chirurgie vasculaire.                                                                                     |       |                |            |              |        |
| 47  | 1  | Dispositif de ré-entrée endovasculaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité | 15             | 8          | 60           | 53/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 47</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <b>15</b>      | <b>8</b>   | <b>60</b>    |        |
| 48  |    | <b>GUIDE HYDROPHILE HYBRIDE</b><br>Guide hydrophile rigide en proximal et souple en distalité pour angioplastie. Longueurs souhaitées : 150, 180, 260 et 300 cm.<br>Préciser :<br>- la gamme des diamètres disponibles,<br>- la nature des matériaux constitutifs.<br>Présentation unitaire stérile.<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                |            |              |        |
| 48  | 1  | Guide hydrophile hybride                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unité | 502            | 251        | 2 008        | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 48</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <b>502</b>     | <b>251</b> | <b>2 008</b> |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE

### Segment 1

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 49                            |    | <b>GUIDE P/ENDOPROTHESE BRANCHEE THORACO-ABDOMINALE</b><br>Cathéter guide pour endoprothèses branchées thoraco-abdominales<br>Longueur souhaitée : 60 cm environ<br>Diamètre externe 16Fr environ<br><br>Préciser :<br>- la gamme de tailles disponibles<br>- la nature du matériau constitutif<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Les dispositifs médicaux devront avoir été présentés à(aux) équipe(s) médicale(s) concernée(s). |       |                |          |          |        |
| 49                            | 1  | Guide p/endoprothèse branchée thoraco-abdominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unité | 10             | 5        | 40       | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49    | 10             | 5        | 40       |        |
| 50                            |    | <b>GUIDE PTA .014 RECANNALISATION / OTC</b><br>Guide .014 pour navigation et recannalisation<br>Dimension : .014<br>Longueur : 180 - 300 cm<br>Préciser :<br>. la nature des matériaux constitutifs<br>. les différents types de souplesses existant<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                              |       |                |          |          |        |
| 50                            | 1  | Guide PTA .014 recannalisation / OTC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unité | 32             | 16       | 128      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50    | 32             | 16       | 128      |        |
| 51                            |    | <b>GUIDE PTA .018 AVEC EXTREMITE HYDROPHILE</b><br>Guide pour angioplastie périphérique.<br>Dimension : .018<br>Longueur : 180 et 300 cm<br>Préciser :<br>. la nature des matériaux constitutifs<br>. les différents types de souplesses existant<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)..                                                                |       |                |          |          |        |
| 51                            | 1  | Guide PTA .018 avec extrémité hydrophile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unité | 505            | 252      | 2 020    | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51    | 505            | 252      | 2 020    |        |
| 52                            |    | <b>GUIDE PTA .018 HYDROPHILE P/RECANALISATION</b><br>Guide pour recanalisation des artères fémoro-poplitée.<br>Dimension : .018<br>Longueur 180 et 300 cm<br><br>Préciser :<br>- la nature des matériaux constitutifs<br>- les différents types de souplesses existant<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                               |       |                |          |          |        |
| 52                            | 1  | Guide PTA .018 hydrophile p/recanalisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unité | 610            | 305      | 2 440    | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52    | 610            | 305      | 2 440    |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE

### Segment 1

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 53                            |    | <b>GUIDE TYPE "ROSEN"</b><br>Guide de radiologie type "Rosen".<br><br>Préciser :<br>- le matériau constitutif<br>- les longueurs et diamètres disponibles<br><br>Présentation unitaire stérile sous gaine protectrice individuelle rigide et emballage pelable.<br><br>Préciser le conditionnement<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                |          |          |        |
| 53                            | 1  | Guide type "ROSEN"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unité | 50             | 25       | 200      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53    | 50             | 25       | 200      |        |
| 54                            |    | <b>STENT AUTOEXPANSIBLE COUVERT</b><br>Stent périphérique autoexpansible couvert<br>Préciser :<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- les matériaux constitutifs<br>- la longueur du système de pose<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)</b><br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                                                                                                        |       |                |          |          |        |
| 54                            | 1  | Stent autoexpansible couvert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unité | 40             | 25       | 200      | 63/500 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54    | 40             | 25       | 200      |        |
| 55                            |    | <b>STENT AUTOEXPANSIBLE COUVERT P/ANEVRISME POPLITES</b><br>Stent périphérique autoexpansible couvert hépariné pour le traitement des anévrismes poplités<br>Préciser :<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- les matériaux constitutifs<br>- la longueur du système de pose<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)</b><br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                               |       |                |          |          |        |
| 55                            | 1  | Stent autoexpansible couvert p/anévrisme poplites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unité | 80             | 25       | 200      | 31/250 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55    | 80             | 25       | 200      |        |
| 56                            |    | <b>STENT PERIPHERIQUE ACTIF AUTOEXPANSIBLE</b><br>Stent périphérique constitué d'un treillis métallique autoexpansible à libération de produit actif<br>Stent présenté avec son système de pose<br>Préciser :<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- le matériau constitutif<br>- la longueur du système de pose<br>- la nature du revêtement médicamenteux<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)</b><br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). |       |                |          |          |        |
| 56                            | 1  | Stent périphérique actif autoexpansible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unité | 120            | 50       | 400      | 42/333 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56    | 120            | 50       | 400      |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE

### Segment 1

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité     | Qté estimative | Qte mini   | Qte maxi   | %      |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|------------|--------|
| 57  |    | <b>STENT PERIPHERIQUE AUTOEXPANSIBLE .018</b><br>Stent périphérique constitué d'un treillis métallique autoexpansible avec marqueur radioopaque<br>Longueur de système de pose : 80 et 130 cm environ<br>Compatible guide .018<br>Stent présenté avec son système de pose<br>Préciser :<br>. la gamme des tailles disponibles<br>. le matériau constitutif<br>. la longueur du système de pose<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)</b><br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). |           |                |            |            |        |
| 57  | 1  | Stent périphérique autoexpansible .018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unité     | 65             | 27         | 220        | 42/338 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>57</b> | <b>65</b>      | <b>27</b>  | <b>220</b> |        |
| 58  |    | <b>STENT PERIPHERIQUE AUTOEXPANSIBLE .035</b><br>Stent périphérique constitué d'un treillis métallique autoexpansible 5F avec marqueur radioopaque aux extrémités du stent.<br>Longueur du système de pose : 80 et 130 cm environ<br><br>Préciser :<br>- la compatibilité avec les guides<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- les matériaux constitutifs<br><br>Présentation unitaire stérile.<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)</b><br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                           |           |                |            |            |        |
| 58  | 1  | Stent périphérique autoexpansible .035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unité     | 40             | 25         | 200        | 63/500 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>58</b> | <b>40</b>      | <b>25</b>  | <b>200</b> |        |
| 59  |    | <b>STENT PERIPHERIQUE AUTOEXPANSIBLE .035, 5/6F</b><br>Stent périphérique constitué d'un treillis métallique AUTOEXPANSIBLE 6F avec marqueur radio-opaque aux extrémités du stent<br>Longueur du système de pose : 80 et 130 cm environ<br>Compatible guide .035<br>Stent présenté avec son système de pose<br>Préciser :<br>. la gamme des tailles disponibles<br>. le matériau constitutif<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)</b><br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).   |           |                |            |            |        |
| 59  | 1  | Stent périphérique autoexpansible .035, 5/6F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unité     | 202            | 101        | 808        | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>59</b> | <b>202</b>     | <b>101</b> | <b>808</b> |        |
| 60  |    | <b>STENT PERIPHERIQUE AUTOEXPANSIBLE FLEXIBLE</b><br>Stent périphérique constitué d'un treillis métallique AUTOEXPANSIBLE<br>Stent présenté avec son système de pose<br>Préciser :<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- le matériau constitutif<br>- la longueur du système de pose<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)</b><br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                                                      |           |                |            |            |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE

### Segment 1

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                              | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 60                               | 1  | Stent périphérique autoexpansible flexible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unité | 80             | 50       | 400      | 63/500 |
| Total des quantités du lot n° 60 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60    | 80             | 50       | 400      |        |
| 61                               |    | <b>STENT PERIPHERIQUE AUTOEXPANSIBLE VEINEUX</b><br>Stent périphérique expansible constitué d'un treillis autoexpansible pour implantation veineuse.<br>Stent présenté avec son système de pose.<br><br>Préciser :<br>- le matériau constitutif<br>- la gamme des tailles disponibles<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le dossier de réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)</b><br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                |          |          |        |
| 61                               | 1  | Stent périphérique autoexpansible veineux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unité | 30             | 10       | 80       | 33/267 |
| Total des quantités du lot n° 61 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61    | 30             | 10       | 80       |        |
| 62                               |    | <b>STENT PERIPHERIQUE COUVERT EXPANSIBLE P/BALLON</b><br>Stent périphérique constitué d'un treillis métallique couvert EXPANSIBLE PAR BALLONNET<br>Présentation : stent serti sur cathéter à ballonnet<br>Préciser :<br>. la gamme des tailles disponibles<br>. les matériaux constitutifs<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)</b><br><br>Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) :<br>- lot 62<br>- lot 63<br><br>Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaire que d'un seul lot.<br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). |       |                |          |          |        |
| 62                               | 1  | Stent périphérique couvert expansible p/ballon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unité | 40             | 25       | 200      | 63/500 |
| Total des quantités du lot n° 62 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62    | 40             | 25       | 200      |        |
| 63                               |    | <b>STENT PERIPHERIQUE COUVERT EXPANSIBLE P/BALLON</b><br>Stent périphérique constitué d'un treillis métallique couvert expansible par ballonnet.<br>Présentation : Stent serti sur le cathéter à ballonnet<br><br>Préciser :<br>- les matériaux constitutifs<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- la taille de l'introducteur recommandé<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)</b><br><br>Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) :<br>- lot 63<br>- lot 62<br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                   |       |                |          |          |        |
| 63                               | 1  | Stent périphérique couvert expansible p/ballon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unité | 103            | 51       | 412      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 63 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63    | 103            | 51       | 412      |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE

### Segment 1

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unité | Qté estimative | Qte mini   | Qte maxi   | %        |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|------------|----------|
| 64  |    | <b>STENT PERIPHERIQUE COUVERT EXPANSIBLE P/BALLON AORTIQUE</b><br>Stent périphérique constitué d'un treillis métallique couvert EXPANSIBLE PAR BALLONNET<br>Présentation : stent serti sur cathéter à ballonnet<br>Préciser :<br>. la gamme des tailles disponibles<br>. les matériaux constitutifs<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)</b><br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                                                                                  |       |                |            |            |          |
| 64  | 1  | Stent périphérique couvert expansible p/ballon aortique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unité | 20             | 15         | 120        | 75/600   |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 64</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | <b>20</b>      | <b>15</b>  | <b>120</b> |          |
| 65  |    | <b>STENT PERIPHERIQUE COUVERT EXPANSIBLE P/BALLON BAS PROFIL</b><br>Stent périphérique constitué d'un treillis métallique couvert expansible par ballonnet.<br>Présentation : Stent serti sur le cathéter à ballonnet<br><br>Préciser :<br>- les matériaux constitutifs<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- la taille de l'introducteur recommandé<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)</b><br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                        |       |                |            |            |          |
| 65  | 1  | Stent périphérique couvert expansible p/ballon bas profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unité | 100            | 30         | 240        | 30/240   |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 65</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | <b>100</b>     | <b>30</b>  | <b>240</b> |          |
| 66  |    | <b>STENT PERIPHERIQUE EXPANSIBLE PAR BALLONNET</b><br>Stent périphérique constitué d'un treillis métallique EXPANSIBLE PAR BALLONNET<br>Présentation : stent serti, cathéter porteur disponible en 2 longueurs : 80 cm et 120 cm<br>Compatible guide .035<br>Préciser :<br>. la gamme des tailles disponibles<br>. le matériau constitutif<br>. le type de cathéter fourni avec le stent<br>. la taille de l'introducteur recommandé<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)</b><br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). |       |                |            |            |          |
| 66  | 1  | Stent périphérique expansible par ballonnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unité | 70             | 100        | 800        | 143/1143 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 66</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | <b>70</b>      | <b>100</b> | <b>800</b> |          |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE

### Segment 1

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unité | Qté estimative | Qte mini  | Qte maxi   | %      |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------|------------|--------|
| 67  |    | <b>STENT PERIPHERIQUE EXPANSIBLE PAR BALLONNET .035</b><br>Stent périphérique constitué d'un treillis métallique EXPANSIBLE PAR BALLONNET<br>Présentation : stent serti, cathéter porteur disponible en 2 longueurs : 80 cm et 120 cm<br>Compatible guide .035<br>Préciser :<br>. la gamme des tailles disponibles<br>. le matériau constitutif<br>. le type de cathéter fourni avec le stent<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)</b><br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                  |       |                |           |            |        |
| 67  | 1  | Stent périphérique expansible par ballonnet .035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unité | 130            | 45        | 360        | 35/277 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 67</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | <b>130</b>     | <b>45</b> | <b>360</b> |        |
| 68  |    | <b>STENT PERIPHERIQUE EXPANSIBLE PAR BALLONNET P/ARTERE RENALE</b><br>Stent périphérique constitué d'un treillis métallique EXPANSIBLE PAR BALLONNET<br>Présentation : stent serti sur cathéter type monorail<br>Préciser :<br>. la gamme des tailles disponibles<br>. le matériau constitutif<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)</b><br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                                                                                                     |       |                |           |            |        |
| 68  | 1  | Stent périphérique expansible par ballonnet p/artère rénale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité | 50             | 10        | 80         | 20/160 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 68</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | <b>50</b>      | <b>10</b> | <b>80</b>  |        |
| 69  |    | <b>STENT PERIPHERIQUE RESORBABLE EXPANSIBLE PAR BALLONNET P/ARTERE JAMBIERE .014</b><br>Stent périphérique constitué d'un treillis métallique EXPANSIBLE PAR BALLONNET<br>Diamètres souhaités : 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 mm à évolution d'évérolimus.<br>Présentation : stent serti sur cathéter compatible guide .014<br>Préciser :<br>. la gamme des tailles disponibles<br>. le matériau constitutif<br>. le type de cathéter fourni avec le stent<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)</b><br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). |       |                |           |            |        |
| 69  | 1  | Stent périphérique expansible par ballonnet p/artère jambière .014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unité | 15             | 8         | 60         | 53/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 69</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | <b>15</b>      | <b>8</b>  | <b>60</b>  |        |

19/08/2026

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE

### Segment 2

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unité | Qté<br>estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|----------|--------|
| 70                            |    | <b>CUBE GELATINE P/EMBOLISATION VASCULAIRE</b><br>Cube de mousse de gélatine biocompatible, hydrophile destiné à l'embolisation des vaisseaux sanguins, présenté en seringue prêt à l'emploi.<br>Dimensions souhaitées :<br>- 2,5 mm environ<br>- 5,0 mm environ<br><br>Préciser :<br>- la nature du matériau constitutif<br>- la gamme des tailles disponibles<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Les DMS devront avoir été présentés à l'équipe de radiologie. |       |                   |          |          |        |
| 70                            | 1  | Cube gélatine p/embolisation vasculaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unité | 60                | 30       | 240      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70    | 60                | 30       | 240      |        |

19/08/2026

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS

### GYNECOLOGIE/OBSTETRIQUE

27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unité | Qté<br>estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|----------|--------|
| 71                            |    | <b>RECEPTACLE SPERME</b><br>Réceptacle, stérile, à UU, gradué, à pied, simple destiné au recueil de sperme à visée diagnostique et thérapeutique<br><br>Préciser le matériau constitutif et le mode de stérilisation<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Les réceptacles à sperme devront avoir été présentés à l'équipe du service de Biologie de la Reproduction CECOS. |       |                   |          |          |        |
| 71                            | 1  | Réceptacle sperme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unité | 2 000             | 1 000    | 8 000    | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71    | 2 000             | 1 000    | 8 000    |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unité     | Qté estimative | Qte mini  | Qte maxi   | %      |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|--------|
| 72  |    | <b>AIGUILLE A BIOPSIE P/SYSTEME NEURONAVIGATION BRAINLAB</b><br>Aiguille fenêtrée permettant de réaliser des biopsies cérébrales, compatible avec le système de neuronavigation VARIOGUIDE 1.0 BRAINLAB<br><br>Caractéristiques souhaitées :<br>- longueur : environ 25,7 cm<br>- diamètre : environ 2,1 mm<br><br>Préciser :<br>- le matériau constitutif<br>- les caractéristiques de l'aiguille<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Les aiguilles à biopsie pour système de neuronavigation BRAINLAB devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                |           |            |        |
| 72  | 1  | Aiguille à biopsie p/système neuronavigation Brainlab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unité     | 50             | 25        | 200        | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>72</b> | <b>50</b>      | <b>25</b> | <b>200</b> |        |
| 73  |    | <b>CAPTEUR PRESSION INTRACRANIENNE +/- TEMPERATURE</b><br>Capteur de pression intracrânienne associé ou non à la mesure de la température indiqué dans les applications de monitoring de la pression sous-durale et intra-parenchymateuse<br><br><b>PROPOSER L'ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE</b><br><br>Préciser pour chaque référence :<br>- la composition du kit<br>- la technique d'implantation<br>- le mode de fonctionnement<br>- la compatibilité avec les moniteurs et kits permettant l'obtention d'autres informations sur les paramètres vitaux (Po2, température)<br>- le conditionnement<br><br>Proposer un prix pour l'ensemble des accessoires nécessaires à l'implantation<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le dossier de réponse devra comporter les conditions de mise à disposition des moniteurs de lecture et des câbles, ainsi que leur nombre<br>Les capteurs de pression intracrânienne +/- température devront avoir été présentés aux services de Neurochirurgie et Réanimation Chirurgicale. |           |                |           |            |        |
| 73  | 1  | Capteur pression intracrânienne +/- température                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unité     | 60             | 30        | 240        | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>73</b> | <b>60</b>      | <b>30</b> | <b>240</b> |        |
| 74  |    | <b>CATHETER DOUBLE BALLONNET P/PERFORATION VENTRICULE CEREBRAL</b><br>Cathéter en PUR double ballonnet destiné à la perforation puis à la dilatation de la membrane cérébrale lors d'une ventriculostomie sous endoscopie.<br>Caractéristiques souhaitées : longueur environ 65 cm, ballonnet en silicone.<br><br>Préciser le matériau constitutif<br>Préciser le type d'accessoires fournis pour gonfler les ballonnets<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le cathéter double ballonnet devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                |           |            |        |
| 74  | 1  | Cathéter double ballonnet p/perforation ventricule cérébral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unité     | 15             | 8         | 60         | 53/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>74</b> | <b>15</b>      | <b>8</b>  | <b>60</b>  |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Libellé                                                         | Unité     | Qté estimative | Qte mini  | Qte maxi   | %      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|--------|
| 75  | <b>CATHETER P/DRAINAGE VENTRICULAIRE EXTERNE GROS DIAMETRE</b><br>Cathéter VENTRICULAIRE environ 35 cm, gros diamètre externe environ 4 mm, permettant un drainage EXTERNE du LCR au niveau VENTRICULAIRE (ventriales cérébraux) en cas d'hémorragie intra-ventriculaire massive ou d'hématome sous-dural.<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser :<br>- le matériau constitutif<br>- le diamètre de la lumière interne et des orifices<br>- la longueur du cathéter<br>- la composition du kit<br>- la compatibilité avec les poches de recueil<br>- le conditionnement<br><br>Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des cathéters pour drainage ventriculaire externe gros diamètre.<br><br>Les cathéters de drainage externe devront avoir été présentés à l'équipe du service de Neurochirurgie.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |           |                |           |            |        |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cathéter p/drainage ventriculaire externe gros diamètre         | Unité     | 20             | 10        | 80         | 50/400 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Total des quantités du lot n°</b>                            | <b>75</b> | <b>20</b>      | <b>10</b> | <b>80</b>  |        |
| 76  | <b>CATHETER P/DRAINAGE VENTRICULAIRE EXTERNE IMPREGNE ANTIBIOTIQUE</b><br>Cathéter VENTRICULAIRE environ 30 cm, diamètre externe environ 3 mm imprégné d'antibiotique(s), modèle droit permettant un drainage EXTERNE du LCR au niveau VENTRICULAIRE (ventricules cérébraux)<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser :<br>- le matériau constitutif<br>- le ou les antibiotiques utilisés pour imprégner le cathéter, sa concentration, son spectre d'activité et sa durée d'efficacité prouvée ( fournir les publications scientifiques )<br>- le diamètre de la lumière interne et des orifices<br>- la longueur du cathéter<br>- la composition du kit<br>- la compatibilité avec les poches de recueil<br>- les conditions de conservation<br>- le conditionnement<br><br>Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des cathéters p/drainage ventriculaire externe imprégnés d'antibiotique(s)<br><br>Les cathéters de drainage ventriculaire externe imprégné d'antibiotique devront avoir été présentés à l'équipe de Neurochirurgie. |                                                                 |           |                |           |            |        |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cathéter p/drainage ventriculaire externe imprégné antibiotique | Unité     | 50             | 25        | 200        | 50/400 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Total des quantités du lot n°</b>                            | <b>76</b> | <b>50</b>      | <b>25</b> | <b>200</b> |        |
| 77  | <b>CATHETER P/HYDROCEPHALIE ATRIAL</b><br>Cathéter ATRIAL de drainage ventriculaire en silicone radio-opaque, pour le traitement de l'hydrocéphalie.<br>Dimensions :<br>- diamètre intérieur : 1,2 mm environ<br>- diamètre extérieur : 2,5 mm environ<br>- longueur 450 mm environ<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des cathéters pour hydrocéphalie<br><br>Les cathéters pour hydrocéphalie devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |           |                |           |            |        |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cathéter p/hydrocéphalie atrial                                 | Unité     | 2              | 1         | 8          | 50/400 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Total des quantités du lot n°</b>                            | <b>77</b> | <b>2</b>       | <b>1</b>  | <b>8</b>   |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                              | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 78                               |    | <b>CATHETER P/HYDROCEPHALIE IMPREGNE ANTIBIOTIQUE</b><br>Gamme de cathéters de drainage ventriculaire, en silicone, radio-marqués, imprégné d'antibiotique(s) pour le traitement de l'hydrocéphalie<br><br>Le dossier de réponse devra comporter les formes suivantes :<br>1 - CATHETER VENTRICULAIRE, en silicone, radio-opaque, imprégné d'antibiotique(s), modèle droit ou à angle droit, de longueur environ 180 mm, de diamètre intérieur environ 1.2 mm et de diamètre extérieur environ 2.5 mm<br>2 - CATHETER PERITONEAL, en silicone, radio-opaque, imprégné d'antibiotique(s), de longueur environ 1200 mm, de diamètre intérieur environ 1,2 mm et de diamètre extérieur environ 2.5 mm<br><br><b>PROPOSER UN PRIX POUR LES ELEMENTS SEPARES OU SOUS FORME DE KIT</b><br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser :<br>- le ou les antibiotiques utilisés pour imprégner le cathéter, sa concentration, son spectre d'activité et sa durée d'efficacité prouvée ( fournir les publications scientifiques )<br>- les conditions de conservation<br>- le conditionnement<br><br>Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des cathéters pour hydrocéphalie imprégnés d'antibiotique(s)<br><br>Les cathéters pour hydrocéphalie devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie. |       |                |          |          |        |
| 78                               | 1  | Cathéter p/hydrocéphalie imprégné antibiotique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité | 20             | 10       | 80       | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 78 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 20             | 10       | 80       |        |
| 79                               |    | <b>CATHETER P/HYDROCEPHALIE PERITONEAL</b><br>Cathéter PERITONEAL de drainage ventriculaire en silicone radio-opaque, pour le traitement de l'hydrocéphalie.<br>Dimensions :<br>- diamètre intérieur : 1,1 mm environ<br>- diamètre extérieur : 2,5 mm environ<br>- longueur : 1100 mm environ<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des cathéters pour hydrocéphalie<br><br>Les cathéters pour hydrocéphalie devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                |          |          |        |
| 79                               | 1  | Cathéter p/hydrocéphalie péritonéal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unité | 35             | 18       | 140      | 51/400 |
| Total des quantités du lot n° 79 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 35             | 18       | 140      |        |
| 80                               |    | <b>CATHETER P/HYDROCEPHALIE VENTRICULAIRE</b><br>Cathéter VENTRICULAIRE de drainage ventriculaire, en silicone radio-opaque, pour le traitement de l'hydrocéphalie.<br>Dimensions :<br>- modèle droit<br>* diamètre intérieur 1,3 à 1,5 mm<br>* diamètre extérieur 2,5 à 3 mm environ<br>* longueur 230 mm environ<br>- modèle à angle droit sans réservoir :<br>* diamètre intérieur 1,5 mm environ<br>* diamètre extérieur 3 mm environ<br>* longueur distale 60 mm environ<br>* longueur proximale 40 à 90 mm environ<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des cathéters pour hydrocéphalie<br><br>Les cathéters pour hydrocéphalie devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                |          |          |        |
| 80                               | 1  | Cathéter p/hydrocéphalie ventriculaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unité | 35             | 18       | 140      | 51/400 |
| Total des quantités du lot n° 80 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 35             | 18       | 140      |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                              | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|----------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 81                               |    | <b>CATHETER P/SYRINGOMYELIE</b><br>Cathéter lombaire en K ou droit permettant de dériver l'excédent de LCR en cas de syringomyélie.<br>Caractéristiques souhaitées : longueur environ 80 cm, radio-opaque.<br><br>Préciser le matériau constitutif<br>Préciser :<br>- les dimensions du cathéter<br>- le nombre de fentes et leur diamètre<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Les cathéters pour syringomyélie, devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                |          |          |        |
| 81                               | 1  | Cathéter p/syringomyélie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unité | 2              | 1        | 8        | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 81 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 2              | 1        | 8        |        |
| 82                               |    | <b>CIMENT HAUTE-VISCOSITE P/SPONDYLOPLASTIE TRANSCUTANEE A/SYSTEME EXPANSION IMPLANTABLE</b><br>Ciment haute viscosité radio-opaque pour les spondyloplasties transcutanées avec système d'expansion implantable.<br><br>Préciser :<br>- la composition chimique et les caractéristiques de viscosité<br>- les indications de marquage CE<br>- les volumes des doses disponibles<br>- les modalités de reconstitution, d'utilisation (dont le délai d'attente, le temps de prise et le temps de travail), mélangeur.<br>- la compatibilité du ciment avec les systèmes de spondyloplastie transcutanée avec système d'expansion implantable type « Spinejack »<br>- le code LPPR<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour les DMS de préparation type mélangeur.<br><br>Le ciment devra avoir été présenté aux équipes de Neurochirurgie, Radiologie et Neuroradiologie. |       |                |          |          |        |
| 82                               | 1  | Ciment haute-viscosité p/spondyloplastie transcutanée avec système d'expansion implantable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unité | 350            | 175      | 1 400    | 50/400 |
| 82                               | 2  | PSEF : DMS de préparation type mélangeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unité | 0              |          |          | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 82 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 350            | 175      | 1 400    |        |
| 83                               |    | <b>CLIP A ANEVRISME</b><br>Clip à anévrisme en TITANE, PERMANENT et TEMPORAIRE, biocompatible et compatible IRM et scanner<br><br><b>PROPOSER L'ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE</b><br><br>Préciser pour chaque référence :<br>- le matériau constitutif<br>- la longueur du mors en mm<br>- l'ouverture maximale en mm<br>- la présence ou non d'une fenêtre (préciser le diamètre)<br>- le code d'inscription sur la LPPR<br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement, la possibilité de restériliser les clips<br><br>Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des clips à anévrisme et les conditions de mise à disposition et de stérilisation de l'ancillaire<br><br>Les clips devront avoir été présentés avec leur ancillaire à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie.                                                                                                                 |       |                |          |          |        |
| 83                               | 1  | Clip à anévrisme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité | 200            | 100      | 800      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 83 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 200            | 100      | 800      |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Libellé                                             | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 84                            | <b>CLIP A SCALP P/ADULTE TYPE "RANEY"</b><br>Clip à scalp "type RANEY", permettant d'assurer une hémostase efficace et contrôlée des bords du scalp chez l'ADULTE<br><br>Préciser pour chaque référence :<br>- la nature du matériau constitutif<br>- les dimensions et la forme<br>- l'ancillaire nécessaire à l'application et au retrait des clips<br>- le conditionnement<br><br>Présentation unitaire stérile souhaitée<br><br>Préciser les conditions de mise à disposition et de stérilisation (si usage multiple) de l'ancillaire permettant l'application et le retrait des clips<br><br>Les clips à scalp pour adulte type "RANEY" devront avoir été présentés avec leur ancillaire à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |       |                |          |          |        |
|                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Clip à scalp p/adulte type "RANEY"                  | Unité | 10 000         | 5 000    | 40 000   | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | 84    | 10 000         | 5 000    | 40 000   |        |
| 85                            | <b>CLIP A SCALP P/ENFANT TYPE "LEROY"</b><br>Clip à scalp type "LEROY" permettant d'assurer une hémostase efficace et contrôlée des bords du scalp chez l'ENFANT<br><br>Préciser pour chaque référence :<br>- la nature du matériau constitutif<br>- les dimensions et la forme<br>- l'ancillaire nécessaire à l'application et au retrait des clips<br>- le conditionnement<br><br>Présentation unitaire stérile souhaitée<br><br>Préciser les conditions de mise à disposition et de stérilisation (si usage multiple) de l'ancillaire permettant l'application et le retrait des clips<br>Les clips à scalp pour enfant type "LEROY"devront avoir été présentés avec leur ancillaire à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |       |                |          |          |        |
|                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Clip à scalp p/enfant type "LEROY"                  | Unité | 1 000          | 500      | 4 000    | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | 85    | 1 000          | 500      | 4 000    |        |
| 86                            | <b>DISPOSITIF P/SPONDYLOPLASTIE TRANSCUTANEE A/SYSTEME EXPANSION A BALLONNET</b><br>Dispositifs de spondyloplastie transcutanée avec système d'expansion du corps vertébral par ballonnets, indiqués dans les Fractures Tassement Vertébrales non soulagées par un traitement médicamenteux incluant :<br>- les systèmes d'expansion à ballonnet<br>- les DMS nécessaires pour la procédure : trocars d'accès osseux, canule osseuse, canules d'injection de ciment +/- dispositif pour la réalisation de biopsie osseuse.<br><br>Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants :<br>1- Spécifications techniques de chaque élément notamment matériaux constitutifs et dimensions, ainsi que gamme de tailles des systèmes d'expansion disponible<br>2- Proposer le prix unitaire de chaque élément séparé et le prix total pour traiter un étage vertébral<br>3- Proposer un prix unitaire pour les différents accessoires utilisables en complément dont ceux pour traiter 1 ou plusieurs étages supplémentaires<br>4- Proposer un prix pour des kits permettant l'injection du ciment ou substitut osseux à distance des rayonnements ionisants<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des dispositifs pour spondyloplastie transcutanée avec système d'expansion à ballonnet.<br><br>Les dispositifs pour spondyloplastie devront avoir été présentés à l'équipe de Neurochirurgie. |                                                     |       |                |          |          |        |
|                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DMS expansion à ballonnet                           | Unité | 50             | 20       | 160      | 40/320 |
| 86                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DMS p/une procédure de spondyloplastie transcutanée | Unité | 25             | 10       | 80       | 40/320 |
| Total des quantités du lot n° |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | 86    | 75             | 30       | 240      |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unité | Qté estimative | Qte mini   | Qte maxi     | %      |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|--------------|--------|
| 87  |    | <b>DISPOSITIF P/SPONDYLOPLASTIE TRANSCUTANEE A/SYSTEME EXPANSION IMPLANTABLE</b><br>Dispositifs de spondyloplastie transcutanée avec expansion du corps vertébral via un système implantable, indiqués dans les Fractures Tassement Vertébrales non soulagées par un traitement médicamenteux incluant :<br>- 2 implants<br>- les DMS nécessaires pour la procédure : trocars d'accès osseux, canule osseuse, canules d'injection de ciment et mélangeur<br><br>Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants :<br>1- Spécifications techniques de chaque élément notamment matériaux constitutifs et dimensions, ainsi que la gamme des tailles des implants disponibles<br>2- Proposer le prix unitaire de chaque élément séparé et le prix total pour traiter un étage vertébral<br>3- Proposer un prix unitaire pour les différents accessoires utilisables en complément dont ceux pour traiter 1 ou plusieurs étages supplémentaires<br>4- Proposer un prix pour des kits permettant l'injection du ciment ou substitut osseux à distance des rayonnements ionisants<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour le CIMENT.<br><br>Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des dispositifs pour spondyloplastie transcutanée avec système d'expansion implantable.<br><br>Les dispositifs pour spondyloplastie devront avoir été présentés à l'équipe de Neurochirurgie et Radiologie. |       |                |            |              |        |
| 87  | 1  | DMS expansion implantable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unité | 420            | 150        | 1 200        | 36/286 |
| 87  | 2  | DMS p/procédure de spondyloplastie transcutanée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unité | 210            | 75         | 600          | 36/286 |
| 87  | 3  | PSEF : Ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unité | 0              |            |              | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 87</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <b>630</b>     | <b>225</b> | <b>1 800</b> |        |
| 88  |    | <b>IMPLANT FIXATION VOLET CRANIEN</b><br>Implant non résorbable, permettant la fixation du volet crânien après craniotomie, biocompatible et compatible avec l'I.R.M.<br><br>Préciser pour chaque référence :<br>- la nature du matériau<br>- la gamme de tailles disponibles dont au moins 3 diamètres différents souhaités : 11, 16 et 20 mm environ<br>- l'ancillaire nécessaire à l'implantation<br>- le code d'inscription sur LPPR<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des implants de fixation du volet crânien et les conditions de mise à disposition et de stérilisation de l'ancillaire<br><br>Les implants de fixation du volet crânien devront avoir été présentés avec leur ancillaire à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                |            |              |        |
| 88  | 1  | Implant fixation volet crânien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unité | 150            | 100        | 800          | 67/533 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 88</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <b>150</b>     | <b>100</b> | <b>800</b>   |        |
| 89  |    | <b>IMPLANT PLANCHER SELLAIRE</b><br>Implant non résorbable, découpable, permettant la réparation du plancher sellaire suite à des interventions transphénoïdales, biocompatible et compatible avec l'I.R.M.<br><br>Préciser :<br>- le matériau constitutif<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- l'ancillaire nécessaire à l'implantation<br>- le code d'inscription sur la LPPR<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter<br>- LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES implants de planche sellaire<br>- LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE<br><br>Les implants de plancher sellaire devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Neurochirurgie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                |            |              |        |
| 89  | 1  | Implant plancher sellaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unité | 10             | 6          | 48           | 60/480 |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89    | 10             | 6        | 48       |        |
| 90                            |    | <b>IMPLANT RESORBABLE OSTEOSYNTHESE CRANIENNE</b><br>Implant en matériau biorésorbable permettant la RECONSTRUCTION CRANIENNE, se présentant sous forme de plaque et fixé à l'aide de vis ou rivets.<br>Le dossier de réponse devra comporter les renseignements suivants :<br><br>1) Plaques :<br>- les références<br>- la nature du matériau<br>- les formes disponibles<br>- la longueur, la largeur et l'épaisseur en mm<br>- la présentation et le conditionnement<br>- le code d'inscription sur la LPPR<br><br>2) Système de fixation des plaques : vis ou rivets<br>- les références<br>- la nature du matériau<br>- le diamètre et la longueur en mm<br>- la présentation et le conditionnement<br>- le code d'inscription sur la LPPR<br><br>3) Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Les accessoires nécessaires à l'implantation (ex : forets)<br>- les références<br>- la présentation et le conditionnement<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des implants résorbables d'ostéosynthèse crânienne et les conditions de mise à disposition et de stérilisation de l'ancillaire<br><br>Les implants d'ostéosynthèse crânienne devront avoir été présentés avec leur ancillaire à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie. |       |                |          |          |        |
| 90                            | 1  | Plaques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité | 8              | 5        | 40       | 63/500 |
| 90                            | 2  | Vis ou rivets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unité | 100            | 33       | 260      | 33/260 |
| 90                            | 3  | PSEF : Accessoires d'implantation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unité | 0              |          |          | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90    | 108            | 38       | 300      |        |
| 91                            |    | <b>PINCE BIPOLAIRE ANTIADHERENTE</b><br>Pince bipolaire, à USAGE UNIQUE et non irriguante, antiadhérente, indiquée pour des interventions neurochirurgicales.<br>Préciser pour chaque référence :<br>- le matériau constitutif<br>- le mode de fonctionnement (technologie)<br>- la longueur<br>- le diamètre<br><b>PROPOSER L'ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE</b><br><br>Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise à disposition et de stérilisation des câbles de connexion aux générateurs<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Les pinces bipolaires devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                |          |          |        |
| 91                            | 1  | Pince bipolaire antiadhérente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | paire | 5              | 3        | 20       | 60/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91    | 5              | 3        | 20       |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                              | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Libellé                                                       | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 92                               | <b>PROTHESE DISQUE CERVICAL</b><br>Prothèse intervertébrale CERVICALE indiquée dans les discopathies cervicales<br>Préciser pour chaque référence :<br>- les différents éléments constituant la prothèse<br>- la nature des matériaux constitutifs<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- le conditionnement<br>- les accessoires nécessaires à l'implantation de la prothèse<br>- la compatibilité en IRM<br><br><b>Présentation unitaire stérile</b><br>La proposition de prix devra préciser :<br>- le prix unitaire de chaque élément<br>- le prix unitaire de l'ensemble<br>- le prix des différents accessoires nécessaires<br>- l'inscription ou non à la liste LPPR<br><br>Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des prothèses de disque cervical et les conditions de mise à disposition et de stérilisation de l'ancillaire<br><br>Les prothèses de disque cervical devront avoir été présentées avec leur ancillaire à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie. |                                                               |       |                |          |          |          |
|                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prothèse disque cervical                                      | Unité | 25             | 10       | 80       | 40/320   |
|                                  | Total des quantités du lot n° 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |       | 25             | 10       | 80       |          |
| 93                               | <b>PROTHESE DISQUE LOMBAIRE</b><br>Prothèse intervertébrale LOMBAIRE indiquée dans les discopathies lombaires<br>Préciser pour chaque référence :<br>- les différents éléments constituant la prothèse<br>- la nature des matériaux constitutifs<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- le conditionnement<br>- les accessoires nécessaires à l'implantation de la prothèse<br>- la compatibilité en IRM<br><br><b>Présentation unitaire stérile</b><br>La proposition de prix devra préciser :<br>- le prix unitaire de chaque élément<br>- le prix unitaire de l'ensemble<br>- le prix des différents accessoires nécessaires<br>- l'inscription ou non à la liste LPPR<br><br>Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des prothèses de disque lombaire et les conditions de mise à disposition et de stérilisation de l'ancillaire<br><br>Les prothèses de disque lombaire devront avoir été présentées avec leur ancillaire à l'équipe chirurgicale                      |                                                               |       |                |          |          |          |
|                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prothèse disque lombaire                                      | Unité | 6              | 3        | 24       | 50/400   |
|                                  | Total des quantités du lot n° 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |       | 6              | 3        | 24       |          |
| 94                               | <b>PROTHESE SUR MESURE P/CRANIOPLASTIE MATERIAU OSTEOINTEGRATEUR</b><br>Prothèse osseuse sur mesure stérile en matériau ostéointégrateur destinée à la reconstruction de la voûte crânienne.<br>En cas de proposition de prothèse définitive non stérile, préciser le protocole de stérilisation.<br><br>Proposer les dispositifs de fixation de la prothèse (ex vis )<br>Préciser si un implant de secours est prévu lors de l'envoi de l'implant définitif.<br>Préciser le matériau constitutif<br>Préciser :<br>- le circuit pour commander la prothèse<br>- l'inscription ou non à la liste LPPR<br>- le délai de livraison de l'implant définitif après validation des clichés radiologiques.<br>- les conditions de mise à disposition et stérilisation de l'ancillaire.<br><br>Les prothèses s/mesure p/cranioplastie devront avoir été présentées avec leur ancillaire à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie.                                                                                                |                                                               |       |                |          |          |          |
|                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prothèse sur mesure p/cranioplastie matériau ostéointégrateur | Unité | 2              | 3        | 20       | 150/1000 |
|                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dispositif de fixation (ex vis)                               | Unité | 20             | 10       | 80       | 50/400   |
| Total des quantités du lot n° 94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |       | 22             | 13       | 100      |          |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Libellé | Unité                                      | Qté<br>estimative | Qte mini | Qte maxi | %   |        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-----|--------|
| 95                            | <b>PROTHESE SUR MESURE P/CRANIOPLASTIE TITANE</b><br>Prothèse osseuse sur mesure stérile en titane destinée à la reconstruction de la voûte crânienne.<br>En cas de proposition de prothèse définitive non stérile, préciser le protocole de stérilisation.<br><br>Proposer les dispositifs de fixation de la prothèse (ex vis)<br>Préciser si un implant de secours est prévu lors de l'envoi de l'implant définitif.<br>Préciser le matériau constitutif<br>Préciser :<br>- le circuit pour commander la prothèse<br>- l'inscription ou non à la liste LPPR<br>- le délai de livraison de l'implant définitif après validation des clichés radiologiques<br>- les conditions de mise à disposition et stérilisation de l'ancillaire.<br><br>Les prothèses s/mesure p/cranioplastie devront avoir été présentées avec leur ancillaire à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie.                                                                                                                                                                                   |         |                                            |                   |          |          |     |        |
|                               | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1       | Prothèse sur mesure p/cranioplastie titane | Unité             | 5        | 3        | 20  | 60/400 |
|                               | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2       | Dispositif de fixation (ex vis)            | Unité             | 60       | 30       | 240 | 50/400 |
|                               | Total des quantités du lot n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                            | 95                | 65       | 33       | 260 |        |
| 96                            | <b>SET DRAINAGE EXERNE NEUROCHIRURGICAL</b><br>1/ Set de drainage EXTERNE neurochirurgical permettant un drainage du LCR au niveau LOMBAIRE ou VENTRICULAIRE (ventricules cérébraux).<br>Présentation unitaire stérile sous forme de SET comprenant :<br>- 1 connecteur luer-lock<br>- 1 système de drainage externe vidangeable monobloc avec valve anti-reflux, chambre compte gouttes et poche graduée vidangeable de 700 ml environ<br><br>2/ Poche de recueil graduée vidangeable de 700 ml environ<br><br>3/ Cathéter lombaire gradué : environ 75 cm, diamètre externe environ 1,60 mm, compatible avec le set de drainage ou inclus dans le set de drainage.<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br>Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt du set de drainage lombaire neurochirurgical<br><br><b>PROPOSER UN PRIX POUR LE SYSTEME DE DRAINAGE EXTERNE VIDEANGEABLE SEUL.</b><br><br>Le set de drainage lombaire neurochirurgical devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale |         |                                            |                   |          |          |     |        |
|                               | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1       | Set de drainage externe neurochirurgical   | Unité             | 100      | 50       | 400 | 50/400 |
|                               | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2       | Poche de recueil graduée videangeable      | Unité             | 200      | 50       | 400 | 25/200 |
|                               | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3       | Cathéter lombaire gradué                   | Unité             | 30       | 8        | 60  | 27/200 |
| Total des quantités du lot n° |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 96                                         | 330               | 108      | 860      |     |        |
| 97                            | <b>SITE ACCES VENTRICULAIRE IMPLANTABLE</b><br>Site implantable à fond plat et arrivée latérale permettant l'injection intra-ventriculaire de morphine par un cathéter ventriculaire, présenté en kit et comportant l'ensemble des éléments pour la pose<br>Préciser :<br>- le diamètre, la hauteur, le volume interne, le poids de la chambre et son mode de fixation<br>- le diamètre du septum et le nombre de ponctions réalisables<br>- la longueur, les diamètres interne et externe du cathéter ventriculaire<br>- la composition du kit d'introduction<br>- les matériaux constitutifs de chacun des éléments<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le site d'accès ventriculaire implantable devra avoir été présenté à l'équipe de Neurochirurgie.                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                            |                   |          |          |     |        |
|                               | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1       | Site accès ventriculaire implantable       | Unité             | 2        |          | 8   | 0/400  |
|                               | Total des quantités du lot n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                            | 97                | 2        |          | 8   |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                               | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %       |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|---------|
| 98                                |    | <b>SPHERE P/SYSTEME NEURONAVIGATION STEALTH STATION MEDTRONIC</b><br>Dispositifs de marquage rétro réfléchissants, pouvant être fixés sur des instruments chirurgicaux par des tiges filetées. permettant un repérage de position précis et compatibles avec le système de neuronavigation STEALTH STATION MEDTRONIC.<br><br>Préciser le matériau constitutif<br>Préciser le conditionnement.<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Neurochirurgie                                                                                                                                                                                                                                         |       |                |          |          |         |
| 98                                | 1  | Sphère p/système de neuronavigation STEALTH STATION MEDTRONIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unité | 4 000          | 2 000    | 16 000   | 50/400  |
| Total des quantités du lot n° 98  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 4 000          | 2 000    | 16 000   |         |
| 99                                |    | <b>SUBSTITUT DURE MERE SYNTHETIQUE NON RESORBABLE</b><br>Substitut de dure mère crânienne, d'origine synthétique, non résorbable<br>Préciser :<br>- la nature du matériau<br>- la gamme de tailles disponibles dont<br>- 4x5 cm environ<br>- 6x14 cm environ<br>- et 12x14 cm environ<br>- le mode de fixation : avec ou sans suture<br>- la compatibilité avec les ciments osseux<br>- le conditionnement<br>- le code d'inscription sur la LPPR<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt du substitut de dure mère non résorbable.<br><br>Le substitut de dure-mère devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale du service de Neurochirurgie.                                    |       |                |          |          |         |
| 99                                | 1  | Substitut dure-mère synthétique non résorbable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unité | 75             | 64       | 512      | 85/683  |
| Total des quantités du lot n° 99  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 75             | 64       | 512      |         |
| 100                               |    | <b>SUBSTITUT DURE MERE SYNTHETIQUE RESORBABLE ET SUTURABLE</b><br>Substitut de dure mère crânienne, d'origine synthétique, résorbable et suturable.<br><br>Préciser :<br>- la nature du matériau<br>- la gamme des tailles disponibles dont<br>- 2x3 cm environ<br>- 15x15 cm environ<br>- le mode de fixation : avec ou sans suture<br>- la compatibilité avec les ciments osseux<br>- le conditionnement<br>- le code d'inscription sur la LPPR<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter les conditions de mise en place d'un dépôt du substitut de dure mère résorbable<br><br>Les substituts de dure-mère devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale du service de Neurochirurgie |       |                |          |          |         |
| 100                               | 1  | Substitut dure-mère synthétique résorbable et suturable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unité | 3              | 3        | 20       | 100/667 |
| Total des quantités du lot n° 100 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 3              | 3        | 20       |         |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 101                           |    | <b>SUBSTITUT OSSEUX VERRE BIOACTIF P/NEUROCHIRURGIE</b><br>Substitut osseux bioverre à base de verre bioactif.<br><br>Présentations souhaitées :<br>- granules volume 16cc environ<br>- injectable volume 5cc environ<br><br>Préciser :<br>- le matériau constitutif<br>- les granulométries et volumes disponibles<br>- les présentations (permettant l'usage à visée neurochirurgicale) : granules et seringues<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br>- LES CONDITIONS DE DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)<br><br><b>LES DMIS DEVRONT ETRE EN DÉPÔT AU BLOC OPÉRATOIRE</b><br><br>Les DMIS ( Dispositifs Médicaux Implantables Stériles ) devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale du service de Neurochirurgie. |       |                |          |          |        |
| 101                           | 1  | Granules 16cc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unité | 25             | 13       | 100      | 52/400 |
| 101                           | 2  | Injectable 5 cc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unité | 15             | 8        | 60       | 53/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101   | 40             | 21       | 160      |        |
| 102                           |    | <b>TREPAN ADULTE</b><br>Perforateur crânien destiné à l'ADULTE, débrayable, à USAGE UNIQUE, possédant un embout Hudson standardisé.<br>Caractéristiques du perforateur :<br>- diamètre externe : 14 mm environ<br>- diamètre de perforation : 11 mm environ<br><br>Préciser pour chaque référence :<br>- le diamètre externe et le diamètre de perforation<br>- le nom et la marque des moteurs compatibles<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br>Le trépan devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                |          |          |        |
| 102                           | 1  | Trépan adulte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unité | 400            | 200      | 1 600    | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102   | 400            | 200      | 1 600    |        |
| 103                           |    | <b>TREPAN PEDIATRIQUE</b><br>Perforateur crânien destiné à l'ENFANT, débrayable, à USAGE UNIQUE, possédant un embout Hudson standardisé.<br>Caractéristiques du perforateur :<br>- diamètre externe : 11 mm environ<br>- diamètre de perforation : 6 mm environ<br><br>Préciser pour chaque référence :<br>- le diamètre externe et le diamètre de perforation<br>- le nom et la marque des moteurs compatibles<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br>Le trépan devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                |          |          |        |
| 103                           | 1  | Trépan pédiatrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unité | 25             | 13       | 100      | 52/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 103   | 25             | 13       | 100      |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 104                           |    | <b>TUNNELISATEUR P/CATHETER HYDROCEPHALIE</b><br>Tunnélisateur destiné à l'insertion de cathéter pour l'hydrocéphalie lors d'une dérivation ventriculo-atriale et lors d'une dérivation ventriculo péritoneale du LCR.<br><br>Longueur(s) souhaitée(s) : 35 cm et 45 cm et 65 cm MINIMUM<br><br>Préciser :<br>- le matériau constitutif<br>- la présence ou non de gaine de tunnelisation<br>- la gamme de tailles disponibles : DIAMETRES et LONGUEURS<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Les tunnélisateurs devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Neurochirurgie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                |          |          |        |
| 104                           | 1  | Tunnélisateur longueur 35 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unité | 15             | 8        | 60       | 53/400 |
| 104                           | 2  | Tunnélisateur longueur 45 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unité | 5              | 3        | 20       | 60/400 |
| 104                           | 3  | Tunnélisateur longueur 65 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unité | 35             | 13       | 100      | 37/286 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104   | 55             | 24       | 180      |        |
| 105                           |    | <b>VALVE P/HYDROCEPHALIE A PRESSION AJUSTABLE</b><br>Valve pour hydrocéphalie PROGRAMMABLE avec possibilité de modifier la pression de fonctionnement par un réglage externe<br><br>Présentation unitaire stérile sous forme de VALVE SEULE AVEC OU SANS ANTICHAMBRE ou sous forme de KIT DE DERIVATION COMPLET VENTRICULO-PERITONEALE OU LOMBO-PERITONEAL<br><br>PROPOSER L'ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE<br><br>* Pour chaque référence de valve, préciser :<br>- le mécanisme<br>- la composition (matériaux)<br>- les dimensions<br>- la gamme de pressions disponibles<br>- le système de programmation et de réglage des pressions<br>- les conditions de mise à disposition des accessoires de réglage<br>- la compatibilité IRM<br><br>* Chaque référence de kit de dérivation devra comporter les éléments suivants :<br>- type de valve<br>- cathéter péritonéal radio-opaque,<br>- cathéter ventriculaire ou lombaire radio-opaque,<br>- matériel nécessaire à l'introduction et à la connexion (PROPOSER UN PRIX POUR L'ENSEMBLE DES RACCORDS DISPONIBLES)<br>- les conditions de mise à disposition des accessoires de réglage<br><br>PSEF (Prestation Supplémentaire Eventuelle) Facultative : Proposer un prix pour le kit de dérivation complet.<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des valves<br><br>Les valves devront avoir été présentées à l'équipe chirurgicale du service de Neurochirurgie. |       |                |          |          |        |
| 105                           | 1  | Valve p/hydrocéphalie à pression ajustable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unité | 45             | 23       | 180      | 51/400 |
| 105                           | 2  | PSEF : Kit de dérivation complet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unité | 0              |          |          | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105   | 45             | 23       | 180      |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                                  | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unité      | Qté estimative | Qte mini  | Qte maxi   | %      |
|--------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|------------|--------|
| 106                                  |    | <b>VALVE P/HYDROCEPHALIE A PRESSION AJUSTABLE A/ANTI-SIPHON AJUSTABLE</b><br>Valve pour hydrocéphalie PROGRAMMABLE avec possibilité de modifier la pression de fonctionnement par un réglage externe, d'ajuster l'anti-siphon par un réglage externe.<br><br>Présentation unitaire stérile sous forme de VALVE SEULE AVEC OU SANS ANTICHAMBRE ou sous forme de KIT DE DERIVATION COMPLET VENTRICULO-PERITONEALE OU LOMBO-PERITONEAL ET AVEC ANTI SIPHON<br><br><b>PROPOSER L'ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE</b><br><br>* Pour chaque référence de valve, préciser :<br>- le mécanisme<br>- la composition (matériaux)<br>- les dimensions<br>- la gamme de pressions disponibles<br>- le système de programmation et de réglage des pressions<br>- les conditions de mise à disposition des accessoires de réglage<br>- la compatibilité IRM<br><br>* Chaque référence de kit de dérivation devra comporter les éléments suivants :<br>- type de valve<br>- cathéter péritonéal radio-opaque,<br>- cathéter ventriculaire ou lombaire radio-opaque,<br>- matériel nécessaire à l'introduction et à la connexion (PROPOSER UN PRIX POUR L'ENSEMBLE DES RACCORDS DISPONIBLES)<br>- les conditions de mise à disposition des accessoires de réglage<br><br><b>PSEF (Prestation Supplémentaire Eventuelle) facultative: proposer un prix pour le kit de dérivation complet</b><br><br><b>Présentation unitaire stérile</b><br><b>Préciser le conditionnement</b><br><br><b>Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des valves.</b><br><br><b>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Neurochirurgie</b> |            |                |           |            |        |
|                                      | 1  | Valve p/hydrocéphalie à pression ajustable avec anti-siphon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unité      | 15             | 13        | 100        | 87/667 |
|                                      | 2  | PSEF : Kit de dérivation complet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unité      | 0              |           |            | 50/400 |
| <b>Total des quantités du lot n°</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>106</b> | <b>15</b>      | <b>13</b> | <b>100</b> |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS NEURORADIOLOGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                               | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Libellé                                                                  | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 107                               | <b>CATHETER GUIDE A BALLONNET</b><br>Cathéter guide à Ballonnet 8F pour introduction endovasculaire de cathéters d'aspiration de grand calibre pour les procédures de neuroradiologie.<br><br>Préciser :<br>- la nature du matériau constitutif<br>- la gamme des tailles disponibles<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Les dispositifs médicaux devront avoir été présentés à l'équipe médicale de neuroradiologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |       |                |          |          |        |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cathéter guide à ballonnet                                               | Unité | 40             | 20       | 160      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 107 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |       | 40             | 20       | 160      |        |
| 108                               | <b>DISPOSITIF D'EMBOLISATION INTRASACCAULAIRE AVEC MAILLES LARGES</b><br>Dispositif d'embolisation intra-sacculaire avec mailles larges permettant le déploiement de coils à travers les mailles.<br><br>Préciser :<br>- la nature du matériau constitutif<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- les accessoires nécessaires à la pose<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : accessoires de pose<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique)</b><br><br>Les dispositifs médicaux devront avoir été présentés à l'équipe médicale de neuroradiologie.                         |                                                                          |       |                |          |          |        |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dispositif d'embolisation intrasacculaire avec mailles larges            | Unité | 15             | 8        | 60       | 53/400 |
| Total des quantités du lot n° 108 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |       | 15             | 8        | 60       |        |
| 109                               | <b>DISPOSITIF D'EMBOLISATION INTRASACCAULAIRE P/ ANATOMIE VASCULAIRE COMPLEXE</b><br>Dispositif d'embolisation intra-sacculaire pour le traitement des anévrismes intracrâniens en cas d'anatomies vasculaires complexes.<br><br>Préciser :<br>- la nature du matériau constitutif<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- les accessoires nécessaires à la pose<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : accessoires de pose<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique)</b><br><br>Les dispositifs médicaux devront avoir été présentés à l'équipe médicale de neuroradiologie. |                                                                          |       |                |          |          |        |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dispositif d'embolisation entrasacculaire p/anatomie vasculaire complexe | Unité | 10             | 5        | 40       | 50/400 |
|                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PSEF : Accessoires de pose                                               | Unité | 0              |          |          | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 109 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |       | 10             | 5        | 40       |        |

19/08/2026

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS

### ORL/MAXILLOFACIALE/STOMATOLOGIE

27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unité | Qté<br>estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|----------|--------|
| 110                           |    | <b>LAME USAGE UNIQUE TYMPANOPLASTIE P/BISTOURI BEAVER</b><br>Lame de bistouri U.U. stérile adaptable sur manche de BISTOURI BEAVER, pour TYMPANOPLASTIE, angulée à 60°, biseau orienté vers le bas, lame tranchante tout autour, longueur 2,5 mm.<br><br><b>Présentation unitaire stérile</b><br><b>Préciser le conditionnement</b><br><br><b>Le dispositif médical stérile devra être présenté à l'équipe chirurgicale concernée</b> |       |                   |          |          |        |
| 110                           | 1  | Lame usage unique tympanoplastie p/bistouri Beaver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unité | 240               | 120      | 960      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110   | 240               | 120      | 960      |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS STIMULATION CARDIAQUE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                               | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Libellé                                                               | Unité | Qté<br>estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|----------|--------|
| 111                               | <b>BALLON D'OCCLUSION TEMPORAIRE</b><br>Ballon d'occlusion temporaire et kit d'accès.<br><br>Préciser la nature des matériaux constitutifs<br><br>Le(s) DMS (Dispositif Médical Stérile) devra (devront) avoir été présenté à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |       |                   |          |          |        |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ballon d'occlusion temporaire                                         | Unité | 2                 | 1        | 8        | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 111 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |       | 2                 | 1        | 8        |        |
| 112                               | <b>ENVELOPPE ANTIBACTERIENNE RESORBABLE P/STIMULATEUR CARDIAQUE ET D.A.I</b><br>Enveloppe antibactérienne résorbable composée d'un treillis pour stimulateur cardiaque et DAI.<br><br>Préciser :<br>- la gamme des tailles disponible<br>- la nature des matériaux constitutifs<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le(s) DMS (Dispositif Médical Stérile) devra (devront) avoir été présenté à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                             |                                                                       |       |                   |          |          |        |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Enveloppe antibactérienne résorbable p/stimulateur cardiaque et D.A.I | Unité | 150               | 75       | 600      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 112 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |       | 150               | 75       | 600      |        |
| 113                               | <b>MONITEUR CARDIAQUE INJECTABLE</b><br>Moniteur ECG cardiaque injectable permettant le diagnostic étiologique des syncopes inexpliquées récidivantes.<br><br>Préciser :<br>- les caractéristiques dimensionnelles (poids, volume, épaisseur)<br>- la durée de vie potentielle<br>- les caractéristiques de détection<br>- la capacité d'enregistrement<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le moniteur cardiaque devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). |                                                                       |       |                   |          |          |        |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Moniteur cardiaque injectable                                         | Unité | 195               | 97       | 780      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 113 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |       | 195               | 97       | 780      |        |
| 114                               | <b>SONDE EPICARDIQUE A VIS</b><br>Sonde épiscopardique, avec électrode en alliage de platine, surface 6 a 10 mm²<br>Gaine isolante en silicone ou polyuréthane<br>Connexion type IS1<br>- sonde à vis longueur 50 cm environ<br>Présentation unitaire stérile<br><br>La sonde devra avoir été présentée à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                                                                                            |                                                                       |       |                   |          |          |        |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sonde épiscopardique à vis                                            | Unité | 21                | 11       | 84       | 52/400 |
| Total des quantités du lot n° 114 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |       | 21                | 11       | 84       |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS STIMULATION CARDIAQUE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unité | Qté<br>estimative | Qte mini   | Qte maxi     | %        |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|--------------|----------|
| 115 |    | <b>STIMULATEUR CARDIAQUE DDDR + SONDE STIMULATION IRM COMPATIBLE</b><br>Stimulateur cardiaque DOUBLE CHAMBRE A FREQUENCE ASSERVIE, avec adaptation continue du seuil ventriculaire<br>A connexion IS 1 (Ø 3,2 mm)<br>Préciser le type d'asservissement (fréquence cardiaque, respiratoire...)<br>Présentation unitaire stérile<br>Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants :<br>1 / - Spécifications techniques<br>. paramètres programmables et éventuelles fonctions supplémentaires (antiarythmique, fonction Holter, télémétrie)<br>. mode de fonctionnement (indication du code international)<br>. caractéristiques physiques et dimensionnelles (densité, poids, volume, épaisseur)<br>. type de connexion<br>. source d'énergie et sa capacité<br>. durée de vie potentielle et présumée<br>. critères de fin de vie<br>2 / - Garantie précisant notamment :<br>. la durée et les conditions de garantie<br>3 / COMPATIBILITÉ IRM préciser :<br>. REFERENCES DES STIMULATEURS IRM COMPATIBLE<br>. POUR LES STIMULATEURS IRM COMPATIBLE DONNER LES REFERENCES DES SONDES DE STIMULATION UTILISABLES ET LEUR PRIX<br><br>Le lot n°130 est multi-attributaire avec un nombre maximum de 5 opérateurs économiques sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Pour chacun des opérateurs économiques les quantités minima contractuelles sont définies ci-dessous :<br>Opérateur économique attributaire n°1 : 20 % des quantités minima.<br>Opérateur économique attributaire n°2 : 20 % des quantités minima<br>Opérateur économique attributaire n°3 : 20 % des quantités minima<br>Opérateur économique attributaire n°4 : 20 % des quantités minima<br>Opérateur économique attributaire n°5 : 20 % des quantités minima<br><br>Le stimulateur cardiaque devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). |       |                   |            |              |          |
| 115 | 1  | Stimulateur cardiaque DDDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unité | 341               | 171        | 1 364        | 50/400   |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 115</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | <b>341</b>        | <b>171</b> | <b>1 364</b> |          |
| 116 |    | <b>STIMULATEUR CARDIAQUE SANS SONDE</b><br>Stimulateur cardiaque multi-programmable sans sonde, avec accessoires de pose et de retrait.<br><br>Préciser :<br>- les caractéristiques physiques et dimensionnelles<br>- les matériaux constitutifs<br>- la source d'énergie<br>- la durée de vie potentielle<br>- les paramètres programmables<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le stimulateur devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                   |            |              |          |
| 116 | 1  | Ventriculaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unité | 61                | 31         | 244          | 51/400   |
| 116 | 2  | Auriculaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unité | 10                | 55         | 440          | 550/4400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 116</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | <b>71</b>         | <b>86</b>  | <b>684</b>   |          |
| 117 |    | <b>STIMULATEUR CARDIAQUE SANS SONDE TYPE VVIR ET/OU VDD</b><br>Stimulateur cardiaque sans sonde, avec accessoires de pose.<br>Préciser :<br>- les caractéristiques physiques et dimensionnelles<br>- les matériaux constitutifs<br>- la source d'énergie<br>- la durée de vie potentielle<br>- les paramètres programmables<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le stimulateur cardiaque devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                   |            |              |          |
| 117 | 1  | Ventriculaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unité | 161               | 81         | 644          | 50/400   |
| 117 | 2  | Auriculo ventriculaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unité | 50                | 25         | 200          | 50/400   |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS STIMULATION CARDIAQUE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 117   | 211            | 106      | 844      |        |
| 118                           |    | <b>STIMULATEUR CARDIAQUE TRIPLE CHAMBRE + SONDE DE STIMULATION</b><br>Stimulateur cardiaque à triple chambre avec canaux ventriculaires séparés + sonde sinus coronaire et kit de pose<br>Préciser le type de connexion IS1, IS4<br>Présentation unitaire stérile<br>Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants :<br>1 / - Spécifications techniques<br>. paramètres programmables et éventuelles fonctions supplémentaires<br>. mode de fonctionnement (indication du code international)<br>. caractéristiques physiques et dimensionnelles (densité, poids, volume, épaisseur)<br>. type de connexion<br>. source d'énergie et sa capacité<br>. durée de vie potentielle et présumée<br>. critères de fin de vie<br>2 / - Garantie précisant notamment :<br>. la durée et les conditions de garantie<br>3 / COMPATIBILITÉ IRM préciser :<br>. REFERENCES DES STIMULATEURS IRM COMPATIBLE<br>. POUR LES STIMULATEURS IRM COMPATIBLE DONNER LES REFERENCES DES SONDES DE STIMULATION UTILISABLES.<br><br>Le stimulateur cardiaque devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                |          |          |        |
| 118                           | 1  | Stimulateur cardiaque triple chambre + sonde de stimulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unité | 10             | 5        | 40       | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 118   | 10             | 5        | 40       |        |
| 119                           |    | <b>STIMULATEUR CARDIAQUE VVIR + SONDE DE STIMULATION IRM COMPATIBLE</b><br>Stimulateur cardiaque multiprogrammable A FREQUENCE ASSERVIE mémoire holter étendue.<br>A connexion IS 1 (diamètre 3,2 mm)<br>Préciser le type d'asservissement (fréquence cardiaque, respiratoire...)<br>Présentation unitaire stérile<br>Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants :<br>1 / - Spécifications techniques<br>. paramètres programmables et éventuelles fonctions supplémentaires (antiarythmique, fonction Holter, télémétrie)<br>. mode de fonctionnement (indication du code international)<br>. caractéristiques physiques et dimensionnelles (densité, poids, volume, épaisseur)<br>. type de connexion<br>. source d'énergie et sa capacité<br>. durée de vie potentielle et présumée<br>. critères de fin de vie<br>2 / - Garantie précisant notamment :<br>. la durée et les conditions de garantie<br>3 / COMPATIBILITÉ IRM préciser :<br>. REFERENCES DES STIMULATEURS IRM COMPATIBLE<br>. POUR LES STIMULATEURS IRM COMPATIBLE DONNER LES REFERENCES DES SONDES DE STIMULATION UTILISABLES.<br><br>Le lot n°134 est multi-attributaire avec un nombre maximum de 5 opérateurs économiques sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Pour chacun des opérateurs économiques les quantités minima contractuelles sont définies ci-dessous :<br>Opérateur économique attributaire n°1 : 20 % des quantités minima<br>Opérateur économique attributaire n°2 : 20 % des quantités minima<br>Opérateur économique attributaire n°3 : 20 % des quantités minima<br>Opérateur économique attributaire n°4 : 20 % des quantités minima<br>Opérateur économique attributaire n°5 : 20 % des quantités minima<br><br>Le stimulateur cardiaque devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) |       |                |          |          |        |
| 119                           | 1  | Stimulateur cardiaque VVIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unité | 106            | 53       | 424      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119   | 106            | 53       | 424      |        |
| 120                           |    | <b>SYSTEME D'EXTRACTION DES SONDES DE STIMULATION CARDIAQUE : GAINÉ DE DILATATION MECANIQUE</b><br>Gaine de dilatation mécanique utilisée lors de l'extraction des sondes de stimulation cardiaque.<br><br>Préciser :<br>- la gamme des tailles disponible<br>- la nature des matériaux constitutifs<br><br>Le(s) DMS (Dispositif Médical Stérile) devra (devront) avoir été présenté à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                |          |          |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS STIMULATION CARDIAQUE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Libellé                                                                                        | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 120                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Système d'extraction des sondes de stimulation cardiaque : gaine de dilatation mécanique       | Unité | 30             | 15       | 120      | 50/400 |
| 120                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Système d'extraction des sondes de stimulation cardiaque : Lasso de récupération               | Unité | 6              | 4        | 24       | 67/400 |
| Total des quantités du lot n° |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | 120   | 36             | 19       | 144      |        |
| 121                           | <p><b>SYSTEME D'EXTRACTION DES SONDES DE STIMULATION CARDIAQUE : MANDRIN BLOQUEUR</b><br/>Mandrin bloqueur utilisé lors de l'extraction des sondes de stimulation cardiaque.</p> <p>Préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la gamme des tailles disponibles</li> <li>- la nature des matériaux constitutifs</li> </ul> <p>Le(s) DMS (Dispositif Médical Stérile) devra (devront) avoir été présenté à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).</p>                                |                                                                                                |       |                |          |          |        |
| 121                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mandrin bloqueur                                                                               | Unité | 31             | 16       | 124      | 52/400 |
| 121                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Poignée p/maintien du mandrin avec sonde                                                       | Unité | 31             | 16       | 124      | 52/400 |
| Total des quantités du lot n° |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | 121   | 62             | 32       | 248      |        |
| 122                           | <p><b>SYSTEME D'EXTRACTION DES SONDES DE STIMULATION CARDIAQUE : PROLONGATEUR DE SONDE "BULDOG"</b><br/>Prolongateur de sonde de stimulation cardiaque pour le retrait des sondes sans lumière ou contenant des fils.</p> <p>Préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la gamme des tailles disponibles</li> <li>- les matériaux constitutifs</li> </ul> <p>Le(s) DMS (Dispositif Médical Stérile) devra (devront) avoir été présenté à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).</p> |                                                                                                |       |                |          |          |        |
| 122                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Système d'extraction des sondes de stimulation cardiaque : prolongateur de sonde "BULDOG"      | Unité | 11             | 6        | 44       | 55/400 |
| Total des quantités du lot n° |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | 122   | 11             | 6        | 44       |        |
| 123                           | <p><b>SYSTEME D'EXTRACTION DES SONDES DE STIMULATION CARDIAQUE : SET DE GAINES DE DILATATION ROTATIVE</b><br/>Set de gaine de dilatation utilisé pour l'extraction des sondes de stimulation cardiaque</p> <p>Préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la gamme des tailles disponibles</li> <li>- les matériaux constitutifs</li> </ul> <p>Le(s) DMS (Dispositif Médical Stérile) devra (devront) avoir été présenté à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).</p>                |                                                                                                |       |                |          |          |        |
| 123                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Système d'extraction des sondes de stimulation cardiaque : set de gaine de dilatation rotative | Unité | 11             | 6        | 44       | 55/400 |
| Total des quantités du lot n° |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | 123   | 11             | 6        | 44       |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS UROLOGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 124 |    | <b>AIGUILLE P/INJECTION INTRAVESICALE TOXINE BOTULIQUE</b><br>Aiguille pour injection intravésicale de toxine botulique avec aiguille rétractable et de longueur variable.<br>Dimensions : - longueur 70 cm avec extrémité courte, diamètre 22G environ<br>- longueur 35 cm, diamètre 22G environ<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                |          |          |        |
| 124 | 1  | Aiguille p/injection intravésicale toxine botulique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unité | 245            | 122      | 980      | 50/400 |
|     |    | Total des quantités du lot n° 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 245            | 122      | 980      |        |
| 125 |    | <b>AIGUILLE PONCTION NEPHROSTOMIE PERCUTANEE</b><br>Aiguille de ponction en acier inoxydable pour néphrostomie percutanée, avec mandrin et extrémité échogène.<br>Dimensions : - longueur 20 cm<br>- diamètre 18G et 22G environ<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                |          |          |        |
| 125 | 1  | Aiguille ponction néphrostomie percutanée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unité | 112            | 56       | 448      | 50/400 |
|     |    | Total des quantités du lot n° 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 112            | 56       | 448      |        |
| 126 |    | <b>BALLON DILATATION URETERALE</b><br>Ballon de dilatation urétérale à usage unique stérile AVEC MANOMETRE intégré.<br>Dimensions de la sonde : - longueur 70 cm environ<br>- diamètre 6 Fr (2mm) environ<br>Préciser les tailles de ballonnet disponibles<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                |          |          |        |
| 126 | 1  | Ballon dilatation urétérale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unité | 20             | 10       | 80       | 50/400 |
|     |    | Total des quantités du lot n° 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 20             | 10       | 80       |        |
| 127 |    | <b>BANDELETTE P/INCONTINENCE URINAIRE EFFORT VOIE RETRO-PUBIENNE (TVT)</b><br>Bandelette avec gaines de protection pour traitement de l'incontinence urinaire d'effort implantée par voie RETRO-PUBIENNE<br><br>La bandelette doit être inscrite sur la liste intra GHS, conformément à l'arrêté du 23 septembre 2020<br><br>Présentation sous forme de kit à USAGE UNIQUE soit bandelette à USAGE UNIQUE associé à l'ancillaire dédié<br>Préciser pour chaque référence :<br>- la composition du système<br>- les dimensions de la bandelette<br>- le grammage et la taille des pores de la bandelette<br>- la nature du matériau constitutif<br>- la technique de pose<br>- le type d'ancillaire : usage unique ou restérilisable<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br>- LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)<br>- LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE<br><br>Les DMIS (Dispositif Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire aux l'équipes médicales concernées. |       |                |          |          |        |
| 127 | 1  | Bandelette p/incontinence urinaire effort voie rétro-pubienne (TVT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unité | 22             | 9        | 68       | 41/309 |
|     |    | Total des quantités du lot n° 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 22             | 9        | 68       |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS UROLOGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                               | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Libellé                                                          | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 128                               | <b>BANDELETTE P/INCONTINENCE URINAIRE EFFORT VOIE TRANS-OBTURATRICE (TOT)</b><br>Bandelette pour traitement de l'incontinence urinaire d'effort implantée par voie TRANS-OBTURATRICE à l'aide d'un ancillaire hélicoïdal (1 gauche, 1 droit) et d'un ancillaire droit ou type "Faucille"<br><br>La bandelette doit être inscrite sur la liste intra GHS, conformément à l'arrêté du 23 septembre 2020<br><br>Présentation soit sous forme de kit à USAGE UNIQUE soit bandelette à USAGE UNIQUE associée à l'ancillaire dédié.<br>Préciser pour chaque référence :<br>- la composition du système<br>- les dimensions de la bandelette<br>- le grammage et la taille des pores de la bandelette<br>- la nature du matériau constitutif<br>- la technique de pose<br>- le type d'ancillaire : usage unique ou restérilisable<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br>- LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)<br>- LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE<br><br>LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE.<br><br>Les DMIS (Dispositif Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire à l'équipe médicale concernée. |                                                                  |       |                |          |          |        |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bandelette p/incontinence urinaire effort voie trans-obturatrice | Unité | 22             | 14       | 108      | 64/491 |
| Total des quantités du lot n° 128 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |       | 22             | 14       | 108      |        |
| 129                               | <b>BANDELETTE P/INCONTINENCE URINAIRE MASCULINE NON REGLABLE</b><br>Bandelette pour traitement de l'incontinence urinaire MASCULINE implantée par voie trans-obturatrice, NON REGLABLE<br><br>Présentation souhaitée sous forme de kit à usage unique ( bandelette + ancillaire )<br><br>Préciser :<br>- la composition du kit<br>- le matériau constitutif de la bandelette<br>- les dimensions de la bandelette<br>- la technique de pose<br>- le type d'ancillaire : usage unique ou restérilisable<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br>LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical implantable stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |       |                |          |          |        |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bandelette p/incontinence urinaire masculine non réglable        | Unité | 5              | 3        | 20       | 60/400 |
| Total des quantités du lot n° 129 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |       | 5              | 3        | 20       |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS UROLOGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unité      | Qté estimative | Qte mini   | Qte maxi   | %       |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|------------|---------|
| 130 |    | <b>BANDELETTE P/INCONTINENCE URINAIRE MASCULINE REGLABLE</b><br><b>Bandelette sous-urétrale rétropubienne REGLABLE pour traitement de l'incontinence urinaire d'effort MASCULINE</b><br><br><b>Présentation souhaitée sous forme de kit à usage unique ( bandelette + ancillaire )</b><br><br><b>Préciser :</b><br>- la composition du kit<br>- le matériau constitutif de la bandelette<br>- les dimensions de la bandelette<br>- la technique de pose<br>- le type d'ancillaire : usage unique ou restérilisable<br>- la technique de réajustement de la tension de la bandelette en post-opératoire<br><br><b>Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire (PSEO) : Proposer un prix pour le dispositif permettant de réajuster la bandelette hors primo-implantation.</b><br><br><b>Le Dossier de Réponse devra comporter :</b><br>- LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)<br><br><b>Présentation unitaire stérile</b><br><b>Préciser le conditionnement</b><br><br><b>Le dispositif médical implantable stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée.</b> |            |                |            |            |         |
| 130 | 1  | Bandelette p/incontinence urinaire masculine réglable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unité      | 4              | 4          | 32         | 100/800 |
| 130 | 2  | PSEO : Dispositif permettant de réajuster la bandelette hors primo-implantation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unité      | 10             | 7          | 56         | 70/560  |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>130</b> | <b>14</b>      | <b>11</b>  | <b>88</b>  |         |
| 131 |    | <b>CATHETER DRAINAGE VESICAL SUS-PUBIEN SET CHANGEMENT</b><br><b>Set pour CHANGEMENT de cathéter de drainage vésical sus-pubien, comprenant au moins :</b><br>- 1 SOND. Taille souhaitée de la sonde : CH10 à CH13.<br><b>Proposer toute la gamme disponible</b><br>- 1 guide métallique<br><br><b>Présentation sous forme de set unitaire stérile</b><br><b>Préciser le conditionnement</b><br><br><b>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |            |            |         |
| 131 | 1  | Cathéter drainage vésical sus-pubien set changement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unité      | 203            | 102        | 812        | 50/400  |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>131</b> | <b>203</b>     | <b>102</b> | <b>812</b> |         |
| 132 |    | <b>CATHETER DRAINAGE VESICAL SUS-PUBIEN SET POSE</b><br><b>Set pour POSE de cathéter de drainage vésical sus-pubien, comprenant au moins :</b><br>- 1 SOND. Taille souhaitée : CH10 à CH13<br><b>Proposer TOUTE la gamme disponible</b><br>- 1 trocard de ponction sécable<br><br><b>Présentation sous forme de set unitaire stérile</b><br><b>Préciser le conditionnement</b><br><br><b>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                |            |            |         |
| 132 | 1  | Cathéter drainage vésical sus-pubien set pose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unité      | 235            | 117        | 940        | 50/400  |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>132</b> | <b>235</b>     | <b>117</b> | <b>940</b> |         |
| 133 |    | <b>CATHETER URETERAL DOUBLE LUMIERE P/URETEROSCOPIE SOUPLE</b><br><b>Cathéter urétéral double lumière pour procédure sur URETEROSCOPE SOUPLE, avec extrémité effilée atraumatique</b><br><b>Dimensions : - 10 Fr</b><br>- longueur 50 cm environ<br><br><b>Présentation unitaire stérile</b><br><b>Préciser le conditionnement</b><br><b>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                |            |            |         |
| 133 | 1  | Cathéter urétéral double lumière p/urétéroscopie souple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unité      | 52             | 26         | 208        | 50/400  |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>133</b> | <b>52</b>      | <b>26</b>  | <b>208</b> |         |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS UROLOGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL                                                                                                                                                                                                                                                                       | Libellé                                               | Unité                              | Qté<br>estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------|----------|--------|--------|
| 134 | CATHETER URETRAL A BALLONNET ELUTION PACLITAXEL<br>Cathéter urétral à ballonnet à élution de paclitaxel.                                                                                                                                                                 |                                                       |                                    |                   |          |          |        |        |
|     | Préciser :<br>- la nature du matériau constitutif du cathéter<br>- la gamme des tailles disponibles                                                                                                                                                                      |                                                       |                                    |                   |          |          |        |        |
|     | Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire (PSEO) : Proposer un prix pour la seringue manométrique                                                                                                                                                                 |                                                       |                                    |                   |          |          |        |        |
|     | Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                    |                   |          |          |        |        |
|     | Le Dossier de Réponse devra comporter :<br>LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique)                                                                                                                              |                                                       |                                    |                   |          |          |        |        |
| 134 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cathéter urétéral à ballonnet élution paclitaxel      | Unité                              | 20                | 10       | 80       | 50/400 |        |
| 134 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | PSEO : Seringue manométrique                          | Unité                              | 20                | 10       | 80       | 50/400 |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total des quantités du lot n°                         | 134                                | 40                | 20       | 160      |        |        |
| 135 | CYSTOSCOPE SOUPLE AVEC CANAL OPERATEUR A USAGE UNIQUE<br>Cystoscope souple avec canal opérateur à usage unique, destinée au retrait des tuteurs urétéraux double J                                                                                                       |                                                       |                                    |                   |          |          |        |        |
|     | Préciser la gamme de tailles disponibles                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                    |                   |          |          |        |        |
|     | Préciser les conditions de MISE A DISPOSITION du processeur video réutilisable de visualisation des images                                                                                                                                                               |                                                       |                                    |                   |          |          |        |        |
|     | Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                    |                   |          |          |        |        |
|     | Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service d'Urologie                                                                                                                                                       |                                                       |                                    |                   |          |          |        |        |
| 135 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cystoscope souple avec canal opérateur à usage unique | Unité                              | 122               | 61       | 488      | 50/400 |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total des quantités du lot n°                         | 135                                | 122               | 61       | 488      |        |        |
| 136 | DILATATEUR NEPHROSTOMIE PERCUTANEE<br>Dilatateur de néphrostomie percutanée sur guide à usage unique stérile radio-opaque, compatible avec fil guide 0,035" et 0,038"<br>Dimensions :<br>- longueur : 20 cm<br>- diamètre : CH6 à 16<br>Préciser le matériau constitutif |                                                       |                                    |                   |          |          |        |        |
|     | Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                    |                   |          |          |        |        |
|     | Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                    |                   |          |          |        |        |
|     | 136                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                     | Dilatateur néphrostomie percutanée | Unité             | 382      | 191      | 1 528  | 50/400 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | Total des quantités du lot n°      | 136               | 382      | 191      | 1 528  |        |
| 137 | DILATATEUR URETERAL longueur 60 cm<br>Dilatateur urétéral à usage unique pour urétéroscopie, radio-opaque<br>Dimensions :<br>- LONGUEUR 60 cm environ avec extrémité distale effilée<br>- Diamètre : préciser la gamme de tailles disponibles                            |                                                       |                                    |                   |          |          |        |        |
|     | Préciser les charnières disponibles<br>Préciser le matériau constitutif                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                    |                   |          |          |        |        |
|     | Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée                                                                                                                 |                                                       |                                    |                   |          |          |        |        |
|     | 137                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                     | Dilatateur urétéral longueur 60 cm | Unité             | 202      | 101      | 808    | 50/400 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | Total des quantités du lot n°      | 137               | 202      | 101      | 808    |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS UROLOGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                               | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 138                               |    | <b>EXTRACTEUR CALCULS P/URETEROSCOPIE SOUPLE</b><br>Extracteur de calcul à fond caliciel et sans extrémité pour procédure sur URETEROSCOPE SOUPLE<br>Préciser les charnières disponibles entre CH1,5 et CH2,4<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée                                                                                                                                             |       |                |          |          |        |
| 138                               | 1  | Extracteur calculs p/urétéroscopie souple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unité | 392            | 196      | 1 568    | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 138 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 392            | 196      | 1 568    |        |
| 139                               |    | <b>EXTRACTEUR CALCULS URINAIRES A CAGE</b><br>Extracteur de calculs urinaires à cage, sans filiforme, à 3 ou 4 fils hélicoïdaux<br>Dimensions : CH2,5, 3 et 4; et longueur 90 cm environ<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée                                                                                                                                                              |       |                |          |          |        |
| 139                               | 1  | Extracteur calculs urinaires à cage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unité | 40             | 20       | 160      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 139 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 40             | 20       | 160      |        |
| 140                               |    | <b>GAINE URETERALE 2 EN 1 P/URETEROSCOPIE SOUPLE</b><br>Gaine d'accès urétéral, 2 en 1 avec oeils sur l'extrémité distale, pour urétéroscopie souple, permettant la libération du guide avec INJECTION SIMULTANEE de produit de contraste pendant l'intervention<br>Préciser :<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- les matériaux constitutifs<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée. |       |                |          |          |        |
| 140                               | 1  | Gaine urétérale 2 en 1 p/urétéroscopie souple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unité | 445            | 222      | 1 780    | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 140 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 445            | 222      | 1 780    |        |
| 141                               |    | <b>GAINE URETERALE ASPIRATION INTEGREE P/URETEROSCOPIE SOUPLE</b><br>Gaine d'accès urétéral avec ASPIRATION INTEGREE, extrémité distale flexible pour procédure avec urétéroscopie souple.<br><br>Préciser :<br>La gamme des tailles disponibles (CH et longueurs)<br>La composition du set<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présenté à l'équipe chirurgicale du service d'Urologie                                   |       |                |          |          |        |
| 141                               | 1  | Gaine urétérale aspiration intégrée p/urétéroscopie souple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unité | 100            | 50       | 400      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 141 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 100            | 50       | 400      |        |
| 142                               |    | <b>GAINE URETERALE NON PELABLE P/URETEROSCOPIE SOUPLE</b><br>Gaine d'accès urétéral, NON PELABLE, avec mandrin, pour procédure avec URETEROSCOPIE SOUPLE<br><br>Gamme de tailles : 10 à 14/16Fr environ<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée                                                                                                                                               |       |                |          |          |        |
| 142                               | 1  | Gaine urétérale non pelable p/urétéroscopie souple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unité | 45             | 22       | 180      | 49/400 |
| Total des quantités du lot n° 142 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 45             | 22       | 180      |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS UROLOGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Libellé                                        | Unité      | Qté estimative | Qte mini   | Qte maxi     | %       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------|------------|--------------|---------|
| 143 | <b>GAINE URETERALE PELABLE P/URETEROSCOPIE SOUPLE</b><br>Gaine d'accès urétéral, PELABLE, avec mandrin, pour procédure avec URETEROSCOPIE SOUPLE<br><br>Préciser la gamme de tailles disponibles (charrières et longueurs)<br>Préciser la composition du set<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée                                                                                                                                                                                         |                                                |            |                |            |              |         |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gaine urétérale pelable p/urétéroscopie souple | Unité      | 65             | 32         | 260          | 49/400  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Total des quantités du lot n°</b>           | <b>143</b> | <b>65</b>      | <b>32</b>  | <b>260</b>   |         |
| 144 | <b>GUIDE NEPHROSTOMIE,LITHOTRIPSIE,LITHOLAPLAXIE</b><br>Guide en acier type "Lunderquist", extrémité EN J, pour néphrostomie percutanée, néphrolithotripsie percutanée ou litholapaxie :<br>Dimensions :<br>- longueur : 80 à 100 cm<br>- diamètre : 0,035 inch<br>Préciser le rayon de courbure<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée                                                                                                                                                         |                                                |            |                |            |              |         |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Guide néphrostomie, lithotripsie, litholapaxie | Unité      | 100            | 50         | 400          | 50/400  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Total des quantités du lot n°</b>           | <b>144</b> | <b>100</b>     | <b>50</b>  | <b>400</b>   |         |
| 145 | <b>GUIDE UROLOGIE HYDROPHILE</b><br>Guide d'urologie hydrophile droit type "Road Runner", avec ame en nitinol, revêtue de PUR, avec rigidité suffisante pour pose de tuteur double J.<br>Dimensions : . longueur : 1,45 à 1,50 m environ<br>. diamètre : 0.035 inch<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée                                                                                                                                                                                  |                                                |            |                |            |              |         |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Guide urologie hydrophile                      | Unité      | 1 725          | 862        | 6 900        | 50/400  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Total des quantités du lot n°</b>           | <b>145</b> | <b>1 725</b>   | <b>862</b> | <b>6 900</b> |         |
| 146 | <b>IMPLANT P/REFLUX VESICO-URETERAL BIODEGRADABLE</b><br>Implant biodégradable injectable pour la correction du reflux vésico-urétéral de l'enfant<br>Préciser :<br>- la composition de l'implant et son temps de résorption<br>- la présentation de l'implant<br><br>Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire (PSEO) : Proposer un prix pour l'aiguille d'injection<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br>LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)<br><br>L'implant devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)                  |                                                |            |                |            |              |         |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Implant p/reflux vésico-urétéral biodégradable | Unité      | 22             | 26         | 208          | 118/945 |
| 146 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PSEO : Aiguille d'injection                    | Unité      | 22             | 11         | 88           | 50/400  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Total des quantités du lot n°</b>           | <b>146</b> | <b>44</b>      | <b>37</b>  | <b>296</b>   |         |
| 147 | <b>IMPLANT P/REFLUX VESICO-URETERAL NON BIODEGRADABLE</b><br>Implant non biodégradable injectable pour la correction du reflux vésico-urétéral.<br>Préciser :<br>- la composition de l'implant<br>- la présentation de l'implant<br><br>Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire (PSEO) : Proposer un prix pour l'aiguille d'injection.<br><br>Le dossier de réponse devra comporter LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)<br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service d'Urologie. |                                                |            |                |            |              |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |            |                |            |              |         |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS UROLOGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                               | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 147                               | 1  | Implant p/reflux vésico-urétéral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unité | 13             | 6        | 44       | 46/338 |
| 147                               | 2  | PSEO : Aiguille d'injection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité | 13             | 6        | 44       | 46/338 |
| Total des quantités du lot n° 147 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 26             | 12       | 88       |        |
| 148                               |    | <b>IMPLANT P/RENFORCEMENT URETRAL</b><br>Implant pour renforcement urétral à base de polyacrylamide non résorbable pour le traitement de l'incontinence urinaire d'effort féminine.<br><br>Préciser les conditions de mise à disposition de l'uréthroscope spécifique.<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service d'Urologie.                                                                                                              |       |                |          |          |        |
| 148                               | 1  | Implant p/renforcement urétral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unité | 10             | 3        | 20       | 30/200 |
| Total des quantités du lot n° 148 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 10             | 3        | 20       |        |
| 149                               |    | <b>IMPLANT P/RENFORCEMENT URETRAL BIODEGRADABLE</b><br>Implant pour renforcement urétral à base d'agent de comblement BIODEGRADABLE (type dextranomène et acide hyaluronique) pour le traitement de l'incontinence urinaire d'effort féminine<br><br>Préciser le temps de résorption de l'agent de comblement<br>Préciser les conditions de mise à disposition de l'applicateur dédié<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Les DIMS (Dispositifs médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service d'Urologie |       |                |          |          |        |
| 149                               | 1  | Implant p/renforcement urétral biodégradable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unité | 10             | 5        | 40       | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 149 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 10             | 5        | 40       |        |
| 150                               |    | <b>MATRICE BIOLOGIQUE P/MALADIE DE PEYRONIE</b><br>Matrice biologique de réfection de paroi à base de collagène pour traitement de la MALADIE DE PEYRONIE.<br><br>Préciser le matériau constitutif<br>Préciser les tailles disponibles<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)</b><br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service d'Urologie.                        |       |                |          |          |        |
| 150                               | 1  | Matrice biologique p/maladie de PEYRONIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unité | 15             | 5        | 40       | 33/267 |
| Total des quantités du lot n° 150 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 15             | 5        | 40       |        |
| 151                               |    | <b>PINCE BIOPSIE P/URETEROSCOPIE SOUPLE</b><br>Pince à biopsie pour URETEROSCOPIE SOUPLE, à usage unique, longueur 120 cm environ, diamètre 1.0 mm environ (3Fr).<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                |          |          |        |
| 151                               | 1  | Pince biopsie p/urétéroscopie souple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unité | 30             | 15       | 120      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 151 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 30             | 15       | 120      |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS UROLOGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unité | Qté estimative | Qte mini   | Qte maxi     | %      |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|--------------|--------|
| 152 |    | <b>PINCE PREHENSION P/RETRAIT TUTEUR URETERAL</b><br>Pince à préhension à usage unique pour retrait de tuteur urétéral, pouvant passer dans un canal d'endoscope de 2,0 mm de diamètre.<br><br>Dimensions souhaitées : longueur utile de 70 cm environ<br>Préciser le type de mors<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée.                                                                                             |       |                |            |              |        |
| 152 | 1  | Pince préhension p/retrait tuteur urétéral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unité | 410            | 205        | 1 640        | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 152</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | <b>410</b>     | <b>205</b> | <b>1 640</b> |        |
| 153 |    | <b>PINCE PREHENSION P/RETRAIT TUTEUR URETERAL MORS DENT DE RAT</b><br>Pince à préhension pour retrait de tuteur urétéral double J, COMPATIBLE avec le cystoscope souple avec canal opérateur à usage unique choisi sur le lot 135 de 27AO1<br>Dimensions : longueur 60 cm environ et gaine de diamètre 1.8mm<br>MORS de type dent de rat mors alligator<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présenté à l'équipe chirurgicale du service d'Urologie |       |                |            |              |        |
| 153 | 1  | Pince préhension p/retrait tuteur urétéral mors dent de rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unité | 103            | 52         | 412          | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 153</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | <b>103</b>     | <b>52</b>  | <b>412</b>   |        |
| 154 |    | <b>PISTOLET P/MICROBIOPSIE RENALE A USAGE UNIQUE</b><br>Pistolet pour MICROBIOPSIE rénale, à usage unique, avec CHARGEMENT à une main<br>Dimensions : - longueurs : 10, 16, 20 et 25 cm<br>- diamètres : 14, 16, 18 et 20 Gauge<br>- course : 22 mm environ<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté aux équipes chirurgicales concernées.                                                                                                                 |       |                |            |              |        |
| 154 | 1  | Pistolet p/microbiopsie rénale à usage unique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unité | 715            | 358        | 2 860        | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 154</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | <b>715</b>     | <b>358</b> | <b>2 860</b> |        |
| 155 |    | <b>POIRE EVACUATION A/COLLECTEUR USAGE UNIQUE</b><br>Poire pour l'évacuation avec collecteur de copeaux post-résection, à usage unique, avec système anti-reflux, compatible avec résecteurs WOLF et OLYMPUS.<br>Préciser le volume de la poire et du réservoir.<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée                                                                                                                |       |                |            |              |        |
| 155 | 1  | Poire évacuation a/collecteur usage unique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unité | 342            | 171        | 1 368        | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 155</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | <b>342</b>     | <b>171</b> | <b>1 368</b> |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS UROLOGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 156 |    | <b>PROTHESE PENIENNE HYDRAULIQUE</b><br>Prothèse pénienne hydraulique présentée sous forme de kit comprenant : <ul style="list-style-type: none"> <li>- une paire de cylindres</li> <li>- un kit de connexion</li> <li>- une pompe de commande</li> <li>- un réservoir</li> </ul> Préciser : <ul style="list-style-type: none"> <li>- la gamme des tailles disponibles</li> <li>- les matériaux constitutifs</li> <li>- si présence d'un traitement de surface</li> </ul> Le dossier de réponse devra comporter : <ul style="list-style-type: none"> <li>- les conditions de prêt-dépôt des DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)</li> <li>- les conditions de prêt-dépôt d'un ECARTEUR ANAL (à UM ou à UU)</li> </ul> Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire (PSEO) : Proposer un prix pour prothèse pénienne MALLEABLE.<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée.                                                           |       |                |          |          |        |
| 156 | 1  | Prothèse pénienne hydraulique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unité | 13             | 11       | 84       | 85/646 |
| 156 | 2  | PSEO : Prothèse pénienne malléable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unité | 4              | 1        | 12       | 25/300 |
|     |    | Total des quantités du lot n° 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 17             | 12       | 96       |        |
| 157 |    | <b>PROTHESE PENIENNE HYDRAULIQUE CYLINDRES EXTENSIBLES</b><br>Prothèse pénienne hydraulique présentée sous forme de kit comprenant : <ul style="list-style-type: none"> <li>- une paire de cylindres avec EXTENSION LATÉRALE ET VERTICALE</li> <li>- un kit de connexion</li> <li>- une pompe de commande</li> <li>- un réservoir</li> </ul> Préciser : <ul style="list-style-type: none"> <li>- la gamme des tailles disponibles</li> <li>- les matériaux constitutifs</li> <li>- si présence d'un traitement de surface</li> </ul> Le dossier de réponse devra comporter : <ul style="list-style-type: none"> <li>- les conditions de prêt-dépôt des DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)</li> <li>- les conditions de prêt-dépôt d'un ECARTEUR ANAL (à UM ou à UU)</li> </ul> Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire (PSEO): Proposer un prix pour prothèse pénienne MALLEABLE.<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée. |       |                |          |          |        |
| 157 | 1  | Prothèse pénienne hydraulique cylindres extensibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité | 12             | 6        | 48       | 50/400 |
| 157 | 2  | PSEO : Prothèse pénienne MALLEABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unité | 3              | 2        | 12       | 67/400 |
|     |    | Total des quantités du lot n° 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 15             | 8        | 60       |        |
| 158 |    | <b>PROTHESE SPHINCTERIEENNE AJUSTABLE PERIURETRALE</b><br>Prothèse sphinctérienne ajustable périurétrale, pour HOMME.<br>Présentation sous forme d'un KIT POSE (2 ballons) pour primo-implantation et d'un KIT REPRISE (1 ballon) en cas de reprise.<br>Préciser la gamme des tailles disponibles.<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br>LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                |          |          |        |
| 158 | 1  | Prothèse sphinctérienne ajustable périurétrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unité | 10             | 5        | 40       | 50/400 |
|     |    | Total des quantités du lot n° 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 10             | 5        | 40       |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS UROLOGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Libellé                                   | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 159                           | <b>PROTHESE TESTICULAIRE</b><br>Prothèse testiculaire en silicone à visée reconstructrice après retrait ou absence de testicule.<br><br>Préciser si les prothèses sont en élastomère de silicone solide ou remplies de gel silicone<br>Préciser les dimensions, la masse et le volume pour chaque référence.<br>Préciser la durée de garantie de la prothèse<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)</b><br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentées à l'équipe chirurgicale des services concernées. |                                           |       |                |          |          |        |
|                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prothèse testiculaire                     | Unité | 22             | 11       | 88       | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | 159   | 22             | 11       | 88       |        |
| 160                           | <b>RACCORD ETANCHEITE P/URETEROSCOPIE SOUPLE</b><br>Raccord d'étanchéité pour fixation sur urétéroscope souple.<br><br>Préciser :<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- le matériau constitutif<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |       |                |          |          |        |
|                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Raccord étanchéité p/urétéroscopie souple | Unité | 162            | 81       | 648      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | 160   | 162            | 81       | 648      |        |
| 161                           | <b>SONDE P/NEPHROSTOMIE PERCUTANEE EN J</b><br>Sonde de néphrostomie percutanée, extrémité queue de cochon ("J"), multiperforée, ouverte, sans ballonnet, avec mandrin de pose compatible avec guide 0,038 inch, connecteurs et système de fixation<br>Dimensions : . longueur : 35 cm<br>. diamètre : CH8 à 14<br>Préciser le matériau constitutif<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée                                                                                                                                                                  |                                           |       |                |          |          |        |
|                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sonde p/néphrostomie percutanée en J      | Unité | 417            | 209      | 1 668    | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | 161   | 417            | 209      | 1 668    |        |
| 162                           | <b>SONDE P/URETEROSTOMIE SILICONE</b><br>Sonde pour urétérostomie en silicone, à biseau ouvert, multiperforée, avec ligne radio-opaque ou radio-opaque dans la masse<br>Dimensions :<br>. longueur : 45 cm<br>. diamètre : CH8 à CH22<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |       |                |          |          |        |
|                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sonde p/urétérostomie silicone            | Unité | 102            | 51       | 408      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | 162   | 102            | 51       | 408      |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS UROLOGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 163 |    | <b>SONDE URETERALE PEDIATRIQUE DROITE</b><br>Sonde urétérale droite cylindrique, 2 oeils, avec mandrin.<br>Dimensions :<br>. longueur : 70 cm environ<br>. diamètre : CH3 à CH9<br>Préciser le matériau de fabrication<br><br>Présentation unitaire stérile sous emballage pelable<br>Préciser le conditionnement.<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe médicale concernée.                                                                                                                                                                                                                                                |       |                |          |          |        |
| 163 | 1  | Sonde urétérale pédiatrique droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unité | 60             | 30       | 240      | 50/400 |
|     |    | Total des quantités du lot n° 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 60             | 30       | 240      |        |
| 164 |    | <b>SPHINCTER URINAIRE ARTIFICIEL</b><br>Sphincter urinaire artificiel pour le traitement de l'incontinence urinaire<br><br>Préciser tous les éléments nécessaire à l'implantation<br>Préciser la durée de garantie<br><b>PRECISER LE PRIX POUR CHAQUE ELEMENT SEPARÉ</b><br><br>Préciser les conditions de mise à disposition d'un ECARTEUR ANAL ( à UM ou à UU )<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée                                                                                                                                        |       |                |          |          |        |
| 164 | 1  | Sphincter urinaire artificiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unité | 34             | 10       | 76       | 29/224 |
|     |    | Total des quantités du lot n° 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 34             | 10       | 76       |        |
| 165 |    | <b>TUTEUR URETERAL DOUBLE J P/TUMEUR COMPRESSIVE</b><br>Tuteur urétéral double J, pour TUMEUR COMPRESSIVE par renfort de la partie droite du tuteur, dirigeable, avec graduations radio-opaques, avec multiples oeils sur chaque crosse, et absence d'oeils sur le corps du tuteur.<br>Dimensions : longueur 26 à 28 cm, diamètre CH7<br><br>Présentation sous forme de set comprenant au moins :<br>- un tuteur : préciser le matériau constitutif<br>- un guide de 0.035"<br>- un poussoir CONNECTABLE<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée |       |                |          |          |        |
| 165 | 1  | Tuteur urétéral double J p/tumeur compressive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unité | 225            | 112      | 900      | 50/400 |
|     |    | Total des quantités du lot n° 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 225            | 112      | 900      |        |
| 166 |    | <b>TUTEUR URETERAL DOUBLE J PEDIATRIQUE</b><br>Tuteur urétéral double J PEDIATRIQUE<br>Dimensions :<br>- diamètres : CH4 ou 4,8 environ<br>- longueur : 12 à 30 cm<br>Présentation sous forme de set de pose, (avec poussoir connectable de 6 Fr)<br>Préciser les différents éléments du set<br>Préciser le matériau<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe médicale concernée.                                                                                                                                                                          |       |                |          |          |        |
| 166 | 1  | Tuteur urétéral double J pédiatrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unité | 24             | 12       | 96       | 50/400 |
|     |    | Total des quantités du lot n° 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 24             | 12       | 96       |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS UROLOGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi  | %      |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|-----------|--------|
| 167 |    | <b>TUTEUR URETERAL DOUBLE J PEDIATRIQUE 3Fr</b><br><b>Tuteur urétéral double J PEDIATRIQUE</b><br><b>Dimensions :</b><br>- diamètre : CH3 ou 3,7<br>- longueur : 10 à 16 cm<br><br><b>Présentation sous forme de set</b><br><b>Préciser les matériaux constitutifs</b><br><br><b>Présentation unitaire stérile</b><br><b>Préciser le conditionnement</b><br><br><b>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe médicale concernée.</b>                                                                                                                                                        |       |                |          |           |        |
| 167 | 1  | Tuteur urétéral double J pédiatrique 3Fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unité | 10             | 5        | 40        | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 167</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | <b>10</b>      | <b>5</b> | <b>40</b> |        |
| 168 |    | <b>TUTEUR URETERAL DOUBLE J PEDIATRIQUE MAGNETIQUE</b><br><b>Tuteur urétéral double J pédiatrique magnétique avec son dispositif de retrait.</b><br><b>Préciser :</b><br>- la gamme des tailles disponibles<br>- les matériaux constitutifs<br><br><b>Présentation unitaire stérile</b><br><b>Préciser le conditionnement</b><br><br><b>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe médicale concernée.</b>                                                                                                                                                                                   |       |                |          |           |        |
| 168 | 1  | Tuteur urétéral double J pédiatrique magnétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unité | 15             | 8        | 60        | 53/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 168</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | <b>15</b>      | <b>8</b> | <b>60</b> |        |
| 169 |    | <b>TUTEUR URETERAL DOUBLE J SANS OEIL FIL DE RETRAIT</b><br><b>Tuteur urétéral double J, avec graduations radio-opaques, SANS OEIL sur partie droite, AVEC FIL DE RETRAIT</b><br><b>Dimensions souhaitées : - longueur : 24 cm à 30 cm</b><br>- CH6 - CH7 - CH8<br><br><b>Présentation sous forme de set comprenant :</b><br>- un tuteur : préciser le matériau constitutif<br>- un guide 0.035" à âme fixe<br>- un poussoir connectable<br><br><b>Présentation unitaire stérile</b><br><b>Préciser le conditionnement</b><br><br><b>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée</b> |       |                |          |           |        |
| 169 | 1  | Tuteur urétéral double J sans oeil fil de retrait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unité | 13             | 7        | 52        | 54/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 169</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | <b>13</b>      | <b>7</b> | <b>52</b> |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS UROLOGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 170                           |    | <p><b>TUTEUR URETERAL DOUBLE J SILICONE</b><br/> Tuteur urétéral double J, EN SILICONE, avec graduations radio-opaques :<br/> * soit multiperforé sur la longueur<br/> - Dimensions : longueur : 16 cm à 30 cm<br/> CH6 - CH7 - CH8</p> <p>* soit non multiperforé sur la partie urétérale<br/> - Dimensions : CH7 26 cm à 30 cm<br/> CH8 28 cm à 30 cm</p> <p>Présentation sous forme de set comprenant :<br/> - un tuteur : préciser le matériau constitutif<br/> - un guide téflonné à âme fixe ou mobile<br/> - un poussoir CONNECTABLE<br/> - un clamp<br/> - un obturateur</p> <p>Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour un tuteur urétéral double J en silicone avec corps renforcé de 12Fr et boucles de 8Fr, longueur 16 à 30 cm, livré avec poussoir connectable.</p> <p>Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour un tuteur urétéral double J en silicone pour pyéloplastie, livré avec poussoir connectable.</p> <p>Présentation unitaire stérile<br/> Préciser le conditionnement</p> <p>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée.</p> |       |                |          |          |        |
| 170                           | 1  | Tuteur urétéral double J silicone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unité | 710            | 355      | 2 840    | 50/400 |
| 170                           | 2  | PSEF : Tuteur urétéral double J silicone avec corps renforcé de 12Fr et boucles de 8Fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unité | 0              |          |          | 50/400 |
| 170                           | 3  | PSEF : Tuteur urétéral double J silicone pour pyéloplastie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unité | 0              |          |          | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 170   | 710            | 355      | 2 840    |        |
| 171                           |    | <p><b>TUTEUR URETERAL DOUBLE J SILICONE GUIDE HYDROPHILE</b><br/> Tuteur urétéral double J, EN SILICONE, dirigeable, avec graduations radio-opaques, ouvert aux 2 extrémités, multiperforé sur la longueur :<br/> - Dimensions : longueur : 12 cm à 30 cm<br/> CH6 - CH7 - CH8</p> <p>Présentation sous forme de set comprenant :<br/> - un tuteur en silicone<br/> - un GUIDE HYDROPHILE. Préciser les caractéristiques de ce guide<br/> - un poussoir CONNECTABLE<br/> - un clamp<br/> - un obturateur</p> <p>Présentation unitaire stérile<br/> Préciser le conditionnement</p> <p>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                |          |          |        |
| 171                           | 1  | Tuteur urétéral double J silicone guide hydrophile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unité | 251            | 125      | 1 004    | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171   | 251            | 125      | 1 004    |        |
| 172                           |    | <p><b>TUTEUR URETERAL PYELOPLASTIE PEDIATRIQUE</b><br/> Tuteur urétéral pyéloplastie pédiatrique sous forme de SET COMPLET DE POSE<br/> Dimensions : CH 4, 4,7, 5, 6 environ<br/> . Longueur 10 à 16 cm</p> <p>Préciser les différents éléments du SET<br/> Préciser le matériau</p> <p>Présentation unitaire stérile<br/> Préciser le conditionnement</p> <p>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe médicale concernée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                |          |          |        |
| 172                           | 1  | Tuteur urétéral pyéloplastie pédiatrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unité | 15             | 8        | 60       | 53/400 |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS UROLOGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 172   | 15             | 8        | 60       |        |
| 173                           |    | <b>TUTEUR URETERAL SIMPLE J</b><br>Tuteur urétéral SIMPLE CROSSE, radioopaque, avec oeils sur crosse et corps.<br>Dimensions : longueur 90 cm, CH6 à 8<br><br>Présentation sous forme de set comprenant au moins :<br>- un tuteur : préciser le matériau constitutif<br>- un guide : à préciser<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée                                                        |       |                |          |          |        |
| 173                           | 1  | Tuteur urétéral simple J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unité | 532            | 266      | 2 128    | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 173   | 532            | 266      | 2 128    |        |
| 174                           |    | <b>URETEROSCOPE SOUPLE A USAGE UNIQUE</b><br>Urétroscope souple à usage unique, flexible numérique, pour explorations des voies urinaires supérieures.<br><br>Préciser les dimensions du canal opérateur<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dossier de réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DE LA CONSOLE VIDEO</b><br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Urologie. |       |                |          |          |        |
| 174                           | 1  | Urétroscope souple à usage unique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unité | 155            | 57       | 460      | 37/297 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 174   | 155            | 57       | 460      |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS UROLOGIE CHLP DOLE

### - CHIHC PONTARLIER

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Libellé                                                                | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|---------|
| 175 | <b>BANDELETTE P/INCONTINENCE URINAIRE EFFORT VOIE TRANS-OBTURATRICE (TOT)</b><br>Bandelette pour traitement de l'incontinence urinaire d'effort implantée par voie TRANS-OBTURATRICE à l'aide d'un ancillaire hélicoïdal (1 gauche, 1 droit) et d'un ancillaire droit ou type "Faucille"<br><br>La bandelette doit être inscrite sur la liste intra GHS, conformément à l'arrêté du 23 septembre 2020<br><br>Présentation soit sous forme de kit à USAGE UNIQUE soit bandelette à USAGE UNIQUE associée à l'ancillaire dédié<br>Préciser pour chaque référence :<br>- la composition du système<br>- les dimensions de la bandelette<br>- le grammage et la taille des pores de la bandelette<br>- la nature du matériau constitutif<br>- la technique de pose<br>- le type d'ancillaire : usage unique ou restérilisable<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br>- LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)<br>- LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE<br><br>LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE.<br><br>Les DMIS (Dispositif Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire à l'équipe médicale concernée. |                                                                        |       |                |          |          |         |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bandelette p/incontinence urinaire effort voie trans-obturatrice (TOT) | Unité | 12             | 6        | 48       | 50/400  |
|     | Total des quantités du lot n° 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |       | 12             | 6        | 48       |         |
| 176 | <b>DILATATEUR URETERAL longueur 50 cm</b><br>Dilatateur urétéral à usage unique pour urétéroscopie, radio-opaque<br>Dimensions :<br>- LONGUEUR 50 cm environ avec extrémités distales et proximales effilées<br>- CH8 à 14<br><br>Préciser les charnières disponibles<br>Préciser le matériau constitutif<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |       |                |          |          |         |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dilatateur urétéral longueur 50 cm                                     | Unité | 40             | 20       | 160      | 50/400  |
|     | Total des quantités du lot n° 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |       | 40             | 20       | 160      |         |
| 177 | <b>ENDOPROTHESE URETERALE METALLIQUE COUVERTE</b><br>Endoprothèse urétérale métallique en nitinol couverte d'un polymère (à préciser), présentée avec son système de pose, pour sténose de l'uretère.<br><br>Préciser :<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- la présence ou non d'ancre intra-vésicale<br>- le code LPPR<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dossier de réponse devra comporter :<br>LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMI (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)<br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale concernée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |       |                |          |          |         |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Endoprothèse urétérale métallique couverte                             | Unité | 1              | 1        | 4        | 100/400 |
|     | Total des quantités du lot n° 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |       | 1              | 1        | 4        |         |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS UROLOGIE CHLP DOLE

### - CHIHC PONTARLIER

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                               | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Libellé                                                | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|---------|
| 178                               | <b>ENDOPROTHESE URETERALE METALLIQUE COUVERTE BULBAIRE</b><br>Endoprothèse urétérale métallique en nitinol couverte d'un polymère (à préciser), présentée avec son système de pose, pour sténose de l'urètre bulbaire.<br><br>Préciser :<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- le code LPPR<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dossier de réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE PRET-DEPÔT DES DMI (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)</b><br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale concernée. |                                                        |       |                |          |          |         |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Endoprothèse urétérale métallique couverte bulbaire    | Unité | 1              | 1        | 4        | 100/400 |
| Total des quantités du lot n° 178 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |       | 1              | 1        | 4        |         |
| 179                               | <b>ENDOPROTHESE URETERALE METALLIQUE COUVERTE PROSTATIQUE</b><br>Endoprothèse urétérale métallique en nitinol couverte d'un polymère (à préciser), présentée avec son système de pose, pour l'urètre prostatique.<br><br>Préciser :<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- le code LPPR<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dossier de réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE PRET-DEPÔT DES DMI (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)</b><br><br>Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale concernée.      |                                                        |       |                |          |          |         |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Endoprothèse urétérale métallique couverte prostatique | Unité | 1              | 1        | 4        | 100/400 |
| Total des quantités du lot n° 179 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |       | 1              | 1        | 4        |         |
| 180                               | <b>GUIDE UROLOGIE HYDROPHILE</b><br>Guide d'urologie hydrophile standard, extrémité droite.<br>Dimensions : . longueur : 1,50 m environ<br>. diamètre : 0.035 inch<br>Préciser le matériau constitutif<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |       |                |          |          |         |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Guide urologie hydrophile                              | Unité | 300            | 150      | 1 200    | 50/400  |
| Total des quantités du lot n° 180 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |       | 300            | 150      | 1 200    |         |
| 181                               | <b>SONDE P/URETEROSTOMIE SILICONE SIMPLE CROSSE</b><br>Sonde pour urétérostomie en silicone, à simple crosse, extrémité rénale ouverte, 7 oeils sur corps et crosse.<br>Dimensions :<br>. longueur : 50 cm environ<br>. diamètre : CH8 à CH12<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |       |                |          |          |         |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonde p/urétérostomie silicone simple crosse           | Unité | 50             | 25       | 200      | 50/400  |
| Total des quantités du lot n° 181 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |       | 50             | 25       | 200      |         |

19/08/2026

# Catalogue des besoins

## Classe DMS & IMPLANTS UROLOGIE CHLP DOLE

### - CHIHC PONTARLIER

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unité      | Qté<br>estimative | Qte mini  | Qte maxi   | %      |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------|--------|
| 182 |    | <b>TUTEUR URETERAL DOUBLE J</b><br>Tuteur urétéral double J, avec graduations radio-opaques, ouvert/ouvert, multiperforé sur la longueur<br>Dimensions souhaitées : - longueur : 20 à 30 cm<br>- CH6 - CH7 - CH8<br><br>Présentation sous forme de set comprenant :<br>- un tuteur : préciser le matériau constitutif<br>- un guide 0.035" à âme fixe<br>- un poussoir connectable<br>- un clamp<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée |            |                   |           |            |        |
| 182 | 1  | Tuteur urétéral double J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unité      | 180               | 90        | 720        | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>182</b> | <b>180</b>        | <b>90</b> | <b>720</b> |        |
| 183 |    | <b>URETERO-NEPHROSCOPE A USAGE UNIQUE</b><br>Urétéro-néphroscope à usage unique, flexible numérique, pour explorations des voies urinaires supérieures.<br><br>Préciser les dimensions du canal opérateur<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dossier de réponse devra comporter :<br><b>LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DE LA CONSOLE VIDEO</b><br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Urologie.                                          |            |                   |           |            |        |
| 183 | 1  | Urétéro-néphroscope à usage unique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unité      | 20                | 10        | 80         | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>183</b> | <b>20</b>         | <b>10</b> | <b>80</b>  |        |

19/08/2026

# Catalogue des besoins

## Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

### Segment 2

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unité | Qté<br>estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|----------|--------|
| 184                           |    | <b>CVC MULTILUMIERES PEDIATRIQUE</b><br>Cathéter veineux central en POLYURETHANNE à 2 ou 3 voies AVEC prolongateur, pour abord veineux central de moyenne durée chez l'enfant (technique Seldinger)<br>Cathéter 2 lumières :<br>Dimensions environ :<br>- G22/22 - 4F : 8 et 13 cm<br>- G18/20 - 5F : 13 et 16 cm<br>Cathéter 3 lumières :<br>Dimensions environ :<br>- G20/23/23 - 4,5F : 8 cm<br>- G20/22/22 - 5,5F : 8 et 13 cm<br>- G16/18/18-7F : 16 et 20 cm<br><br>Préciser les matériaux de fabrication<br>Préciser les diamètres interne/externe des cathéters<br>Présentation unitaire stérile sous forme de set complet, pour introduction percutanée, selon la technique de SELDINGER, comprenant à minima :<br>- 1 aiguille de ponction (repérable par échographie)<br>- 1 seringue classique ou une seringue passe-guide si disponible<br>- 1 guide en nitinol à extrémité souple en J<br>- 1 dilateur de vaisseau, ou introducteur<br>- 1 cathéter avec dispositif de fixation (chaque voie doit être identifiable)<br><br>Préciser le conditionnement<br>Les cathéters devront être présentés aux médecins de RÉANIMATION INFANTILE. |       |                   |          |          |        |
|                               | 1  | CVC 2 lumières                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unité | 160               | 80       | 640      | 50/400 |
|                               | 2  | CVC 3 lumières                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unité | 100               | 50       | 400      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 184   | 260               | 130      | 1 040    |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

### Segment 3

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Libellé                                                     | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 185 | <b>BLOQUEUR ENDOBRONCHIQUE A DEUX BALLONNETS</b><br>Dispositif introduit dans une sonde d'intubation, permettant le blocage sélectif endobronchique mécanique des échanges gazeux pulmonaires (poumon droit ou gauche) au niveau de la carène, sous bronchofibroscopie. Le bloqueur radioopaque comprend deux branches distales dotées chacune d'un ballonnet gonflable et d'une lumière centrale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |       |                |          |          |        |
|     | Dimensions environs :<br>- Ø 7F/longueur 75 cm<br><br>Préciser :<br>- le matériau constitutif<br>- la gamme disponible<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br>Proposer un prix pour les accessoires disponibles le cas échéant<br><br>Les DMS d'Anesthésie (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, aux anesthésiste de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire et de Chirurgie Digestive.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |       |                |          |          |        |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bloqueur endobronchique à deux ballonnets                   | Unité | 60             | 30       | 240      | 50/400 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Total des quantités du lot n° 185                           |       | 60             | 30       | 240      |        |
| 186 | <b>BLOQUEUR ENDOBRONCHIQUE A UN BALLONNET TYPE ARNDT</b><br>Dispositif type d'Arndt introduit dans une sonde d'intubation, permettant le blocage sélectif endobronchique mécanique des échanges gazeux pulmonaires au niveau des bronches souches droites ou gauches, sous bronchofibroscopie. Le bloqueur radioopaque comprend : une branche distale avec un ballonnet gonflable et une lumière centrale disposant d'une boucle-guide permettant son positionnement.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |       |                |          |          |        |
|     | Dimensions environs :<br>- Ø 5F/longueur 65 cm<br>- Ø 7F/longueur 65 cm<br>- Ø 9F/longueur 78 cm<br><br>Préciser :<br>- le matériau constitutif<br>- la gamme disponible<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br>Proposer un prix pour les accessoires disponibles le cas échéant<br><br>Les DMS d'Anesthésie (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire et aux médecins urgentistes.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |       |                |          |          |        |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bloqueur endobronchique à un ballonnet type ARNDT           | Unité | 20             | 10       | 80       | 50/400 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Total des quantités du lot n° 186                           |       | 20             | 10       | 80       |        |
| 187 | <b>DISPOSITIF POUR PULVERISATION DE MEDICAMENT PAR VOIE NASALE</b><br>Dispositif pour pulvérisation de solutés médicamenteux par voie endonasale. Le soluté médicamenteux est fractionné en une fine brume de particules de 30 à 100 microns, qui permet d'optimiser l'absorption du principe actif à travers la muqueuse nasale et d'en améliorer la biodisponibilité pour permettre une action rapide. L'absorption locale évite le métabolisme de « premier passage hépatique ». Le dispositif permet également d'administrer un médicament d'action locale au niveau du rhinopharynx (ex. anesthésique). Le dispositif se présente sous forme d'une seringue de 3 ml graduée (sans aiguille) munie d'un embout nasal non traumatique. |                                                             |       |                |          |          |        |
|     | Préciser :<br>- le matériau constitutif<br>- la gamme disponible<br><br>Présentation unitaire stérile ou médicalement propre<br>Préciser le conditionnement<br>Proposer un prix pour un dispositif avec seringue de 1 ml et les accessoires associés si disponibles<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe médicale du service d'ORL et à l'équipe médicale des urgences adultes                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |       |                |          |          |        |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dispositif pour pulvérisation de médicament par voie nasale | Unité | 800            | 400      | 3 200    | 50/400 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Total des quantités du lot n° 187                           |       | 800            | 400      | 3 200    |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

### Segment 3

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Libellé                                                     | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 188 | <b>FIBROSCOPE BRONCHIQUE A USAGE UNIQUE</b><br>Fibroscope bronchique à usage unique pour l'intubation endotrachéale et la bronchoscopie, avec canal d'aspiration. Proposer un modèle pour patient adulte et un modèle pédiatrique.<br>Préciser les caractéristiques techniques:<br>- longueur utile, Ø externe, Ø canal interne<br>- angle de béquillage<br>- champ de vision<br>- les modalités de capture et d'enregistrement des images et des vidéos et supports techniques ou logiciels associés<br><br>Préciser :<br>- les conditions de mise au rebut et/ou de destruction<br>- les conditions de formation des équipes médicales<br>- les conditions de vente, location ou de mise à disposition d'accessoire, équipement (ex unité d'affichage avec écran), logiciel..., et leur maintenance proposées en lien avec le service Biomédical<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le mode de stérilisation<br><br>Préciser :<br>- la gamme disponible<br>- les matériaux constitutifs<br>- la présentation et le conditionnement<br><br>Les dispositifs médicaux stériles devront être présentés aux équipes de Réanimation Médicale et Réanimation Chirurgicale, aux Pneumologues, à l'Anesthésiste "réfèrent intubation difficile" du bloc opératoire et à l'Ingénieur du Service Biomédical |                                                             |       |                |          |          |        |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fibroscope bronchique à usage unique                        | Unité | 740            | 370      | 2 960    | 50/400 |
|     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fibroscope bronchique à usage unique pédiatrique            | Unité | 150            | 75       | 600      | 50/400 |
|     | Total des quantités du lot n° 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |       | 890            | 445      | 3 560    |        |
| 189 | <b>FILTRE "ECH" POUR CIRCUIT DE RESPIRATEUR AU BLOC OPERATOIRE</b><br>Filtre anti-bactérien et anti-viral à usage unique, échangeur de chaleur et d'humidité ("ECH"), adaptable aux sondes endotrachéales et aux CIRCUITS FERMES des respirateurs au BLOC OPERATOIRE.<br>Caractéristiques :<br>- membrane de filtration type électrostatique<br>- forme droite<br>- connexions 22F/15M - 22M/15F<br>- prise capnographe<br><br>Proposer un prix pour une variante avec prolongateur type raccord Mount (sans rotule).<br><br>Préciser la nature de la membrane, les caractéristiques de filtration bactérienne et virale, les dimensions, le poids, le volume compressible (espace mort), la surface de filtration, la résistance aux flux gazeux, la capacité d'humidification, la durée maximale d'emploi<br>Conditionnement à l'unité stérile ou médicalement propre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |       |                |          |          |        |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Filtre "ECH" pour circuit de respirateur au bloc opératoire | Unité | 25 500         | 12 750   | 102 000  | 50/400 |
|     | Total des quantités du lot n° 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |       | 25 500         | 12 750   | 102 000  |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |       |                |          |          |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

### Segment 3

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                               | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Libellé                                                              | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 190                               | <b>FILTRE "ECH" POUR CIRCUIT DE RESPIRATEUR EN REANIMATION</b><br>Filtre anti-bactérien et anti-viral à usage unique, échangeur de chaleur et d'humidité ("ECH"), adaptable aux sondes endotrachéales ou de trachéotomie et aux circuits pour respirateurs des services de réanimation et soins intensifs.<br><b>Caractéristiques :</b><br>- membrane de filtration type électrostatique<br>- forme droite<br>- connexions 22F/15M - 22M/15F<br>- prise capnographe<br>- humidité restituée au minimum environ : 30 mg/l, pour un volume courant de 1000 ml<br>- efficacité sur le Bacille de Koch<br><br>Préciser la nature de la membrane, les caractéristiques de filtration bactérienne et virale, les dimensions, le poids, le volume compressible (espace mort), la surface de filtration, l'humidité absolue restituée en début d'utilisation et à 24 heures, la durée maximale d'emploi.<br><br>Préciser les matériaux constitutifs<br>Présentation unitaire stérile ou médicalement propre<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le DMS devra avoir été présenté aux équipes des services de REANIMATION CHIRURGICALE et REANIMATION MEDICALE |                                                                      |       |                |          |          |        |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Filtre humidificateur p/circuit ouvert de respirateur en réanimation | Unité | 3 020          | 1 510    | 12 080   | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |       | 3 020          | 1 510    | 12 080   |        |
| 191                               | <b>FILTRE "ECH" POUR CIRCUIT DE RESPIRATEUR PEDIATRIQUE</b><br>Filtre anti-bactérien et anti-viral, à usage unique, échangeur de chaleur et d'humidité ("ECH"), adaptable aux sondes endotrachéales et aux circuits des respirateurs au BLOC OPERATOIRE et en REANIMATION INFANTILE<br><b>Caractéristiques :</b><br>- membrane de filtration de type électrostatique<br>- forme droite<br>- prise capnographe<br><br>Préciser, pour chaque sous lot, la nature de la membrane, les caractéristiques de filtration bactérienne et virale, les dimensions, le poids, le volume compressible (espace mort), l'humidité restituée, la durée maximale d'emploi.<br>Sous lot 1 :<br>Modèle NEONATAL (volume compressible inférieur à 12 ml), connexions 15M/15F<br>Sous lot 2 :<br>Modèle ENFANT (volume compressible inférieur à 30 ml), connexions 22F/15M - 22M/15F<br><br>Préciser les matériaux constitutifs<br>Présentation unitaire stérile ou médicalement propre<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le DMS devra avoir été présenté à l'équipe du Département d'Anesthésie.                                                                      |                                                                      |       |                |          |          |        |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Type néonatal                                                        | Unité | 1 000          | 500      | 4 000    | 50/400 |
| 191                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Type enfant                                                          | Unité | 2 100          | 1 050    | 8 400    | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 191 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |       | 3 100          | 1 550    | 12 400   |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

### Segment 3

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                               | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Libellé                                                            | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 192                               | <b>FILTRE MECANIQUE AVEC RACCORD FLEXIBLE POUR CIRCUIT DE RESPIRATEUR</b><br>Filtre mécanique anti-bactérien et anti-viral à usage unique, présenté avec un raccord annelé à espace mort variable. Filtre adaptable aux sondes endotrachéales et aux circuits des respirateurs en Anesthésie, utilisable chez l'adulte et l'enfant.<br>Caractéristiques :<br>- membrane de filtration de type MECANIQUE plissée, hydrophobe (ex. papier et microfibre de verre), volume mort environ 30 ml<br>- forme droite<br>- connexions 22F/15M - 22M/15F<br>- prise capnographe<br>- raccord annelé (longueur environ 120/180 mm)<br>Préciser la nature de la membrane, les caractéristiques de filtration bactérienne et virale, les dimensions, le poids, le volume compressible (espace mort), la surface de filtration, la résistance aux flux gazeux, la durée maximale d'emploi<br><br>Préciser :<br>- le matériau constitutif<br>- la gamme disponible<br><br>Présentation médicalement propre<br>Préciser le conditionnement<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à l'équipe médicale d'Anesthésie du Centre hospitalier de Dole |                                                                    |       |                |          |          |        |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Filtre mécanique avec raccord flexible pour circuit de respirateur | Unité | 1 630          | 815      | 6 520    | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 192 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |       | 1 630          | 815      | 6 520    |        |
| 193                               | <b>FILTRE ECHANGEUR DE CHALEUR ET HUMIDITE NEONATAL</b><br>Filtre respiratoire néonatal ("nez artificiel"), échangeur de chaleur et humidité (ECH), selon sous/lots suivant :<br>Sous-lot n° 1 : Filtre ECH positionnable sur une canule de trachéotomie<br>- Membrane filtrante en papier bactériostatique et hygroscopique<br>- Sans antiseptique<br>- Espace mort réduit, environ 2,4 ml<br>- Faible poids<br>- Connexion 15M/22F<br><br>Sous-lot n°2 : Filtre ECH pour connexion sur sonde d'intubation de petit diamètre (Ø 3 mm et 3,5 mm) à faible volume mort et avec prise capnographique latérale.<br>- Membrane filtrante en papier bactériostatique et hygroscopique<br>- Sans antiseptique<br>- Espace mort réduit, environ 2,7 ml<br>- Faible poids<br>- Connexion 15M<br><br>Préciser le matériau constitutif<br>Préciser la capacité d'humidification de l'air inspiré<br>Présentation unitaire stérile ou médicalement propre<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical devra être présenté à l'équipe du service de Réanimation infantile et d'Anesthésie Chirurgie Pédiatrique.                                                 |                                                                    |       |                |          |          |        |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Filtre ECH pour canule trachéotomie                                | Unité | 100            | 50       | 400      | 50/400 |
| 193                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Filtre ECH pour sonde d'intubation                                 | Unité | 200            | 100      | 800      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 193 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |       | 300            | 150      | 1 200    |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

### Segment 3

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Libellé                              | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 194 | <b>FILTRE POUR CIRCUIT DE RESPIRATEUR</b><br>Filtre anti-bactérien et anti-viral à usage unique, adaptable aux circuits de ventilation du côté du respirateur (valve inspiratoire, valve expiratoire), aux respirateurs de transport et aux nébuliseurs pour aérosol.<br>Le filtre permet de protéger les patients, le personnel hospitalier et les équipements, des risques de contamination.<br>Caractéristiques :<br>- membrane de filtration de type électrostatique<br>- forme droite<br>- sans prise capnographe<br><br>Sous-lot n°1 : Filtre de grand volume à faible résistance (volume compressible environ 80 ml), avec connexion 22F/22M, sans prise capnographe<br>Sous-lot n°2 : Filtre de moyen volume (environ 60 ml), avec connexion 22F-15M/22M - 15F, avec prise capnographe.<br>Sous-lot n°3 : Filtre de faible volume (environ 40 ml), avec connexion 22M-22F/15M, avec prise capnographe<br><br>Préciser<br>* la nature de la membrane, le volume compressible (espace mort), la surface de filtration, la capacité de filtration bactérienne et virale.<br>* la durée maximale d'emploi<br><br>Présentation médicalement propre |                                      |       |                |          |          |        |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Filtre de grand volume               | Unité | 1 500          | 750      | 6 000    | 50/400 |
|     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Filtre de moyen volume               | Unité | 8 500          | 4 250    | 34 000   | 50/400 |
|     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Filtre de petit volume               | Unité | 500            | 250      | 2 000    | 50/400 |
|     | Total des quantités du lot n° 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |       | 10 500         | 5 250    | 42 000   |        |
| 195 | <b>MASQUE LARYNGE A BOURRELET GONFLABLE</b><br>Masque laryngé A USAGE UNIQUE, pour anesthésie générale chez l'adulte et l'enfant, à bourrelet gonflable.<br>Caractéristiques :<br>- tailles n° 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 à minima, préciser si disponibilité des tailles n° 0 et 0,5<br>- tube non armé à courbure anatomique permettant une intubation<br>- étanchéité du larynx par bourrelet de type gonflable<br>- raccord avec connexion standard Ø 15 mm<br>- présence d'une ligne d'aspiration gastrique<br>- présence d'un cale-dents intégré<br>- COMPATIBLE AVEC UN EXAMEN PAR IRM.<br>- absence de latex, de phtalates<br><br>Préciser :<br>- les matériaux constitutifs et les caractéristiques techniques<br>- la gamme disponible<br><br>Présentation unitaire stérile (le choix se portera de préférence sur un dispositif non stérilisé à l'oxyde d'éthylène)<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le Dispositif Médical devra être présenté aux médecins Anesthésistes de Chirurgie Pédiatrique                                                                                                                                 |                                      |       |                |          |          |        |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Masque laryngé à bourrelet gonflable | Unité | 500            | 250      | 2 000    | 50/400 |
|     | Total des quantités du lot n° 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |       | 500            | 250      | 2 000    |        |
| 196 | <b>MASQUE LARYNGE A BOURRELET TYPE GEL</b><br>Masque laryngé A USAGE UNIQUE, pour anesthésie générale chez l'adulte et l'enfant, à bourrelet non gonflable.<br>Caractéristiques :<br>- tube non armé<br>- étanchéité du larynx par bourrelet de type "gel" (non gonflable) ou gonflable).<br>- raccord avec connexion standard Ø 15 mm<br>- tailles n° 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 et 5 à minima<br>- présence d'une ligne d'aspiration gastrique<br>- présence d'un cale-dents intégré<br>- COMPATIBLE AVEC UN EXAMEN PAR IRM<br>- absence de latex, de phtalates<br><br>Préciser les matériaux constitutifs et les caractéristiques techniques<br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le Dispositif Médical devra être présenté aux équipes d'anesthésie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |       |                |          |          |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |       |                |          |          |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |       |                |          |          |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

### Segment 3

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                               | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 196                               | 1  | Masque laryngé à bourrelet type gel, ou similaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unité | 3 900          | 1 950    | 15 600   | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 196 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 196   | 3 900          | 1 950    | 15 600   |        |
| 197                               |    | <b>MASQUE LARYNGE ARME</b><br>Masque laryngé A USAGE UNIQUE, pour anesthésie générale avec tube armé pour la chirurgie céphalique.<br><b>Caractéristiques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tailles n° 3, 4 et 5 à minima</li> <li>- tube ARME, avec indicateur de profondeur</li> <li>- étanchéité du larynx par bourrelet de type gonflable</li> <li>- raccord avec connexion standard Ø 15 mm</li> <li>- absence de latex, phtalates</li> </ul> <b>Préciser :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les matériaux constitutifs et les caractéristiques techniques</li> <li>- la gamme disponible</li> </ul> <b>Présentation unitaire stérile (le choix se portera de préférence sur un dispositif non stérilisé à l'oxyde d'éthylène)</b><br><b>Préciser le conditionnement</b><br><br><b>Le Dispositif Médical devra être présenté aux médecins Anesthésistes de Chirurgie ORL et Maxillo-faciale.</b> |       |                |          |          |        |
| 197                               | 1  | Masque laryngé armé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité | 60             | 30       | 240      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 197 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 197   | 60             | 30       | 240      |        |
| 198                               |    | <b>SONDE DE TRACHEOTOMIE ARMEE POUR LARYNGECTOMIE</b><br>Sonde de trachéotomie FLEXIBLE armée type MONTANDON (forme en J), radio-opaque pour laryngectomie, comportant : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 ballonnet basse pression</li> <li>- 1 ballonnet de contrôle</li> <li>- 1 raccord normalisé Ø 15 mm</li> </ul> Diamètres internes : 7 à 11 mm, longueur 27 à 29 cm environ<br><br><b>Préciser les matériaux constitutifs</b><br><b>Présentation unitaire stérile</b><br><b>Le dispositif médical devra être présenté aux chirurgiens du bloc opératoire d'ORL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                |          |          |        |
| 198                               | 1  | Sonde de trachéotomie armée pour laryngectomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unité | 42             | 21       | 168      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 198 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198   | 42             | 21       | 168      |        |
| 199                               |    | <b>SONDE INTUBATION A BALLONNET DE COURTE DUREE</b><br>Sonde endotrachéale orale et nasale, avec ligne radio-opaque et marques repères, à ballonnet basse pression pour ventilation de courte durée<br>Diamètres intérieurs : 2,5 à 10 mm, PAR DEMI-TAILLE<br>Connecteur Ø 15 mm<br>Extrémité distale biseautée avec oeil de Murphy<br><br><b>Préciser :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la gamme disponible</li> <li>- les matériaux constitutifs</li> </ul> <b>Présentation unitaire stérile sous emballage pelable</b><br><b>Préciser le conditionnement</b><br><br><b>Le dispositif devra être présenté à l'équipe médicale du Département d'Anesthésie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                |          |          |        |
| 199                               | 1  | Sonde intubation à ballonnet de courte durée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unité | 15 900         | 7 950    | 63 600   | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 199 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 199   | 15 900         | 7 950    | 63 600   |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

### Segment 3

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unité                                           | Qté<br>estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|--------|--------|
| 200 | <b>SONDE INTUBATION ARMEE A BALLONNET</b><br>Sonde d'intubation endotrachéale armée avec mandrin d'intubation intégré pré-monté :<br>- connecteur standard Ø 15 mm<br>- ballonnet basse pression<br>- ligne radio-opaque et marques repères<br>- extrémité distale biseautée atraumatique AVEC oeil de Murphy<br>Diamètres intérieurs : 5 à 9 mm, par DEMI-TAILLE<br><br>Préciser les matériaux constitutifs<br>Présentation unitaire stérile sous emballage pelable<br>Préciser le conditionnement<br><br>Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative : proposer si disponible, une sonde avec connecteur standard non collé, amovible<br><br>Le dispositif médical devra être présenté aux médecins du Département d'Anesthésie. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                   |          |          |        |        |
|     | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonde intubation armée à ballonnet              | Unité             | 6 350    | 3 175    | 25 400 | 50/400 |
|     | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PSEF : Sonde intubation armée à ballonnet       | Unité             | 0        |          |        | 50/400 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Total des quantités du lot n°                   | 200               | 6 350    | 3 175    | 25 400 |        |
| 201 | <b>SONDE INTUBATION AVEC ASPIRATION SOUS GLOTTIQUE</b><br>Sonde endotrachéale orale ou nasale, en PVC, avec marqueurs radio-opaques, pour ventilation de longue durée en réanimation comprenant :<br>- 1 ballonnet basse pression<br>- 1 lumière supplémentaire permettant l'abord de l'espace sous-glottique et l'aspiration des sécrétions au dessus du ballonnet<br>- 1 connecteur Ø 15 mm<br>Diamètres intérieurs : 6 à 9 mm, par DEMI-TAILLE<br><br>Préciser les matériaux constitutifs<br>Présentation unitaire stérile sous emballage pelable<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical doit être présenté aux services de REANIMATION MEDICALE et REANIMATION CHIRURGICALE                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                   |          |          |        |        |
|     | 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonde intubation avec aspiration sous glottique | Unité             | 1 800    | 900      | 7 200  | 50/400 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Total des quantités du lot n°                   | 201               | 1 800    | 900      | 7 200  |        |
|     | 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>SONDE INTUBATION ENDOBRONCHIQUE</b><br>Sonde d'intubation endobronchique à ballonnets, pour ventilation séparée des poumons en chirurgie thoracique<br>Caractéristiques :<br>- ballonnets trachéal et bronchique basse pression avec sites de gonflage identifiables par code couleur<br>- ligne radio-opaque et marques repères<br>- connecteur Ø 15 mm<br>Proposer un modèle DROIT (diamètres intérieurs de 4,8 à 5,4 mm environ) et un modèle GAUCHE (diamètres intérieurs de 3,1 à 5,4 mm environ)<br>Proposer un dispositif compatible permettant l'utilisation en pression d'air positive continue (système CPAP Continuous Positive Airway Pressure) pour le poumon non ventilé<br><br>Préciser les matériaux constitutifs et accessoires disponibles<br>Présentation unitaire stérile en conditionnement à l'unité<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical devra être présenté aux anesthésistes de Chirurgie thoracique et cardiovasculaire. |                                                 |                   |          |          |        |        |
| 202 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonde intubation endobronchique (droit)         | Unité             | 55       | 27       | 220    | 49/400 |
| 202 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonde intubation endobronchique (gauche)        | Unité             | 155      | 77       | 620    | 50/400 |
| 202 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dispositif avec système CPAP                    | Unité             | 70       | 35       | 280    | 50/400 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total des quantités du lot n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202                                             | 280               | 139      | 1 120    |        |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

### Segment 3

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                               | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Libellé                                  | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 203                               | <b>SONDE INTUBATION PEDIATRIQUE 2 LUMIERES POUR SURFACTANT</b><br>Sonde endotrachéale orale et nasale NEONATALE et PEDIATRIQUE SANS BALLONNET, avec canal supplémentaire transparent à connexion luer lock femelle, pour instillation trachéale de médicament type surfactant, ou contrôle des pressions dans les voies aériennes.<br>Ligne radio-opaque<br>Graduation tous les 1/2 cm<br>Diamètres intérieurs : 2 à 4,5 mm, PAR DEMI-TAILLE<br>Connecteur standard diamètre 15 mm<br><br>Proposer deux types de sondes :<br>Sous-lot n°1 : sonde 2 lumières en PVC souple opaque<br>Sous-lot n°2 : sonde 2 lumières en PVC standard<br>Dispositif sans latex, sans DEHP<br>Préciser les matériaux constitutifs<br>Présentation unitaire stérile sous emballage pelable<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical devra être présenté à l'équipe de Réanimation infantile. |                                          |       |                |          |          |        |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonde PVC souple 2 lumières              | Unité | 255            | 128      | 1 020    | 50/400 |
|                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonde PVC standard 2 lumières            | Unité | 50             | 25       | 200      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 203 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |       | 305            | 153      | 1 220    |        |
| 204                               | <b>SONDE INTUBATION PEDIATRIQUE A BALLONNET</b><br>Sonde d'intubation pédiatrique avec ballonnet piriforme à basse pression et ligne radio-opaque, orale et nasale, pour ventilation de courte à moyenne durée.<br>Caractéristiques :<br>- extrémité biseautée atraumatique (avec oeil de Murphy)<br>- connecteur standard diamètre 15 mm<br>- repères par graduations centimétriques<br>- diamètres intérieurs 2,5 mm à 5,5 mm, PAR DEMI-TAILLE<br>Préciser la gamme disponible<br>Dispositif sans latex<br>Préciser les matériaux constitutifs<br>Présentation unitaire stérile sous emballage pelable<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le DMS devra avoir été présenté aux anesthésistes de Chirurgie pédiatrique.                                                                                                                                                                   |                                          |       |                |          |          |        |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonde intubation pédiatrique à ballonnet | Unité | 1 210          | 605      | 4 840    | 50/400 |
|                                   | Total des quantités du lot n° 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |       | 1 210          | 605      | 4 840    |        |
| 205                               | <b>SONDE INTUBATION PEDIATRIQUE ARMEE</b><br>Sonde endotrachéale armée orale et nasale, avec :<br>- ballonnet basse pression<br>- ligne radioopaque et repères de positionnement<br>- connecteur Ø 15 mm<br>Diamètres intérieurs : 3 à 5,5 mm minimum, PAR DEMI-TAILLES<br><br>Dispositif sans latex<br>Préciser les matériaux constitutifs<br>Présentation unitaire stérile sous emballage pelable<br>Préciser le conditionnement<br><br>Les dispositifs devront avoir été présentés aux médecins anesthésistes de Chirurgie pédiatrique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |       |                |          |          |        |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonde avec ballonnet                     | Unité | 610            | 305      | 2 440    | 50/400 |
|                                   | Total des quantités du lot n° 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |       | 610            | 305      | 2 440    |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

### Segment 3

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Libellé                                          | Unité | Qté estimative | Qte mini   | Qte maxi     | %      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|----------------|------------|--------------|--------|
| 206 | <b>SONDE INTUBATION PEDIATRIQUE SANS BALLONNET</b><br>Sonde d'intubation SANS BALLONNET en PVC transparent, orale et nasale, avec ligne radio-opaque, pour utilisation en chirurgie pédiatrique.<br>Caractéristiques :<br>- extrémité biseautée atraumatique<br>- connecteur standard Ø 15 mm<br>- repères par graduations centimétriques<br>- diamètres intérieurs : 2 à 5 mm, PAR DEMI-TAILLE, à minima<br>- Dispositif sans latex<br><br>Préciser les matériaux constitutifs<br>Présentation unitaire stérile sous emballage pelable<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif devra être présenté aux médecins de Réanimation infantile.                                                                                                                                                                  |                                                  |       |                |            |              |        |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sonde intubation pédiatrique sans ballon         | Unité | 70             | 35         | 280          | 50/400 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Total des quantités du lot n° 206</b>         |       | <b>70</b>      | <b>35</b>  | <b>280</b>   |        |
| 207 | <b>SONDE INTUBATION PEDIATRIQUE SOUPLE SANS BALLONNET</b><br>Sonde d'intubation SANS BALLONNET en PVC opaque souple, orale et nasale, avec ligne radio-opaque, pour utilisation en réanimation pédiatrique.<br>Caractéristiques :<br>- extrémité biseautée atraumatique<br>- connecteur standard Ø 15 mm<br>- repères par graduations centimétriques<br>- diamètres intérieurs : 2 à 6,5 mm, PAR DEMI-TAILLE<br>- Dispositif sans latex<br><br>Préciser les matériaux constitutifs<br>Présentation unitaire stérile sous emballage pelable<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif devra être présenté aux médecins de Réanimation infantile.                                                                                                                                                               |                                                  |       |                |            |              |        |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sonde intubation pédiatrique sous sans ballonnet | Unité | 500            | 250        | 2 000        | 50/400 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Total des quantités du lot n° 207</b>         |       | <b>500</b>     | <b>250</b> | <b>2 000</b> |        |
| 208 | <b>SONDE INTUBATION POUR MICROCHIRURGIE LARYNGÉE</b><br>Sonde endotrachéale orale ou nasale ALLONGEE, de petit diamètre, avec ligne radio-opaque et ballonnet basse pression pour microchirurgie laryngée<br>Diamètres intérieurs : 4 à 6 mm, longueur 36 cm environ<br>Connecteur Ø 15 mm<br>Repères de positionnement<br>Extrémité avec biseau atraumatique et oeil de Murphy<br><br>Préciser les matériaux constitutifs<br>Présentation unitaire stérile sous emballage pelable<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif devra être présenté aux anesthésistes de chirurgie ORL et maxillo-faciale.                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |                |            |              |        |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sonde intubation pour microchirurgie laryngée    | Unité | 120            | 60         | 480          | 50/400 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Total des quantités du lot n° 208</b>         |       | <b>120</b>     | <b>60</b>  | <b>480</b>   |        |
| 209 | <b>SONDE INTUBATION PREFORMEE NASALE/ORALE</b><br>Sonde endotrachéale orale ou nasale, PREFORMEE pour chirurgie de la tête et du cou, avec marqueurs radio-opaques, repères de positionnement et ballonnet basse pression. La sonde nasale doit être en matière souple pour ne pas abîmer les cornets à l'intubation.<br>Connecteur standard Ø 15 mm<br>Extrémité distale biseautée avec oeil de Murphy<br>Diamètres intérieurs, selon sous-lot 1 et 2 :<br>- Sous-lot 1 : sonde nasale : 6 à 7,5 mm par DEMI-TAILLE<br>- Sous-lot 2 : sonde orale : 4 à 9 mm par DEMI-TAILLE<br><br>Préciser les matériaux constitutifs<br>Présentation unitaire stérile sous emballage pelable<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical devra être présenté aux anesthésistes de chirurgie ORL et maxillo-faciale. |                                                  |       |                |            |              |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |       |                |            |              |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

### Segment 3

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                               | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 209                               | 1  | Sonde préformée nasale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unité | 270            | 135      | 1 080    | 50/400 |
| 209                               | 2  | Sonde préformée orale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unité | 1 020          | 510      | 4 080    | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 209 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 1 290          | 645      | 5 160    |        |
| 210                               |    | <b>SONDE NASO-PHARYNGEE</b><br>Sonde naso-pharyngée à collerette fixe en PVC transparent permettant une oxygénation spontanée ou un apport d'oxygène complémentaire par voie nasale en anesthésie.<br>Dimensions environ :<br>CH 20 à 32, longueurs 115 à 170 mm<br><br>Préciser le matériau constitutif, celui-ci ne doit pas contenir de latex<br>Préciser la gamme disponible<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale du service de chirurgie Maxillo-faciale et à l'équipe médicale d'Anesthésie |       |                |          |          |        |
| 210                               | 1  | Sonde naso-pharyngée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unité | 60             | 30       | 240      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 210 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 60             | 30       | 240      |        |
| 211                               |    | <b>SONDE P/VENTILATION NASALE NEONATALE</b><br>Sonde nasale SIMPLE lumière en SILICONE, pour ventilation du nouveau-né<br>Marquage centimétrique<br>Connecteur standard Ø 15 mm<br>Longueur de la sonde : 9 cm environ<br>Diamètres internes : 1,5 à 3 mm par DEMI-TAILLE<br><br>Préciser le matériau constitutif<br>Présentation unitaire stérile sous emballage pelable<br>Préciser le conditionnement                                                                                                                                                                                                                            |       |                |          |          |        |
| 211                               | 1  | Sonde p/ventilation nasale néonatale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unité | 100            | 50       | 400      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 211 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 100            | 50       | 400      |        |

19/08/2026

# Catalogue des besoins

## Classe DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (CEC-ECMO)

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Libellé | Unité | Qté<br>estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|----------|----------|--------|
| 212 | <b>CANULE VEINEUSE DOUBLE ENTREE</b><br>Canule de CEC pour retour veineux double entrée (atrio-cave), armée, effilée, extrémité phare ouverte avec connecteur 1/2<br>Dimensions souhaitées<br>* taille effilée 36/46 F environ et 32/40F environ<br>* longueur : 40 cm<br>* corps oval ou corp rond<br><br>Préciser<br>. le nombre d'ouvertures latérales<br>. le matériau constitutif<br>. le diamètre interne<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque. |         |       |                   |          |          |        |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32/40F  | Unité | 40                | 20       | 160      | 50/400 |
|     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36/46F  | Unité | 400               | 200      | 1 600    | 50/400 |
|     | Total des quantités du lot n° 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       | 440               | 220      | 1 760    |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (hors CEC-ECMO)

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Libellé                                                     | Unité                                    | Qté estimative | Qte mini  | Qte maxi   | %      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------|------------|--------|
| 213 | <b>APPLICATEUR AUTOMATIQUE CLIPS TITANE P/VALVULOPLASTIE PAR TVA</b><br>Applicateur de clips à usage unique, AUTOMATIQUE et RECHARGEABLE, pour pose de clips en titane permettant de fixer et couper les sutures lors des procédures de remplacement valvulaire par Thoracotomie Vidéo Assistée (TVA).<br><br>Dimensions souhaitées :<br>- Diamètre de l'applicateur : 5 mm environ<br>- Longueurs des applicateurs : 15 et 30 cm environ<br><br>Préciser pour chaque référence :<br>- la composition du kit : nombre d'applicateurs, nombre de clips<br>- le matériau constitutif des clips<br>- la taille des clips<br><br>En cas de proposition d'applicateurs avec poignée restérilisable, préciser les conditions de mise à disposition des poignées restérilisables et autres éléments nécessaires à l'utilisation.<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Les applicateurs automatiques de clips en titane devront avoir été présentés à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque. |                                                             |                                          |                |           |            |        |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Applicateur long et clips titane p/valvuloplastie mitrale   | Unité                                    | 50             | 25        | 200        | 50/400 |
|     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | APPLICATEUR COURT ET CLIPS TITANE P/VALVULOPLASTIE AORTIQUE | Unité                                    | 50             | 25        | 200        | 50/400 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Total des quantités du lot n° 213</b>                    |                                          | <b>100</b>     | <b>50</b> | <b>400</b> |        |
| 214 | <b>COLLE BIOLOGIQUE P/DISSECTION AORTIQUE</b><br>Colle biologique pour dissection aortique.<br><br>Préciser les principaux éléments constitutifs du kit et la nature des matériaux (glutaraldéhyde, albumine, autres...)<br>Présentation unitaire stérile sous forme de kit prêt à l'emploi.<br><br>Le Dispositif Médical Stérile devra avoir été présenté à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                          |                |           |            |        |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Colle biologique p/dissection aortique                      | Unité                                    | 50             | 25        | 200        | 50/400 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | <b>Total des quantités du lot n° 214</b> | <b>50</b>      | <b>25</b> | <b>200</b> |        |
| 215 | <b>DMS COEUR BATTANT : SOUFFLETTE</b><br>Soufflette (ou kit de vaporisation) avec tubulure de raccordement et canule malléable pour intervention chirurgicale à coeur battant<br><br>Préciser le matériau constitutif<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dispositif Médical Stérile devra avoir été présenté à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                          |                |           |            |        |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DMS coeur battant : soufflette                              | Unité                                    | 120            | 60        | 480        | 50/400 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | <b>Total des quantités du lot n° 215</b> | <b>120</b>     | <b>60</b> | <b>480</b> |        |
| 216 | <b>DMS COEUR BATTANT : VENTOUSE</b><br>Ventouse d'exposition pour intervention chirurgicale à coeur battant avec bras malléable<br><br>Préciser<br>- le diamètre de la ventouse<br>- la pression d'aspiration<br>- le matériau constitutif<br>- les conditions de mise à disposition de matériel rendant compatible l'utilisation de la ventouse avec système CORONEO<br><br>Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative : Proposer l'ensemble de la gamme disponible avec bras, en cône, pyramide etc ...<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dispositif Médical Stérile devra avoir été présenté à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                          |                |           |            |        |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DMS coeur battant : ventouse                                | Unité                                    | 100            | 50        | 400        | 50/400 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | <b>Total des quantités du lot n° 216</b> | <b>100</b>     | <b>50</b> | <b>400</b> |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (hors CEC-ECMO)

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                               | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Libellé                                              | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 217                               | <b>DMS P/ANASTOMOSE PROXIMALE AORTIQUE SANS CLAMPAGE</b><br>Dispositif Médical Stérile pour anastomose proximale aortique sans clampage<br><br>Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants :<br>- description et schéma détaillé du connecteur<br>- matériaux constitutifs<br>- mode de stérilisation<br>- diamètres interne et externe en mm<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dispositif Médical Stérile devra avoir été présenté à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque.                                                                            |                                                      |       |                |          |          |        |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DMS p/anastomose proximale aortique sans clampage    | Unité | 5              | 3        | 20       | 60/400 |
| Total des quantités du lot n° 217 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |       | 5              | 3        | 20       |        |
| 218                               | <b>DMS P/TTT CHIRURGICAL DE LA FIBRILLATION AURICULAIRE</b><br>Dispositif médical stérile pour ablation de la fibrillation auriculaire, au cours d'une intervention sous CEC.<br><br>Préciser :<br>- les conditions de mise à disposition de l'équipement biomédical nécessaire à la technique<br>- le mécanisme d'action<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dispositif Médical devra avoir été présenté à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque.                                                                                                                        |                                                      |       |                |          |          |        |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DMS P/TTT chirurgical de la fibrillation auriculaire | Unité | 12             | 6        | 48       | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 218 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |       | 12             | 6        | 48       |        |
| 219                               | <b>ELECTRODE MYOCARDIQUE UNIPOLAIRE ET BIPOLAIRE TEMPORAIRE</b><br>1 - Electrode myocardique UNIPOLAIRE temporaire pour stimulation cardiaque externe, posée en per-opératoire, de fixation auriculaire ou ventriculaire<br>Longueur environ 50 cm<br><br>2 - Electrode myocardique BIPOLAIRE temporaire pour stimulation cardiaque externe, posée en per-opératoire, de fixation auriculaire ou ventriculaire<br>Longueur environ 50 cm<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dispositif Médical Stérile devra avoir été présenté à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque. |                                                      |       |                |          |          |        |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Electrode myocardique unipolaire temporaire          | Unité | 200            | 100      | 800      | 50/400 |
|                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Electrode myocardique bipolaire temporaire           | Unité | 500            | 250      | 2 000    | 50/400 |
|                                   | Total des quantités du lot n° 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |       | 700            | 350      | 2 800    |        |
| 220                               | <b>EMPORTE PIECE AORTIQUE</b><br>Emporte pièce aortique destiné à créer un orifice circulaire dans une paroi aortique ou vasculaire<br><br>Préciser la gamme des tailles disponibles<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dispositif Médical Stéril devra avoir été présenté à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |       |                |          |          |        |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Emporte pièce aortique                               | Unité | 50             | 25       | 200      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 220 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |       | 50             | 25       | 200      |        |

19/08/2026

# Catalogue des besoins

## Classe DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (hors CEC-ECMO)

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                               | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unité  | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------|----------|--------|
| 221                               |    | <b>SHUNT INTRA VASCULAIRE P/CORONAIRE</b><br>Shunt intra coronaire pour chirurgie à coeur battant<br>Dimensions souhaitées : diamètre 1 mm à 4 mm environ<br><br>Préciser la gamme des tailles disponibles<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque.                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                |          |          |        |
| 221                               | 1  | Shunt intra vasculaire p/coronaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unité  | 15             | 8        | 60       | 53/400 |
| Total des quantités du lot n° 221 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 15             | 8        | 60       |        |
| 222                               |    | <b>TOURNIQUETS TUBULAIRES (TIRETTES)</b><br>Sachet de tourniquets tubulaires, aussi appelés tirettes, destinés à la mise en place et au maintien des canules de CEC.<br><br>Caractéristiques souhaitées :<br>- Longueur 18 cm environ<br>- Présentation sous forme de set contenant 4 à 6 tirettes de 3 couleurs différentes minimum et un dispositif tire-fil<br><br>Préciser :<br>- les matériaux constitutifs<br>- la gamme complète disponible<br><br>Présentation stérile : SOUS FORME DE SET<br>Préciser le conditionnement<br><br>Les Dispositifs Médicaux Stériles devront avoir été présentés à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque. |        |                |          |          |        |
| 222                               | 1  | Tourniquets tubulaires (tirettes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sachet | 800            | 400      | 3 200    | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 222 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 800            | 400      | 3 200    |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS CHIRURGIE VASCULAIRE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                               | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 223                               |    | <b>CATHETER TYPE "FOGARTY"</b><br>Cathéter à ballonnet type Fogarty<br>- pour embolectomie artérielle : disponible en plusieurs tailles de préférence : 2 à 7 F, longueur 60 et 80 cm<br><br>Préciser :<br>- les matériaux constitutifs<br>- la capacité de liquide maximum (ml)<br>- la capacité de gaz maximum (ml)<br>- la pression maximale pour gonfler le ballonnet<br>- le diamètre du ballonnet gonflé (mm)<br>- la taille du ballonnet dégonflé (F)<br>Présentation unitaire stérile<br>Proposer un prix pour les cathéters d'irrigation sans ballonnet<br><br>Le cathéter devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) chirurgicale(s) concernée(s).                                                                         |       |                |          |          |        |
| 223                               | 1  | Cathéter type "FOGARTY" pour embolectomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unité | 405            | 203      | 1 620    | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 223 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 405            | 203      | 1 620    |        |
| 224                               |    | <b>CATHETER TYPE "FOGARTY" DOUBLE LUMIERE</b><br>Cathéter à ballonnet type Fogarty, pouvant être introduit sur un guide endovasculaire et permettant l'injection de substances médicamenteuses par une autre lumière<br>- Taille du ballonnet gonflé : de 5 à 14 mm. Longueur 80 cm. Cathéter disponible en tailles 3 à 6 F, pouvant être monté sur fil guide 0.018" ou 0.025"<br>Préciser :<br>- les matériaux constitutifs<br>- la capacité de liquide maximum (ml)<br>- la capacité de gaz maximum (ml)<br>- la pression maximale pour gonfler le ballonnet<br>- la taille du ballonnet dégonflé (F)<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le cathéter devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) chirurgicale(s) concernée(s). |       |                |          |          |        |
| 224                               | 1  | Cathéter type "FOGARTY" double lumière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unité | 80             | 40       | 320      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 224 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 80             | 40       | 320      |        |
| 225                               |    | <b>CLIPS CHIRURGICAUX TYPE "FOGARTY"</b><br>Clip à ressort type "FOGARTY" avec machoires atraumatiques pour greffe artérielle coronaire.<br>Dimensions souhaitées :<br>- ouverture 6 mm<br>- longueur machoires 18 mm<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le Dispositif Médical Stérile devra avoir été présenté à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                |          |          |        |
| 225                               | 1  | Clips chirurgicaux type "FOGARTY"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unité | 700            | 350      | 2 800    | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 225 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 700            | 350      | 2 800    |        |
| 226                               |    | <b>DEVALVULEUR</b><br>Dispositif utilisé lors des dévalvulations veineuses pendant le pontage artériel in situ des membres inférieurs<br>Préciser :<br>- la gamme des dimensions disponibles (longueur - diamètre)<br>- les matériaux constitutifs<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le dispositif devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) chirurgicale(s) concernée(s).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                |          |          |        |
| 226                               | 1  | Dévalvuleur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unité | 50             | 25       | 200      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 226 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 50             | 25       | 200      |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS CHIRURGIE VASCULAIRE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                               | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 227                               |    | <b>MICRO-CLAMP VASCULAIRE A USAGE UNIQUE</b><br>Micro-clamp vasculaire à usage unique, jumelé avec mors à microdents atraumatiques pour un clampage provisoire des vaisseaux de 15 à 120 g.<br><br>Préciser :<br>- la force de clampage<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- les matériaux constitutifs<br>- la présentation et le conditionnement<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le(s) DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté aux équipes de chirurgie Orthopédique, Vasculaire et Cardiovasculaire...                      |       |                |          |          |        |
| 227                               | 1  | Micro-clamp jumelé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unité | 210            | 105      | 840      | 50/400 |
| 227                               | 2  | Micro-clamp simple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unité | 910            | 455      | 3 640    | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 227 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 1 120          | 560      | 4 480    |        |
| 228                               |    | <b>MORS A USAGE UNIQUE POUR CLAMP</b><br>Mors amovible à utiliser avec les clamps chirurgicaux stérilisables<br>Mors amovible d'environ 45 et 60 mm de long<br>Préciser le matériau<br>Clamp angulé chirurgical pour fémorale/iliaque/rénale/carotide<br>Dimensions adaptées aux mors<br>Préciser :<br>- le matériau<br>- les conditions de stérilisation<br>- les conditions de mise à disposition dans l'établissement<br>Préciser le conditionnement<br><br>Les mors pour clamps chirurgicaux devront avoir été présentés aux Equipes Chirurgicales concernées. |       |                |          |          |        |
| 228                               | 1  | Mors à usage unique pour clamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unité | 300            | 150      | 1 200    | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 228 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 300            | 150      | 1 200    |        |
| 229                               |    | <b>SHUNT CAROTIDIEN AVEC BALLONNET</b><br>Shunt carotidien silicone muni d'un ballonnet assurant l'étanchéité et d'une voie d'irrigation<br>Taille : 9 et 11 F<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le shunt devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) chirurgicale(s) concernée(s).                                                                                                                                                                                                                                       |       |                |          |          |        |
| 229                               | 1  | Shunt carotidien avec ballonnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unité | 10             | 5        | 40       | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 229 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 10             | 5        | 40       |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 230 |    | <b>ADAPTATEUR P/CATHETER DE DIALYSE PERITONEALE</b><br>Adaptateur Luer Lock EN MATIERE PLASTIQUE avec bague de verrouillage et bouchon, utilisé pour connecter l'extrémité externe du cathéter de dialyse péritonéale au prolongateur patient (dispositif de dialyse péritonéale).<br><br>Préciser le matériau constitutif<br>Présentation unitaire stérile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                |          |          |        |
| 230 | 1  | Adaptateur p/cathéter de dialyse péritonéale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unité | 35             | 17       | 140      | 49/400 |
|     |    | Total des quantités du lot n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 230   | 35             | 17       | 140      |        |
| 231 |    | <b>AIGUILLE A FISTULE SECURISEE</b><br>Aiguille pour la ponction répétée des fistules artério-veineuses chez les patients insuffisants rénaux traités par hémodialyse.<br>Dimensions : longueur aiguille 25 mm, Ø G16 (1,6 mm)<br>Aiguille munie d'aillettes souples type artérielle avec oeil comprenant :<br>- un dispositif de sécurité passif contre le risque de piqûre du personnel soignant<br>- un prolongateur (longueur 30 cm environ) avec clamp et connexion luer lock femelle avec bouchon<br><br>Le dispositif ne doit pas être rigide en arrière des ailettes afin de ne pas gêner la ponction.<br><br>Préciser la gamme disponible<br>Présentation unitaire stérile (stérilisation par rayonnements ionisants ou vapeur d'eau sous pression)<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical devra avoir été présenté à l'équipe du service d'Hémodialyse                                                                                       |       |                |          |          |        |
| 231 | 1  | Aiguille à fistule sécurisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unité | 5 000          | 2 500    | 20 000   | 50/400 |
|     |    | Total des quantités du lot n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 231   | 5 000          | 2 500    | 20 000   |        |
| 232 |    | <b>CATHETER A FISTULE ARTERIO-VEINEUSE SECURISE</b><br>Cathéter à fistule destiné aux ponctions répétées des fistules artério-veineuses chez les patients insuffisants rénaux traités par hémodialyse.<br>Cathéter dimensions environ :<br>- G14 (2,1mm), G15 (1,9 mm), longueur 25 et 32 mm<br>- G16 (1,6 mm), longueur 25 mm<br>Ce cathéter doit avoir :<br>- 1 zone de clamping avec connexion luer lock<br>- 1 aiguille de ponction avec embase transparente, pas de vis luer et bouchon<br>- 1 dispositif de sécurisation de l'aiguille de ponction<br><br>Préciser la gamme disponible<br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical devra avoir été présenté à l'équipe du service d'Hémodialyse.                                                                                                                                                                                                                     |       |                |          |          |        |
| 232 | 1  | Cathéter à fistule artério-veineuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unité | 23 000         | 11 500   | 92 000   | 50/400 |
|     |    | Total des quantités du lot n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 232   | 23 000         | 11 500   | 92 000   |        |
| 233 |    | <b>CATHETER A FISTULE TYPE "BUTTON HOLE"</b><br>Dispositifs pour la technique de ponction de fistule artério-veineuse (FAV), qui consiste à créer un tunnel permanent, utilisé pour canuler la FAV à chaque séance de dialyse. Avant chaque séance la croûte de la protection précédente est enlevée avec un grattoir afin de rouvrir le tunnel.<br>Le kit clou ou "plug" stérile est utilisé pour la création du tunnel.<br><br>Cathéter, dimensions environ :<br>- longueur 25 mm, Ø G16 (1,6 mm) à G14 (2,1 mm).<br>Le cathéter doit avoir :<br>- 1 zone de clamping avec connexion luer-lock<br>- 1 valve anti-retour<br>- 1 aiguille de protection avec embase transparente, pas de vis luer et bouchon.<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser :<br>- la gamme disponible<br>- les matériaux constitutifs<br>- la présentation et le conditionnement<br><br>Les dispositifs médicaux stériles devront être présentés à l'équipe de Néphrologie/Hémodialyse. |       |                |          |          |        |
| 233 | 1  | Cathéter à fistule "Button hole"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité | 300            | 150      | 1 200    | 50/400 |
| 233 | 2  | Grattoir de croûte pour "Button hole"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unité | 150            | 75       | 600      | 50/400 |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL | Libellé                                | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|----|----------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 233                           | 3  | Kit clou obturateur pour "Button hole" | Unité | 30             | 15       | 120      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                        | 233   | 480            | 240      | 1 920    |        |

|                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |     |       |        |
|-------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------|--------|
| 234                           |   | <p><b>CATHETER HAUT DEBIT P/HEMOFILTRATION</b><br/>           Cathéter double lumières EN POLYURETHANE avec extrémité décalée en "canon de fusil", radio-opaque, à HAUT DEBIT pour hémofiltration en service de réanimation. Pose par voie jugulaire, sous clavière, ou fémorale, technique Seldinger</p> <p>Dimensions environ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- longueurs : 15, 20 et 25 cm</li> <li>- diamètre : 13,5 à 14F (4,5 à 4,7 mm)</li> <li>- diamètre des voies permettant un débit de CEC jusqu'à 400 ml/mn minimum</li> </ul> <p>Préciser pour chaque référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- longueur en cm</li> <li>- diamètre externe du cathéter</li> <li>- diamètre interne et le débit de chaque voie si possible</li> </ul> <p>Préciser le matériau de fabrication</p> <p>Présentation unitaire stérile sous forme de set pour introduction percutanée comprenant à minima :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 cathéter à extrémité souple type "canon de fusil", extensions munies de clamp et de bouchon avec site d'injection</li> <li>- 1 aiguille de ponction + seringue</li> <li>- 1 guide en J</li> <li>- 1 dilateur de vaisseaux</li> </ul> <p>Préciser le conditionnement</p> <p>Préciser le mode de stérilisation</p> <p>Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer si disponible un cathéter haut débit avec une 3ième lumière pour l'administration de médicaments.</p> <p>Le cathéter devra avoir été présenté aux Médecins de Réanimation Médicale et de Réanimation Chirurgicale</p> |       |     |     |       |        |
| 234                           | 1 | Cathéter haut débit longueur 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unité | 125 | 62  | 500   | 50/400 |
| 234                           | 2 | Cathéter haut débit longueur 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unité | 105 | 52  | 420   | 50/400 |
| 234                           | 3 | Cathéter haut débit longueur 25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unité | 105 | 52  | 420   | 50/400 |
| 234                           | 4 | PSEF : Cathéter haut débit avec une 3ième lumière pour l'administration de médicaments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unité | 0   |     |       | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 234   | 335 | 166 | 1 340 |        |

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |    |    |    |        |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|--------|
| 235 |   | <p><b>CATHETER HEMODIALYSE ADULTE</b><br/>           Cathéter d'hémodialyse temporaire double et triple lumières EN POLYURETHANE, radio-opaque pour voies jugulaire (avec extensions préformées ou préformables), sous-clavière ou fémorale, technique Seldinger</p> <p>Dimensions :</p> <p>Sous lot 1 : Cathéter double lumières</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- longueurs : 16 et 20 cm environ</li> <li>- diamètre extérieur : 12 F (4 mm) maximum</li> </ul> <p>Sous lot 2 : Cathéter triple lumières</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- longueurs : 16, 20 et 25 cm environ</li> <li>- diamètre extérieur : 12 F (4 mm) environ</li> </ul> <p>Préciser pour chaque référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- longueur en cm</li> <li>- diamètre externe du cathéter</li> <li>- diamètre interne de chaque voie si possible</li> </ul> <p>Présentation unitaire stérile sous forme de set pour introduction percutanée comprenant à minima :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 cathéter à extrémité souple avec orifices latéraux (non décalés en "canon de fusil"), extensions munies de clamp et de bouchon avec site d'injection</li> <li>- 1 aiguille de ponction + seringue</li> <li>- 1 guide en J</li> <li>- 1 dilateur de vaisseaux</li> <li>- 1 petit scalpel</li> </ul> <p>Préciser le matériau de fabrication</p> <p>Préciser le conditionnement</p> <p>Préciser le mode de stérilisation</p> <p>Le cathéter devra avoir été présenté aux Néphrologues, aux Médecins des Réanimations Médicale et Chirurgicale</p> |       |    |    |    |        |
| 235 | 1 | Cathéter hémodialyse 2 lumières                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unité | 23 | 11 | 92 | 48/400 |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 235                           | 2  | Cathéter hémodialyse 3 lumières                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité | 143            | 71       | 572      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 235   | 166            | 82       | 664      |        |
| 236                           |    | <b>CATHETER HEMODIALYSE ENFANT</b><br>Cathéter d'hémodialyse temporaire double lumières EN POLYURETHANE, radio-opaque pour voies jugulaire (avec extensions droites ou courbes préformées ou préformables, munies de clamp), technique Seldinger, référence adaptée à l'enfant.<br>Dimensions environ :<br>- 8F (2,7 mm) longueurs 12 cm, 15 cm<br>- 10F (3,3 mm) longueurs 12 cm et 15 cm<br><br>Préciser pour chaque référence :<br>- longueur en cm<br>- diamètre externe du cathéter<br>- diamètre interne de chaque voie si possible<br><br>Présentation unitaire stérile sous forme de set pour introduction percutanée comprenant à minima :<br>- 1 cathéter à extrémité souple, extensions munies de clamp et de bouchon avec site d'injection<br>- 1 aiguille de ponction + seringue<br>- 1 guide en J<br>- 1 dilateur de vaisseaux<br><br>Préciser le matériau de fabrication<br>Préciser le conditionnement<br>Préciser le mode de stérilisation<br><br>Le cathéter devra avoir été présenté aux Médecins de l'équipe de Réanimation Infantile. |       |                |          |          |        |
| 236                           | 1  | Cathéter hémodialyse enfant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unité | 10             | 5        | 40       | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 236   | 10             | 5        | 40       |        |
| 237                           |    | <b>CATHETER HEMODIALYSE NEONATAL</b><br>Cathéter d'hémodialyse temporaire double lumières EN POLYURETHANE, radio-opaque pour voies jugulaire, technique Seldinger, référence adaptée à la néonatalogie.<br>Dimensions environ 6,5F, longueur 10 cm<br><br>Préciser pour chaque référence :<br>- longueur en cm<br>- diamètre externe du cathéter<br>- diamètre interne de chaque voie si possible<br><br>Présentation unitaire stérile sous forme de set pour introduction percutanée comprenant à minima :<br>- 1 cathéter à extrémité souple, extensions munies de clamp et de bouchon avec site d'injection<br>- 1 aiguille de ponction + seringue<br>- 1 guide en J<br>- 1 dilateur de vaisseaux<br><br>Préciser le matériau de fabrication<br>Préciser le conditionnement<br>Préciser le mode de stérilisation<br><br>Le cathéter devra avoir été présenté aux Médecins de l'équipe de Réanimation Infantile.                                                                                                                                         |       |                |          |          |        |
| 237                           | 1  | Cathéter hémodialyse néonatal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unité | 10             | 5        | 40       | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 237   | 10             | 5        | 40       |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                               | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Libellé                                                | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 238                               | <b>CATHETER HEMODIALYSE TEMPORAIRE EN SILICONE 2 LUMIERES</b><br>Cathéter d'hémodialyse temporaire double lumières en SILICONE, radio-opaque, pour voie jugulaire, sous clavière ou fémorale, technique Seldinger<br>Dimensions environ :<br>- diamètre 13.5 F (4,5 mm)<br>- longueurs 20 et 24 cm<br>Présentation unitaire stérile sous forme de set pour introduction percutanée comprenant a minima :<br>- 1 cathéter à extension(s) muni(s) de clamp et de bouchon avec site d'injection<br>- 1 aiguille de ponction<br>- 1 guide en J<br>- 1 dilateur de vaisseaux<br><br>Préciser<br>- le conditionnement<br>- les matériaux de fabrication<br>- le mode de stérilisation<br>Proposer si disponible une étiquette de traçabilité repositionnable dans le dossier patient<br><br>Les cathéters devront avoir été présentés aux Médecins de Néphrologie/Hémodialyse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |       |                |          |          |        |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cathéter hémodialyse temporaire en silicone 2 lumières | Unité | 30             | 15       | 120      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 238 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |       | 30             | 15       | 120      |        |
| 239                               | <b>CATHETER HEMODIALYSE TUNNELLISABLE A 2 LUMIERES JOINTES - POSE ANTEROGRADE</b><br>Cathéter d'hémodialyse tunnellisable en POLYURETHANE radio opaque, à double lumières jointes, pose ANTÉROGRADE. Fixation par patch Dacron. Cathéter utilisé par voie jugulaire interne, sous clavière ou fémorale, pour un accès vasculaire de longue durée. Chaque lumière dispose d'un prolongateur externe avec clamp et bouchon, résistant aux antiseptiques (polyvidone iodée, chlorhexidine, éthanol ...). Identification des voies (artérielle : rouge, veineuse : bleu)<br>Dimensions environ :<br>- longueur implantable : 19 à 55 cm<br>- diamètre externe : 14,5 à 15F (4,7 à 5 mm)<br>Préciser le matériau constitutif<br>Préciser le mode de pose et de fixation du cathéter<br><br>Présentation unitaire stérile sous forme de set pour pose par tunnellisation sous cutanée (présence de valve hémostatique sur les introducteurs) :<br><br>Prestation Supplémentaire Éventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un kit de réparation des prolongateurs externes<br>Proposer une étiquette de traçabilité repositionnable dans le dossier patient<br><br>Préciser le conditionnement<br>Préciser le mode de stérilisation<br>Le cathéter devra avoir été présenté aux Médecins de l'Unité d'Hémodialyse. |                                                        |       |                |          |          |        |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cathéter hémodialyse tunnellisable pose antérograde    | Unité | 102            | 51       | 408      | 50/400 |
| 239                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PSEF : Kit de réparation                               | Unité | 0              |          |          | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 239 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |       | 102            | 51       | 408      |        |
| 240                               | <b>CATHETER P/DIALYSE PERITONEALE ADULTE</b><br>Cathéter simple lumière, en silicone, radio-opaque, 2 manchons avec kit d'introduction percutanée intégré.<br>Dimensions et caractéristiques environ :<br>- longueur : 62,5 cm<br>- diamètre externe : 5 mm / 15 F, diamètre interne : 2,6 mm<br>- modèles : col de cygne droit et gauche avec extrémité distale multiperforée en crosse (type "Curlicath") selon sous-lots ci-dessous<br>Préciser la gamme disponible<br>Préciser le matériau constitutif<br>Présentation unitaire stérile, sous double emballage<br>Préciser le mode de stérilisation<br><br>Proposer un prix pour le kit d'introduction percutané seul selon sous-lot ci-dessous<br>Proposer un prix pour le stylet de pose style Faller selon sous-lot ci-dessous<br>Proposer un prix pour les cathéters seuls sans introducteur<br><br>Proposer un prix pour un kit de réparation du cathéter et un prix pour un tube de colle silicone<br>Proposer si disponible une étiquette de traçabilité repositionnable dans le dossier patient<br><br>Le cathéter devra avoir été présenté aux néphrologues de l'Unité de Dialyse Péritonéale                                                                                                                                                 |                                                        |       |                |          |          |        |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cathéter col de cygne droit, extrémité en crosse       | Unité | 27             | 14       | 108      | 52/400 |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL | Libellé                                            | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %        |
|-------------------------------|----|----------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 240                           | 2  | Cathéter col de cygne gauche, extrémité en crosse  | Unité | 7              | 6        | 48       | 86/686   |
| 240                           | 3  | Set d'introduction percutané pour pose de cathéter | Unité | 12             | 26       | 208      | 217/1733 |
| 240                           | 4  | Stylet type a Faller pour pose de cathéter         | Unité | 12             | 6        | 48       | 50/400   |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                    | 240   | 58             | 52       | 412      |          |

|                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |    |   |    |        |
|-------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---|----|--------|
| 241                           |   | <p><b>CATHETER P/DIALYSE PERITONEALE PEDIATRIQUE</b><br/> Cathéter simple lumière, en silicone, radio opaque, angulé " col de cygne ", 2 manchons, avec extrémité distale en crosse multiperforée.</p> <p>Dimensions et caractéristiques environ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diamètre externe 5 mm / 15 F, diamètre interne 2,6 mm</li> <li>- nourrisson (longueur 39 cm)</li> <li>- pédiatrique (longueur 42 cm)</li> <li>- adolescent (longueur 60 cm)</li> </ul> <p>Préciser la gamme disponible<br/> Préciser le matériau constitutif, absence de latex et de DEHP<br/> Présentation unitaire stérile, sous double emballage<br/> Préciser le mode de stérilisation</p> <p>Proposer un prix pour le kit de réparation du cathéter et un prix pour le tube de colle silicone</p> <p>Le dispositif devra avoir été présenté à l'équipe du Service de Réanimation Infantile.</p> |       |    |   |    |        |
| 241                           | 1 | Cathéter p/dialyse péritonéale pédiatrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unité | 10 | 5 | 40 | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 241   | 10 | 5 | 40 |        |

|                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |     |       |        |
|-------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------|--------|
| 242                           |   | <p><b>DIALYSEUR / MEMBRANE POLYSULFONE BASSE PERMEABILITE 1,4 M²</b><br/> Dialyseur capillaire de basse perméabilité AVEC MEMBRANE POLYSULFONE de moyenne surface (1,4 m² environ), sec (non pré-rempli)<br/> Préciser</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les caractéristiques techniques de la membrane :</li> <li>* nature du polymère</li> <li>* diamètre des fibres (µ)</li> <li>* épaisseur de la membrane (µ)</li> <li>* pression transmembranaire maximale</li> <li>* surface (m²)</li> <li>* volume d'amorçage (ml)</li> <li>* les données de biocompatibilité</li> <li>- les caractéristiques cliniques :</li> <li>* coefficient d'ultrafiltration (ml/h x mmHg)</li> <li>* clairances (ml/mn) : urée, créatinine, phosphate, vitamine B12, avec les conditions dans lesquelles ces clairances ont été obtenues</li> <li>- les matériaux du boîtier et d'empotage</li> <li>- le mode de stérilisation</li> <li>- la gamme disponible</li> <li>- le conditionnement</li> </ul> <p>Présentation unitaire stérile, stérilisation par les rayonnements ionisants ou la vapeur d'eau<br/> Proposer une étiquette de traçabilité repositionnable dans le dossier patient</p> <p>Le dialyseur devra avoir été présenté aux Néphrologues du l'Unité d'Hémodialyse</p> <p>Les lots de dialyseurs proposés à l'appel d'offres ne pourront pas être attribués à un seul candidat.</p> |       |     |     |       |        |
| 242                           | 1 | Surface 1,4 m² environ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unité | 300 | 150 | 1 200 | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 242   | 300 | 150 | 1 200 |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 243 |    | <p><b>DIALYSEUR / MEMBRANE POLYSULFONE HAUTE PERMEABILITE 1,5 M<sup>2</sup></b><br/> Dialyseur capillaire à haute perméabilité AVEC MEMBRANE EN POLYSULFONE OU DERIVE, de moyenne surface (1,4 à 1,5 m<sup>2</sup> environ), sec (non pré-rempli)<br/> Préciser :<br/> - les caractéristiques techniques de la membrane :<br/> * nature du polymère<br/> * diamètre des fibres (μ)<br/> * épaisseur de la membrane (μ)<br/> * surface (m<sup>2</sup>)<br/> * pression transmembranaire maximale<br/> * volume d'amorçage (ml)<br/> * les données de biocompatibilité<br/> - les caractéristiques cliniques :<br/> * coefficient d'ultrafiltration (ml/h x mmHg)<br/> * clairances (ml/mn) : urée, créatinine, phosphate, vitamine B12, avec les conditions dans lesquelles ces clairances ont été obtenues<br/> * taux d'élimination de la bêta2 microglobuline<br/> - les matériaux du boîtier et d'emportage<br/> - le mode de stérilisation<br/> - la gamme disponible<br/> - le conditionnement, le volume du colisage</p> <p>Présentation unitaire stérile, stérilisation par les rayonnements ionisants ou la vapeur d'eau<br/> Proposer une étiquette de traçabilité repositionnable dans le dossier patient</p> <p>Le dialyseur devra avoir été présenté aux Néphrologues de l'Unité d'Hémodialyse</p> <p>Les lots de dialyseurs proposés à l'appel d'offres ne pourront pas être attribués à un seul candidat.</p> |       |                |          |          |        |
| 243 | 1  | Surface 1,5 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unité | 1 500          | 750      | 6 000    | 50/400 |
|     |    | Total des quantités du lot n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 243   | 1 500          | 750      | 6 000    |        |

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |        |        |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 244 |   | <p><b>DIALYSEUR / MEMBRANE POLYSULFONE HAUTE PERMEABILITE 1,8 M<sup>2</sup></b><br/> Dialyseur capillaire à haute perméabilité AVEC MEMBRANE EN POLYSULFONE OU DERIVE, de grande surface (1,8 m<sup>2</sup> environ), sec (non pré-rempli)<br/> Préciser :<br/> - les caractéristiques techniques de la membrane :<br/> * nature du polymère<br/> * diamètre des fibres (μ)<br/> * épaisseur de la membrane (μ)<br/> * surface (m<sup>2</sup>)<br/> * pression transmembranaire maximale<br/> * volume d'amorçage (ml)<br/> * les données de biocompatibilité<br/> - les caractéristiques cliniques :<br/> * coefficient d'ultrafiltration (ml/h x mmHg)<br/> * clairances (ml/mn) : urée, créatinine, phosphate, vitamine B12, avec les conditions dans lesquelles ces clairances ont été obtenues<br/> * taux d'élimination de la bêta2 microglobuline<br/> - les matériaux du boîtier et d'emportage<br/> - le mode de stérilisation<br/> - la gamme disponible<br/> - le conditionnement, le volume du colisage</p> <p>Présentation unitaire stérile, stérilisation par les rayonnements ionisants ou la vapeur d'eau<br/> Proposer une étiquette de traçabilité repositionnable dans le dossier patient</p> <p>Le dialyseur devra avoir été présenté aux Néphrologues de l'Unité d'Hémodialyse</p> <p>Les lots de dialyseurs proposés à l'appel d'offres ne pourront pas être attribués à un seul candidat.</p> |       |       |       |        |        |
| 244 | 1 | Dialyseur / membrane polysulfone surface 1,8 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unité | 2 900 | 1 450 | 11 600 | 50/400 |
|     |   | Total des quantités du lot n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 244   | 2 900 | 1 450 | 11 600 |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 245 |    | <p><b>DIALYSEUR / MEMBRANE POLYSULFONE HAUTE PERMEABILITE 2,1 M²</b><br/> Dialyseur capillaire à haute perméabilité AVEC MEMBRANE EN POLYSULFONE OU DERIVE, de grande surface (2,1 m² environ), sec (non pré-rempli)<br/> Préciser :<br/> - les caractéristiques techniques de la membrane :<br/> * nature du polymère<br/> * diamètre des fibres (µ)<br/> * épaisseur de la membrane (µ)<br/> * surface (m²)<br/> * pression transmembranaire maximale<br/> * volume d'amorçage (ml)<br/> * les données de biocompatibilité<br/> - les caractéristiques cliniques :<br/> * coefficient d'ultrafiltration (ml/h x mmHg)<br/> * clairances (ml/mn) : urée, créatinine, phosphate, vitamine B12, avec les conditions dans lesquelles ces clairances ont été obtenues<br/> * taux d'élimination de la bêta2 microglobuline<br/> - les matériaux du boîtier et d'empotage<br/> - le mode de stérilisation<br/> - la gamme disponible<br/> - le conditionnement, le volume du colisage</p> <p>Présentation unitaire stérile, stérilisation par les rayonnements ionisants ou la vapeur d'eau<br/> Proposer une étiquette de traçabilité repositionnable dans le dossier patient</p> <p>Le dialyseur devra avoir été présenté aux Néphrologues de l'Unité d'Hémodialyse</p> <p>Les lots de dialyseurs proposés à l'appel d'offres ne pourront pas être attribués à un seul candidat.</p> |       |                |          |          |        |
| 245 | 1  | Dialyseur / membrane polysulfone surface 2,1 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unité | 7 000          | 3 500    | 28 000   | 50/400 |
|     |    | Total des quantités du lot n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 245   | 7 000          | 3 500    | 28 000   |        |
| 246 |    | <p><b>DIALYSEUR / MEMBRANE POLYSULFONE HAUTE PERMEABILITE 2,5 M²</b><br/> Dialyseur capillaire à haute perméabilité AVEC MEMBRANE EN POLYSULFONE OU DERIVE, de grande surface (2,5 m² environ), sec (non pré-rempli)<br/> Préciser :<br/> - les caractéristiques techniques de la membrane :<br/> * nature du polymère<br/> * diamètre des fibres (µ)<br/> * épaisseur de la membrane (µ)<br/> * surface (m²)<br/> * pression transmembranaire maximale<br/> * volume d'amorçage (ml)<br/> * les données de biocompatibilité<br/> - les caractéristiques cliniques :<br/> * coefficient d'ultrafiltration (ml/h x mmHg)<br/> * clairances (ml/mn) : urée, créatinine, phosphate, vitamine B12, avec les conditions dans lesquelles ces clairances ont été obtenues<br/> * taux d'élimination de la bêta2 microglobuline<br/> - les matériaux du boîtier et d'empotage<br/> - le mode de stérilisation<br/> - la gamme disponible<br/> - le conditionnement, le volume du colisage</p> <p>Présentation unitaire stérile, stérilisation par les rayonnements ionisants ou la vapeur d'eau<br/> Proposer une étiquette de traçabilité repositionnable dans le dossier patient</p> <p>Le dialyseur devra avoir été présenté aux Néphrologues de l'Unité d'Hémodialyse</p> <p>Les lots de dialyseurs proposés à l'appel d'offres ne pourront pas être attribués à un seul candidat.</p> |       |                |          |          |        |
| 246 | 1  | Dialyseur / membrane polysulfone haute perméabilité 2,5 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unité | 6 500          | 3 250    | 26 000   | 50/400 |
|     |    | Total des quantités du lot n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 246   | 6 500          | 3 250    | 26 000   |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unité | Qté estimative | Qte mini     | Qte maxi     | %      |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|--------------|--------|
| 247 |    | <p><b>DIALYSEUR MEMBRANE POLYMETHYL METHACRYLATE</b><br/> Dialyseur capillaire à haute perméabilité AVEC MEMBRANE POLYMETHYL METHACRYLATE (PMMA), d'une surface de 1,8 et 2,1 m². La membrane doit permettre le traitement de l'insuffisance rénale liée à certaines hémopathies (en particulier l'épuration des chaînes légères d'immunoglobulines Kappa, Lambda - traitement du myélome multiple).</p> <p>Préciser</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la gamme disponible</li> <li>- les caractéristiques techniques de la membrane : <ul style="list-style-type: none"> <li>* diamètre des fibres (μ)</li> <li>* épaisseur de la membrane (μ)</li> <li>* surface (m²)</li> <li>* pression transmembranaire maximale</li> <li>* volume d'amorçage (ml)</li> </ul> </li> <li>- les données de biocompatibilité</li> <li>- les caractéristiques cliniques : <ul style="list-style-type: none"> <li>* coefficient d'ultrafiltration (ml/h x mmHg)</li> <li>* clairances (ml/mn) : urée, créatinine, phosphate, vitamine B12</li> </ul> </li> <li>* taux d'élimination de la bêta2 microglobuline</li> <li>- les matériaux constitutifs du boîtier et d'empotage</li> <li>- le mode de stérilisation</li> <li>- la gamme disponible</li> <li>- le conditionnement, le volume du colisage</li> <li>- le conditionnement, le volume du colisage</li> </ul> <p>Présentation unitaire stérile, stérilisation par les rayonnements ionisants ou la vapeur d'eau<br/> Proposer une étiquette de traçabilité repositionnable dans le dossier patient</p> <p>Le dialyseur devra avoir été présenté aux néphrologues de l'unité d'Hémodialyse du CHU de Besançon et du CH de Dole.</p> <p>Les lots de dialyseurs proposés à l'appel d'offres ne pourront pas être attribué à un seul candidat</p>                      |       |                |              |              |        |
| 247 | 1  | Dialyseur membrane polyméthyl méthacrylate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité | 2 200          | 1 100        | 8 800        | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 247</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | <b>2 200</b>   | <b>1 100</b> | <b>8 800</b> |        |
| 248 |    | <p><b>DIALYSEUR MEMBRANE POLYSULFONE TRAITEE HYDROPHILE</b><br/> Dialyseur capillaire à haute perméabilité AVEC MEMBRANE EN POLYSULFONE OU DERIVE, TRAITEE HYDROPHILE, de surface 1,8m2 et 2,1 m². La propriété hydrophile de la membrane permet une diminution de l'adhésion plaquettaire et la baisse voire l'arrêt de l'anticoagulation à l'héparine (IV, SC, ou dérivés per os) pour les patients à risque hémorragique, ou pour les patients allergiques à l'héparine.</p> <p>Préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les caractéristiques techniques de la membrane : <ul style="list-style-type: none"> <li>* nature du polymère</li> <li>* diamètre des fibres (μ)</li> <li>* épaisseur de la membrane (μ)</li> <li>* surface (m²)</li> <li>* pression transmembranaire maximale</li> <li>* volume d'amorçage (ml)</li> </ul> </li> <li>- les données de biocompatibilité</li> <li>- les caractéristiques cliniques : <ul style="list-style-type: none"> <li>* coefficient d'ultrafiltration (ml/h x mmHg)</li> <li>* clairances (ml/mn) : urée, créatinine, phosphate, vitamine B12</li> <li>* taux d'élimination de la bêta2 microglobuline</li> </ul> </li> <li>- les matériaux constitutifs du boîtier et d'empotage</li> <li>- le mode de stérilisation</li> <li>- la gamme disponible</li> <li>- le conditionnement, le volume du colisage</li> </ul> <p>Présentation unitaire stérile, stérilisation par les rayonnements ionisants ou la vapeur d'eau<br/> Proposer une étiquette de traçabilité repositionnable dans le dossier patient</p> <p>Le dialyseur devra avoir été présenté aux Néphrologues de l'Unité d'Hémodialyse du CHU de Besançon et du CH de Dole.</p> <p>Les lots de dialyseurs proposés à l'appel d'offres ne pourront pas être attribués à un seul candidat.</p> |       |                |              |              |        |
| 248 | 1  | Dialyseur membrane polysulfone traitée hydrophile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unité | 1 030          | 515          | 4 120        | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n° 248</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | <b>1 030</b>   | <b>515</b>   | <b>4 120</b> |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                               | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 249                               |    | <b>FILTRE HYDROPHOBE ISOLATEUR DE PRESSION P/LIGNE D'HEMODIALYSE</b><br>Filtre hydrophobe, antimicrobien (0,2 µm), isolateur de pression veineuse à connexions LL (1 luer-lock femelle et 1 luer-lock mâle) pour ligne d'hémodialyse (permet de doubler le filtre isolateur de pression des lignes qui ne disposent que d'un seul filtre - cf recommandation AFSSAPS/ANSM DM-RECO 04/05 du 26/07/2004)<br><br>Préciser<br>- les matériaux constitutifs<br>- les caractéristiques techniques<br>- le conditionnement<br>- le mode de stérilisation<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Les besoins diminuent progressivement en cours de marché en raison du renouvellement des générateurs de dialyse par des équipements ne nécessitant pas de filtre.                                                                                                                                                                                                                                  |       |                |          |          |        |
| 249                               | 1  | Filtre hydrophobe isolateur de pression p/ligne d'hémodialyse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unité | 5 000          | 2 500    | 20 000   | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 249 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 5 000          | 2 500    | 20 000   |        |
| 250                               |    | <b>RACCORD A FISTULE P/HEMODIALYSE</b><br><b>ENSEMBLE DE 2 RACCORDS</b> pour connexion à un accès sur fistule artérioveineuse ou un cathéter d'hémodialyse et au circuit d'hémodialyse :<br>- 1 raccord pour ligne veineuse :<br>- tubulure d'environ 40 cm de longueur munie d'un clamp de couleur bleue. Les extrémités (luer-lock femelle bleu et luer-lock mâle mobile bleu) sont munies de bouchons.<br>- 1 raccord pour ligne artérielle :<br>- tubulure d'environ 40 cm de longueur munie d'un clamp de couleur rouge. Les extrémités (luer-lock femelle rouge et luer-lock mâle mobile rouge) sont munies de bouchons.<br>Préciser<br>- les matériaux constitutifs<br>- le diamètre interne et externe disponible<br>- le mode de stérilisation<br>- le conditionnement<br><br>Proposer si disponible un dispositif sans phtalates (cf recommandation AFSSAPS du 17/03/2009)<br>Présentation stérile des 2 raccords dans un même emballage, stérilisation par les rayonnements ionisants |       |                |          |          |        |
| 250                               | 1  | Raccord à fistule 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unité | 13 000         | 6 500    | 52 000   | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 250 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 13 000         | 6 500    | 52 000   |        |
| 251                               |    | <b>RACCORD EN "Y" P/HEMODIALYSE</b><br>Raccord en "Y" pour ligne d'hémodialyse permettant de réaliser un circuit par uniponction. Longueur 20 cm environ :<br>Les 2 branches du "Y" (15 cm de longueur environ) sont munies de clamp de couleur : rouge pour le raccord vers la ligne artérielle, bleu pour le raccord vers la ligne veineuse<br>Les 2 extrémités luer-lock femelle sont fermées par des bouchons<br>La 3ème branche (longueur 5 cm environ) est équipée d'un luer-lock mâle avec verrou mobile de couleur rouge et d'un bouchon<br>Préciser<br>- les diamètres internes et externes disponibles<br>- les matériaux constitutifs<br>- le conditionnement<br><br>Proposer si disponible un dispositif sans phtalates (cf recommandation AFSSAPS du 17/03/2009)<br>Présentation unitaire stérile, préférence pour un dispositif stérilisé par les rayonnements ionisants.                                                                                                          |       |                |          |          |        |
| 251                               | 1  | Raccord en "Y" p/hémodialyse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unité | 400            | 200      | 1 600    | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 251 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 400            | 200      | 1 600    |        |
| 252                               |    | <b>SOLUTION DE CITRATE DE SODIUM 4% POUR ANTICOAGULATION DES CATHETERS D'HEMODIALYSE</b><br>Solution aqueuse de citrate de sodium 4% utilisée pour l'anticoagulation des cathéters d'hémodialyse entre deux utilisations, destinée à prévenir le risque de thrombose des lumières de tout type de cathéter.<br>Présentation en sachet comprenant 2 seringues pré-remplies de 2,5ml environ, prêtes à l'emploi, ou en flacon-dose à prélever (ex. fiole de 5 ml).<br><br>Préciser :<br>- la gamme disponible<br>- la composition de la solution, les matériaux constitutifs<br>- le mode de stérilisation<br><br>Présentation de la solution stérile<br>Préciser le conditionnement                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                |          |          |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 252                           | 1  | Solution de citrate de sodium 4% pour anticoagulation des cathéters d'hémodialyse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unité | 7 800          | 3 900    | 31 200   | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 252   | 7 800          | 3 900    | 31 200   |        |
| 289                           |    | <p><b>DIALYSEUR MEMBRANE POLYESTER POLYARYLATE</b><br/> Dialyseur capillaire à haute perméabilité avec membrane adsorbante POLYESTER POLYARYLATE (PEPA). La membrane doit permettre l'élimination des molécules inflammatoires et toxines de poids moléculaire élevé, l'emploi chez le patient allergique à la polysulfone et chez le patient dénutri.</p> <p><b>Caractéristiques :</b><br/> - Surface de 2,1 m²<br/> - Dialyseur utilisable en HDF</p> <p><b>Préciser</b><br/> - les caractéristiques techniques de la membrane :<br/> * nature du polymère<br/> * diamètre des fibres (µ)<br/> * épaisseur de la membrane (µ)<br/> * surface (m²)<br/> * pression transmembranaire maximale<br/> * volume d'amorçage (ml)<br/> * les données de biocompatibilité<br/> - les caractéristiques cliniques :<br/> * coefficient d'ultrafiltration (ml/h x mmHg)<br/> * clairances (ml/mn) : urée, créatinine, phosphate, vitamine B12 avec les conditions dans lesquelles ces clairances ont été obtenues<br/> * taux d'élimination de la bêta2 microglobuline<br/> - les matériaux du boîtier et d'empotage<br/> - le mode de stérilisation<br/> - la gamme disponible<br/> - le conditionnement, le volume du colisage</p> <p>Présentation unitaire stérile, stérilisation par les rayonnements ionisants ou la vapeur d'eau<br/> Proposer une étiquette de traçabilité repositionnable dans le dossier patient</p> <p>Le dialyseur devra avoir été présenté aux néphrologues de l'unité d'Hémodialyse du CH de Dole.</p> |       |                |          |          |        |
| 289                           | 1  | Dialyseur membrane polyester polyarylate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unité | 120            | 60       | 480      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 289   | 120            | 60       | 480      |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION CHLP

### DOLE - CHIHC PONTARLIER

#### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                                  | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unité      | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi  | %      |
|--------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------|-----------|--------|
| 254                                  |    | <b>CATHETER D'HEMODIALYSE TUNNELISABLE TYPE "CANAUD"</b><br>Cathéter d'hémodialyse de longue durée, en SILICONE radio opaque, composé de 2 lumières tunnellisables séparées ( technique du Pr CANAUD ). Cathéter utilisé par voie jugulaire interne, sous clavière ou fémorale, pour un accès vasculaire de longue durée.<br>Dimensions :<br>- longueur : 40 cm<br>- diamètre externe : 10 F<br><br>Présentation unitaire stérile sous forme de set comprenant à minima :<br>- 2 cathéters avec rigidificateurs<br>- 2 aiguilles d'introduction<br>- 2 guides spiralés en J<br>- 2 introducteurs-dilatateurs de vaisseaux<br>- 1 aiguille de Redon<br>- 2 clamps<br>- 1 connecteur externe artériel avec zone de clampage et bouchon à site d'injection<br>- 1 connecteur externe veineux avec zone de clampage et bouchon à site d'injection<br>Proposer un prix pour un kit (ou accessoires) de réparation (connecteurs externes artériel/veineux)<br>Proposer un prix pour un guide métallique en J pour cathéter type Canaud (dimensions environ = Ø 0,97 à 0,98 mm, longueur 70 cm)<br>Proposer si disponible une étiquette de traçabilité repositionnable dans le dossier patient<br>Préciser le matériau constitutif<br>Préciser le mode pose et de fixation du cathéter<br>Préciser le conditionnement<br>Préciser le mode de stérilisation<br><br>Le cathéter devra avoir été présenté aux Médecins de Néphrologie |            |                |          |           |        |
|                                      | 1  | Cathéter hémodialyse tunnellisable type "CANAUD"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité      | 5              | 2        | 20        | 40/400 |
|                                      | 2  | Connecteurs externe artériel / veineux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unité      | 2              | 1        | 8         | 50/400 |
|                                      | 3  | Guide métallique pour cathéter type "CANAUD"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unité      | 2              | 1        | 8         | 50/400 |
| <b>Total des quantités du lot n°</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>254</b> | <b>9</b>       | <b>4</b> | <b>36</b> |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS EMBOLISATION PERIPHERIQUE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                                      | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unité | Qté<br>estimative | Qte mini   | Qte maxi     | %      |
|------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|--------------|--------|
| 255                                      |    | <p><b>COIL .035 AVEC HYDROGEL DETACHEMENT CONTROLE</b><br/>Coil pour embolisation sélective des vaisseaux à détachement contrôlé.</p> <p><b>Préciser :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le matériau constitutif</li> <li>- la gamme des tailles disponibles</li> <li>- le mode de détachement</li> <li>- les accessoires nécessaires à la mise en place des coils</li> </ul> <p><b>Présentation unitaire stérile.</b></p> <p><b>Prestation Supplémentaire Éventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour les accessoires</b></p> <p><b>Le Dossier de Réponse devra comporter :</b><br/><b>LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)</b></p> <p><b>Le DMIS (Dispositif Médical Implantable Stérile) devra avoir été présenté à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).</b></p> |       |                   |            |              |        |
| 255                                      | 1  | COIL .035 avec hydrogel détachement contrôlé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unité | 300               | 150        | 1 200        | 50/400 |
| <b>Total des quantités du lot n° 255</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | <b>300</b>        | <b>150</b> | <b>1 200</b> |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS HEMOSTATIQUES, COLLES & ANTI-ADHERENTS CHIRURGICAUX

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                               | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 256                               |    | <b>ANTI-ADHERENT S/FORME MEMBRANE P/CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE</b><br>Membrane résorbable permettant de réduire le risque de complications liées aux adhérences (douleurs pelviennes) en chirurgie gynécologique<br><br>Préciser :<br>- le matériau constitutif<br>- le temps de résorption<br>- les dimensions disponibles<br>- les conditions de conservation<br><br>Proposer un prix pour une version sous forme de spray<br>Présentation unitaire stérile                                                                                                                                                                       |       |                |          |          |        |
| 256                               | 1  | Anti-adhérent s/forme membrane p/chirurgie gynécologique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unité | 22             | 12       | 88       | 55/400 |
| Total des quantités du lot n° 256 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 22             | 12       | 88       |        |
| 257                               |    | <b>ANTI-ADHERENT S/FORME GEL OU SOLUTION A PULVERISER P/CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE</b><br>Gel ou solution à pulvériser stérile indiqué dans la réduction des complications liées aux adhérences (stérilité), en instillation par voie coelioscopique ou hystéroscopique après chirurgie gynécologique.<br>Préciser :<br>- sa composition<br>- son volume et mode d'administration<br>- le temps de résorption<br>- les conditions de conservation<br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser :<br>- la présentation et le conditionnement<br>Le gel anti-adhérent devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale de gynécologie |       |                |          |          |        |
| 257                               | 1  | Anti-adhérent s/forme gel ou solution à pulvériser p/chirurgie gynécologique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unité | 56             | 28       | 224      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 257 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 56             | 28       | 224      |        |
| 258                               |    | <b>ANTI-ADHERENT S/FORME SOLUTION</b><br>Solution indiquée dans la réduction des adhérences en instillation intra-péritonéale après une chirurgie abdominale ou gynécologique<br>Préciser pour chaque préparation :<br>- sa composition<br>- son volume<br>- son mode d'administration<br>- les conditions de conservation<br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br>La solution stérile anti-adhérence devra avoir été présentée aux équipes chirurgicales                                                                                                                                             |       |                |          |          |        |
| 258                               | 1  | Anti-adhérent s/forme solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unité | 46             | 23       | 184      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 258 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 46             | 23       | 184      |        |
| 259                               |    | <b>COLLE CHIRURGICALE SYNTHETIQUE</b><br>Colle synthétique pour hémostase, collage tissulaire et scellement osteo-cartilagineux et embolisation artérielle ou veineuse.<br>Préciser :<br>- le matériau constitutif<br>- les indications exactes et contre-indications<br>- le conditionnement<br>- le mode de stérilisation<br>Dose unitaire stérile<br><br>Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour les applicateurs<br><br>La colle devra avoir été présentée à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                              |       |                |          |          |        |
| 259                               | 1  | 0,25 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unité | 210            | 105      | 840      | 50/400 |
| 259                               | 2  | 1 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unité | 240            | 120      | 960      | 50/400 |
| 259                               | 3  | PSEF : Applicateurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unité | 0              |          |          | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 259 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 450            | 225      | 1 800    |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS HEMOSTATIQUES, COLLES & ANTI-ADHERENTS CHIRURGICAUX

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                               | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 260                               |    | <b>GEL CHIRURGICAL ETANCHEITE</b><br>Gel chirurgical d'étanchéité biorésorbable, ayant une action mécanique indépendante de la coagulation<br>Indications souhaitées :<br>- aérostase en chirurgie pulmonaire<br>- étanchéité des lignes de sutures vasculaires<br><br>Préciser :<br>- la composition et la présentation<br>- les indications et les propriétés<br>- les contre-indications<br>- les modes de préparation et d'application<br>- la durée de stabilité après préparation<br>- le mode de conservation<br>- le temps de résorption<br>- le conditionnement<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le gel chirurgical d'étanchéité devra avoir été présenté aux équipes chirurgicales<br><br>NB : Préciser la mise à disposition ou le prix d'applicateur permettant une application du gel sous forme de spray. |       |                |          |          |        |
| 260                               | 1  | Gel chirurgical d'étanchéité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unité | 200            | 100      | 800      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° 260 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 200            | 100      | 800      |        |
| 261                               |    | <b>PLAQUE ETANCHEITE RESORBABLE P/CHIRURGIE PULMONAIRE</b><br>Plaque d'étanchéité RESORBABLE en acide poly-glycolique indiquée pour assurer l'aérostase et la cicatrisation du parenchyme lors des résections parenchymateuses pulmonaires (lobectomie, wedge resection, chirurgie de l'emphysème ...) réalisées en chirurgie thoracique ouverte et par endoscopie<br>Préciser :<br>- la composition, les dimensions et la présentation<br>- les indications et les propriétés<br>- les contre-indications<br>- le temps de résorption<br>- le conditionnement<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de chirurgie thoracique et de chirurgie pédiatrique                                                         |       |                |          |          |        |
| 261                               | 1  | Plaque étanchéité résorbable p/chirurgie pulmonaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité | 5              | 3        | 20       | 60/400 |
| Total des quantités du lot n° 261 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 5              | 3        | 20       |        |
| 262                               |    | <b>PLAQUE ETANCHEITE RESORBABLE P/DUODENOPANCREATECTOMIE</b><br>Plaque d'étanchéité RESORBABLE en acide poly-glycolique indiquée pour la prévention des fistules au niveau du pancréas lors des duodénopancréatectomies<br>Préciser :<br>- la composition, les dimensions et la présentation<br>- les indications et les propriétés<br>- les contre-indications<br>- le temps de résorption<br>- le conditionnement<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de chirurgie viscérale, digestive et cancérologique                                                                                                                                                                                                    |       |                |          |          |        |
| 262                               | 1  | Plaque etanchéité résorbable p/duodénopancréatectomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unité | 15             | 8        | 60       | 53/400 |
| Total des quantités du lot n° 262 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 15             | 8        | 60       |        |

19/08/2026

# Catalogue des besoins

## Classe DMS HEMOSTATIQUES, COLLES & ANTI-ADHERENTS CHIRURGICAUX CHLP DOLE - CHHC PONTARLIER

27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unité | Qté<br>estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|----------|--------|
| 263                           |    | <b>COLLE CHIRURGICALE SYNTHETIQUE</b><br>Colle synthétique pour hémostase, collage tissulaire et scellement ostéo-cartilagineux.<br>Préciser :<br>- le matériau constitutif<br>- les indications et contre-indications<br>- le conditionnement<br>- le mode de stérilisation<br>- la gamme des volumes disponibles.<br><br>Dose unitaire stérile. |       |                   |          |          |        |
| 263                           | 1  | Colle chirurgicale synthétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unité | 12                | 6        | 48       | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 263   | 12                | 6        | 48       |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS OPHTALMOLOGIE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Libellé                   | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 264 | <b>HUILE SILICONE LOURDE P/CHIRURGIE OPHTALMIQUE</b><br>Huile de silicone lourde pour tamponnement en chirurgie vitro-rétinienne, présentée en seringue préremplie.<br>La viscosité souhaitée est d'environ 1400 mPas<br><br>Les accessoires de pose et de retrait type tubulure doivent être inclus.<br><br>Préciser :<br>- la densité<br>- la viscosité<br>- la composition<br>- les autres présentations de la gamme<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Les DMS devront avoir été présentées à l'équipe chirurgicale du service d'ophtalmologie |                           |       |                |          |          |        |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Huile de silicone lourde  | Unité | 10             | 5        | 40       | 50/400 |
|     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tubulure p/administration | Unité | 10             | 5        | 40       | 50/400 |
|     | Total des quantités du lot n° 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |       | 20             | 10       | 80       |        |
| 265 | <b>LANCE A VITRECTOMIE</b><br>Lance à vitrectomie pour retrait du vitré lors d'une vitrectomie et compatibles avec les équipements disponibles au bloc opératoire.<br>Taille souhaitée : 20G – 1,4mm<br><br>Préciser :<br>- la nature du matériau constitutif<br>- la gamme des tailles disponibles<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Les dispositifs médicaux devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale d'ophtalmologie.                                                                                                               |                           |       |                |          |          |        |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lance à vitrectomie       | Unité | 150            | 75       | 600      | 50/400 |
|     | Total des quantités du lot n° 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |       | 150            | 75       | 600      |        |

19/08/2026

# Catalogue des besoins

## Classe DMS RADIOLOGIE Segment 1

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unité | Qté<br>estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|----------|--------|
| 266                           |    | <b>GUIDE RIGIDE TYPE "AMPLATZ"</b><br>Guide rigide type AMPLATZ .035 pour angioplastie<br>Longueurs souhaitées : 180 et 260 cm<br>Préciser :<br>- la nature du matériau constitutif<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Les dispositifs médicaux devront avoir été présentés à(aux) équipe(s) médicale(s) concernée(s). |       |                   |          |          |        |
| 266                           | 1  | Guide rigide type "AMPLATZ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unité | 200               | 100      | 800      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 266   | 200               | 100      | 800      |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS RADIOLOGIE Segment 2

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 267 |    | <b>AIGUILLE A BIOPSIE POUR PISTOLET MAGNUM</b><br>Aiguille à biopsie pour pistolet MAGNUM avec repères centimétriques et espaceur permettant de prépositionner les aiguilles<br>Préciser :<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- les matériaux constitutifs<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le matériel devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                         |       |                |          |          |        |
| 267 | 1  | Aiguille à biopsie pour pistolet MAGNUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité | 300            | 150      | 1 200    | 50/400 |
|     |    | Total des quantités du lot n° 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 300            | 150      | 1 200    |        |
| 268 |    | <b>CATHETER LASSO</b><br>Cathéter lasso pour la capture de corps étranger et manipulations endovasculaires<br>Préciser :<br>- le diamètre et la longueur du cathéter<br>- le nombre de boucle<br>- le diamètre des boucles<br>- les matériaux constitutifs<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le cathéter devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)                                                                |       |                |          |          |        |
| 268 | 1  | Cathéter lasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unité | 100            | 50       | 400      | 50/400 |
|     |    | Total des quantités du lot n° 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 100            | 50       | 400      |        |
| 269 |    | <b>DISPOSITIF DE FERMETURE DES POINTS DE PONCTION</b><br>Dispositif hémostatique de fermeture des points de ponctions ARTERIELLES<br>Préciser :<br>. le type de système proposé, avec matériau constitutif, les contre-indications<br>. le mode de stérilisation<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le dispositif devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)                                                        |       |                |          |          |        |
| 269 | 1  | Dispositif de fermeture des points de ponction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unité | 2 020          | 1 010    | 8 080    | 50/400 |
|     |    | Total des quantités du lot n° 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 2 020          | 1 010    | 8 080    |        |
| 270 |    | <b>DISPOSITIF DE FERMETURE DES POINTS DE PONCTION SUPERIEURS A 8F</b><br>Dispositif hémostatique de fermeture des points de ponctions ARTERIELLES supérieurs à 8F<br>Préciser :<br>. le type de système proposé, avec matériau constitutif, les contre-indications<br>. le mode de stérilisation<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). |       |                |          |          |        |
| 270 | 1  | Dispositif de fermeture des points de ponction supérieur à 8F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unité | 1 300          | 650      | 5 200    | 50/400 |
|     |    | Total des quantités du lot n° 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 1 300          | 650      | 5 200    |        |
| 271 |    | <b>DISPOSITIF DE FIXATION DES SONDAS DE DRAINAGE</b><br>Dispositif adhésif de fixation des sondes de drainage.<br>Préciser :<br>- la gamme des tailles disponible<br>- les matériaux constitutifs<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement                                                                                                                                                                              |       |                |          |          |        |
| 271 | 1  | Dispositif de fixation des sondes de drainage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unité | 620            | 310      | 2 480    | 50/400 |
|     |    | Total des quantités du lot n° 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 620            | 310      | 2 480    |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS RADIOLOGIE Segment 2

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unité      | Qté estimative | Qte mini   | Qte maxi     | %      |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|--------------|--------|
| 272 |    | <b>GUIDE AIGUILLE P/SONDE ENDOCAVITAIRE SAMSUNG</b><br>Guide aiguille stérile pour sonde endocavitaire d'échographie, compatible avec un échographe type SAMSUNG, indiqué pour ponction d'ovocyte, ponction prostatique, ....<br><br>Les guides aiguille doivent être compatibles avec les sondes EA2-11AR, CA 2-8AD<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté aux équipes chirurgicales concernées. |            |                |            |              |        |
| 272 | 1  | Guide aiguille p/sonde endocavitaire SAMSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unité      | 1 020          | 510        | 4 080        | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>272</b> | <b>1 020</b>   | <b>510</b> | <b>4 080</b> |        |
| 273 |    | <b>HARPON MAMMAIRE REPOSITIONNABLE</b><br>Harpon mammaire repositionnable pour repérage des micro-calcifications et lésions mammaires<br>Dimensions :<br>- G20<br>- longueurs environ 100 et 130 mm<br>Préciser le matériau constitutif<br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le matériel devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                                             |            |                |            |              |        |
| 273 | 1  | Harpon mammaire repositionnable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unité      | 330            | 165        | 1 320        | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>273</b> | <b>330</b>     | <b>165</b> | <b>1 320</b> |        |
| 274 |    | <b>KIT DE BIOPSIE HEPATIQUE PAR VOIE TRANSJUGULAIRE</b><br>Kit de biopsie hépatique par voie transjugulaire.<br><br>Préciser :<br>- la gamme des tailles disponibles<br>- les matériaux constitutifs<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le matériel devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                                                                                                           |            |                |            |              |        |
| 274 | 1  | Kit de biopsie hépatique par voie transjugulaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unité      | 70             | 35         | 280          | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>274</b> | <b>70</b>      | <b>35</b>  | <b>280</b>   |        |
| 275 |    | <b>SET ACCES HEPATIQUE PAR VOIE TRANSJUGULAIRE TYPE RÖSCH - UCHIDA</b><br>Set d'accès pour la voie transjugulaire hépatique. Utilisé lors des procédures interventionnelles.<br><br>Préciser :<br>- la composition du set<br>- la gamme de taille disponible<br>- les matériaux constitutifs<br><br>Présentation unitaire stérile.<br><br>Le matériel devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                  |            |                |            |              |        |
| 275 | 1  | Set accès hépatique par voie transjugulaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unité      | 50             | 25         | 200          | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>275</b> | <b>50</b>      | <b>25</b>  | <b>200</b>   |        |
| 276 |    | <b>SET DE DRAINAGE PLEURAL SUR GUIDE</b><br>Set de drainage avec cathéter en J, diamètre 12 à 28 F, comprenant :<br>- un système d'insertion coaxial<br>- une aiguille trocart<br>- un guide d'Amplatz<br>- des dilateurs<br><br>Préciser les matériaux utilisés<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le set devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)                                                                                                         |            |                |            |              |        |
| 276 | 1  | Set de drainage pleural sur guide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité      | 32             | 16         | 128          | 50/400 |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS RADIOLOGIE Segment 2

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 276   | 32             | 16       | 128      |        |
| 277                           |    | <b>SET DE DRAINAGE POUR PONCTION DIRECTE</b><br>Set de drainage pour ponction directe avec aiguille et cathéter pigtail en PUR sans fil de verrouillage<br>Diamètres : 6 à 14 F<br>Longueurs : 20 et 30 cm<br>Préciser :<br>- les matériaux constitutifs<br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le set devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)                                                                                                                                       |       |                |          |          |        |
| 277                           | 1  | Set de drainage pour ponction directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unité | 410            | 205      | 1 640    | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 277   | 410            | 205      | 1 640    |        |
| 278                           |    | <b>SET DE DRAINAGE TECHNIQUE DE SELDINGER</b><br>Set de drainage par technique de Seldinger avec aiguille de ponction, guide .035 type Amplatz, dilateur, cathéter pigtail sans fil de verrouillage<br>Diamètres : 8 à 14 F<br>Préciser :<br>- les longueurs<br>- les matériaux constitutifs<br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le set devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)                                                                                                   |       |                |          |          |        |
| 278                           | 1  | Set de drainage technique de Seldinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité | 140            | 70       | 560      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 278   | 140            | 70       | 560      |        |
| 279                           |    | <b>SET INTRODUCTEUR POUR MICROPONCTION</b><br>Set d'accès vasculaire, comprenant un cathéter, un guide, une aiguille de ponction.<br>Préciser :<br>- la longueur et le diamètre du cathéter<br>- la longueur et le diamètre du guide<br>- la longueur et le diamètre de l'aiguille<br>- la nature de matériaux constitutifs<br><br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le matériel devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)                                                                                          |       |                |          |          |        |
| 279                           | 1  | Set introducteur pour microponction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unité | 30             | 15       | 120      | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 279   | 30             | 15       | 120      |        |
| 280                           |    | <b>SET INTRODUCTION AVEC GUIDE .018</b><br>Set d'introduction coaxial pour accès par voie percutanée, en vue d'une ponction en radiologie.<br>Composition :<br>- aiguille de petit calibre 21 ou 22 G<br>- guide .018<br>- guide .035<br>- ensemble dilateur coaxial 4 F / gaine 6 F<br>Préciser :<br>- le matériau constitutif<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer l'introducteur seul<br><br>Le set devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) |       |                |          |          |        |
| 280                           | 1  | Set introduction avec guide .018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unité | 120            | 60       | 480      | 50/400 |
| 280                           | 2  | PSEF : Introducteur seul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unité | 0              |          |          | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 280   | 120            | 60       | 480      |        |

# Catalogue des besoins

## Classe DMS RADIOLOGIE Segment 2

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Libellé                                     | Unité | Qté<br>estimative | Qte mini   | Qte maxi     | %      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------------------|------------|--------------|--------|
| 281 | <b>SONDE DE DRAINAGE BILIAIRE EXTERNE/INTERNE</b><br>Sonde de drainage Pigtail radio-opaque verrouillable avec orifice de drainage sur le pigtail et sur le corps de la sonde<br>Diamètre 8 à 12F<br>Longueur environ 40 cm<br><br>Préciser les matériaux constitutifs<br>Présentation unitaire stérile<br><br>La sonde devra avoir été présentée à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) |                                             |       |                   |            |              |        |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sonde de drainage biliaire externe/interne  | Unité | 100               | 50         | 400          | 50/400 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Total des quantités du lot n° 281</b>    |       | <b>100</b>        | <b>50</b>  | <b>400</b>   |        |
| 282 | <b>SONDE DE DRAINAGE VERROUILLABLE</b><br>Sonde de drainage Pigtail verrouillable.<br>Diamètre de 6 à 16F<br>Longueur 25 à 35 cm<br><br>Préciser les matériaux constitutifs<br>Présentation unitaire stérile<br><br>Le dispositif devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).                                                                                       |                                             |       |                   |            |              |        |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sonde de drainage verrouillable             | Unité | 100               | 50         | 400          | 50/400 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Total des quantités du lot n° 282</b>    |       | <b>100</b>        | <b>50</b>  | <b>400</b>   |        |
| 283 | <b>SYSTEME DE COMPRESSION FEMORALE A BALLONNET</b><br>Système de compression des points de ponction fémoraux, à ballonnet.<br><br>Préciser :<br>- le matériau constitutif<br>- la gamme de taille<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le(s) DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à l'équipe du service de Radiologie.             |                                             |       |                   |            |              |        |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Système de compression fémorale à ballonnet | Unité | 402               | 201        | 1 608        | 50/400 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Total des quantités du lot n° 283</b>    |       | <b>402</b>        | <b>201</b> | <b>1 608</b> |        |

19/08/2026

# Catalogue des besoins

## Classe DMS RADIOLOGIE Segment 2 CHLP DOLE - CHHC PONTARLIER

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot | SL | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité      | Qté<br>estimative | Qte mini   | Qte maxi   | %      |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|--------|
| 284 |    | <b>GUIDE AIGUILLE 14 cm x 91,5 cm A/HOUSSE P/ECHOGRAPHE</b><br>Guide aiguille stérile pour amniocentèse sous échographe de taille 14cmx91.5 cm avec housse<br><br><b>Présentation unitaire stérile</b><br><b>Préciser le conditionnement</b><br><b>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté aux équipes chirurgicales concernées</b>                                                                                                                                                                                 |            |                   |            |            |        |
| 284 | 1  | Guide aiguille 14 cm x 91,5 cm a/housse p/échographe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unité      | 20                | 10         | 80         | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>284</b> | <b>20</b>         | <b>10</b>  | <b>80</b>  |        |
| 285 |    | <b>GUIDE AIGUILLE OUVERT P/AIGUILLE 20-22G P/ECHOGRAPHE</b><br>Guide aiguille stérile OUVERT pour ECHOGRAPHE pour aiguilles de 20-22 G<br><br><b>Présentation unitaire stérile</b><br><b>Préciser le conditionnement</b><br><b>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté aux équipes chirurgicales concernées</b>                                                                                                                                                                                                     |            |                   |            |            |        |
| 285 | 1  | Guide aiguille ouvert p/aiguille 20-22G p/échographe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unité      | 20                | 10         | 80         | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>285</b> | <b>20</b>         | <b>10</b>  | <b>80</b>  |        |
| 286 |    | <b>GUIDE AIGUILLE P/SONDE ECHOGRAPHIE HITACHI</b><br>Guide aiguille stérile pour sonde d'échographie, compatible avec un échographe type HITACHI indiqué pour ponction rénale, ponction prostatique,<br>Les guides de ponction doivent être compatibles avec les sondes C41V et C41V1 et EZU-PA7 et EZV-PA5 de l'échographe ARIETA 850<br><br><b>Présentation unitaire stérile</b><br><b>Préciser le conditionnement</b><br><br><b>Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté aux équipes chirurgicales concernées</b> |            |                   |            |            |        |
| 286 | 1  | Guide aiguille sonde endocavitaire C41V/C41V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unité      | 10                | 5          | 40         | 50/400 |
| 286 | 2  | Guide aiguille sonde endocavitaire EZU-PA7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unité      | 200               | 100        | 800        | 50/400 |
| 286 | 3  | Guide aiguille sonde endocavitaire EZU-PA5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unité      | 20                | 10         | 80         | 50/400 |
|     |    | <b>Total des quantités du lot n°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>286</b> | <b>230</b>        | <b>115</b> | <b>920</b> |        |

# Catalogue des besoins

## Classe ENDOPROTHESE AORTIQUE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                           | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Libellé                                                   | Unité | Qté<br>estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|----------|--------|
| 290                           | <p><b>ENDOPROTHESE VASCULAIRE P/ANEVRISME DE L'AORTE EN URGENCE</b><br/>Endoprothèse vasculaire pour prise en charge des anévrismes de l'aorte en urgence.</p> <p>Dimensions souhaitées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre : 20 à 45 mm environ</li> <li>- Longueur : 10 à 20 cm environ</li> </ul> <p>Préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la nature du matériau constitutif</li> <li>- la gamme des tailles disponibles</li> <li>- la taille de l'introducteur recommandé</li> </ul> <p>Présentation unitaire stérile<br/>Préciser le conditionnement</p> <p>Proposer un prix pour les accessoires.<br/>Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour toutes les références pour les branches latérales et les extensions aortiques.</p> <p>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br/>Les CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique)</p> <p>Le DMI devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale du service de chirurgie vasculaire.</p> |                                                           |       |                   |          |          |        |
|                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Endoprothèse vasculaire p/anévrisme de l'aorte en urgence | Unité | 4                 | 2        | 16       | 50/400 |
| Total des quantités du lot n° |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | 290   | 4                 | 2        | 16       |        |

# Catalogue des besoins

## Classe PATCH ET PROTHESE VASCULAIRE

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                               | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Libellé                        | Unité | Qté<br>estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------|----------|----------|--------|
| 287                               | <b>PROTHESE VASCULAIRE BIOLOGIQUE</b><br>Prothèse vasculaire biologique d'origine bovine destinée aux actes de chirurgie vasculaire ouverte et aux reconstructions d'accès vasculaire.<br>Dimensions souhaitées :<br>- 6 mm de diamètre x 50 mm de longueur environ<br>- 7 mm de diamètre x 45 mm de longueur environ<br>Faire une proposition pour les autres tailles<br><br>Préciser :<br>- la nature du matériau constitutif<br>- la gamme des tailles disponibles<br><br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser le conditionnement<br><br>Le Dossier de Réponse devra comporter :<br>Les CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique)<br><br>Le DMI devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale du service de chirurgie vasculaire. |                                |       |                   |          |          |        |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prothèse vasculaire biologique | Unité | 15                | 8        | 60       | 53/400 |
| Total des quantités du lot n° 287 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |       | 15                | 8        | 60       |        |

# Catalogue des besoins

## Classe SUTURES MECANIQUES

### 27AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC\_CHUB\_CAMSP\_27AO1"

| Lot                  | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Libellé       | Unité | Qté<br>estimative | Qte mini | Qte maxi | %      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------------|----------|----------|--------|
| 288                  | <b>AGRAFEUSE LINEAIRE NON COUPANTE 30 A 90 MM</b><br>Agrafeuse stérile à usage unique RECHARGEABLE, permettant la pose d'une DOUBLE rangée d'agrafes en titane. Elle doit posséder un faible encombrement, permettant son passage dans le pelvis<br><br>Longueurs d'agrafage souhaitées : 30, 45, 60 et 90 mm environ<br><br>Préciser pour chaque référence :<br>- le nombre d'agrafes par agrafeuse<br>- le nombre d'agrafes par chargeur<br>- la hauteur des agrafes ouvertes et fermées<br>- la longueur de la ligne d'agrafage<br>- le conditionnement des agrafeuses et des chargeurs<br>Présentation unitaire stérile<br>Préciser les conditions de formation des équipes médicales<br><br>Les agrafeuses devront avoir été présentées aux équipes chirurgicales |               |       |                   |          |          |        |
|                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Agrafeuse     | Unité | 175               | 88       | 700      | 50/400 |
|                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Chargeur      | Unité | 90                | 45       | 360      | 50/400 |
|                      | Total des quantités du lot n° 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |       | 265               | 133      | 1 060    |        |
| Nombre de lignes 358 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Total général |       | 225 981           | 112 919  | 903 184  |        |