

Sélection : Tous les adhérents

Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE INFERIEUR

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
1	PROTHESE DOIGT PIED SILICONE Prothèse de doigt de pied, en silicone. Préciser : - La gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs de chaque élément de la prothèse - La présentation et le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE LES DMS DEVRONT ETRE EN DÉPÔT AU BLOC OPÉRATOIRE. Les DMIS (Dispositif Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale de Traumatologie-Orthopédie Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE INFERIEUR					
1	Prothèse doigt pied silicone	Unité	5	3	30	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		5	3	30	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
	GH70 DE VESOUL		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
2	AIGUILLE + PINCE P/REINSERTION DE COIFFE SOUS ARTHROSCOPIE D'EPAULE Aiguille à usage unique pour pince à usage multiple utilisée dans la réinsertion de la coiffe des rotateurs sous arthroscopie d'épaule Les dispositifs médicaux (aiguille à usage unique + pince à usage multiple) doivent permettre simultanément de traverser la coiffe et de récupérer le fil de suture. Sous-lot 1 : Aiguille pour réinsertion de coiffe sous arthroscopie : une seule aiguille doit être suffisante par intervention. Sous-lot 2 : Conditions de mise à disposition des pinces à usage multiple : 2 pinces au CHUB et 1 pince au GH70 de Vesoul. PRÉCISER : – les différents éléments du dispositif – la gamme des tailles d'aiguilles utilisables (longueur et diamètre externe en mm) – les matériaux constitutifs – la présentation et le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter – LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) – LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE LES DMS DEVRONT ETRE EN DÉPÔT AU BLOC OPÉRATOIRE. Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie. Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR					
1	Aiguille p/réinsertion coiffe s/arthro	Unité	46	24	276	1
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		40	20	240	1
	GH70 DE VESOUL		5	3	30	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	6	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
2	Conditions mise à disposition des pinces	Unité	3	2	18	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		2	1	12	0
	GH70 DE VESOUL		1	1	6	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
3	ANCRE FIXATION OSTEOTENDINEUSE AIGUILLEE "METAL" GRANDE TAILLE DIAM > ou = 5 mm Ancre de fixation ostéotendineuse et musculaire, AIGUILLÉE, METALLIQUE, NON RESORBABLE, GRANDE TAILLE, dont - diamètre 5 environ - diamètre 6,5 mm environ Ancillaire de pose souhaité : adapté et fourni avec l'ancre (donc inclus dans le prix de l'ancre). Préciser : - le matériau constitutif de l'ancre - la gamme de tailles d'ancres disponibles : DIAMETRES et LONGUEURS - les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaire de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple, fourni ou non avec l'ancre Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE. LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie. Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR					
1	Ancre aiguillée "METAL" grande taille diam > ou = 5 mm	Unité	151	76	906	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	50	600	0
	GH70 DE VESOUL		50	25	300	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	6	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
4	ANCRE FIXATION OSTEOTENDINEUSE AIGUILLEE "RIGIDE" PETITE TAILLE DIAM <3 mm Ancre de fixation ostéotendineuse et musculaire AIGUILLÉE METALLIQUE ou NON METALLIQUE de diamètre inférieur à 2 mm Ancillaire de pose souhaité : adapté et fourni avec l'ancre (donc inclus dans le prix de l'ancre). Préciser : - le matériau constitutif de l'ancre - la gamme de tailles disponibles : DIAMETRES et LONGUEURS - les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaire de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple, fourni ou non avec l'ancre Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE. LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie. Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR					
1	Ancre aiguillée métal diam < 3 mm	Unité	12	6	72	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	60	0
	GH70 DE VESOUL		2	1	12	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
5	ANCRE FIXATION OSTEOTENDINEUSE AIGUILLEE "SOUPLE EN FIL" Ancre de fixation ostéotendineuse et musculaire AIGUILLÉE, SOUPLE, EN FIL DE SUTURE, NON RÉSORBABLE. Diamètres souhaités : 1 mm, 1,5 mm, 3 mm environ Ancillaire de pose souhaité : adapté et fourni avec l'ancre (donc inclus dans le prix de l'ancre). Préciser : - le matériau constitutif de l'ancre - la gamme de tailles d'ancres disponibles : DIAMETRES et LONGUEURS - les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaire de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple, fourni ou non avec l'ancre Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE. LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie. Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR					
1	Ancre aiguillée "SOUPLE EN FIL" grande taille diam > 2 mm	Unité	66	34	396	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	300	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		10	5	60	0
	GH70 DE VESOUL		5	3	30	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	6	0
2	Ancre aiguillée "SOUPLE EN FIL" petite taille diam <2 mm	Unité	237	119	1 422	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		200	100	1 200	0
	GH70 DE VESOUL		25	13	150	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		10	5	60	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		2	1	12	0
6	ANCRE FIXATION OSTEOTENDINEUSE AIGUILLEE VISSEE PETITE TAILLE <2mm Ancre de fixation ostéotendineuse et musculaire AIGUILLÉE, VISSEE, diamètre inférieur à 2 mm, « PETITE TAILLE », RESORBABLE ou NON RESORBABLE, pour pose sous arthroscopie sans pré-trou. DMI utilisé dans l'arthroscopie du poignet Préciser : - La gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs de l'ancre - La présentation et le conditionnement Les DMIS (Dispositif Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale de Traumatologie-Orthopédie. Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR					
1	Ancre fixation ostéotendineuse aiguillée vissée petite taille <2mm	Unité	40	20	240	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		40	20	240	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
	GH70 DE VESOUL		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
7	ANCRE FIXATION OSTEOTENDINEUSE NON AIGUILLEE P/BANKART S/ARTHROSCOPIE INSTABILITE EPAULE Ancre de fixation ostéotendineuse et musculaire NON AIGUILLÉE, NON RESORBABLE pour réinsertion capsulaire pour intervention de BANKART SOUS ARTHROSCOPIE (traitement instabilité de l'épaule). Ancillaire de pose souhaité : adapté et fourni avec l'ancre (donc inclus dans le prix de l'ancre). Préciser : – le matériau constitutif de l'ancre – la gamme de tailles d'ancres disponibles : DIAMETRES et LONGUEURS – le temps de résorption le cas échéant – les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaire de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple, fourni ou non avec l'ancre. Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : – LES CONDITIONS DE PRÊT-DEPÔT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) – LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie. Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR					
1	Ancre fixation ostéotendineuse non aiguillée p/Bankart s/arthroscopie instabilité épaule	Unité	25	13	150	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		20	10	120	0
	GH70 DE VESOUL		4	2	24	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	6	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
8	ANCRE FIXATION OSTEOTENDINEUSE NON AIGUILLEE P/COIFFE ROTATEUR S/ARTHROSCOPIE 1ere RANGEE Ancre de fixation ostéotendineuse et musculaire NON AIGUILLÉE, NON RESORBABLE, VISSEE OU A IMPACTER, radio-opaque, de PREMIERE RANGEE avec 3 FILS (soit 6 brins) DE SUTURE souhaités. INDICATION : réinsertion de la COIFFE DES ROTATEUR SOUS ARTHROSCOPIE Ancillaire de pose souhaité : adapté et fourni avec l'ancre (donc inclus dans le prix de l'ancre) Préciser : – le matériau constitutif de l'ancre – la gamme de tailles d'ancres disponibles : DIAMETRES et LONGUEURS – les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaires de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple, fourni ou non avec l'ancre Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : – LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) – LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR					
1	Ancre fixation p/coiffe rotateur s/arthroscopie 1ère rangée	Unité	55	28	330	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		40	20	240	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		10	5	60	0
	GH70 DE VESOUL		4	2	24	0

Sélection : Tous les adhérents

Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	6	0
9	ANCRE FIXATION OSTEOTENDINEUSE NON AIGUILLEE P/COIFFE ROTATEUR S/ARTHROSCOPIE 2ème RANGÉE Ancre de fixation osteotendineuse et musculaire NON AIGUILLEE, NON RESORBABLE, AUTO-IMPACTANTE, de DEUXIEME rangée. INDICATION : réinsertion de la COIFFE DES ROTATEUR SOUS ARTHROSCOPIE Ancillaire de pose souhaité : adapté et fourni avec l'ancre (donc inclus dans le prix de l'ancre) Préciser : – le matériau constitutif de l'ancre – la gamme de tailles d'ancres disponibles : DIAMETRES et LONGUEURS – les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaires de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple, fourni ou non avec l'ancre Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : – LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) – LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR					
1	Ancre fixation p/coiffe rotateur s/arthroscopie 2ème rangée	Unité	31	16	186	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		30	15	180	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	6	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	GH70 DE VESOUL		0	0	0	0
10	ANCRE FIXATION OSTEOTENDINEUSE P/LIGAMENTOPLASTIE TFCC S/ARTHROSCOPIE Système de fixation composé : – implants permettant la ligamentoplastie du TFCC Triangular Fibrocartilage Complexe sous arthroscopie – ancillaire de pose – DMS accessoires de pose Indication : lésions chroniques du TFCC (désinsertion fovéale du ligament triangulaire) NE PAS PROPOSER D'ANCRE SEULE Préciser : – le mode de fixation – le matériau constitutif – la gamme de tailles disponibles – le temps de résorption, le cas échéant – les DM nécessaires à la pose (dont Ancillaire de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple Le dossier de réponse devra comporter: – le prix unitaire de chaque article – le prix unitaire de l'ensemble – les conditions de prêt-dépôt des DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) – les conditions de prêt du matériel ancillaire de pose et de visée LES DMIS DEVRONT ETRE EN DÉPÔT AU BLOC OPÉRATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie. Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR					

Sélection : Tous les adhérents

Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
1	Ancre fixation ostéotendineuse p/ligamentoplastie TFCC s/arthroscopie	Unité	10	5	60	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	60	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
	GH70 DE VESOUL		0	0	0	0
11	BALLONNET SOUS ACROMIAL IMPLANTABLE Ballonnet sous acromial implantable sous arthroscopie, entre l'acromion, la tête humérale et la coiffe des rotateurs, dans le traitement des ruptures massives de la coiffe des rotateurs. Présentation unitaire stérile Préciser : – les données de la littérature – la gamme des tailles disponibles – les matériaux constitutifs, biodégradable (durée) ou non – la présentation et le conditionnement – les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaire de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple. Le dossier de réponse devra comporter : – LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) – LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE. LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie. Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR					
1	Ballonnet sous acromial implantable	Unité	3	2	18	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		3	2	18	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
	GH70 DE VESOUL		0	0	0	0
12	CANULE ARTHROSCOPIE DIAMETRE 6,5 MM Canule d'arthroscopie stérile à usage unique. Dimensions souhaitées : – Diamètre : 6,5 mm environ – Longueur : 7 cm environ Présentation unitaire stérile Le DMS devra avoir été présenté, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie. Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR					
1	Canule arthroscopie diamètre 6,5 – 8 mm	Unité	55	28	330	1
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		40	20	240	1
	GH70 DE VESOUL		10	5	60	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		5	3	30	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
13	COUTEAU P/CHIRURGIE ECHOGRAPHIQUE Couteaux indiqués pour la chirurgie échographique du canal carpien et du doigt à ressaut. – Sous-lot n°1 : couteau p/canal carpien – Sous-lot n°2 : couteau p/doigt à ressaut Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les dispositifs médicaux stériles devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale de Traumatologie-Orthopédie. Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR					
1	Couteau p/canal carpien	Unité	122	61	732	1
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		70	35	420	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	300	1
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		2	1	12	0
	GH70 DE VESOUL		0	0	0	0
2	Couteau p/doigt à ressaut	Unité	52	26	312	1
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		30	15	180	1
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		20	10	120	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		2	1	12	0
	GH70 DE VESOUL		0	0	0	0
14	DOIGTIER JAPONAIS Dispositif constitué d'un manchon souple avec collier de serrage non métallique et chaîne de fixation au support de balance de la tour de traction. Proposer l'ensemble des tailles disponibles dont les tailles moyennes Dispositif utilisé lors des interventions sous l'arthroscopie de poignet Préciser : – la gamme des tailles disponibles – les matériaux constitutifs – la présentation stérile ou en version restérilisable, le conditionnement – la captivité ou non avec les tours de traction disponibles dans l'établissement (table à main universel Asclepios et tour de traction du poignet ARTHREX) Les DMS (Dispositif Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale de Traumatologie-Orthopédie. Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR					
1	Doigtier japonais	Unité	170	85	1 020	1
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		150	75	900	1
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		10	5	60	0
	GH70 DE VESOUL		10	5	60	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
15	FIL D'ANCRAGE TENDINEUX AIGUILLE, TRESSE, NON RESORBABLE, BOUCLE Fil d'ancrage tendineux, tressé, non résorbable, DE TRES HAUTE RESISTANCE, pour OSTEO-SUTURE Présentation fil boucle. Préciser - le matériau constitutif - la gamme de tailles disponibles (diamètre de l'aiguille, diamètre du fil...) - l'unité de distribution: unitaire souhaitée Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE PRÊT-DEPÔT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) LES DMIS DEVRONT ÊTRE EN DEPÔT AU BLOC OPERATOIRE. Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie. Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR					
1	Fil d'ancrage tendineux aiguillé tressé, non résorbable	Unité	334	167	2 004	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		250	125	1 500	0
	GH70 DE VESOUL		70	35	420	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		14	7	84	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
16	PROTHESE DIGITALE MONOBLOC SILICONE IPP ET MCP Prothèse digitale monobloc de l'articulation inter-phalangienne proximale (IPP) et de l'articulation métacarpophalangienne (MCP) avec charnière optimisée En silicone, type "SWANSON" OPTIMISE Préciser : - la gamme d'implants disponibles (matériaux constitutifs, dimensions) - la présentation et le conditionnement - les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaire de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple. Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE LES DMIS DEVRONT ETRE EN DÉPÔT AU BLOC OPÉRATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE POUR LES IMPLANTS IPP Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie. Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR					
1	PROTHESE DIGITALE MONOBLOC SILICONE IPP ET MCP	Unité	30	15	180	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		20	10	120	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		10	5	60	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
	GH70 DE VESOUL		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
17	PROTHESE DIGITALE SEMI-CONTRAINTTE TMC Prothèse digitale semi-contrainte Trapézo-métacarpienne (TMC) comprenant : - Implant trapézien à visser et à cimenter (cotyle) - Implant métacarpien à impacter (tige) - Col modulaire (a/tête) Préciser : - la gamme d'implants disponibles (matériaux constitutifs, dimensions) - la présentation et le conditionnement - les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaire de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple. Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie. Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR					
1	Prothèse digitale semi-contrainte	Unité	105	53	630	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	300	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		30	15	180	0
	GH70 DE VESOUL		15	8	90	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		10	5	60	0
18	PROTHESE EPAULE P/FRACTURE AVEC TIGE TRAUMATOLOGIQUE VERROUILLABLE STATIQUE Gamme de prothèse d'EPAULE verrouillée ou non verrouillée, cimentable ou non, permettant de réaliser la chirurgie traumatique de l'épaule (fracture), en version hémi-anatomique avec ou sans conservation de la tête humérale ET en version totale inversée, comprenant les éléments suivants : Sous-lot 1 : Tête humérale Sous-lot 2: Implant glénoïdien pour prothèse inversée (métaglène + glénosphère) Sous-lot 3 : Platine d'ancrage type "bilboquet" Sous-lot 4 : Cupule humérale pour prothèse inversée Sous-lot 5 : Tige humérale traumatologique verrouillable statique et vis corticales Sous-lot 6 : PSEF (Prestation Supplémentaire Eventuelle) Facultative - Complément de gamme : Proposer un prix pour les implants complémentaires : Cage, vis, double cône, etc... Tous les éléments devront être compatibles entre eux, autorisant leur interchangeabilité. Indiquer les conditions d'assemblage des différents éléments dans le cadre du marquage CE. Préciser : - les différents éléments constituant chaque prothèse - les références exactes - la gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs de chaque élément proposé - la présentation et le conditionnement Le dossier de réponse devra comporter : - le prix unitaire de chaque élément constituant la prothèse - le prix unitaire de la prothèse proposée - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE LES DMIS DEVRONT ETRE EN DÉPÔT AU BLOC OPÉRATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie. Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR					
1	Tête humérale	Unité	13	7	78	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	60	0

Sélection : Tous les adhérents

Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	GH70 DE VESOUL		2	1	12	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	6	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
2	Implant glénoïdien pour prothèse inversée (métaglène + glénosphate)	Unité	22	12	132	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		20	10	120	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	6	0
	GH70 DE VESOUL		1	1	6	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
3	Platine d'ancrage type "bilboquet"	Unité	6	4	36	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		3	2	18	0
	GH70 DE VESOUL		2	1	12	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	6	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
4	Cupule humérale pour prothèse inversée	Unité	21	11	126	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		20	10	120	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	6	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	GH70 DE VESOUL		0	0	0	0
5	Tige humérale traumatologique verrouillable statique et vis corticales	Unité	31	16	186	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		30	15	180	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	6	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	GH70 DE VESOUL		0	0	0	0
6	PSEF : Compléments de gamme : cage, vis, double cône, etc....	Unité	0	1	6	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	1	6	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	0
	GH70 DE VESOUL		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
19	PROTHESE EPAULE P/OMARTHROSE VERSION ANATOMIQUE ET VERSION INVERSEE Gamme de prothèses totales d'EPAULE (PTE) pour omarthrose, avec tige classique, tige mini et sans tige, en version anatomique pour coiffe des rotateurs continente (coiffe fonctionnelle) ET en version INVERSEE P/COIFFE des rotateurs incontinente (non fonctionnelle). Sous-lot 1 : Implant glénoïdal anatomique (= glène) Sous-lot 2 : Implant glénoïdal inversé a) embase (ou platine glénoïdale ou métaglène) b) hémisphère glénoïdale (ou glénosphère) Sous-lot 3 : Implant huméral épiphysaire (= Tête) Sous lot 4 : Implant huméral épiphysaire inversé (ou cupule ou insert inversé) Sous-lot 5 : Implant huméral métaphyso-diaphysaire p/PTE anatomique Tige « classique » Sous-lot 6 : Implant huméral métaphyso-diaphysaire p/PTE anatomique Tige « mini » Sous-lot 7 : Implant huméral à fixation métaphysaire p/PTE anatomique Sans tige Sous-lot 8 : PSEF : Compléments de gamme : Cage, vis, double cône, etc Tous les éléments devront être compatibles entre eux, autorisant leur interchangeabilité. Indiquer les conditions d'assemblage des différents éléments entre eux dans le cadre du marquage C.E. Préciser : - les éléments de la prothèse - les références exactes - la gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs de chaque élément proposé - la présentation et le conditionnement - les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaire de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple. Le dossier de réponse devra comporter: - le prix unitaire de chaque article - le prix unitaire de l'ensemble - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE LES DMIS DEVRONT ETRE EN DÉPÔT AU BLOC OPÉRATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie. Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR					
1	Implant glénoïdal anatomique (= Glène)	Unité	14	8	84	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	60	0
	GH70 DE VESOUL		3	2	18	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	6	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
2	Implant glénoïdal inversé (embase + hémisphère glénoïdale)	Unité	14	8	84	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	60	0
	GH70 DE VESOUL		3	2	18	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	6	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
3	Implant huméral épiphysaire (= Tête)	Unité	12	7	72	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	60	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	6	0
	GH70 DE VESOUL		1	1	6	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
4	Implant huméral épiphysaire inversé (ou cupule ou insert inversé)	Unité	12	7	72	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	60	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	6	0
	GH70 DE VESOUL		1	1	6	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
5	Implant huméral métaphyso-diaphysaire p/PTE anatomique Tige « classique »	Unité	4	3	24	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		2	1	12	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	6	0
	GH70 DE VESOUL		1	1	6	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
6	Implant huméral métaphyso-diaphysaire p/PTE anatomique Tige « mini »	Unité	4	3	24	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		3	2	18	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	6	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	GH70 DE VESOUL		0	0	0	0
7	Implant huméral à fixation métaphysaire p/PTE anatomique Sans tige	Unité	16	9	96	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		15	8	90	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	6	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	GH70 DE VESOUL		0	0	0	0
8	PSEF : Compléments de gamme : Cage, vis, double cône, etc	Unité	0	1	6	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	1	6	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	0
	GH70 DE VESOUL		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
20	PROTHESE EPAULE PYROCARBONE HEMI-ANATOMIQUE Gamme de prothèse d'épaule hémi-anatomique en pyrocarbone permettant de réaliser une chirurgie chez le sujet jeune. Gamme comprenant les sous-lots suivants : Sous-lot 1 : Implant huméral épiphysaire en pyrocarbone (tête) Sous-lot 2 : Implant huméral métaphyso-diaphysaire hémi-anatomique (tige) Tous les éléments devront être compatibles entre eux autorisant leur interchangeabilité. Indiquez les conditions d'assemblage entre eux dans le cadre du marquage CE. Préciser : – les différents éléments constituant chaque prothèse – les références exactes – la gamme des tailles disponibles – les matériaux constitutifs de chaque élément proposé – la présentation et le conditionnement – les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaire de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple. Le dossier de réponse devra comporter – le prix unitaire de chaque élément constituant la prothèse – le prix unitaire de la prothèse proposée Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter – LES CONDITIONS DE PRET-DEPÔT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) – LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie. Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR					
1	Implant huméral épiphysaire en pyrocarbone (tête)	Unité	6	3	36	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		2	1	12	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		2	1	12	0
	GH70 DE VESOUL		2	1	12	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
2	Implant huméral métaphyso-diaphysaire (tige) hémi-anatomique (tige)	Unité	6	3	36	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		2	1	12	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		2	1	12	0
	GH70 DE VESOUL		2	1	12	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
21	PROTHESE TETE RADIALE Prothèse de tête radiale, cimentée, à cupule mobile ou non Préciser : – la gamme d'implants disponibles (matériaux constitutifs, dimensions) – la présentation et le conditionnement – les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaire de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple. Le Dossier de Réponse devra comporter : – le prix unitaire de chaque article – le prix unitaire de l'ensemble – LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) – LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE LES DMIS DEVRONT ETRE EN DÉPÔT AU BLOC OPÉRATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie. Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR					
1	Prothèse tête radiale	Unité	15	8	90	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	60	0
	GH70 DE VESOUL		3	2	18	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		2	1	12	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR CHIHC PONTARLIER

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
22	ANCRES FIXATION OSTEOTENDINEUSE AIGUILLEE "METAL" DIAM > 2 MM Ancre de fixation ostéotendineuse et musculaire AIGUILLEE, METALLIQUE, NON RESORBABLE, DIAM > 2 MM Ancillaire de pose souhaité : adapté et fourni avec l'ancre (donc inclus dans le prix de l'ancre) Préciser : – le matériau constitutif de l'ancre – la gamme de tailles d'ancres disponibles : DIAMETRES et LONGUEURS – les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaires de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple, fourni ou non avec l'ancre Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : – LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) – LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE POUR LE CHIHC DE PONTARLIER. Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du bloc opératoire CHIHC de Pontarlier. Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR CHIHC PONTARLIER					
1	Ancre aiguillée "METAL" diam > 2 mm	Unité	8	4	48	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		8	4	48	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	0
	GH70 DE VESOUL		0	0	0	0
23	PROTHESE EPAULE Dispositifs médicaux pour arthroplastie totale, partielle, anatomique ou inversées, ou pour la révision d'arthroplastie d'épaule, cimentée et non cimentée, avec – Tige standard et traumatologique – Tige de reprise longue verrouillable disponible – Présence d'ailette sur tige humérale (à ajouter si non discriminant ? Evite la rotation) – Rhausseurs de tige jusqu'à 10mm – Possibilité de réglage latéral de la cupule humérale (à ajouter si non discriminant : type connexion trèfle) – Cupule humérale rétentive disponible Le dossier de réponse devra comporter : – LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) – LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du bloc opératoire CHIHC de Pontarlier. Classe : DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR CHIHC PONTARLIER					
1	Prothèse épaule	Unité	2	1	12	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		2	1	12	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	0
	GH70 DE VESOUL		0	0	0	0