

# HOSPITAIR – 2 LIGNES

## EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



**LOCAL**


**EIS** +40°C  
+10°C

**EIS** SIGNALISATION LOCALE

- CARACTERISTIQUES**
- ☐ 2 x 20 m³/h
  - ☐ 2 x 45 m³/h
  - ☐ 2 x 50 m³/h
  - ☐ 2 x 80 m³/h
  - ☐ 2 x 100 m³/h
  - ☐ 2 x 150 m³/h

- VERSION**
- ☐ AVANT 2017
  - ☐ APRES le 01-01 2017
  - ☐ APRES le 31-05-2018

- OPTIONS**
- ☐ TELESURVEILLANCE
  - ☐ ANALYSE BASIQUE
  - ☐ ANALYSE PREMIUM
  - ☐ PIQUAGE SECOURS AVANT EUM



LEGENDE	
ATM	Atmosphère
BK	Filtre Automatique
C	Capacité tampon
CO	Cellule CO
CO2	Cellule CO2 infrarouge
CV	Clapet Anti-retour
CY	Cyclone
DC	Détendeur
EUM	Entrée Urgence Maintenance
EVP	Electrovanne temporisée
F	Filtre
H2O	Hygromètre
M	Moteur
OC	Orifice calibré
PI	Indicateur de pression
PMF	Purgeur mécanique
PT	Transmetteur de pression
PS	Pressostat secours
PSV	Soupape
R	Electrovanne de Régénération
TT	Sonde de température
V	Vanne
VA	Electrovanne d'Admission
NF	NORMALEMENT FERME
NO	NORMALEMENT OUVERT

① Exclusivement avant 2017

② A partir du 01-01-2017

③ A partir du 01-06-2018

----- Liaison jusqu'au 31-05-2018

**EIS** Eléments Importants pour la Sécurité

6	30-07-18	D.A	Ajout pression de tarage des soupapes détendeurs et EUM
5	25-06-18	D.A	Modification connexion de la capacité tampon. Nota ②
4	19-04-18	D.A	Modification symbolique, Liaison analyseur interne. Ajout EV de purge filtration. PMF = Purgeur mécanique. Ajout option et liaison B et P. Remplacement VP → VA. Modification propriété EUM. Sup. modèle 230m³/h et ajout du 50m³/h. EIS → 40°C. Modification référence du plan.
3	10-03-17	D.A	Modification filtration finale, ajout EUM, modification du tarage soupapes séparateurs (16 bar)
2	29-02-15	D.A	Modification des EIS et symbolique. Ajout filtre en sortie de sécheur.
1	03-02-15	D.A	Ajout EIS
0	13-03-14	D.A	Edition originale
MODIFICATIONS			
Ce document est la propriété de Air Liquide Santé France, il ne peut être utilisé ni reproduit pour quelque raison que ce soit sans autorisation écrite.			
DESSINE D.A		VERIFIE P.SC	
HOSPITAIR A COMPRESSEUR A VIS		DATE 13-03-14	Ennov : Plan/168
Air Liquide HEALTHCARE		HOSPITAIR – 2 LIGNES	
		SAP : 178119	

Consulter le manuel d'utilisation