



I - OBJET / PERSONNELS CONCERNES

Tout personnel (hospitalier, prestataire ...) habilité à réaliser cet entretien.

Nettoyer – Désinfecter – Détartrer (selon les besoins) les différents points

II - HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Modification pour futur marché de bionettoyage 2026 et adaptation aux réglementations et technicité lié au bionettoyage

III - PERSONNES A L'INITIATIVE

Direction des Achats de la Logistique et du Développement Durable (DALDD) - Service de prévention du risque infectieux (SPRI).


IV - CLASSIFICATION DU LOCAL

Tous les points d'eau concernés dans les zones 1 à 4

V - MATERIELS ET PRODUITS

MATERIELS	PRODUITS
Lavette à usage répété	Détergent Désinfectant de Surfaces (DDS)
Gants à usage unique	Détergent Détartrant
Panneau signalétique	Vinaigre blanc
	Produit Hydroalcoolique (PHA)

VI – TECHNIQUE



TACHES / PERIODICITE	QUOTIDIEN	HEBDOMADAIRE
<u>Nettoyer-désinfecter au DDS :</u> - Réaliser un essuyage humide de la robinetterie, évier, lavabo ou baignoire du haut vers le bas, du plus propre au plus sale : 1 : Mousseur 3 : Poignée d'ouverture 5 : Intérieur lavabo/évier/baignoire 2 : Col de cygne 4 : Paillasse 6 : Bonde et trop plein	+	
<u>Nettoyer et détartrer :</u> - Pulvériser le détergent-détartrant sur robinetterie - Insister sur la partie terminale (mousseur), évier, lavabo baignoire - Laisser agir 15 minutes - Frotter et rincer abondamment avec la même chronologie		+
<u>Désinfecter le trop-plein :</u> - Remplir l'évier d'eau jusqu'au trop-plein - Verser une dose pure de 20 ml de DDS - Faire déborder par le trop-plein - Laisser agir 15 minutes - Vider et faire couler l'eau pour rincer le siphon		+
<u>Désinfecter le siphon :</u> - Verser 1 dose pure de 20 ml de DDS dans le siphon. - Laisser agir 15 minutes. - Faire couler l'eau pour rincer.		+

VII – CONTROLE / QUALITE

- 1- Constat visuel par le CHU
- 2- Si présence, remplir la fiche de traçabilité ou validation sur le logiciel PTAH bionettoyage.
- 3- Prestataire en charge de la mise en place de la fiche de traçabilité.