

I - OBJET DE LA FICHE TECHNIQUE

Ce protocole liste et classe les différents sacs de linge selon les types d'articles afin de :

- Faciliter la gestion et le lavage des articles textiles en blanchisserie.
- Protéger l'environnement et le personnel de la blanchisserie.

II - CADRE, LIMITE D'UTILISATION ET CONTRÔLE QUALITÉ

Ce document est applicable à tout personnel soignant.


III - DESCRIPTION

1) FREQUENCE

Évacuer les sacs à chaque équipe.

2) METHODE DU TRI EN FONCTION DES CODES COULEUR

TRI DU LINGE DANS LES SECTEURS D'ACTIVITE DE SOINS

	GRAND PLAT	Drap, alèse			
	PETIT PLAT	       	Serviette de toilette et de table, taie, gant, torchon, chemise, pyjamas, bavoir, couche, petit drap,		
	LINGE DE LIT	Couverture, dessus de lit et surblouse		 	
	VETEMENT PROF	Blouse, tunique, pantalon, pantalon et veste cuisine...	    		
	LINGE DE BLOC	Tunique, pantalon, champs	 		
	Filet rouge et rouge/blanc	Frange chiffonnette dans le filet (remplissage à 1/2 du filet)	  		
Sac transparent à lien hydrosoluble Placer le sac transparent, tête bêche, dans un sac à linge textile de couleur correspondant au bon tri.		- Linge mouillé et/ou souillé avec des liquides biologiques - Présence de diarrhée à <i>Clostridium Difficile</i> à toxine positive - Gale, - BHRé (Entérocoque Résistant à la Vancomycine, Entérobactérie Productrice de Carbapénémase). 			

IV - HISTORIQUE

Reconduction.