

CFO 002_5 Identification sur les schémas Version 1.0 du 13/01/2025

Champ libre pour
identification du circuit
défini par le prestataire

CIRCUIT	REPERE CIRCUIT	
	DESIGNATION	
	ALIMENTATION	
Prot.	Nb	CONSUMMATION
	TYPE	
	CALIBRE + Diff	
CABLE	IrTh / In	
	IrMg / In	
	REPERE CABLE	
	TYPE	
	Nb	SECTION
	Longueur	Ame
	Longueur Max Protégée	
	dU (%)	dU Total (%)
Neutre		PE ou PEN
PHASES		Type Recepteur

		EL11407		EL11408		EL11409		EL11410		EL114011	
Général ECL non public		ECL 2/3 LO012		Eclairage Circ. - Rangt chariots - Att. prépa patients - T3001CIR17 - T3001LO006/019		Eclairage Bur méd - Box info - Dessin Patients - T3001LO002/007/020/022		Eclairage Etuves et frigos - LT Gaines Elec - T3001LO005 - T3001LT_01		Eclairage Salle d'op. neuro chir. / Viscéral Box prépa. des patients T3001LO001/003/004/013/014	
4P		1		1		1		1		1	
		0,68 kW		0,3 kW		0,33 kW		0,06 kW		0,95 kW	
		P+N 10A C		P+N 10A C		P+N 10A C		P+N 10A C		P+N 10A C	
4x25A		10 A+N		10 A+N		10 A+N		10 A+N		10 A+N	
		10 A		10 A		10 A		10 A		10 A	
		100 A		100 A		100 A		100 A		100 A	
		T3001TD_11Q_B2/T3001CIR33BBO03		T3001TD_11Q_B3/T3001CIR33BBO03		T3001TD_11Q_B4/T3001CIR33BBO03		T3001TD_11Q_C1/T3001CIR12BBO01			
		U1000-R2V		U1000-R2V		U1000-R2V		U1000-R2V		U1000-R2V	
		3G1,5		5G1,5		3G1,5		3G1,5		3G1,5	
		33		33		30		38		24	
		Cuivre		Cuivre		Cuivre		Cuivre		Cuivre	
		34		34		34		34		34	
		Cuivre		Cuivre		Cuivre		Cuivre		Cuivre	
		1,5 mm²		1,5 mm²		1,5 mm²		1,5 mm²		1,5 mm²	
		1,5 mm²		1,5 mm²		1,5 mm²		1,5 mm²		1,5 mm²	
		1		1		1		3		2	

Désignation :

Schéma T3001TD_11
Distribution Eclairage

REFERENCE :

1234

N° AFFAIRE :

NHP

indice du Folio : A

FOLIO :

F_003

