
ANNEXE 2 – EXEMPLE DE COMMANDE AMBULANCE TYPE A



Photo non contractuelle

DESCRIPTIF DE L'AMÉNAGEMENT (SELON NORME EN1789)

Aménagement

Cloison de séparation avec baie coulissante entre le poste de conduite et la cellule sanitaire.

Isolation thermique et phonique de la cellule sanitaire.

Habillages polyester moulés des parois latérales et du pavillon, traités antibactérien

Plancher plat, revêtement antidérapant et lavable

Espaces de rangement sur cloison de séparation pour sac de secours et chaise portoir accessibles depuis la porte latérale coulissante droite

1 siège accompagnant réglable avec ceinture 3 points et appui-tête

Rails au sol pour fixation d'un second siège en cellule sanitaire ou pour fixation d'un fauteuil roulant

Colliers pour fixation bouteille O2

Pavillon avec supports perfusion

Plan de travail avec tube arrêt de charge côté gauche

Rangements en partie supérieure et inférieure avec sandow, arrêt de charge et sangles de maintien

Rangements dans la porte latérale gauche pour le matelas coquille

DESCRIPTIF DE L'AMÉNAGEMENT (SUITE)

Oxygène

Emplacement pour 1 bouteille d'oxygène de 5 L à l'AR droit et 1 bouteille d'oxygène de 5 L contre séparation.

Réseau d'oxygène avec rampe 2 sorties.

Balisage et aspect extérieur

4 croix de vie bleues et zébra rouge et blanc avant/arrière

Balisage à chevrons rouge et blanc classe 2 avec retour 50cm latéral conforme à la législation en vigueur

Film noir adhésif (solaire) occultant (de jour) les vitres latérales et arrières de la cellule sanitaire

Électricité et signalisation

Rampe deux feux à LED bleus

HP et sirène 3 tons 100W ambulance

Feu bleu AR

Aérateur de toit

Pré-équipement radio

Coupe circuit sanitaire

Pupitre de gestion des commandes situé dans le poste de conduite (gyrophare, sirène, éclairage)

1 Tableau de commande cellule

Protection assurée par relais et fusibles standard

2 Prises 12 Volts. 2 rampes d'éclairage à LED toute longueur.

Sonnette d'appel cabine.

Voyants d'ouverture de porte.

1 prise 220 volts dans la cellule sanitaire

Bloc support brancard

1 chemin de roulement fixe au sol (Attention : brancard et ancrages non fournis)

Chauffage - Climatisation

1 groupe de chauffage aérotherme

Climatisation de la cellule arrière

Réglage ventilation/température par système électronique.

DIMENSIONS

	L2H1
Empattement	3275 mm
Longueur intérieure chargement maxi	2512 mm
Largeur extérieure (sans rétroviseur)	1920 mm
Hauteur intérieure chargement maxi	1397 mm

MATÉRIEL TRANSPORTS / MANUTENTION PATIENT

DÉSIGNATIONS	DÉTAILS
Support pour brancard CHAPUIS CF440 – 3 points d’ancrage	CF 440- hauteur 895
Brancard Chapuis	CF 440- hauteur 895



Compléments techniques

Suspension hydropneumatique
Convertisseur 600W