

## TECH OP 26 DMNS Techniques opératoires (Période du 01/07/2026 au 30/06/2027)

| Lot      | SL                                                                                                       | Libellé                                                             | Unité | Qté<br>estimative | Qte mini | Qte maxi | %       | Nb spéc. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|----------|---------|----------|
| <b>1</b> | <b>Fraises pour moteur otologique INDIGO MEDTRONIC</b>                                                   |                                                                     |       |                   |          |          |         |          |
| 1        | 1                                                                                                        | fraises restérilisables (réf.31060564 –de type POWER FORMA – XOMED) | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 1        | 2                                                                                                        | fraises diamantées fines rondes                                     | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| <b>2</b> | <b>Fraises dentaires restérilisables pour moteur KOMET</b>                                               |                                                                     |       |                   |          |          |         |          |
| 2        | 1                                                                                                        | fraises de type BONE CUTTER                                         | Unité | 21                | 1        | 189      | 5/900   | 0        |
| 2        | 2                                                                                                        | fraises petites boules                                              | Unité | 4                 | 1        | 36       | 25/900  | 0        |
| 2        | 3                                                                                                        | fraises grandes boules                                              | Unité | 4                 | 1        | 36       | 25/900  | 0        |
| <b>3</b> | <b>Manches électrochirurgicaux et accessoires compatible générateur Force Triad Medtronic</b>            |                                                                     |       |                   |          |          |         |          |
| 3        | 1                                                                                                        | manche électrochirurgical – Valleylab                               | Unité | 115               | 2        | 1 035    | 2/900   | 0        |
| 3        | 2                                                                                                        | cordon bipolaire – Valleylab                                        | Unité | 60                | 1        | 540      | 2/900   | 0        |
| 3        | 3                                                                                                        | cordon monopolaire pour coelioscopie – Valleylab                    | Unité | 30                | 1        | 270      | 3/900   | 0        |
| 3        | 4                                                                                                        | pointe de manche électrochirur. – Valleylab                         | Unité | 5                 | 1        | 45       | 20/900  | 0        |
| 3        | 5                                                                                                        | couteau (diam 2,4 mm) – ronde plate – Valleylab                     | Unité | 530               | 6        | 4 770    | 1/900   | 0        |
| <b>4</b> | <b>Accessoires compatible hystéroscope et générateur STORZ</b>                                           |                                                                     |       |                   |          |          |         |          |
| 4        | 1                                                                                                        | gaines chemise avec canal                                           | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 4        | 2                                                                                                        | inserts                                                             | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 4        | 3                                                                                                        | chemise externe pour resecteur – charnière de type CH15             | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 4        | 4                                                                                                        | chemise externe pour resecteur – charnière de type CH22             | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 4        | 5                                                                                                        | chemise externe pour resecteur – charnière de type CH24             | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 4        | 6                                                                                                        | chemise externe pour resecteur – charnière de type CH26             | Unité | 5                 | 1        | 45       | 20/900  | 0        |
| <b>5</b> | <b>Instrumentation de type DHS et DCS (fracture)</b>                                                     |                                                                     |       |                   |          |          |         |          |
| 5        | 1                                                                                                        | guide broche DHS/DSC 2,5 point-file                                 | Unité | 5                 | 1        | 45       | 20/900  | 0        |
| <b>6</b> | <b>accessoires et matériels pour alésage et mèche compatibles matériel ostéosynthèse verrouillé type</b> |                                                                     |       |                   |          |          |         |          |
| 6        | 1                                                                                                        | guide d'alésage de type Synream 950 mm                              | Unité | 9                 | 1        | 81       | 11/900  | 0        |
| 6        | 2                                                                                                        | guide mèche LCP 5 pour mèche 4.3                                    | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 6        | 3                                                                                                        | broche-centrage 4 L400                                              | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 6        | 4                                                                                                        | mèche LCP 4,3 (310.430)                                             | Unité | 4                 | 1        | 36       | 25/900  | 0        |
| 6        | 5                                                                                                        | mèche LCP cheville D2 (323.062)                                     | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 6        | 6                                                                                                        | mèche synthes 1,5 (310.160)                                         | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 6        | 7                                                                                                        | mèche diamètre 2 longueur 100                                       | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| <b>7</b> | <b>Accessoires divers pour endoscopie compatibles STORZ</b>                                              |                                                                     |       |                   |          |          |         |          |
| 7        | 1                                                                                                        | capuchons d'étanchéité – type 6127390                               | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 7        | 2                                                                                                        | capuchons d'étanchéité 50/4 – type 6127590                          | Unité | 25                | 1        | 225      | 4/900   | 0        |
| 7        | 3                                                                                                        | capuchons d'étanchéité 50/5 – type 6809295                          | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |

## TECH OP 26 DMNS Techniques opératoires (Période du 01/07/2026 au 30/06/2027)

| Lot | SL                                                     | Libellé                                                               | Unité | Qté<br>estimative | Qte mini | Qte maxi | %       | Nb spéc. |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|----------|---------|----------|
| 7   | 4                                                      | sonde laser avec ailettes – type 27056 EC                             | Unité | 5                 | 1        | 45       | 20/900  | 0        |
| 7   | 5                                                      | sonde laser sans ailettes – type 27056 EA                             | Unité | 4                 | 1        | 36       | 25/900  | 0        |
| 7   | 6                                                      | couteau semi lunaire / urethrotomie (urétrotome Storz) – type 27068 L | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 7   | 7                                                      | couteau droit d'Otis type 27068K                                      | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 7   | 8                                                      | lame triangle d'Otis type 27578AM                                     | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 7   | 9                                                      | bistouri droit avec polissage ondulé selon LUDVIK – type 27068 M      | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 7   | 10                                                     | cordon de résection                                                   | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 7   | 11                                                     | anse de résection soudée 24/26 type 27040 GP                          | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 7   | 12                                                     | anse de résection coudée type 27040 G                                 | Unité | 3                 | 1        | 27       | 33/900  | 0        |
| 7   | 13                                                     | bouchon étanche pour cathéter type 27550 A                            | Unité | 75                | 1        | 675      | 1/900   | 0        |
| 7   | 14                                                     | câble de résecteur long type 277 KB                                   | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 7   | 15                                                     | câble HF bipolaire – 400 cm type 27176 LEB                            | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 7   | 16                                                     | câble HF bipolaire – 300 cm type 279 KB                               | Unité | 5                 | 1        | 45       | 20/900  | 0        |
| 7   | 17                                                     | électrode de coagulation à bille type 27040 N                         | Unité | 18                | 1        | 162      | 6/900   | 0        |
| 7   | 18                                                     | électrode de coagulation à pointe bistouri type 27040 L               | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 7   | 19                                                     | électrode de coagulation L 73cm type 277770AB                         | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 7   | 20                                                     | électrode de coagulation boule 26/26 type 27050 NP                    | Unité | 3                 | 1        | 27       | 33/900  | 0        |
| 7   | 21                                                     | lame de morcellation type 27056 LM                                    | Unité | 3                 | 1        | 27       | 33/900  | 0        |
| 7   | 22                                                     | raccord STORZ type 27500                                              | Unité | 5                 | 1        | 45       | 20/900  | 0        |
| 8   | Accessoires divers pour endoscopie compatibles OLYMPUS |                                                                       |       |                   |          |          |         |          |
| 8   | 1                                                      | adaptateur pour câble de lumière                                      | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 8   | 2                                                      | bouchon type 1940                                                     | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 8   | 3                                                      | raccord en Y                                                          | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 8   | 4                                                      | écouvillon                                                            | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 8   | 5                                                      | bouchon rechange gaine type A03441 A                                  | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 8   | 6                                                      | capuchon étanche poignée type A03440 A                                | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 8   | 7                                                      | valve de biopsie                                                      | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 8   | 8                                                      | pince à préhension dentée                                             | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 8   | 9                                                      | pince à biopsie                                                       | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 8   | 10                                                     | capuchon d'étanchéité 0,7 mm noirs uteroscope – type A 0387           | Unité | 15                | 1        | 135      | 7/900   | 0        |
| 8   | 11                                                     | anse de résection monopolaire – type A22201 A                         | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 8   | 12                                                     | anse de résection monopolaire – type A22231 A                         | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |

## TECH OP 26 DMNS Techniques opératoires (Période du 01/07/2026 au 30/06/2027)

| Lot       | SL                                                                                   | Libellé                                                                  | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %       | Nb spéc. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 8         | 13                                                                                   | anse de résection monopolaire – type A22251 A                            | Unité | 2              | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 8         | 14                                                                                   | anse de résection monopolaire – type A22253 A                            | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 8         | 15                                                                                   | anse de résection monopolaire – type A22255 A                            | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 8         | 16                                                                                   | anse de résection monopolaire – type A22258 A                            | Unité | 2              | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 8         | 17                                                                                   | pointe trocart mousse – 4mm                                              | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 8         | 18                                                                                   | tube trocart 4mm – 2 robinets                                            | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 8         | 19                                                                                   | câble de résection – type 0012 A                                         | Unité | 2              | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| <b>9</b>  | <b>Accessoires pour matériel de vissage</b>                                          |                                                                          |       |                |          |          |         |          |
| 9         | 1                                                                                    | taraud perforé (diam 2,7 mm à 6,5 mm)                                    | Unité | 2              | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 9         | 2                                                                                    | guide mèche pour foret 1,0mm                                             | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 9         | 3                                                                                    | Clé plate                                                                | Unité | 2              | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 9         | 4                                                                                    | G3 mesureur pour vis cervicale                                           | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 9         | 5                                                                                    | tréphine diam. 6,5                                                       | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 9         | 6                                                                                    | poignée inst AO – large                                                  | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 9         | 7                                                                                    | guide broche D6 5/8 paral. AO                                            | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 9         | 8                                                                                    | douille 1.4/2.7                                                          | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 9         | 9                                                                                    | guide mèche polyax 2mm drill T10                                         | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 9         | 10                                                                                   | mèche (overdrill AO) diam.3,5mm x 122 mm                                 | Unité | 3              | 1        | 27       | 33/900  | 0        |
| 9         | 11                                                                                   | mèche (overdrill AO) diam.2,7mm x 122 mm                                 | Unité | 2              | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 9         | 12                                                                                   | mèche (drill bit) diamètre 2,6mm x 135mm – pour ancillaire Variax Fabula | Unité | 3              | 1        | 27       | 33/900  | 0        |
| 9         | 13                                                                                   | mèche                                                                    | Unité | 3              | 1        | 27       | 33/900  | 0        |
| <b>10</b> | <b>Accessoires compatibles pour générateur Radio Fréquence ELLMAN (consults ORL)</b> |                                                                          |       |                |          |          |         |          |
| 10        | 1                                                                                    | électrode laryngée Anse 24cm                                             | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 10        | 2                                                                                    | électrode monopolaire digitale 3 boutons avec cordon 2 fiches            | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 10        | 3                                                                                    | électrode boule coagulation autoclavable                                 | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 10        | 4                                                                                    | électrode losange droite stérile                                         | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 10        | 5                                                                                    | manche autoclavable 3 boutons                                            | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 10        | 6                                                                                    | cordon bipolaire de type SIECJX                                          | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 10        | 7                                                                                    | manche universel – ss contrôle digital                                   | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 10        | 8                                                                                    | anse ronde fine                                                          | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 10        | 9                                                                                    | électrode aiguille droite diam. 0,2mm figure 1 réutilisable              | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 10        | 10                                                                                   | électrode baïonnette – bipolaire turbinaire                              | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 10        | 11                                                                                   | électrode section vari-tip                                               | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 10        | 12                                                                                   | électrodes amygdales cryptiques                                          | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| <b>11</b> | <b>Plaques électrochirurgicales universelles double sécurité adulte et enfant</b>    |                                                                          |       |                |          |          |         |          |

## TECH OP 26 DMNS Techniques opératoires (Période du 01/07/2026 au 30/06/2027)

| Lot       | SL                                                                               | Libellé                                                  | Unité | Qté estimative | Qte mini | Qte maxi | %       | Nb spéc. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 11        | 1                                                                                | plaque électrochirurgicale universelle adulte et enfant  | Unité | 7 200          | 72       | 64 800   | 1/900   | 0        |
| 11        | 2                                                                                | câble de liaison (1 par an et par générateur)            | Unité | 31             | 1        | 279      | 3/900   | 0        |
| <b>12</b> | <b>Accessoires pour fixateur externe compatibles HOFFMAN</b>                     |                                                          |       |                |          |          |         |          |
| 12        | 1                                                                                | articulation barre D5-8-11 MM                            | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 12        | 2                                                                                | barre d'union carbone D11 x 100 MM                       | Unité | 2              | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 12        | 3                                                                                | tige droite D11 MM                                       | Unité | 2              | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 12        | 4                                                                                | articulation multiplanare barre D5-8-11 MM               | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 12        | 5                                                                                | articulation barre D5-8-11 MM – fiches APEX              | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 12        | 6                                                                                | articulation multiplanare barre D5-8-11 MM – fiches APEX | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 12        | 7                                                                                | connecteur 30 degrés barres 11 MM                        | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 12        | 8                                                                                | étau porte-fiches 5 trous pour fiches D4-5-6 MM          | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 12        | 9                                                                                | tige coudée 30 D11 MM                                    | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 12        | 10                                                                               | barre d'union carbone D8 x 150 MM                        | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 12        | 11                                                                               | barre d'union carbone semi circulaire D 8 x 174 mm       | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 12        | 12                                                                               | barre d'union carbone D8 x 200 MM                        | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 12        | 13                                                                               | barre d'union carbone D8 x 250 MM                        | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 12        | 14                                                                               | barre d'union carbone D8 x 300 MM                        | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 12        | 15                                                                               | barre d'union carbone D8 x 350 MM                        | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 12        | 16                                                                               | barre d'union carbone semi circulaire D11 x 220 MM       | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 12        | 17                                                                               | barre d'union carbone D11 x 250 MM                       | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 12        | 18                                                                               | barre d'union carbone D11 x 300 MM                       | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| <b>13</b> | <b>Bottes de réchauffement passif pour chirurgie longue</b>                      |                                                          |       |                |          |          |         |          |
| 13        | 1                                                                                | bottes thermolite pour robot chirurgical (x100)          | Unité | 500            | 5        | 4 500    | 1/900   | 0        |
| <b>14</b> | <b>Accessoires pour instruments de coagulation réutilisables AESCULAP BBRAUN</b> |                                                          |       |                |          |          |         |          |
| 14        | 1                                                                                | cable bipolaire                                          | Unité | 2              | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 14        | 2                                                                                | plaque Nussy Replate 200                                 | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| <b>15</b> | <b>Trocarts et accessoires coelioscopie</b>                                      |                                                          |       |                |          |          |         |          |
| 15        | 1                                                                                | embase version avec robinet bleu                         | Unité | 2              | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 15        | 2                                                                                | fixateur openlab diam. 10,5mm                            | Unité | 2              | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 15        | 3                                                                                | joints réducteurs diam. 10,5                             | Unité | 4              | 1        | 36       | 25/900  | 0        |
| 15        | 4                                                                                | joints réducteurs + supports diam. 5 mm                  | Unité | 5              | 1        | 45       | 20/900  | 0        |
| 15        | 5                                                                                | joint tubulaire pour fixateur Openlab                    | Unité | 13             | 1        | 117      | 8/900   | 0        |
| 15        | 6                                                                                | pointe standard Openport polymer diam. 10mm              | Unité | 1              | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 15        | 7                                                                                | soutien de joint pour diam. 10.5                         | Unité | 3              | 1        | 27       | 33/900  | 0        |

## TECH OP 26 DMNS Techniques opératoires (Période du 01/07/2026 au 30/06/2027)

| Lot       | SL                                                                                                          | Libellé                                                           | Unité | Qté<br>estimative | Qte mini | Qte maxi | %       | Nb spéc. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|----------|---------|----------|
| 15        | 8                                                                                                           | support de joint pour diam. 5.5                                   | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 15        | 9                                                                                                           | tube standard diam.10,5mm                                         | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 15        | 10                                                                                                          | tube standard diam. 10                                            | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| <b>16</b> | <b>Sondes et accessoires compatibles pour Lithoclast AMS</b>                                                |                                                                   |       |                   |          |          |         |          |
| 16        | 1                                                                                                           | butée Lithoclast Master type BE 028                               | Unité | 10                | 1        | 90       | 10/900  | 0        |
| 16        | 2                                                                                                           | sonde de lithoclast toutes tailles – réutilisable                 | Unité | 4                 | 1        | 36       | 25/900  | 0        |
| 16        | 3                                                                                                           | bouchon de Lithoclast Master type EQ 062                          | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| <b>17</b> | <b>Accessoires divers pour arthroscopie</b>                                                                 |                                                                   |       |                   |          |          |         |          |
| 17        | 1                                                                                                           | obturateur 7 mm                                                   | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 17        | 2                                                                                                           | obturateur 8/9 mm                                                 | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 17        | 3                                                                                                           | obturateur 10/11 mm                                               | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 17        | 4                                                                                                           | raccord                                                           | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| <b>18</b> | <b>Accessoires de type BLAST SHIELD pour laser LUMENIS</b>                                                  |                                                                   |       |                   |          |          |         |          |
| 18        | 1                                                                                                           | néant                                                             | Unité | 4                 | 1        | 36       | 25/900  | 0        |
| <b>19</b> | <b>Plaque patient pour bistouris électriques</b>                                                            |                                                                   |       |                   |          |          |         |          |
| 19        | 1                                                                                                           | plaque patient de type FIAB modèle F7905W/V                       | Unité | 200               | 2        | 1 800    | 1/900   | 0        |
| <b>20</b> | <b>Accessoires et consommables pour pompe COOL POINT</b>                                                    |                                                                   |       |                   |          |          |         |          |
| 20        | 1                                                                                                           | câble adaptateur pour pompe COOL POINT                            | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 20        | 2                                                                                                           | câble de connexion autoclavable pour sonde THERAPY 250CM          | Unité | 4                 | 1        | 36       | 25/900  | 0        |
| 20        | 3                                                                                                           | câble EMG ablation                                                | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| <b>21</b> | <b>Accessoires et consommables compatibles pour évacuateur de fumée chirurgicale BUFFALO FILTER ViroVac</b> |                                                                   |       |                   |          |          |         |          |
| 21        | 1                                                                                                           | unité de filtre principal – filtre à gaz 3 niveaux                | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 21        | 2                                                                                                           | filtre à 3 ports VIRO VAC – CONMED                                | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| <b>22</b> | <b>Accessoires et consommables compatibles VERSA VAC 2</b>                                                  |                                                                   |       |                   |          |          |         |          |
| 22        | 1                                                                                                           | tuyau annelé d'aspiration 7/8                                     | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| <b>23</b> | <b>Accessoires compatibles pour chirurgie du pied BEPOD</b>                                                 |                                                                   |       |                   |          |          |         |          |
| 23        | 1                                                                                                           | TOURNEVIS MOTEUR BE POD MEDIO PIED T15 – type référence 269552    | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 23        | 2                                                                                                           | BEPOD MANCHE BEAVER HEXAGONAL 75 D5 – type référence 254327       | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 23        | 3                                                                                                           | FORET TELEGRAPH EVO DIAM.3.1-EMBOUT AO- type référence 270821     | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |
| 23        | 4                                                                                                           | INDICATEUR DE MESURE UNIVERSEL 80/130 – type référence 265613     | Unité | 2                 | 1        | 18       | 50/900  | 0        |
| 23        | 5                                                                                                           | LAME POUR TOURNEVIS T 15 EMPREINTETORX – type référence 1806-6119 | Unité | 1                 | 1        | 9        | 100/900 | 0        |

Nombre de lignes **143**