

LEGENDE

■ Niveau Radiateurs et batteries de Séchage
■ Niveau d'eau chaude pour les CH et Sous-station des Bât A et C
■ Vannes de réglage et d'isolement

CALENDRIER :



Sous-Station : Sous-Station Technique / Terminal : Sous-Station PVC + 100 (Sous-Station) :
- 40 m à partir de 100
- 40 m à partir de 100
- 40 m à partir de 100

Sous-Station : Sous-Station Technique / Terminal : Sous-Station PVC + 100 (Sous-Station) :
- 40 m à partir de 100
- 40 m à partir de 100
- 40 m à partir de 100

Sous-Station : Sous-Station Technique / Terminal : Sous-Station PVC + 100 (Sous-Station) :
- 40 m à partir de 100
- 40 m à partir de 100
- 40 m à partir de 100

NOTA :

Les données des radiateurs et la section des tuyaux sont indiqués suivant les fiches techniques de l'entreprise
La section et la position des radiateurs sont indiqués dans le document joint
Le principe d'installation des radiateurs hydrauliques est indiqué dans le document joint



Centre Hospitalier Universitaire
de Clermont-Ferrand

Complexe Hospitalier St JACQUES

LABORATOIRES

NIVEAU 03

Chauffage

Date	Modifications	Indice
14/10/2005	BDE	A
04/09/2005	TCM - Aménagement provisoire Labos Hemostas	B

Dessiné par : ELITHIS Dessiné par : A. DEBRASSE

L'ingénieur en chef : Date : 14/10/2005

N° Plan d'Affaire : Echelle : 1/50

N° de Classement Archives :
01 | 09 | 11 | 01 | 13 | 01 | 09