

Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand

Complexe Hospitalier St JACQUES

LABORATOIRES - E.F.S
LABORATOIRES - COFFRET L4.5
LABOS 4B14 à 4B16 - 4B08 - 4B40 NIVEAU 4

Date	DDI	Modifications	Indice
20/06/2005	MISE A JOUR INED		A
02/06/2010			B

Dresse par : INED

Dessine par : M. ANGLADE

L'Ingénieur en chef :


Date : 16/05/2005


Echelle : S.O.

N° Plan d'Affaire :

N° de Classement Archives :

01 14 11 01 14 08 01






DESIGNATION	5 PC SERVICES	GENERAL ONDULE	PAILLASSE 1 PC 4B16	PAILLASSE 3 PC 4B15	PAILLASSE 2 PC 4B14	PAILLASSE 4 PC 4B14	PAILLASSE 1 PC 4B08	PAILLASSE 4 PC 4B08
REPERE DEPART BORNIER	L4.5NPPC1 1-2		L4.5NPPC1 1-2	L4.5NPPC2 3-4	L4.5NPPC4 7-8	L4.5NPPC5 9-10	L4.5NPPC6 11-12	L4.5NPPC7 13-14
PUISSANCE NOMINALE (VA)	1KVA		0.2KVA	0.6KVA	0.4KVA	0.8KVA	0.2KVA	0.8KVA
COURANT D'EMPLOI IB (A)	16A	32A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	DT40/C	Inter I	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C
PROTECTION SURCHARGES	PH+N 16A-30mA		PH+N 16A	PH+N 16A	PH+N 16A	PH+N 16A	PH+N 16A	PH+N 16A
PROTECTION COURT CIRCUIT								
AUXILIAIRES								
CABLE NATURE-SECTION	U1000R2V 3G2.5		U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5
LONGUEUR								
CHUTE DE TENSION (%)								
ICC3, ICC1, ID. (KA)								

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

COFFRET L4.5

ONDULE

FOLIO 2



DESIGNATION	PAILLASSE 4 PC 4B40	PC ETUVE 4B08	PC ETUVE 4B08	PC ETUVE 4B08	PC ETUVE 4B08	PC ETUVE 4B08
REPERE DEPART BORNIER	L4.5ONPC8 15-16	L4.5ONPC9 17-18	L4.5ONPC10 19-20	L4.5ONPC11 21-22	L4.5ONPC12 23-24	L4.5ONPC13 25-26
PUISSANCE NOMINALE (VA)	0.8KVA	0.8KVA	2.2KW	2.2KW	2.2KW	2.2KW
COURANT D'EMPLOI IB (A)	16A	16A	16A	16A	16A	16A
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C
PROTECTION SURCHARGES	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA
PROTECTION COURT CIRCUIT						
AUXILIAIRES						
CABLE NATURE-SECTION	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5
LONGUEUR						
CHUTE DE TENSION (%)						
ICC3. ICC1. ID. (kA)						

AGENCE DE CLERMONT-FERRAND
21 de Ladoix - Rue Orange - 63118 CEBAZAT
Tél. : 04 73 24 45 51 - Fax : 04 73 24 71 84

INEO
NEO RHONE AUVERGNE

RESSINE LF 25/08/04

PAD

1 1 4 1 1 0 1 1 4 0 8 0 6

Utilisateur

INE-013-B-13277


COFFRET LABO L4.5
DISTRIBUTION

FORMAT
A3

FOLIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

BORNIER ONDULE



FORMAT
A3
FOLIO
2/3

COFFRET LABO L4.5
BORNIER

1 1 4 1 1 0 1 1 4 0 8 0 8

Utilisateur

INE-013-B-13277

AGENCE DE CLERMONT-FERRAND
21, de Lédoux - Rue Orange - 63111 CEBAZAT
Tél. : 04 73 24 45 61 - Fax : 04 73 24 71 84



INEO


INEO RHONE AUVERGNE

DESSINÉ L 5/26/08/04


A 20/06/05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

coffret Pragma F24 saillie 3 rangées
profondeur 170mm



coffret Pragma F24 saillie 3 rangées
profondeur 170mm



coffret Pragma F24 saillie 1 rangée
profondeur 170mm

550

A 20/06/05
B 02/06/10

AGENCE DE CLERMONT-FERRAND
Zi. de Lailoux - Rue Orange - 63118 CBAZAT
Tél. : 04 73 24 45 61 - Fax : 04 73 24 71 84



1 1 4 1 1 0 1 1 4 0 8 0 9

COFFRET LABO L4.5
IMPLANTATION

FORMAT
A3
FOLIO
7

DESSINE J.F.03/01/05

Utilisateur
INE-013-B-13277

REP	QTE	DESIGNATION	REFERENCE	MARQUE	REP	QTE	DESIGNATION	REFERENCE	MARQUE
IP	1	INTER GEN, I 4x63A	15015	MERLIN-GERIN					
Q1P-Q11P	11	DISJONCTEUR DT40 PH+N 16A/C	21025	MERLIN-GERIN					
	11	BLOC VIGI 30mA BI 25A	21450	MERLIN-GERIN					
Q13P-Q17P	5	DISJONCTEUR DT40 PH+N 16A/C	21025	MERLIN-GERIN					
	5	BLOC VIGI 30mA BI 25A	21450	MERLIN-GERIN					
REP P- REP U	3	REPARTITEUR TETRA 40A	13508	MERLIN-GERIN					
QNP	1	DISJONCTEUR DT40 PH+N 16A/C	21025	MERLIN-GERIN					
	1	BLOC VIGI 30mA BI 25A	21450	MERLIN-GERIN					
ION	1	INTER GEN, I 4x32A	15012	MERLIN-GERIN					
Q10N-Q14N	14	DISJONCTEUR DT40 PH+N 16A/C	21025	MERLIN-GERIN					
	14	BLOC VIGI 30mA BI 25A	21450	MERLIN-GERIN					
Q12P	1	DISJONCTEUR DT40 3PH+N 16A/C	21065	MERLIN-GERIN					
	1	BLOC VIGI 300mA TRI+N 25A	21491	MERLIN-GERIN					
Q18P	1	DISJONCTEUR DT40 3PH+N 20A/C	21066	MERLIN-GERIN					
	1	BLOC VIGI 30mA TRI+N 25A	21490	MERLIN-GERIN					
	2	COFFRET PRAGMA F24 3 RANGEES	13813	MERLIN-GERIN					
	2	PORTE PRAGMA F24 3 RANGEES	13843	MERLIN-GERIN					
	1	COFFRET PRAGMA F24 1 RANGEE	13811	MERLIN-GERIN					
	1	PORTE PRAGMA F24 1 RANGEE	13841	MERLIN-GERIN					
	3	SERRURE A CLE 2433A		MERLIN-GERIN					

A 20/06/05

B 02/06/10



INEO
NEO HOME AUVERGNE

AGENCE DE CLERMONT-FERRAND
Zi de Ladoix - Rue Orange - 03118 CIEBAZAT
Tél : 04 73 24 45 61 - Fax : 04 73 24 71 84

1141101140810

UTILISATION

INE-013-B-13277

COFFRET LABO L4.5

NOMENCLATURE

FORMAT A3

FOLIO 9