

TPN 27 Fourniture et gestion de parc de moteurs pour traitement des plaies par pression négative

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative
1	Traitement des plaies par pression négative TPN: injecteurs, consommables DMS et maintenance			
1	1	Générateur, moteur portable pour application de la dépression pour traitement des plaies TPN		17
1	2	Maintenance préventive – offre forfaitaire unitaire		17
1	3	Maintenance préventive + curative		17
1	4	Accessoires, pièces détachées, pièce de rechange		17
1	5	Frais de gestion de l'entretien des moteurs pour maintenance (rythme préconisé à préciser)		17
1	6	Set comprenant une ou plusieurs mousses hydrophobes ovales ou rondes Annexe technique: Toutes dimensions avec films transparents adhésifs et tubulure de connexion du pansement mousse au moteur créant la dépression		610
1	7	Set comprenant une ou plusieurs mousses hydrophobes rectangulaires petit modèle Annexe technique: (environ 10x8 cm) Avec films transparents adhésifs et tubulure de connexion du pansement mousse au moteur créant la dépression		260
1	8	Set comprenant une ou plusieurs mousses hydrophobes rectangulaires moyen modèle Annexe technique: (environ 18x12 cm) Avec films transparents adhésifs et tubulure de connexion du pansement mousse au moteur créant la dépression		230
1	9	Set comprenant une mousse hydrophobe rectangulaire grand modèle Annexe technique: (environ 25x15 cm) Avec films transparents adhésifs et tubulure de connexion du pansement mousse au moteur créant la dépression		130
1	10	Set comprenant une mousse hydrophobe rectangulaires très grand modèle Annexe technique: (environ 60x30 cm) Avec films transparents adhésifs et tubulure de connexion du pansement mousse au moteur créant la dépression		230
1	11	Réservoir collecteur faible volume (environ 300 mL)		1 160
1	12	Réservoir collecteur moyen à grand volume (environ 500 à 1000 ml)		550
1	13	Raccord Y permettant le traitement de plaies multiples avec un seul moteur		160
1	14	Tubulure de liaison pansement-appareil créant la dépression – avec clamp et connecteur		230
1	15	Renfort d'étanchéité – pansement gel (optionnel)		80
1	16	Mousse hydrophile type mousse blanche pour plaie fragile Annexe technique: toutes tailles; Mousse densifiée pour éviter la pénétration du tissu de granulation		260
1	17	Set pour plaie de type abdominale Annexe technique: Set comprenant : * 2 mousses d'environ 40x20x1 cm pré-découpées * 1 interface mousse microperforée diamètre environ 60 cm pour plaie de type abdominale avec poches d'application * 1 port de connexion * pansement hydrofilm d'environ 20x30 cm		50
1	18	Autres références, même gamme		1
Nombre de lignes 18				