

I - PERSONNELS CONCERNES

Tout personnel soignant.

II - HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Révision triennale.

III - PERSONNES A L'INITIATIVE

Service de prévention du risque infectieux.

IV - OBJECTIFS

Faciliter la gestion et le lavage des articles textiles en blanchisserie.

Protéger l'environnement et le personnel de la blanchisserie.

V - MATERIEL - PRODUIT

Utiliser des sacs de couleurs différentes selon les articles.

VI - FREQUENCE

Evacuer les sacs à chaque équipe.

VII - METHODE DU TRI EN FONCTION DES CODES COULEUR

TRI DU LINGE DANS LES SECTEURS D'ACTIVITE DE SOINS			
	GRAND PLAT	Drap, alèse	 
Sac bleu			
	PETIT PLAT	         	
Sac beige		Toilette, table, taie, gant, torchon, chemise, pyjamas, bavoir, couche, petit drap,	
	LINGE DE LIT	Couverture, dessus de lit et blouse d'isolement	  
Sac gris			
	VETEMENT PROF	Blouse, tunique, pantalon, pantalon et veste cuisine...	    
Sac orange			
	LINGE DE BLOC	Tunique, pantalon, champs	 
Sac vert			
	Filet rouge et rouge/blanc	Frange chiffonnette dans le filet (remplissage à 1/2 du filet)	  
Sac blanc			
Sac transparent à lien hydrosoluble Placer le sac transparent, tête bêche, dans un sac à linge textile de couleur correspondant au bon tri.		- Linge mouillé et/ou souillé avec des liquides biologiques - Présence de diarrhée à <i>Clostridium Difficile</i> à <i>toxine positive</i> - Gale, - BHR (Entérocoque Résistant à la Vancomycine, Entérobactérie Productrice de Carbapénémase).	