

RECAPITULATIF DES CAISSONS DE FILTRATION TERMINALE

Local	Réseaux	Débit (m3/h)	Type de filtre	Dimensions du filtre	Débit nominal du filtre (m3/h)	ΔP initial du filtre (Pa)	Type de caisson	Dimensions du caisson	Type de diffuseur
SAS Matériel	Soufflage	175	FR EFI MPL H14	305 x 610 x 68	300	120	Diffuse BOX 50 PLC 3.6.0	429 x 699 x 390	Diff 23 - 2D
SAS Personnel 1	Soufflage	240	FR EFI MPL H14	305 x 610 x 68	300	120	Diffuse BOX 50 PLC 3.6.0	429 x 699 x 390	Diff 23 - 2D
	Extraction	100	FR EFI MPL H14	305 x 305 x 68	150	140	Diffuse BOX 50 PLC 3.3.0	429 x 429 x 350	Diff TP
SAS Personnel 2	Soufflage	290	FR EFI MPL H14	305 x 610 x 68	300	120	Diffuse BOX 50 PLC 3.6.0	429 x 699 x 390	Diff 21 - 2D
	Extraction	390	FR EFI MPL H14	610 x 610 x 68	600	120	Diffuse BOX 50 PLC 6.6.0	729 x 729 x 440	Diff TP
SAS Accès L3	Soufflage	1020	FR EFI MPP H14	457 x 457 x 292	1200	280	Diffuse BOX 50 PLC 4.4.2	595 x 595 x 730	Diff 20 - 2D
	Extraction	1305	FR EFI MPP H14	610 x 610 x 150	1600	280	Diffuse BOX 50 PLC 6.6.1	729 x 729 x 625	Diff TP
Labo L3 Oncolotyques	Soufflage	1000	FR EFI MPP H14	457 x 457 x 292	1200	280	Diffuse BOX 50 PLC 4.4.2	595 x 595 x 730	Diff 22 - 2D
	Extraction	1095	FR EFI MPP H14	457 x 457 x 292	1200	280	Diffuse BOX 50 PLC 4.4.2	595 x 595 x 730	Diff TP
Labo L3 Adeno virus	Soufflage	1000	FR EFI MPP H14	457 x 457 x 292	1200	280	Diffuse BOX 50 PLC 4.4.2	595 x 595 x 730	Diff 22 - 2D
	Extraction	1080	FR EFI MPP H14	457 x 457 x 292	1200	280	Diffuse BOX 50 PLC 4.4.2	595 x 595 x 730	Diff TP
Labo L3 Rétro virus	Soufflage	970	FR EFI MPP H14	457 x 457 x 292	1200	280	Diffuse BOX 50 PLC 4.4.2	595 x 595 x 730	Diff 22 - 2D
	Extraction	1050	FR EFI MPP H14	457 x 457 x 292	1200	280	Diffuse BOX 50 PLC 4.4.2	595 x 595 x 730	Diff TP