

20/08/2026	Catalogue des besoins 27AO2DM 2027	1 / 1
Sommaire		
DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE INFERIEUR		1
DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR		2
DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR CHIHC PONTARLIER		11
Nombre de lignes 3		

20/08/2026

Catalogue des besoins

Classe DMS & DMIS

TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE INFERIEUR

27AO2DM Appel d'Offres Ouvert "GFC-DM_CHUB_CAMSP_27AO2DM" Trauma_Ortho_Mb sup

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
1		PROTHESE DOIGT PIED SILICONE Prothèse de doigt de pied, en silicone. Préciser : - La gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs de chaque élément de la prothèse - La présentation et le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE LES DMS DEVRONT ETRE EN DÉPÔT AU BLOC OPÉRATOIRE. Les DMIS (Dispositif Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale de Traumatologie-Orthopédie					
1	1	Prothèse doigt pied silicone	Unité	5	3	30	60/600
Total des quantités du lot n°			1	5	3	30	

Catalogue des besoins

Classe DMS & DMIS

TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR

27AO2DM Appel d'Offres Ouvert "GFC-DM_CHUB_CAMSP_27AO2DM" Trauma_Ortho_Mb sup

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
2		AIGUILLE + PINCE P/REINSERTION DE COIFFE SOUS ARTHROSCOPIE D'EPAULE Aiguille à usage unique pour pince à usage multiple utilisée dans la réinsertion de la coiffe des rotateurs sous arthroscopie d'épaule Les dispositifs médicaux (aiguille à usage unique + pince à usage multiple) doivent permettre simultanément de traverser la coiffe et de récupérer le fil de suture. Sous-lot 1 : Aiguille pour réinsertion de coiffe sous arthroscopie : une seule aiguille doit être suffisante par intervention. Sous-lot 2 : Conditions de mise à disposition des pinces à usage multiple : 2 pinces au CHUB et 1 pince au GH70 de Vesoul. PRÉCISER : - les différents éléments du dispositif - la gamme des tailles d'aiguilles utilisables (longueur et diamètre externe en mm) - les matériaux constitutifs - la présentation et le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE LES DMS DEVRONT ETRE EN DÉPÔT AU BLOC OPÉRATOIRE. Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie.					
	2 1	Aiguille p/réinsertion coiffe s/arthro	Unité	46	24	276	52/600
	2 2	Conditions mise à disposition des pinces	Unité	3	2	18	67/600
Total des quantités du lot n° 2				49	26	294	
3		ANCRE FIXATION OSTEOTENDINEUSE AIGUILLEE "METAL" GRANDE TAILLE DIAM > ou = 5 mm Ancre de fixation ostéotendineuse et musculaire, AIGUILLÉE, METALLIQUE, NON RESORBABLE, GRANDE TAILLE, dont - diamètre 5 environ - diamètre 6,5 mm environ Ancillaire de pose souhaité : adapté et fourni avec l'ancre (donc inclus dans le prix de l'ancre). Préciser : - le matériau constitutif de l'ancre - la gamme de tailles d'ancres disponibles : DIAMETRES et LONGUEURS - les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaire de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple, fourni ou non avec l'ancre Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE. LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie.					
	3 1	Ancre aiguillée "METAL" grande taille diam > ou = 5 mm	Unité	151	76	906	50/600
	Total des quantités du lot n° 3			151	76	906	

Catalogue des besoins

Classe DMS & DMIS

TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR

27AO2DM Appel d'Offres Ouvert "GFC-DM_CHUB_CAMSP_27AO2DM" Trauma_Ortho_Mb sup

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	
4	ANCRE FIXATION OSTEOTENDINEUSE AIGUILLEE "RIGIDE" PETITE TAILLE DIAM <3 mm Ancre de fixation ostéotendineuse et musculaire AIGUILLÉE METALLIQUE ou NON METALLIQUE de diamètre inférieur à 2 mm Ancillaire de pose souhaité : adapté et fourni avec l'ancre (donc inclus dans le prix de l'ancre). Préciser : - le matériau constitutif de l'ancre - la gamme de tailles disponibles : DIAMETRES et LONGUEURS - les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaire de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple, fourni ou non avec l'ancre Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE. LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie.							
	4	1	Ancre aiguillée métal diam < 3 mm	Unité	12	6	72	50/600
	Total des quantités du lot n° 4				12	6	72	
5	ANCRE FIXATION OSTEOTENDINEUSE AIGUILLEE "SOUPLE EN FIL" Ancre de fixation ostéotendineuse et musculaire AIGUILLÉE, SOUPLE, EN FIL DE SUTURE, NON RÉSORBABLE. Diamètres souhaités : 1 mm, 1,5 mm, 3 mm environ Ancillaire de pose souhaité : adapté et fourni avec l'ancre (donc inclus dans le prix de l'ancre). Préciser : - le matériau constitutif de l'ancre - la gamme de tailles d'ancres disponibles : DIAMETRES et LONGUEURS - les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaire de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple, fourni ou non avec l'ancre Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE. LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie.							
	5	1	Ancre aiguillée "SOUPLE EN FIL" grande taille diam > 2 mm	Unité	66	34	396	52/600
	5	2	Ancre aiguillée "SOUPLE EN FIL" petite taille diam <2 mm	Unité	237	119	1 422	50/600
	Total des quantités du lot n° 5				303	153	1 818	
6	ANCRE FIXATION OSTEOTENDINEUSE AIGUILLEE VISSEE PETITE TAILLE <2mm Ancre de fixation ostéotendineuse et musculaire AIGUILLÉE, VISSEE, diamètre inférieur à 2 mm, « PETITE TAILLE », RESORBABLE ou NON RESORBABLE, pour pose sous arthroscopie sans pré-trou. DMI utilisé dans l'arthroscopie du poignet Préciser : - La gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs de l'ancre - La présentation et le conditionnement Les DMIS (Dispositif Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale de Traumatologie-Orthopédie.							
	6	1	Ancre fixation ostéotendineuse aiguillée vissée petite taille <2mm	Unité	40	20	240	50/600

Catalogue des besoins

Classe DMS & DMIS

TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR

27AO2DM Appel d'Offres Ouvert "GFC-DM_CHUB_CAMSP_27AO2DM" Trauma_Ortho_Mb sup

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
Total des quantités du lot n°			6	40	20	240	
7		ANCRE FIXATION OSTEOTENDINEUSE NON AIGUILLEE P/BANKART S/ARTHROSCOPIE INSTABILITE EPAULE Ancre de fixation ostéotendineuse et musculaire NON AIGUILLÉE, NON RESORBABLE pour réinsertion capsulaire pour intervention de BANKART SOUS ARTHROSCOPIE (traitement instabilité de l'épaule). Ancillaire de pose souhaité : adapté et fourni avec l'ancre (donc inclus dans le prix de l'ancre). Préciser : - le matériau constitutif de l'ancre - la gamme de tailles d'ancres disponibles : DIAMETRES et LONGUEURS - le temps de résorption le cas échéant - les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaire de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple, fourni ou non avec l'ancre. Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE PRÊT-DEPÔT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie.					
7	1	Ancre fixation ostéotendineuse non aiguillée p/Bankart s/arthroscopie instabilité épaule	Unité	25	13	150	52/600
Total des quantités du lot n°			7	25	13	150	
8		ANCRE FIXATION OSTEOTENDINEUSE NON AIGUILLEE P/COIFFE ROTATEUR S/ARTHROSCOPIE 1ere RANGEE Ancre de fixation ostéotendineuse et musculaire NON AIGUILLÉE, NON RESORBABLE, VISSEE OU A IMPACTER, radio-opaque, de PREMIERE RANGEE avec 3 FILS (soit 6 brins) DE SUTURE souhaités. INDICATION : réinsertion de la COIFFE DES ROTATEUR SOUS ARTHROSCOPIE Ancillaire de pose souhaité : adapté et fourni avec l'ancre (donc inclus dans le prix de l'ancre) Préciser : - le matériau constitutif de l'ancre - la gamme de tailles d'ancres disponibles : DIAMETRES et LONGUEURS - les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaires de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple, fourni ou non avec l'ancre Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie					
8	1	Ancre fixation p/coiffe rotateur s/arthroscopie 1ère rangée	Unité	55	28	330	51/600
Total des quantités du lot n°			8	55	28	330	

Catalogue des besoins

Classe DMS & DMIS

TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR

27AO2DM Appel d'Offres Ouvert "GFC-DM_CHUB_CAMSP_27AO2DM" Trauma_Ortho_Mb sup

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
9		ANCRE FIXATION OSTEOTENDINEUSE NON AIGUILLEE P/COIFFE ROTATEUR S/ARTHROSCOPIE 2ème RANGÉE Ancre de fixation osteotendineuse et musculaire NON AIGUILLEE, NON RESORBABLE, AUTO-IMPACTANTE, de DEUXIEME rangée. INDICATION : réinsertion de la COIFFE DES ROTATEUR SOUS ARTHROSCOPIE Ancillaire de pose souhaité : adapté et fourni avec l'ancre (donc inclus dans le prix de l'ancre) Préciser : - le matériau constitutif de l'ancre - la gamme de tailles d'ancres disponibles : DIAMETRES et LONGUEURS - les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaires de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple, fourni ou non avec l'ancre Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie					
9	1	Ancre fixation p/coiffe rotateur s/arthroscopie 2ème rangée	Unité	31	16	186	52/600
Total des quantités du lot n° 9				31	16	186	
10		ANCRE FIXATION OSTEOTENDINEUSE P/LIGAMENTOPLASTIE TFCC S/ARTHROSCOPIE Système de fixation composé : - implants permettant la ligamentoplastie du TFCC Triangular Fibrocartilage Complexe sous arthroscopie - ancillaire de pose - DMS accessoires de pose Indication : lésions chroniques du TFCC (désinsertion fovéale du ligament triangulaire) NE PAS PROPOSER D'ANCRE SEULE Préciser : - le mode de fixation - le matériau constitutif - la gamme de tailles disponibles - le temps de résorption, le cas échéant - les DM nécessaires à la pose (dont Ancillaire de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple Le dossier de réponse devra comporter: - le prix unitaire de chaque article - le prix unitaire de l'ensemble - les conditions de prêt-dépôt des DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - les conditions de prêt du matériel ancillaire de pose et de visée LES DMIS DEVRONT ETRE EN DÉPÔT AU BLOC OPÉRATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie.					
10	1	Ancre fixation ostéotendineuse p/ligamentoplastie TFCC s/arthroscopie	Unité	10	5	60	50/600
Total des quantités du lot n° 10				10	5	60	

Catalogue des besoins

Classe DMS & DMIS

TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR

27AO2DM Appel d'Offres Ouvert "GFC-DM_CHUB_CAMSP_27AO2DM" Trauma_Ortho_Mb sup

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
11	BALLONNET SOUS ACROMIAL IMPLANTABLE Ballonnet sous acromial implantable sous arthroscopie, entre l'acromion, la tête humérale et la coiffe des rotateurs, dans le traitement des ruptures massives de la coiffe des rotateurs. Présentation unitaire stérile Préciser : - les données de la littérature - la gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs, biodégradable (durée) ou non - la présentation et le conditionnement - les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaire de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple. Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE. LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie.						
	1	Ballonnet sous acromial implantable	Unité	3	2	18	67/600
		Total des quantités du lot n° 11		3	2	18	
12	CANULE ARTHROSCOPIE DIAMETRE 6,5 MM Canule d'arthroscopie stérile à usage unique. Dimensions souhaitées : - Diamètre : 6,5 mm environ - Longueur : 7 cm environ Présentation unitaire stérile Le DMS devra avoir été présenté, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie.						
	1	Canule arthroscopie diamètre 6,5 – 8 mm	Unité	55	28	330	51/600
		Total des quantités du lot n° 12		55	28	330	
13	COUTEAU P/CHIRURGIE ECHOGRAPHIQUE Couteaux indiqués pour la chirurgie échographique du canal carpien et du doigt à ressaut. - Sous-lot n°1 : couteau p/canal carpien - Sous-lot n°2 : couteau p/doigt à ressaut Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les dispositifs médicaux stériles devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale de Traumatologie-Orthopédie.						
	1	Couteau p/canal carpien	Unité	122	61	732	50/600
13	2	Couteau p/doigt à ressaut	Unité	52	26	312	50/600
		Total des quantités du lot n° 13		174	87	1 044	

Catalogue des besoins

Classe DMS & DMIS

TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR

27AO2DM Appel d'Offres Ouvert "GFC-DM_CHUB_CAMSP_27AO2DM" Trauma_Ortho_Mb sup

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
14		DOIGTIER JAPONAIS Dispositif constitué d'un manchon souple avec collier de serrage non métallique et chaîne de fixation au support de balance de la tour de traction. Proposer l'ensemble des tailles disponibles dont les tailles moyennes Dispositif utilisé lors des interventions sous l'arthroscopie de poignet Préciser : - la gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs - la présentation stérile ou en version restérilisable, le conditionnement - la captivité ou non avec les tours de traction disponibles dans l'établissement (table à main universel Asclepios et tour de traction du poignet ARTHREX) Les DMS (Dispositif Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale de Traumatologie-Orthopédie.					
14	1	Doigtier japonais	Unité	170	85	1 020	50/600
		Total des quantités du lot n°	14	170	85	1 020	
15		FIL D'ANCRAGE TENDINEUX AIGUILLE, TRESSE, NON RESORBABLE, BOUCLE Fil d'ancrage tendineux, tressé, non résorbable, DE TRES HAUTE RESISTANCE, pour OSTEO-SUTURE Présentation fil boucle. Préciser - le matériau constitutif - la gamme de tailles disponibles (diamètre de l'aiguille, diamètre du fil...) - l'unité de distribution: unitaire souhaitée Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE PRÊT-DEPÔT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) LES DMIS DEVRONT ÊTRE EN DEPÔT AU BLOC OPERATOIRE. Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie.					
15	1	Fil d'ancrage tendineux aiguillé tressé, non résorbable	Unité	334	167	2 004	50/600
		Total des quantités du lot n°	15	334	167	2 004	
16		PROTHESE DIGITALE MONOBLOC SILICONE IPP ET MCP Prothèse digitale monobloc de l'articulation inter-phalangienne proximale (IPP) et de l'articulation métacarpophalangienne (MCP) avec charnière optimisée En silicone, type "SWANSON" OPTIMISE Préciser : - la gamme d'implants disponibles (matériaux constitutifs, dimensions) - la présentation et le conditionnement - les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaire de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple. Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE LES DMIS DEVRONT ETRE EN DÉPÔT AU BLOC OPÉATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE POUR LES IMPLANTS IPP Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie.					
16	1	PROTHESE DIGITALE MONOBLOC SILICONE IPP ET MCP	Unité	30	15	180	50/600
		Total des quantités du lot n°	16	30	15	180	

Catalogue des besoins

Classe DMS & DMIS

TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR

27AO2DM Appel d'Offres Ouvert "GFC-DM_CHUB_CAMSP_27AO2DM" Trauma_Ortho_Mb sup

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
17	PROTHESE DIGITALE SEMI-CONTRAINTTE TMC Prothèse digitale semi-contrainte Trapézo-métacarpienne (TMC) comprenant : - Implant trapézien à visser et à cimenter (cotyle) - Implant métacarpien à impacter (tige) - Col modulaire (a/tête) Préciser : - la gamme d'implants disponibles (matériaux constitutifs, dimensions) - la présentation et le conditionnement - les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaire de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple. Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie.						
	1	Prothèse digitale semi-contrainte	Unité	105	53	630	50/600
Total des quantités du lot n°			17	105	53	630	
18	PROTHESE EPAULE P/FRACTURE AVEC TIGE TRAUMATOLOGIQUE VERROUILLABLE STATIQUE Gamme de prothèse d'EPAULE verrouillée ou non verrouillée, cimentable ou non, permettant de réaliser la chirurgie traumatique de l'épaule (fracture), en version héli-anatomique avec ou sans conservation de la tête humérale ET en version totale inversée, comprenant les éléments suivants : Sous-lot 1 : Tête humérale Sous-lot 2: Implant glénoïdien pour prothèse inversée (métaglène + glénosphère) Sous-lot 3 : Platine d'ancrage type "bilboquet" Sous-lot 4 : Cupule humérale pour prothèse inversée Sous-lot 5 : Tige humérale traumatologique verrouillable statique et vis corticales Sous-lot 6 : PSEF (Prestation Supplémentaire Eventuelle) Facultative - Complément de gamme : Proposer un prix pour les implants complémentaires : Cage, vis, double cône, etc... Tous les éléments devront être compatibles entre eux, autorisant leur interchangeabilité. Indiquer les conditions d'assemblage des différents éléments dans le cadre du marquage CE. Préciser : - les différents éléments constituant chaque prothèse - les références exactes - la gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs de chaque élément proposé - la présentation et le conditionnement Le dossier de réponse devra comporter : - le prix unitaire de chaque élément constituant la prothèse - le prix unitaire de la prothèse proposée - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE LES DMIS DEVRONT ETRE EN DÉPÔT AU BLOC OPÉRATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie.						
	1	Tête humérale	Unité	13	7	78	54/600
18	2	Implant glénoïdien pour prothèse inversée (métaglène + glénosphère)	Unité	22	12	132	55/600
18	3	Platine d'ancrage type "bilboquet"	Unité	6	4	36	67/600
18	4	Cupule humérale pour prothèse inversée	Unité	21	11	126	52/600
18	5	Tige humérale traumatologique verrouillable statique et vis corticales	Unité	31	16	186	52/600

Catalogue des besoins

Classe DMS & DMIS

TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR

27AO2DM Appel d'Offres Ouvert "GFC-DM_CHUB_CAMSP_27AO2DM" Trauma_Ortho_Mb sup

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
18	6	PSEF : Compléments de gamme : cage, vis, double cône, etc....	Unité	0	1	6	50/600
Total des quantités du lot n°			18	93	51	564	

19	PROTHESE EPAULE P/OMARTHROSE VERSION ANATOMIQUE ET VERSION INVERSEE Gamme de prothèses totales d'EPAULE (PTE) pour omarthrose, avec tige classique, tige mini et sans tige, en version anatomique pour coiffe des rotateurs continente (coiffe fonctionnelle) ET en version INVERSEE P/COIFFE des rotateurs incontinente (non fonctionnelle). Sous-lot 1 : Implant glénoïdal anatomique (= glène) Sous-lot 2 : Implant glénoïdal inversé a) embase (ou platine glénoïdale ou métaglène) b) hémisphère glénoïdale (ou glénosphère) Sous-lot 3 : Implant huméral épiphysaire (= Tête) Sous lot 4 : Implant huméral épiphysaire inversé (ou cupule ou insert inversé) Sous-lot 5 : Implant huméral métaphyso-diaphysaire p/PTE anatomique Tige « classique » Sous-lot 6 : Implant huméral métaphyso-diaphysaire p/PTE anatomique Tige « mini » Sous-lot 7 : Implant huméral à fixation métaphysaire p/PTE anatomique Sans tige Sous-lot 8 : PSEF : Compléments de gamme : Cage, vis, double cône, etc Tous les éléments devront être compatibles entre eux, autorisant leur interchangeabilité. Indiquer les conditions d'assemblage des différents éléments entre eux dans le cadre du marquage C.E. Préciser : - les éléments de la prothèse - les références exactes - la gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs de chaque élément proposé - la présentation et le conditionnement - les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaire de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple. Le dossier de réponse devra comporter: - le prix unitaire de chaque article - le prix unitaire de l'ensemble - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE LES DMIS DEVRONT ETRE EN DÉPÔT AU BLOC OPÉRATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie.						
	1	Implant glénoïdal anatomique (= Glène)	Unité	14	8	84	57/600
	2	Implant glénoïdal inversé (embase + hémisphère glénoïdale)	Unité	14	8	84	57/600
	3	Implant huméral épiphysaire (= Tête)	Unité	12	7	72	58/600
	4	Implant huméral épiphysaire inversé (ou cupule ou insert inversé)	Unité	12	7	72	58/600
	5	Implant huméral métaphyso-diaphysaire p/PTE anatomique Tige « classique »	Unité	4	3	24	75/600
	6	Implant huméral métaphyso-diaphysaire p/PTE anatomique Tige « mini »	Unité	4	3	24	75/600
	7	Implant huméral à fixation métaphysaire p/PTE anatomique Sans tige	Unité	16	9	96	56/600
	8	PSEF : Compléments de gamme : Cage, vis, double cône, etc	Unité	0	1	6	50/600
	Total des quantités du lot n°		19	76	46	462	

Catalogue des besoins

Classe DMS & DMIS

TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR

27AO2DM Appel d'Offres Ouvert "GFC-DM_CHUB_CAMSP_27AO2DM" Trauma_Ortho_Mb sup

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
20	PROTHESE EPAULE PYROCARBONE HEMI-ANATOMIQUE Gamme de prothèse d'épaule hémi-anatomique en pyrocarbure permettant de réaliser une chirurgie chez le sujet jeune. Gamme comprenant les sous-lots suivants : Sous-lot 1 : Implant huméral épiphysaire en pyrocarbure (tête) Sous-lot 2 : Implant huméral métaphyso-diaphysaire hémi-anatomique (tige) Tous les éléments devront être compatibles entre eux autorisant leur interchangeabilité. Indiquez les conditions d'assemblage entre eux dans le cadre du marquage CE. Préciser : - les différents éléments constituant chaque prothèse - les références exactes - la gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs de chaque élément proposé - la présentation et le conditionnement - les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaire de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple. Le dossier de réponse devra comporter - le prix unitaire de chaque élément constituant la prothèse - le prix unitaire de la prothèse proposée Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie.						
	1	Implant huméral épiphysaire en pyrocarbure (tête)	Unité	6	3	36	50/600
	2	Implant huméral métaphyso-diaphysaire (tige) hémi-anatomique (tige)	Unité	6	3	36	50/600
		Total des quantités du lot n° 20		12	6	72	
21	PROTHESE TETE RADIALE Prothèse de tête radiale, cimentée, à cupule mobile ou non Préciser : - la gamme d'implants disponibles (matériaux constitutifs, dimensions) - la présentation et le conditionnement - les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaire de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple. Le Dossier de Réponse devra comporter : - le prix unitaire de chaque article - le prix unitaire de l'ensemble - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE LES DMIS DEVRONT ETRE EN DÉPÔT AU BLOC OPÉRATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie.						
	1	Prothèse tête radiale	Unité	15	8	90	53/600
		Total des quantités du lot n° 21		15	8	90	

20/08/2026

Catalogue des besoins

Classe DMS & DMIS

TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR CHIHC PONTARLIER

27AO2DM Appel d'Offres Ouvert "GFC-DM_CHUB_CAMSP_27AO2DM" Trauma_Ortho_Mb sup

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
22		ANCRE FIXATION OSTEOTENDINEUSE AIGUILLEE "METAL" DIAM > 2 MM Ancre de fixation ostéotendineuse et musculaire AIGUILLEE, METALLIQUE, NON RESORBABLE, DIAM > 2 MM Ancillaire de pose souhaité : adapté et fourni avec l'ancre (donc inclus dans le prix de l'ancre) Préciser : - le matériau constitutif de l'ancre - la gamme de tailles d'ancres disponibles : DIAMETRES et LONGUEURS - les DM nécessaires à la pose (dit Ancillaires de Pose) : liste exhaustive, référence, usage unique ou multiple, fourni ou non avec l'ancre Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE POUR LE CHIHC DE PONTARLIER. Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du bloc opératoire CHIHC de Pontarlier.					
22	1	Ancre aiguillée "METAL" diam > 2 mm	Unité	8	4	48	50/600
		Total des quantités du lot n° 22		8	4	48	
23		PROTHESE EPAULE Dispositifs médicaux pour arthroplastie totale, partielle, anatomique ou inversées, ou pour la révision d'arthroplastie d'épaule, cimentée et non cimentée, avec - Tige standard et traumatologique - Tige de reprise longue verrouillable disponible - Présence d'ailette sur tige humérale (à ajouter si non discriminant ? Evite la rotation) - Rrehausseurs de tige jusqu'à 10mm - Possibilité de réglage latéral de la cupule humérale (à ajouter si non discriminant : type connexion trèfle) - Cupule humérale rétentive disponible Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du bloc opératoire CHIHC de Pontarlier.					
23	1	Prothèse épaule	Unité	2	1	12	50/600
		Total des quantités du lot n° 23		2	1	12	
Nombre de lignes 39		Total général		1 758	899	10 560	