Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
AMIEL Myriam IDE Hygiéniste Signature Date 10/08/16	Dr AMBROGI Vanina Ph Hygiéniste Signature Date 10/08/2016	Dr DESBOEUF Karine Président ILIN Signature Date 10/08/2016

1 - OBJET

Ce document décrit les indications et la méthode d'utilisation des centrales de dosage de produits détergents et détergents/désinfectants situées au niveau de :

- local centralisé DAOM Guiraud (rue cassaing)
- laverie centrale bâtiment SSR/Maternité
- salle de nettoyage bâtiment SSR/Maternité
- local centralisé linge sale USLD

2 - DOMAINE D'APPLICATION

- Entretien des conteneurs à déchets
- Entretien des conteneurs à linge sale
- Entretien de matériels résistant à un lavage à grande eau
- Nettoyage de l'aire de stockage des DAOM
- Nettoyage des locaux où la centrale est installée
-

3 – RESPONSABILITES

Ce document s'adresse à tout agent en charge de l'entretien des différents matériels ou surfaces concernés du site Guiraud et USLD (ASH, AS, agent d'entretien, logistique…).

4-ABBREVIATIONS

DAOM : Déchets assimilables aux Ordures Ménagère
SHA : Solution Hydro alcoolique

5 - METHODE






5-1 Matériel :

-1 centrale de dosage avec tuyau de lavage et pistolet
-1 bidon de 5 litres de détergent désinfectant **Surfanios Premium**
ou de **Déterg'anios** ou les 2 (*centrale double produits au local de nettoyage SSR/Maternité*)
-1 arrivée d'eau en fonctionnement

5-2 Technique

- S'assurer que le robinet d'arrivée de l'eau est ouvert*
- Vérifier le niveau de produit dans le bidon (le remplacer au besoin**)
- Mettre des gants à usage unique (s'en munir au préalable)
- Protéger la tenue de service (s'en munir au préalable)

NB : Comme pour tout produit en cas de risque de projection ou d'éclaboussures au niveau oculaire, des lunettes de protection doivent être portées.

1. Mettre la centrale sur position « **on** » 
2. Dérouler le tuyau
3. Mettre la centrale sur position lavage « **eau+produit** » 
4. Procéder au lavage du matériel ou de la surface en activant le pistolet. (La centrale libère de façon automatique le bon dosage de produit)
5. Respecter le temps de contact du produit (5 mn minimum)
6. Mettre la centrale sur position rinçage et activer le pistolet pour rincer le matériel ou la surface 
7. Remettre la centrale sur position « **off** » 
8. Enrouler le tuyau sur le support
9. Retirer les gants
10. Eliminer la tenue de protection
11. Réaliser une hygiène des mains (SHA)

**Pour la centrale du local de nettoyage* bâtiment SSR/Maternité *sélectionner le produit détergent ou détergent/désinfectant à l'aide de la manette située en façade*



5-3 Remarques

- ***Période hivernale (centrale local DAOM Guiraud) :** pendant la période hivernale l'arrivée d'eau sera mise en position hors gel. Pour remettre en eau suivre les consignes éditées par les services techniques (cf affichage sur le mur situé à proximité).

- ****Réapprovisionnement produit :** les commandes et la vérification de la disponibilité en produit (un en service et un en réserve dans le local) seront effectués par:
  - ✓ **Local DAOM rue cassaing :** commande et vérification par **ASH Bionettoyage**
  - ✓ **Laverie centrale :** commande et vérification par **ASH Guiraud**
  - ✓ **Local nettoyage bâtiment SSR/Maternité :** commande et vérification par **ASH Guiraud**
  - ✓ **USLD :** commande et vérification par **ASH du service**

Code magasin **Surfanios premium: 8073**
Déterg'anios: 8125

- **Entretien de la centrale :** 2 fois par semaine (et plus si souillures) : procéder à un essuyage humide avec un détergent/désinfectant du corps de la centrale, des commandes manuelles et du pistolet.
  Entretien réalisé par :
  - ✓ **Local DAOM rue cassaing : ASH Bionettoyage**
  - ✓ **Laverie centrale :** ASH Guiraud
  - ✓ **Local nettoyage bâtiment SSR/Maternité :** Agent prestataire Elior
  - ✓ **USLD :** ASH du service

- **Maintenance :** une maintenance annuelle sera assurée par le fournisseur de la centrale.

6 - HISTORIQUE DES MISES A JOUR

Edition	Date d'édition /application	Objet de la mise à jour
1	08/01/2015	- Création protocole « Utilisation de la centrale de dosage du local DAOM Guiraud »
2	10/04/2015	- Annule et remplace « Utilisation de la centrale de dosage du local DAOM Guiraud » PR/HYG/056/1
3	02/08/2016	- Annule et remplace « Utilisation de la centrale de dosage du local DAOM Guiraud » PR/HYG/056/2


7 - DESTINATAIRES

N° exemplaire	« Services » destinataires	Fonction destinataire du document
1	Direction Assurance Qualité et GDR	Responsable AQ GDR
2	Services économiques	Directeur DSEL
3	Services techniques	Ingénieur
4	Equipe Opérationnelle d'Hygiène	Médecin hygiéniste
5	Radiologie	Cadre de santé
6	Laboratoire	Chef de service
7	Cadre pôle MCO	Cadre Supérieur de santé
8	Cadre pôle personnes âgées	Cadre Supérieur de santé
9	UPATOU - UHCD	Cadre de santé
10	Surveillance continue	Cadre de santé
11	Bloc opératoire - SSPI	Cadre de santé
12	Chirurgie Ambulatoire	Cadre de santé
13	Médecine	Cadre de santé
14	Kinésithérapie	Cadre de santé
15	Soins de Suite et de Réadaptation	Cadre de santé
16	MAPAD	Cadre de santé
17	Service Bionettoyage Guiraud	Cadre Supérieur de santé
18	Gynécologie - Obstétrique	Sage-femme cadre de santé
19	CATTP adolescent Lavaur	Cadre de santé
20	USLD	Cadre de santé
20	Médecine du travail	Médecin du travail

Annexes 1: Fiches technique produits

SURFANIOS Premium

Détergent désinfectant sols et surfaces





- **Produit combinant les actions détergente et désinfectante en une opération simultanée**
- **Efficacité démontrée sur bactéries et moisissures isolées de l'environnement hospitalier**
- **Produit formulé sans aldéhyde**
- **Optimisation des données écotoxicologiques**

INDICATIONS

Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériels (y compris le matériel médical)

CARACTÉRISTIQUES

- Solution de couleur verte
- pH du produit pur : 11,2
- pH du produit dilué (0,25%) : environ 8
- Densité : 1,007
- Indice de Réfraction : 1,3587

PRODUIT À DILUER
20 ml › 8 L



SURFANIOS Premium

Détergent désinfectant sols et surfaces

MODE D'EMPLOI



1 Remplir un seau de lavage avec 8 litres d'eau. **Dilution à 0,25%** : Verser une dose de 20 ml de SURFANIOS PREMIUM dans le seau de lavage.



2 Après avoir effectué un balayage humide de la pièce, procéder au lavage en respectant le schéma de nettoyage : du fond vers la sortie. Ne pas rincer les surfaces.



3 Changer de franges autant de fois que nécessaire. Mettre la frange sale dans le récipient prévu à cet effet.



4 Après le nettoyage de chaque secteur, changer la frange, renouveler la solution de lavage.

COMPOSITION

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 : 51mg/g), chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 25mg/g), excipients.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux – respectez les précautions d'emploi (Etablies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Stockage entre +5°C et +35°C. Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1-TP 2 – directive 98/8/CE). Usage réservé aux professionnels.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, EN 1276, EN 13727	5 min.
	BMR (EN 1276)	5 min.
	EN 13697	30 min.
	BMR (EN 13697)	15 min.
Mycobactéries	Mycobacterium terrae (EN 14348)	120 min.
	Mycobacterium terrae (EN 14563)	120 min.
Levures	EN 1275, EN 1650	15 min.
	EN 13697	30 min.
Moisissures	EN 1275	15 min.
	EN 13697	30 min.
	EN 1650	120 min.
Virus	Selon EN 14476 HIV-1, PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle HCV) et Herpès virus	5 min.
	Vaccinavirus	60 min.

CONDITIONNEMENTS

SURFANIOS Premium

1 500 sachets de 20 ml.....Ref. 1917.129
2 12 flacons doseurs de 1 litre.....Ref. 1917.092
3 4 bidons de 5 litres avec 1 pompe doseuse de 20 ml.....Ref. 1917.036



3 2

DETERG'ANIOS



- **Détergent à pH neutre**
- **Compatible avec tous types de matériaux et revêtements de surfaces**
- **Sans rinçage**
- **Ne laisse pas de trace**
- **Compatible en alternance avec tous types de désinfectants ANIOS**
- **Agréablement parfumé**

INDICATIONS

Nettoyage des sols, surfaces et matériels en milieu hospitalier. Nettoyant avec effets mouillant, dispersant et solubilisant des souillures organiques et minérales.

CARACTERISTIQUES

- Solution de couleur verte
- pH du produit pur à +20°C : ≈ 10,9
- pH à la dilution de 0.25% : ≈ 7,9
- Densité du produit à +20°C : ≈ 1,02
- Non corrosif (absence d'oxydant)



PRODUIT A DILUER
soit 20 ml › 8 L



DETERG'ANIOS

Détergent sols et surfaces

MODE D'EMPLOI



Remplir un seau de lavage avec 8 litres d'eau. **Dilution à 0,25%** : Verser une dose de 20 ml de DETERG'ANIOS dans le seau.



Procéder au lavage en respectant le schéma de nettoyage : du fond vers la sortie.
Ne pas rincer les surfaces.



Changer de franges autant de fois que nécessaire. Mettre la frange sale dans le récipient prévu à cet effet.



Après le nettoyage de chaque secteur, changer la frange et renouveler la solution de lavage.

COMPOSITION

Détergents non ioniques et anioniques, agent séquestrant, agents bactériostatique et fongistatique, colorant et parfum hespéridé.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux – respectez les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).
Stockage entre +5°C et +35°C.
Dispositif médical de la classe I (Directive 93/42/CEE modifiée)

CONDITIONNEMENTS

1. 500 sachets de 20 ml.....Réf. 365.129
2. 12 flacons doseurs de 1 litre.....Réf. 365.092
3. 4 bidons de 5 litres avec 1 pompe doseuse de 20 mL.....Réf. 365.036



Laboratoires ANIOS
Le spécialiste de la désinfection
Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

FR0365-140127 - Photos non contractuelles

Annexes 2 : Affiches centrale de dosage



CENTRALE DE DOSAGE PROSYSTEM ANIOS
INFORMATIONS D'UTILISATION
SERVICE BIONETTOYAGE

1 - Préalables

- S'assurer que le robinet d'arrivée de l'eau est ouvert
- Vérifier le niveau de produit dans le bidon (le remplacer au besoin)
- Mettre des gants à usage unique (s'en munir au préalable)
- Protéger la tenue de service (se munir au préalable d'un tablier à usage unique ou tenue de protection complète pour l'entretien du local)
- Lunettes de protection si risque de projection dans les yeux

2 - Technique

1. Mettre la centrale sur position « on » 
2. Dérouler le tuyau
3. Mettre la centrale sur position lavage « eau+produit » 
4. Procéder au lavage du matériel ou de la surface en activant le pistolet. (La centrale libère de façon automatique le bon dosage de produit)
5. Respecter le temps de contact du produit (5 mn minimum)
6. Mettre la centrale sur position « rinçage » et activer le pistolet pour rincer le matériel ou la surface 
7. Remettre la centrale sur position « off » 
8. Enrouler le tuyau sur le support
9. Retirer les gants
10. Eliminer la tenue de protection
11. Réaliser une hygiène des mains (SHA)

3 - Remarques

- **Période hivernale :** pendant la période hivernale l'arrivée d'eau sera mise en position hors gel. Pour remettre en eau suivre les consignes éditées par les services techniques (cf affichage sur le mur situé à proximité).

- **Réapprovisionnement produit :** les commandes seront assurées par le service Bionettoyage Guiraud (code magasin :8073). La disponibilité en produit (un en service et un en réserve sous le lavabo) sera vérifiée par le service Bionettoyage lors de l'entretien bihebdomadaire du local de stockage des DAOM.;

- **Entretien de la centrale :** 2 fois par semaine lors de l'entretien du local DAOM par le service Bionettoyage, procéder à un essuyage humide avec un détergent/désinfectant du corps de la centrale, des commandes manuelles et du pistolet.

CENTRALE DE DOSAGE PROSYSTEM ANIOS
INFORMATIONS D'UTILISATION



1 - Préalables

- S'assurer que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert
- Vérifier le niveau de produit dans le ou les bidons (remplacer au besoin)
- Mettre des gants à usage unique
- Protéger la tenue de service (tablier à usage unique)
- Lunettes de protection si risque de projection dans les yeux

2 - Technique



1. Mettre la centrale sur position « **on** »
2. Dérouler le tuyau
3. Mettre la centrale sur position lavage « **eau+produit** »



4. Procéder au lavage du matériel ou de la surface en activant le pistolet. (La centrale libère de façon automatique le bon dosage de produit)
5. Respecter le temps de contact du produit pour le détergent/désinfectant (minimum 5 minutes)
6. Si besoin de rincer à l'eau claire, mettre la centrale sur position « **rinçage**» et activer le pistolet



7. Remettre la centrale sur position « **off** »
8. Enrouler le tuyau sur le support
9. Retirer les gants
10. Eliminer la tenue de protection
11. Réaliser une hygiène des mains



**Pour la centrale du local de nettoyage sélectionner le produit détergent ou détergent/désinfectant à l'aide de la manette située en façade*



3 - Remarques

- **Réapprovisionnement produits** : les commandes et la vérification de la disponibilité en produit (un en service et un en réserve dans le local) seront effectués par:
  - ✓ **Laverie centrale** : commande et vérification par **ASH Guiraud**
  - ✓ **Local nettoyage** : commande et vérification par **ASH Guiraud**
  - ✓ **USLD** : commande et vérification par **ASH du service**

  Code magasin **Surfanios premium: 8073**
  Déterganios: 8125

- **Entretien de la centrale** :
  2 fois par semaine (et plus si souillures) : procéder à un essuyage humide avec un détergent/désinfectant du corps de la centrale, des commandes manuelles et du pistolet.
  Entretien réalisé par :
  - ✓ **Laverie centrale** : ASH Guiraud
  - ✓ **Local nettoyage** : Agent prestataire Elior
  - ✓ **USLD** : ASH du service